



Yes, you can.

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® alber® e-fix E35 (tot 120kg)
Invacare® alber® e-fix E36 (tot 160kg)
Elektronische aandrijf- en besturingseenheid voor manuele rolstoelen



Garantie: algemeen: 2 jaar; accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl € 0,33 recuperat excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen
alber e-fix E35		
1566293	<input checked="" type="checkbox"/> alber e-fix E35 :	5.950,00
	- Twee 24" aandrijfwielen met 110W motoren, max. snelheid 6 km/u - RVS hoepels, quick release assen en massieve banden - Instellingsleutel voor rijparameters - Afneembare joystick bediening met kleuren display - Accuhouder - Lithium-ion accu 36V/6Ah - Bevestiging van accu houder middels klittenband - Acculader	
1510457	<input checked="" type="checkbox"/> Adapterplaat voor de bestaande rolstoel	400,00
Totaalprijs e-fix E35 (aandrijving + adapter)		6.350,00
alber e-fix E36		
1566302	<input type="checkbox"/> alber e-fix E36 :	7.350,00
	- Twee 24" aandrijfwielen met 150W motoren, max. snelheid 6 km/u - RVS hoepels, quick release assen en luchtbanden - Instellingsleutel voor rijparameters - Afneembare joystick bediening met kleuren display - Accuhouder - Lithium-ion accu 36V/7,5Ah - Bevestiging van accu houder middels klittenband - Bedieningshulp bij het aan- en afkoppelen van de aandrijfwielen (2 stuks) - Acculader	
1510457	<input type="checkbox"/> Adapterplaat voor de bestaande rolstoel	400,00
Totaalprijs e-fix E36 (aandrijving + adapter)		7.750,00
WIELGROOTTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> Wielen 24"	
	<input type="checkbox"/> Wielen 22"	
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL		
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven		
Merk rolstoel:		
Model rolstoel:		
Serienummer Invacare/Küschall rolstoel:		
Geen Invacare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel		
Zitbreedte (in cm):		
Zithoogte voor (in cm):		
Zithoogte achter (in cm):		
Achterwiel maat:		
Camber:		
Aan welke kant komt de bedieningskast (Links/Rechts):		
Aan welke kant komt de begeleidersbediening (Links/Rechts):		
De rolstoel is voorzien van:		
<input type="checkbox"/>	Anti-tip op de stoel	
ANTI-TIP		
1593206	<input type="checkbox"/> Anti-tipsysteem met kantelarmen en steunwielen, zwart	420,00

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
MOBILITY PLUS PAKKET			
1565789	<input type="checkbox"/>	Mobility Plus Pakket	367,50
		Functies: - Snelheid tot 8km/u - Hulp bij instellingen en foutmeldingen - Keuze uit sport en eco modus - Visualisatie van de rijparameters incl. Accustatus, snelheid, ed. - BlueDrive afstandsbediening - Telefoonopties: het tonen van inkomende gesprekken op de display	
OPTIES VOOR BEDIENING			
STUURKAST OPTIES			
1593361	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare joystick bediening en display	420,00
1565669	<input type="checkbox"/>	Joystick optie: groot	22,50
1566196	<input type="checkbox"/>	Joystick optie: zacht	25,00
1565670	<input type="checkbox"/>	Joystick optie: T-stick	105,00
1565836	<input type="checkbox"/>	Beschermbeugel voor bediening	100,00
1566197	<input type="checkbox"/>	Vergroting van snelheidsknop	45,00
BEGELEIDERSBEDIENING			
1566165	<input type="checkbox"/>	Intuïtieve begeleidersbediening (incl. Bekabeling)	787,50
1566177	<input type="checkbox"/>	Bekabeling voor begeleidersbediening	108,00
1457754	<input type="checkbox"/>	De basisstuurkast gemonteerd achteraan voor begeleider: rechts	205,00
1457755	<input type="checkbox"/>	De basisstuurkast gemonteerd achteraan voor begeleider: links	205,00
		Indien er gekozen wordt voor de basisstuurkast als begeleidersbediening, gelieve de diameter van de rugbuizen hier te noteren	
	<input type="checkbox"/>	Diameter buis 11-15 mm	
	<input type="checkbox"/>	Diameter buis 15-20 mm	
OPTIES VOOR BATTERIJEN			
RESERVE BATTERIJEN			
1566182	<input type="checkbox"/>	Lithium-ion batterij 7,5Ah ipv 6Ah	175,00
1565639	<input type="checkbox"/>	Reserve lithium-ion batterij 6Ah met transporttas	725,00
1566153	<input type="checkbox"/>	Reserve lithium-ion batterij 7,5Ah met transporttas	780,00
1566168	<input type="checkbox"/>	Transporttas voor extra batterij	75,00
1566169	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor transporttas aan de stoel	25,00
BEVESTIGING VAN DE BATTERIJEN			
1566163	<input type="checkbox"/>	Vaste bevestiging van de batterij aan het vaste frame	252,00
1566164	<input type="checkbox"/>	Vaste bevestiging van de batterij aan het kruisframe	252,00
OPTIES VOOR WIELEN			
SPAAKBESCHERMERS			
1566200	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers 24" "Alber" (paar)	170,00
1566202	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers 24" "transparant (paar)	170,00
1566201	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers 22" "Alber" (paar)	170,00
1566203	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers 22" "transparant (paar)	170,00
OPTIES			
1566179	<input type="checkbox"/>	Bedieningshulp bij het aan- en afkoppelen van de wielen (1 stuk)	105,00
1566178	<input type="checkbox"/>	Bedieningshulp bij het aan- en afkoppelen van de wielen (2 stuks)	210,00
1521191	<input type="checkbox"/>	Ombouwset QR-assen voor het gebruik van manuele wielen	157,50
WERKBLAD			
1566207	<input type="checkbox"/>	Werkblad met middenbladbesturing, ZB 43-48cm	295,00
1566208	<input type="checkbox"/>	Werkblad met middenbladbesturing, ZB 38-43cm	295,00
1566206	<input type="checkbox"/>	Bevestigingsset voor montage op bestaand werkblad	200,00
MONTAGE			
xxxxx1	<input type="checkbox"/>	Montage bij Invacare	200,00
xxxxx3	<input type="checkbox"/>	Montage bij en door de verduer (Opgelet de verduer is verantwoordelijk voor de correcte installatie)	