



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® **Action® 1 NG**
Fauteuil standard manuel avec châssis pliable



Châssis en acier à croisillon simple et dossier fixe
Poids max de l'utilisateur: 127kg
Garantie générale: 1 ans; garantie sur châssis : 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
	◆	DHCare® Action® 1 NG		982,50	
PROPULSION TYPE					
	◆	A propulsion manuelle			
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
DK1640983	☐	380 mm			
DK1640984	☐	405 mm			
DK1640985	☐	430 mm			
DK1640986	☐	455 mm			
DK1640987	☐	480 mm			
DK1640988	☐	505 mm			
PROFONDEUR D'ASSISE					
	◆	425 mm			
HAUTEUR D'ASSISE					
	◆	500 mm			
REVÊTEMENT DE L'ASSISE					
	◆	Revêtement capitonné en polyester			
DOSSIER					
	◆	Dossier fixe 7°; hauteur: 430mm et poignées de poussée fixes			
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
	◆	Revêtement capitonné en polyester			
REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES					
	◆	Repose-pieds 80°, droite			
	◆	Repose-pieds 80°, gauche			
	◆	Palette, droite			
	◆	Palette, gauche			
ACCOUDOIRS					
DROITE					
	◆	Accoudoir rabattable et amovible	Pas avec tablette		
SP1547502-0635	☐	Accoudoir, rabattable, long, droite (à la livraison)		60,50	
GAUCHE					
	◆	Accoudoir rabattable et amovible	Pas avec tablette		
SP1547501-0635	☐	Accoudoir, rabattable, long, gauche (à la livraison)		60,50	
AUTRES OPTIONS					
	◆	Talonnière réglable en tension			
COULEUR DE CHÂSSIS					
	◆	BLEU FONCE			
ROUES AVANT					
	◆	200 X 25 mm (8" X 1 1/4")			
ROUES ARRIÈRE / CERCEAUX / AXES / POSITION DE ROUE					
ROUES ARRIERE					
	◆	600 X 35 mm (24" x 1.3/8"), à pneus pleins			
CERCEAUX					
	◆	Alumiunium			
AXES					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
	◆	Quick release			
POSITION DE ROUE					
	◆	Position de roue std			
FREINS					
	◆	Freins à pousser			
PIECES SEPARÉES					
REPOSE-JAMBES CONFORT PAR PAIRE					
1562005	☐	Largeur d'assise 380 - 405mm		364,08	
1562006	☐	Largeur d'assise 430 - 455mm		364,08	
1562007	☐	Largeur d'assise 480 - 505mm		364,08	
TABLETTE					
AP1601454	☐	Tablette pour Largeur d'assise 380/405/430		253,28	
AP1601458	☐	Tablette pour Largeur d'assise 455/480		253,28	
AP1601459	☐	Tablette pour Largeur d'assise 505		253,28	
SP1548394	☐	Aide à la bascule droite ou gauche (à la livraison)			