



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact Junior 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis pliant



- Poids max. utilisateur: 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB0014	<input checked="" type="checkbox"/>	Küschall® Compact Junior 2.0		2.785,91	
FABRICATION SPÉCIALE					
DCB0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande	
UCA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UCA****		
COMPACT OU ULTRA-LIGHT					
DCB01100	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)			
DCB01110	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCB01120	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCB01130	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCB01140	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DCB1300	<input type="checkbox"/>	280 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1305	<input type="checkbox"/>	300 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1310	<input type="checkbox"/>	320 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCB1315	<input type="checkbox"/>	340 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB1320	<input type="checkbox"/>	360 mm - Simple croisillon	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)
DCB1325	<input type="checkbox"/>	380 mm - Simple croisillon	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)
DCB1330	<input type="checkbox"/>	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)
DCB1335	<input checked="" type="checkbox"/>	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)
DCB1340	<input type="checkbox"/>	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)
DCB1345	<input type="checkbox"/>	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)
DCB1350	<input type="checkbox"/>	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)
DCB1355	<input type="checkbox"/>	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)			
DCB1400	<input type="checkbox"/>	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)
DCB1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)
DCB1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)
DCB1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)
DCB1435	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2744)
DCB1445	<input type="checkbox"/>	420 mm	
DCB1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2740, 2742)
DCB1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)
DCB1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)
DCB1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)			
DCB1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC : 2140, 2595)
DCB1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	(NC : 2140, 2595)
DCB1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	(NC : 2595)
DCB1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	(NC : 2595)
DCB1635	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2595)
DCB1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	(NC : 2595)
DCB1645	<input type="checkbox"/>	390 mm	(NC : 2595)
DCB1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	(NC : 2240)
DCB1655	<input checked="" type="checkbox"/>	420 mm	(NC : 2240)
DCB1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	(NC : 2240)
DCB1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	(NC : 2240)
DCB1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	(NC : 2240)
DCB1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2240)
DCB1680	<input type="checkbox"/>	495 mm	(NC : 2240)
DCB1685	<input type="checkbox"/>	510 mm	(NC : 2240)
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant			
DCB1700	<input type="checkbox"/>	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1705	<input type="checkbox"/>	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1710	<input type="checkbox"/>	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1715	<input type="checkbox"/>	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1720	<input type="checkbox"/>	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)
DCB1725	<input type="checkbox"/>	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB1730	☐	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)
DCB1735	☐	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)
DCB1740	☐	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)
DCB1745	☐	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)
DCB1750	☐	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)
DCB1755	☐	480 mm	(NC : 1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)
DCB1760	☐	490 mm	(NC : 1805, 1810, 1956 to 1962)
DCB1765	◆	500 mm	(NC : 1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)
DCB1770	☐	510 mm	(NC : 1805 to 1820, 1960, 1962)
DCB1775	☐	520 mm	(NC : 1805 to 1825, 1962)
DCB1780	☐	530 mm	(NC : 1805 to 1830)
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)			
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm"			
DCB1805	☐	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)
DCB1810	☐	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)
DCB1815	☐	390 mm	(NC : 6420, 6430)
DCB1820	☐	400 mm	(NC : 6420, 6430)
DCB1825	☐	410 mm	(NC : 6420, 6430)
DCB1830	☐	420 mm	
DCB1835	☐	430 mm	
DCB1840	☐	440 mm	
DCB1845	◆	450 mm	
DCB1850	☐	460 mm	
DCB1855	☐	470 mm	
DCB1860	☐	480 mm	(NC : 6400)
DCB1865	☐	490 mm	(NC : 6400)
DCB1870	☐	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)			
DCB1900	☐	200 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1902	☐	210 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1904	☐	220 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1906	☐	230 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1908	☐	240 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1910	☐	250 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1912	☐	260 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1914	☐	270 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1916	☐	280 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1918	☐	290 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1920	☐	300 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1922	☐	310 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1924	☐	320 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1926	☐	330 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1928	☐	340 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1930	☐	350 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1932	☐	360 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1934	☐	370 mm	(NC:3030, 3130)
DCB1936	☐	380 mm	
DCB1938	☐	390 mm	
DCB1940	☐	400 mm	
DCB1942	☐	410 mm	
DCB1944	☐	420 mm	
DCB1946	◆	430 mm	
DCB1948	☐	440 mm	
DCB1950	☐	450 mm	
DCB1952	☐	460 mm	
DCB1954	☐	470 mm	
DCB1956	☐	480 mm	
DCB1958	☐	490 mm	
DCB1960	☐	500 mm	
DCB1962	☐	510 mm	
DOSSIER			
TUBES DE DOSSIER			
DCB2110	◆	Dossier standard fixe	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)

RSTF / FSTF : fixed front frame
70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm"
80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"

RSTF / FSTF : fixed front frame
70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm"
80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"


RSTF / Rear wheel size
22" : 360-470 mm
24" : 390-490 mm
25" : 420-500 mm
26" : 420-500 mm

LLL / Footrest
Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2

LLL / FSTF : fixed front frame
70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm"
80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"

LLL / FSTF : Elevating Legrests
Initial position at 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm
Second position at 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

LLL / FSTF : Swing Away frame
70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm"
80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB2120	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe avec courbe lombaire	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	
DCB2130	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en angle	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50
DCB2140	<input type="checkbox"/>	Dossier rabattable (vers l'avant)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50
ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE				
DCB2155	<input type="checkbox"/>	82°		
DCB2160	<input type="checkbox"/>	86°		
DCB2165	<input type="checkbox"/>	90°		
DCB2170	<input type="checkbox"/>	94°		
DCB2175	<input type="checkbox"/>	98°		
DCB2180	<input type="checkbox"/>	102°		
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
Pas avec dossier Matrx				
DCB2200	<input type="checkbox"/>	Standard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCB2210	<input type="checkbox"/>	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCB2220	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2357)	
DCB2230	<input type="checkbox"/>	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	Unique flocage, surpiqûres, broderie	71,50
DCB2240	<input type="checkbox"/>	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2241	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		175,00
UCA2242	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		175,00
UCA2243	<input type="checkbox"/>	BLEU		175,00
UCA2244	<input type="checkbox"/>	BLANC		175,00
UCA2245	<input type="checkbox"/>	ROUGE		175,00
UCA0002	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00
UCA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		250,00
UCA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		250,00
UCA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		250,00
UCA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuschall		250,00
UCA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00
UCA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		125,00
UCA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		125,00
UCA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		125,00
UCA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		125,00
UCA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
DOSSIERS MATRX				
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier Matrx: l'hauteur = l'hauteur du dossier Matrx (sans montage)				
DCB2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCB2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00















Matrx MX2



Elite Deep E2

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCB2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCB2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	
DCB2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRIX					
DCB2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCB2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCB2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCB2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCB2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCB2370	<input type="checkbox"/>	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCB2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DCB2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		 2430 2450
DCB2410	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCB2420	◆	Poignées de poussée fixes, longues			
DCB2430	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)		
DCB2440	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCB2450	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
APPUI-TÊTE					
DCB2490	<input type="checkbox"/>	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00	
FIXATION DE DOSSIER					
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur					
DCB2595	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00	
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCB2610	◆	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			 2610
DCB2620	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UCA2602	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		175,00	 2700  2710  2720
UCA2603	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		175,00	
UCA2604	<input type="checkbox"/>	BLEU		175,00	
UCA2605	<input type="checkbox"/>	BLANC		175,00	
UCA2606	<input type="checkbox"/>	ROUGE		175,00	
UCA0005	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DCB2700	<input type="checkbox"/>	Standard		104,50	
DCB2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite		125,00	
DCB2720	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,53	
ACCESSOIRES LIRBA					
DCB2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire		15,22	
DCB2820	<input type="checkbox"/>	Cale angle		15,22	
DCB2830	<input type="checkbox"/>	Coussin d'abduction		15,22	
DCB2840	<input type="checkbox"/>	Cale latérale		15,22	
DCB2850	<input type="checkbox"/>	Cale antérieure		15,22	
SEAT RIGIDIZER					
DCB2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
POCHETTE D'ASSISE					
DCB2800	<input type="checkbox"/>	Pochette click-in, amovible		99,00	 2800
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCB2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette (fixation par bandes scratches sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50	
REPOSE-PIEDS					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE					
DCB3000	<input checked="" type="checkbox"/>	70° droite	(NC : 3110)		 3000 / 3100
DCB3010	<input type="checkbox"/>	80° droite	(NC : 3100, 5650)		
DCB3020	<input type="checkbox"/>	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3030	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3040	<input type="checkbox"/>	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe		
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE					
DCB3100	<input checked="" type="checkbox"/>	70° gauche			 3020 / 3120
DCB3110	<input type="checkbox"/>	80° gauche	(NC : 5650)		
DCB3120	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3130	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe gauche réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3140	<input type="checkbox"/>	Sans repose-pieds gauche	Uniquement châssis avant fixe		
PALETTES POUR FIXE OU AMOVIBLE					
PALETTES					
DCB3260	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pcs, plastique	Pas avec SW < 340 mm, LLL < 260 mm, châssis d'adduction SW < 380 mm		 3030 / 3130
DCB3270	<input type="checkbox"/>	2 pcs, carbon, régl. en angle et en profondeur	(NC : 3310)	136,94	
DCB3280	<input type="checkbox"/>	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté, montées vers l'avant, en carbone	(NC : 3310) + pas avec LLL < 300 mm	371,93	
TALONNIÈRES / SANGLE-MOLLETS					
DCB3300	<input checked="" type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis			
DCB3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnés derrière les potences		44,00	
DCB3310	<input type="checkbox"/>	Sangles talonnières			
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DCB3400	<input checked="" type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixes, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)		 3400
DCB3405	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements amovible, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450)	165,00	
DCB3410	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	165,00	 3440
DCB3430	<input type="checkbox"/>	Garde-boues fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	
DCB3440	<input type="checkbox"/>	Garde-boues amovibles, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00	 3450
DCB3450	<input type="checkbox"/>	Garde-boues amovible , plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	165,00	
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES					
UCA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT		650,00	 3500 3510 3600 3610
UCA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT BLEU		700,00	
UCA3424	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00	
UCA3425	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00	
UCA3426	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00	
UCA0006	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00	
UCA0007	<input type="checkbox"/>	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
REPOSE-BRAS DROIT					
DCB3500	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, amovible, court, droit	(NC : 6150)		 3500 3510 3600 3610
DCB3510	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, amovible, long, droit	(NC : 6150)	183,35	
DCB3520	<input type="checkbox"/>	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, droite	(NC : 6950)	183,35	
DCB3530	<input type="checkbox"/>	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	Pas avec carrossage 3° et roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	183,35	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB3540	<input type="checkbox"/>	Repose-bras hemi kuschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	218,71	 3520 3620  3530 3630  3540 3640
REPOSE-BRAS GAUCHE					
DCB3600	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, amovible, court, gauche	(NC : 6150)		
DCB3610	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, amovible, long, gauche	(NC : 6150)	183,35	
DCB3620	<input type="checkbox"/>	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, gauche	(NC : 6950)	183,35	
DCB3630	<input type="checkbox"/>	Repose-bras kuschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	Pas avec carrossage 3° + roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	183,35	
DCB3640	<input type="checkbox"/>	Repose-bras hemi kuschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	218,71	
CHÂSSIS					
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.					
DCB4000	◆	NOIR SPATIAL			
DCB4010	<input type="checkbox"/>	GRIS ANTHRACITE			
DCB4020	<input type="checkbox"/>	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)		
DCB4030	<input type="checkbox"/>	ROUGE CARMIN			
DCB4040	<input type="checkbox"/>	BLEU AZUR			
DCB4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4100	<input type="checkbox"/>	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4130	<input type="checkbox"/>	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4145	<input type="checkbox"/>	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4150	<input type="checkbox"/>	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4170	<input type="checkbox"/>	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
DCB4180	<input type="checkbox"/>	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit	
UCA4101	<input type="checkbox"/>	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4102	<input type="checkbox"/>	GRIS SATIN	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4103	<input type="checkbox"/>	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4104	<input type="checkbox"/>	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4105	<input type="checkbox"/>	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA0008	<input type="checkbox"/>	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande	
VERNIS CERAMIQUE					
UCA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00	
STYLE DE DÉCALCOMANIE					
DCA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DCA4197	<input type="checkbox"/>	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD					
DCB4200	<input type="checkbox"/>	NOIR			
DCB4210	<input type="checkbox"/>	GRIS FONCE			
DCB4220	<input type="checkbox"/>	GRIS CLAIR			
DCB4230	<input type="checkbox"/>	ROUGE			
DCB4240	<input type="checkbox"/>	BLEU			
DCB4250	<input type="checkbox"/>	DORÉ			
UCA4252	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		195,00	
UCA4253	<input type="checkbox"/>	VERT FLUO		195,00	
UCA4254	<input type="checkbox"/>	ORANGE FLUO		195,00	
UCA4255	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		195,00	
UCA4256	<input type="checkbox"/>	ROUGE FLUO		195,00	
UCA0009	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DCB4300	<input type="checkbox"/>	NOIR			
DCB4310	◆	ROUGE			
ROUES AVANT					
DCB5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY - bandage noir			
DCB5100	<input type="checkbox"/>	4" CONFORT - bandage noir			
DCB5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCB5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCB5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCB5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY - bandage noir			
DCB5350	◆	5" CONFORT - bandage noir			
DCB5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCB5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	

*Nous proposons les coloris premium gratuitement jusqu'au 1er juillet 2025.



BOLD





TAG




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DCB5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	 5050 / 5300	
DCB5550	<input type="checkbox"/>	6" CONFORT - bandage noir				
DCB5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique				
DCB5650	<input type="checkbox"/>	7" CONFORT - bandage noir				
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT						
UCA5502	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		250,00		
UCA5504	<input type="checkbox"/>	ORANGE		250,00		
UCA5506	<input type="checkbox"/>	BLEU		250,00		
UCA5507	<input type="checkbox"/>	VIOLET ATOMIQUE		250,00		
UCA5508	<input type="checkbox"/>	ROUGE		250,00		
UCA5509	<input type="checkbox"/>	DORÉ		250,00		
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT						
UCA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		345,00		
ROUES ARRIÈRE						
OAD Ne choisissez pas la roue et le cerceau						
DCB6000	<input type="checkbox"/>	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.065,07	 6300	
DCB6010	<input type="checkbox"/>	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.065,07		
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE						
DCB6020	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)			
DCB6040	<input type="checkbox"/>	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50		
POSITION DES ROUES ARRIÈRE Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées						
DCB6100	<input type="checkbox"/>	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)			
DCB6110	<input type="checkbox"/>	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)			
DCB6120	<input checked="" type="checkbox"/>	3e position depuis l'avant				
DCB6130	<input type="checkbox"/>	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)			
DCB6140	<input type="checkbox"/>	5e position depuis l'avant				
DCB6150	<input type="checkbox"/>	6e position depuis l'avant				
AXE QUAD RELEASE						
DCB6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00		
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE						
DCB6400	<input type="checkbox"/>	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)			
DCB6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"				
DCB6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00		
DCB6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00		
TYPES DES ROUES						
DCB6500	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)		*À partir du 1er avril 2025, nous offrons gratuitement les roues Starec.	
DCB6510	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"	*gratuit		
DCB6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" High performance	(NC : 6660)	420,00		
DCB6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00		
UCA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00		
UCA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00		
UCA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00		
UCA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00		
DCB6580	<input type="checkbox"/>	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00		
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY						
UCA6557	<input type="checkbox"/>	BLEU		399,00		
UCA6558	<input type="checkbox"/>	DORÉ		399,00		
UCA6559	<input type="checkbox"/>	VERT		399,00		
UCA6560	<input type="checkbox"/>	ORANGE		399,00		
UCA6561	<input type="checkbox"/>	ROUGE		399,00		
UCA6562	<input type="checkbox"/>	VIOLET		399,00		

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY			
UCA6563	<input type="checkbox"/>	BLEU	399,00
UCA6564	<input type="checkbox"/>	DORÉ	399,00
UCA6565	<input type="checkbox"/>	GRIS	399,00
UCA6566	<input type="checkbox"/>	VERT	399,00
UCA6567	<input type="checkbox"/>	ORANGE	399,00
UCA6568	<input type="checkbox"/>	ROUGE	399,00
UCA6569	<input type="checkbox"/>	VIOLET	399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY			
UCA6570	<input type="checkbox"/>	BLEU	150,00
UCA6571	<input type="checkbox"/>	VERT	150,00
UCA6572	<input type="checkbox"/>	ORANGE	150,00
UCA6573	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO	150,00
UCA6574	<input type="checkbox"/>	ROUGE	150,00
UCA6575	<input type="checkbox"/>	VIOLET	150,00
UCA6576	<input type="checkbox"/>	BLANC	150,00
UCA6577	<input type="checkbox"/>	JAUNE	150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE			
UCA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique	299,00
TYPES DES PNEUS			
DCB6600	<input type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard	
DCB6625	<input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect	100,00
DCB6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite	100,00
DCB6660	<input type="checkbox"/>	24" Pneus pleins, noir (NC : 6680, 7230)	65,00
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)			
DCB6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm	217,88
DCB6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Acier poli, distance 30mm	126,50
DCB6720	<input type="checkbox"/>	24" Titanium, distance 30mm	357,50
DCB6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko, distance 30mm	335,00
DCB6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko S, distance 30mm	335,00
DCB6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, distance 30mm	305,00
DCB6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, distance 30mm	405,00
DCB6780	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris	
DCB6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir	
CARROSAGE			
DCB6820	<input checked="" type="checkbox"/>	0°	
DCB6840	<input type="checkbox"/>	3° (NC : 6950)	
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)			
DCB6900	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" transparent	165,00
DCB6910	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" noir	165,00
ALBER ADD ON KIT			
DCB6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber) (NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00
UNIQUE - KITS ANODISATION			
UCA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: fourches et capuchons de fourches	299,00
UCA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein	599,00
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION			
UCA6963	<input type="checkbox"/>	ROUGE	
UCA6964	<input type="checkbox"/>	VIOLET	
UCA6965	<input type="checkbox"/>	CUIVRE	
UCA6966	<input type="checkbox"/>	VERT	
UCA6967	<input type="checkbox"/>	ORANGE	
UCA6968	<input type="checkbox"/>	DORÉ	
UCA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE	
UCA6970	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO	
UCA6971	<input type="checkbox"/>	BLEU	
UCA6972	<input type="checkbox"/>	FINITION POLI MIRROIR	
SÉCURITÉ			
FREINS			
DCB7200	<input checked="" type="checkbox"/>	A tirer	
DCB7210	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers courbés	
DCB7220	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers droits	
DCB7230	<input type="checkbox"/>	Performance (NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00
DCB7240	<input type="checkbox"/>	Actifs (NC : 7300)	60,50
DCB7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers (NC : 7300)	132,00
RALLONGE-FREINS			
DCB7300	<input type="checkbox"/>	Rallonge-freins	22,82
SYSTÈME ANTI-BASCULE			
DCB7500	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule avec tube, droite	208,45



6600 6625



6630 6660



6700 6710




6790 6760






6720



6740



7250

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB7510	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule avec tube, gauche		208,45	 7500 / 7520
DCB7520	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule, paire		416,90	
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec hauteur de dossier > 400mm!					
DCB7600	<input type="checkbox"/>	Autocollants		12,00	
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
DCB7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		45,65	 Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm 7810 / 7820 / 7830
DCB7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00	
DCB7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00	
DCB7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00	
CATADIOPTRES					
DCB7900	<input type="checkbox"/>	Montés	(NC : 7300)	22,00	
DCB7910	<input type="checkbox"/>	Non-montés	(NC : 7300)	22,00	
ACCESSOIRES					
DCB8000	<input type="checkbox"/>	Protection pour châssis arrière		33,00	 8010 8100 8200
DCB8010	<input type="checkbox"/>	Protection pour châssis avant		49,50	
DCB8100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur, droite	(NC : 8200)	93,50	
DCB8110	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur, gauche	(NC : 8210)	93,50	
DCB8200	<input type="checkbox"/>	Porte-canne, droite		121,00	
DCB8210	<input type="checkbox"/>	Porte-canne, gauche		121,00	
DCB8300	<input type="checkbox"/>	Roues transit 3"		522,50	
DCB8500	<input type="checkbox"/>	Pompe		27,50	
DCB8550	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		16,50	
DCB8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		104,50	
DCB8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Cerceaux en alu gris	825,00	