



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® Küschall Compact Junior 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis pliant



- Poids max. utilisateur: 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB0014	◆	Küschall® Compact Junior 2.0		2.898,46	
FABRICATION SPÉCIALE					
DCB0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande	
UCA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UCA****		
COMPACT OU ULTRA-LIGHT					
DCB01100	◆	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)			
DCB01110	☐	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCB01120	☐	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCB01130	☐	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCB01140	☐	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DCB1300	☐	280 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1305	☐	300 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1310	☐	320 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCB1315	☐	340 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		
DCB1320	☐	360 mm - Simple croisillon	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCB1325	☐	380 mm - Simple croisillon	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCB1330	☐	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)		
DCB1335	◆	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)		
DCB1340	☐	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)		
DCB1345	☐	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCB1350	☐	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB1355	□	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)				
DCB1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCB1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCB1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCB1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCB1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCB1445	□	420 mm		
DCB1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCB1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCB1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCB1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)				
DCB1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCB1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCB1625	□	330 mm	(NC : 2595)	
DCB1630	□	345 mm	(NC : 2595)	
DCB1635	□	360 mm	(NC : 2595)	
DCB1640	□	375 mm	(NC : 2595)	
DCB1645	□	390 mm	(NC : 2595)	
DCB1650	□	405 mm	(NC : 2240)	
DCB1655	◆	420 mm	(NC : 2240)	
DCB1660	□	435 mm	(NC : 2240)	
DCB1665	□	450 mm	(NC : 2240)	
DCB1670	□	465 mm	(NC : 2240)	
DCB1675	□	480 mm	(NC : 2240)	
DCB1680	□	495 mm	(NC : 2240)	
DCB1685	□	510 mm	(NC : 2240)	
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant				
DCB1700	□	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1705	□	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1710	□	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1715	□	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1720	□	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCB1725	□	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	
DCB1730	□	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCB1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCB1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCB1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	
DCB1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)	
DCB1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)	
DCB1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)	
DCB1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)	
DCB1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)	
DCB1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)	
DCB1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)						
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm						
DCB1805	☐	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"	
DCB1810	☐	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)			
DCB1815	☐	390 mm	(NC : 6420, 6430)			RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCB1820	☐	400 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCB1825	☐	410 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCB1830	☐	420 mm				
DCB1835	☐	430 mm				
DCB1840	☐	440 mm				
DCB1845	◆	450 mm				RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCB1850	☐	460 mm				
DCB1855	☐	470 mm				
DCB1860	☐	480 mm	(NC : 6400)			
DCB1865	☐	490 mm	(NC : 6400)			
DCB1870	☐	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)			
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)						
DCB1900	☐	200 mm	(NC:3030, 3130)			LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCB1902	☐	210 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1904	☐	220 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1906	☐	230 mm	(NC:3030, 3130)			LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCB1908	☐	240 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1910	☐	250 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1912	☐	260 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1914	☐	270 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1916	☐	280 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1918	☐	290 mm	(NC:3030, 3130)			LLL / FSTF : Elevating Legrests Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCB1920	☐	300 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1922	☐	310 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1924	☐	320 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1926	☐	330 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1928	☐	340 mm	(NC:3030, 3130)			LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCB1930	☐	350 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1932	☐	360 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1934	☐	370 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1936	☐	380 mm				
DCB1938	☐	390 mm				
DCB1940	☐	400 mm				
DCB1942	☐	410 mm				
DCB1944	☐	420 mm				
DCB1946	◆	430 mm				
DCB1948	☐	440 mm				
DCB1950	☐	450 mm				
DCB1952	☐	460 mm				
DCB1954	☐	470 mm				
DCB1956	☐	480 mm				
DCB1958	☐	490 mm				
DCB1960	☐	500 mm				
DCB1962	☐	510 mm				

</

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00
UCA2242	☐	ROSE FLUO		175,00
UCA2243	☐	BLEU		175,00
UCA2244	☐	BLANC		175,00
UCA2245	☐	ROUGE		175,00
UCA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Aventurier		250,00
UCA2249	☐	Beauté Sakura		250,00
UCA2250	☐	Cactus Souriant		250,00
UCA2251	☐	Logo Küschall		250,00
UCA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2253	☐	Smiley		125,00
UCA2255	☐	Aventurier		125,00
UCA2256	☐	Beauté Sakura		125,00
UCA2257	☐	Cactus Souriant		125,00
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00
UCA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
DOSSIERS MATRX				
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier MatrX: l'hauteur = l'hauteur du dossier MatrX (sans montage)				
DCB2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCB2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCB2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCB2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00
DCB2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00
DCB2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00
DCB2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00
DCB2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
LARGEUR DOSSIERS MATRX				
DCB2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm	
DCB2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm	
DCB2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm	
DCB2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm	
DCB2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm	
DCB2370	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm	
DCB2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm	



Matrx MX2



Elite Deep E2



Elite E2

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
POIGNÉES DE POUSSEE					
DCB2400	☐	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		
DCB2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCB2420	☒	Poignées de poussée fixes, longues			
DCB2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)		
DCB2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCB2450	☐	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
APPUI-TÊTE					
DCB2490	☐	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00	
FIXATION DE DOSSIER					
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur					
DCB2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00	
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCB2610	☒	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			
DCB2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DCB2630	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UCA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UCA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2604	☐	BLEU		175,00	
UCA2605	☐	BLANC		175,00	
UCA2606	☐	ROUGE		175,00	
UCA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DCB2700	☐	Standard		104,50	
DCB2710	☐	Flotech Lite		125,00	
DCB2720	☐	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	554,05	
ACCESSOIRES LIRBA					
DCB2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,83	
DCB2820	☐	Cale angle		15,83	
DCB2830	☐	Coussin d'abduction		15,83	
DCB2840	☐	Cale latérale		15,83	
DCB2850	☐	Cale antérieure		15,83	
SEAT RIGIDIZER					
DCB2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					
DCB2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00	
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					2800
DCB2910	☐	Grande pochette (fixation par bandes scratchs sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50	
REPOSE-PIEDS					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE					
DCB3000	☒	Aluminium 70° droite	(NC : 3110)		
DCB3010	☐	Aluminium 80° droite	(NC : 3100, 5650)		
DCB3005	☐	Carbone avec couche de vernis, 70° droite	Partie avant uniquement selon la coloris du châssis choisie Uniquement avec STYLING TAG ROUGE (NC: 3100, 3110, 3115)		
DCB3015	☐	Carbone avec couche de vernis, 80° droite	Partie avant uniquement selon la coloris du châssis choisie Uniquement avec STYLING TAG ROUGE (NC: 3100, 3110, 3105)		
DCB3020	☐	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3030	☐	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3040	☐	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe		
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE					
DCB3100	☒	Aluminium 70° gauche			
DCB3110	☐	Aluminium 80° gauche	(NC : 5650)		
DCB3105	☐	Carbone avec couche de vernis, 70° gauche	Partie avant uniquement selon la coloris du châssis choisie Uniquement avec STYLING TAG ROUGE		
DCB3115	☐	Carbone avec couche de vernis, 80° gauche	Partie avant uniquement selon la coloris du châssis choisie Uniquement avec STYLING TAG ROUGE		
DCB3120	☐	Support amputé gauche	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3140	☐	Sans repose-pieds gauche	Uniquement châssis avant fixe		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
PALETTES POUR FIXE OU AMOVIBLE				
PALETTES				
DCB3260	◆	2 pcs, plastique	Pas avec SW < 340 mm, LLL < 260 mm, châssis d'adduction SW < 380 mm	
DCB3270	□	2 pcs, carbon, régl. en angle et en profondeur	(NC : 3310)	142,47
DCB3280	□	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté, montées vers l'avant, en carbonne	(NC : 3310) + pas avec LLL < 300 mm	371,93
TALONNIÈRES / SANGLE-MOLLETS				
DCB3300	◆	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		
DCB3305	□	Sangle appui-mollets positionnés derrière les potences		44,00
DCB3310	□	Sangles talonnières		
PROTÈGE-VÊTEMENTS				
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES				
DCB3400	◆	Protège-vêtements fixes, plastique	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	
DCB3405	□	Protège-vêtements amovible, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450)	165,00
DCB3410	□	Protège-vêtements fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	165,00
DCB3430	□	Garde-boues fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00
DCB3440	□	Garde-boues amovibles, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00
DCB3450	□	Garde-boues amovible , plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	165,00
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS				
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES				
UCA3422	□	TRANSPARENT		650,00
UCA3423	□	TRANSPARENT BLEU		700,00
UCA3424	□	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00
UCA3425	□	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00
UCA3426	□	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00
UCA0006	□	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00
UCA0007	□	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
REPOSE-BRAS DROIT				
DCB3500	□	Réglable en hauteur, amovible, court, droit	(NC : 6150)	
DCB3510	□	Réglable en hauteur, amovible, long, droit	(NC : 6150)	190,75
DCB3520	□	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, droite	(NC : 6950)	190,75
DCB3530	□	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	Pas avec carrossage 3° et roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	190,75
DCB3540	□	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	223,08
REPOSE-BRAS GAUCHE				
DCB3600	□	Réglable en hauteur, amovible, court, gauche	(NC : 6150)	
DCB3610	□	Réglable en hauteur, amovible, long, gauche	(NC : 6150)	190,75
DCB3620	□	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, gauche	(NC : 6950)	190,75
DCB3630	□	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	Pas avec carrossage 3° + roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	190,75
DCB3640	□	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	223,08
CHÂSSIS				
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.				
DCB4000	◆	NOIR SPATIAL		
DCB4010	□	GRIS ANTHRACITE		
DCB4020	□	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)	
DCB4030	□	ROUGE CARMIN		
DCB4040	□	BLEU AZUR		
DCB4060	□	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4100	□	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4130	□	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4145	□	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4150	□	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4170	□	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCB4180	□	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
UCA4101	□	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4102	□	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4103	□	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4104	□	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
UCA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande
VERNIS CERAMIQUE				
UCA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00
STYLE DE DÉCALCOMANIE				
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DCA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD				
DCB4200	☐	NOIR		
DCB4210	☐	GRIS FONCE		
DCB4220	☐	GRIS CLAIR		
DCB4230	☐	ROUGE		
DCB4240	☐	BLEU		
DCB4250	☐	DORÉ		
UCA4252	☐	JAUNE FLUO		195,00
UCA4253	☐	VERT FLUO		195,00
UCA4254	☐	ORANGE FLUO		195,00
UCA4255	☐	ROSE FLUO		195,00
UCA4256	☐	ROUGE FLUO		195,00
UCA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG				
DCB4300	☐	NOIR		
DCB4310	◆	ROUGE		
ROUES AVANT				
DCB5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir		
DCB5100	☐	4" CONFORT - bandage noir		
DCB5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCB5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCB5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir		
DCB5350	◆	5" CONFORT - bandage noir		
DCB5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCB5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCB5550	☐	6" CONFORT - bandage noir		
DCB5600	☐	6" Pneumatique		
DCB5650	☐	7" CONFORT - bandage noir		
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT				
UCA5502	☐	ROSE FLUO		250,00
UCA5504	☐	ORANGE		250,00
UCA5506	☐	BLEU		250,00
UCA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00
UCA5508	☐	ROUGE		250,00
UCA5509	☐	DORÉ		250,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT				
UCA5510	☐	Roulements en céramique		345,00
ROUES ARRIÈRE				
OAD Ne choisissez pas la roue et le cerceau				
DCB6000	☐	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.108,10
DCB6010	☐	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.108,10
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE				
DCB6020	◆	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)	
DCB6040	☐	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITION DES ROUES ARRIÈRE Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées				
DCB6100	☐	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)	
DCB6110	☐	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)	
DCB6120	◆	3e position depuis l'avant		
DCB6130	☐	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)	
DCB6140	☐	5e position depuis l'avant		
DCB6150	☐	6e position depuis l'avant		
AXE QUAD RELEASE				
DCB6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DCB6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCB6410	◆	24"		
DCB6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500


5350 / 5550


5050 / 5300



6300

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00	
TYPES DES ROUES					
DCB6500	☒	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)		
DCB6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"		
DCB6520	☐	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00	
DCB6550	☐	24" , 25" Spinergy L XK	(NC : 6660, 6910)	750,00	
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00	
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00	
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00	
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00	
DCB6580	☐	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00	
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6557	☐	BLEU		399,00	
UCA6558	☐	DORÉ		399,00	
UCA6559	☐	VERT		399,00	
UCA6560	☐	ORANGE		399,00	
UCA6561	☐	ROUGE		399,00	
UCA6562	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6563	☐	BLEU		399,00	
UCA6564	☐	DORÉ		399,00	
UCA6565	☐	GRIS		399,00	
UCA6566	☐	VERT		399,00	
UCA6567	☐	ORANGE		399,00	
UCA6568	☐	ROUGE		399,00	
UCA6569	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6570	☐	BLEU		150,00	
UCA6571	☐	VERT		150,00	
UCA6572	☐	ORANGE		150,00	
UCA6573	☐	ROSE FLUO		150,00	
UCA6574	☐	ROUGE		150,00	
UCA6575	☐	VIOLET		150,00	
UCA6576	☐	BLANC		150,00	
UCA6577	☐	JAUNE		150,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE					
UCA6579	☐	Roulements en céramique		299,00	
TYPES DES PNEUS					
DCB6600	☒	24" Maxxis Lite Guard			
DCB6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00	
DCB6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00	
DCB6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6680, 7230)	65,00	
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)					
DCB6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm		222,24	
DCB6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30mm		126,50	
DCB6720	☐	24" Titanium, distance 30mm		357,50	
DCB6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		341,70	
DCB6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70	
DCB6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		311,10	
DCB6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		413,10	
DCB6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10	
DCB6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris			
DCB6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir			
CARROSAGE					
DCB6820	☒	0°			
DCB6830	☐	1°			
DCB6840	☐	3°	(NC : 6950)		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)					
DCB6900	☐	22", 24", 26" transparent		165,00	
DCB6910	☐	22", 24", 26" noir		165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DCB6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion albertwion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule albert)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	
UNIQUE - KITS ANODISATION					
UCA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein		599,00	



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION					
UCA6963	☐	ROUGE			
UCA6964	☐	VIOLET			
UCA6965	☐	CUIVRE			
UCA6966	☐	VERT			
UCA6967	☐	ORANGE			
UCA6968	☐	DORÉ			
UCA6969	☐	CHAMPAGNE			
UCA6970	☐	ROSE FLUO			
UCA6971	☐	BLEU			
UCA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR			
SÉCURITÉ					
FREINS					 7250
DCB7200	☒	A tirer			
DCB7210	☐	A pousser leviers courbés			
DCB7220	☐	A pousser leviers droits			
DCB7230	☐	Performance	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DCB7240	☐	Actifs	(NC : 7300)	60,50	
DCB7250	☐	Actifs légers	(NC : 7300)	132,00	
RALLONGE-FREINS					
DCB7300	☐	Rallonge-freins		23,74	
SYSTÈME ANTI-BASCULE					
DCB7500	☐	Anti-basculer avec tube, droite		216,87	 7500 / 7520
DCB7510	☐	Anti-basculer avec tube, gauche		216,87	
DCB7520	☐	Anti-basculer, paire		433,74	
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec hauteur de dossier > 400mm!					
DCB7600	☐	Autocollants		12,00	
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
DCB7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		47,49	Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm  7810 / 7820 / 7830
DCB7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00	
DCB7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet dura, Medium, Flat-Mount		220,00	
DCB7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet dura, Large, Flat-Mount		220,00	
CATADIOPTRES					
DCB7900	☐	Montés	(NC : 7300)	22,00	
DCB7910	☐	Non-montés	(NC : 7300)	22,00	
ACCESSOIRES					
DCB8000	☐	Protection pour châssis arrière		33,00	 8010  8100 8200
DCB8010	☐	Protection pour châssis avant		49,50	
DCB8100	☐	Tube basculeur, droite	(NC : 8200)	93,50	
DCB8110	☐	Tube basculeur, gauche	(NC : 8210)	93,50	
DCB8200	☐	Porte-canne, droite		121,00	
DCB8210	☐	Porte-canne, gauche		121,00	
DCB8300	☐	Roues transit 3"		522,50	
DCB8500	☐	Pompe		27,50	
DCB8550	☐	Kit d'outils		16,50	
DCB8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		104,50	
DCB8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Cerceaux en alu gris	825,00	