



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® Rea® Dahlia 30°
Voiturette manuelle modulaire



Assise préformée et réglages en angle du dossier et de l'assise incl.
Garantie générale: 2 ans et sur le châssis: 3 ans
Poids max. de l'utilisateur: 135 kg

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BVA0010	☒	DHCare® Rea® Dahlia 30°	Assise préformée incl.; assise et dossier réglables en angle	1.950,25	
BVA8000	☐	Construction spéciale		1.950,25	
TYPE DE PROPULSION					
BVA0020	☐	Roues arrière 16" avec freins à tambour pour tierce personne	0140, 0150, 0160, 0190, 1555, 1565, 1575, 1582, 1584, 1588	250,00	
BVA0030	☒	Roues arrière 24"/ 22" /20" à pousser	0090, 0180, 1545		
BVA0042	☐	Télécommande simple droite (axes QR incl.)	0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190,	1.108,10	
BVA0044	☐	Télécommande simple gauche (axes QR incl.)	1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810,	1.108,10	
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
BVA0050	☐	390 mm (Châssis small)			
BVA0060	☒	440 mm (Châssis médium)			
BVA0070	☐	490 mm (Châssis large)		292,85	
PRE-REGLABLE EN LARGEUR DE L'ASSISE					
BVA0080	☐	+ 50 mm	0630		
BVA0090	☐	+ 100 mm	0630		
BVA0100	☒	Sans élargissement de l'assise	0470		
PROFONDEUR D'ASSISE					
BVA0110	☒	430 - 500 mm			
HAUTEUR D'ASSISE					
BVA0120	☐	330 mm/ 13" (16" et 20")	0210, 0225, 0227, 0637, 0670, 1440, 1455, 1475, 1495, 1500, 1505, 1515, 1565, 1575, 1810		
BVA0130	☐	350 mm/ 14" (22", 20" et 16")	0225, 0637, 0670, 1455, 1475, 1495, 1500, 1505, 1515,1575		
BVA0140	☐	380 mm/ 15" (20")	0200, 0220, 0227, 0230, 0637, 0670, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, 1515, 1545, 1565, 1575		
BVA0150	☐	400 mm/ 16" (20" et 22")	0200, 0230, 0670, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, 1515, 1545, 1575		
BVA0160	☒	430 mm/ 17" (24" et 22")	0200, 0230, 0670, 1430, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, 1515, 1545, 1555		
BVA0170	☐	450 mm/ 18" (24" et 16")	0200, 0210, 0225, 0720, 0770, 1435, 1440, 1555, 1565		
BVA0180	☐	480 mm/ 19" (16")	0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1435, 1440, 1455, 1475, 1555, 1565, 1575, 1725, 1727		
BVA0190	☐	500 mm/ 20" (20")	0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1420, 1435, 1440, 1455, 1475, 1545, 1565, 1575		
ANGLE D'ASSISE - LIMITATIONS					
BVA0200	☐	Inclinaison d'assise réduite: angle d'assis positif 10 (-25) degrés			
BVA0210	☐	Inclinaison d'assise réduite: angle d'assise positif 20 (-30) degrés			
BVA0220	☐	Inclinaison d'assise complète: angle d'assise positif 30 degrés			
ANGLE DE DOSSIER - LIMITATIONS					
BVA0225	☐	Inclinaison de dossier réduite: angle d'assis positif 10 (-25) degrés			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BVA0227	☐	Inclinaison de dossier réduite: angle d'assise positif 20 (-30) degrés	0630		
BVA0230	☐	Inclinaison de dossier complète: angle d'assise positif 30 degrés	0630		
ANGLE D'ASSISE - NÉGATIF					
BVA0240	☐	Angle d'assise négatif -1 (le standard est + 0 degrés)			
COUSSIN D'ASSISE					
BVA0270	☒	Floshape imperméable TR26			
BVA0168	☐	Matrx Libra		554,05	
BVA0169	☐	Flo-tech Solution Xtra		633,20	
BVA0320	☐	Sans coussin d'assise			
MATRX LIBRA / SOLUTION XTRA PROFONDEUR D'ASSISE					
BVA0182	☐	Court (libra: 405mm / solution xtra: 430mm)			
BVA0183	☐	Long (libra: 455mm / solution xtra: 455mm)			
DOSSIER					
TUBES DE DOSSIER					
BVA0360	☒	Droits (Flex 3 et Matrx)			
POINT DE PIVOT DE L'ELARGISSEMENT DU DOSSIER (À LA LIVRAISON)					
BVA0370	☐	+ 50 mm			
TYPE DE DOSSIER					
BVA0390	☐	Matrx Elite E2	0460;0470;0490;0492;0495;0500;0510;0520;0530;0540;0560;0570;1140;1150;1160;1170;1180;1190;1200;1210;1220;1230;1240;1250;1260;1270;1280;1290	750,00	
BVA0400	☐	Matrx Elite E2 Deep		850,00	
BVA0420	☒	Dossier Laguna réglable en tension	0455;0457;0460;0470;0490;0520;0530;0540;0580;0590;1112;1140;1150;1160;1170;1180;1190;1200;1210;1220;1230;1240;1250;1260;1270;1290		
BVA0430	☐	Plaque de dossier Flex3 réglable	0455;0457;0490;0492;0495;0497;1112	292,85	
BVA0440	☐	Dossier Flex3 réglable en tension	0455;0457;0470;0495;1112;1290	189,96	
BVA0450	☐	Tubes de dossier sans revêtement	0455;0457;0460;0470;0490; 0492; 0495;0500;0510;0520;0530;0540;0560;0570;1112;1140;1150;1160;1170;1180;1190;1200;1210;1220;1230;1240;1250;1260;1270;1280;1290		
HAUTEUR DOSSIER MATRX					
BVA0455	☐	410 mm			
BVA0456	☐	460 mm			
BVA0457	☐	510 mm			
LARGEUR DOSSIER MATRX					
BVA0461	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
BVA0462	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
BVA0463	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
BVA0464	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
BVA0465	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
BVA0466	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
RÉGLAGES FLEX3					
BVA0460	☐	Flex3 + 50 mm			
BVA0470	☐	Flex3 + 100 mm	0630; 1725; 1727		
BVA0480	☒	Sans élargissement			
COUSSIN DE DOSSIER FLEX3					
BVA0490	☐	Couverture latérale	0575		
BVA0492	☐	Couverture latérale XL			
BVA0495	☒	Couverture latérale pour dossier Laguna réglable en tension	0575		
BVA0500	☐	Coussin de dossier Laguna (support latérale)	0555		
BVA0510	☐	Coussin de dossier Mistral 2 (support lombaire)	0555;0575		
BVA0520	☐	Coussin de dossier Passad 2 (support d'épaule)	0555		
BVA0550	☐	Sans coussin	0555;0560;0570;0575		
REVÊTEMENT DE DOSSIER FLEX3					
BVA0560	☐	Peluche noir TR35			
BVA0570	☒	Gris imperméable TR26			
POIGNÉES DE POUSSÉE					
BVA0580	☐	Barre réglable en angle		120,00	
BVA0590	☐	Poignées de poussée, séparées			
BVA0600	☒	Poignées de poussée, liées			
UNITÉ D'ASSISE					
INCLINAISON DE L'ASSISE					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BVA0620	◆	Réglage par vérin de l'inclinaison d'assise pour tierce personne	0630;0632		
BVA0630	☐	Inclinaison autonome de l'assise avec repose-bras fixe, inclinaison du siège limitée à 10°	0920;0930;0950;0980;0990;1010;1750;1755;1756;1757;1760;1765;1770;1775;1780;1790;1850;1890	93,50	
BVA0632	☐	Inclinaison autonome de l'assise avec repose-bras amovibles, inclinaison du siège limitée à 10°	0920;0930;0950;0980;0990;1010;1750;1755;1756;1757;1760;1765;1770;1775;1780;1790;1850	121,00	
BVA0637	☐	Siège-dos inclinaison electrique	0640;0660;0670;1810	1.275,00	
INCLINAISON DE DOSSIER					
BVA0640	◆	Réglage par vérin de l'inclinaison de dossier pour tierce personne			
BVA0660	☐	Réglage de l'inclinaison du dossier par tige filetée			
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
REPOSE-JAMBE CENTRAL					
BVA0670	☐	Repose-jambe central avec repose-pieds et genouillère	0690, 0692, 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0805, 1040, 1310, 1320, 1330,1340,1350	316,60	
POSITION REPOSE-JAMBES					
BVA0680	◆	Position basse, standard			
BVA0690	☐	Position haute pour jambes plus longues			
BVA0692	☐	Support pour position à 90°	0200, 0210, 0220, 0250, 0260, 0270		
REPOSE-JAMBE GAUCHE					
BVA0700	☐	Repose-jambe de confort gauche	0770, 0855, 1330	182,04	
BVA0710	◆	Repose-pied 80°, escamotable, gauche	1355		
BVA0720	☐	Repose-pied 90°, escamotable, gauche	0750, 0815, 0865, 1310, 1355, 1480, 1490, 1500, 1510		
BVA0730	☐	Support amputé gauche	0805, 0815, 0825, 1310, 1330, 1340, 1350, 1355	137,50	
BVA0740	☐	Sans repose-jambe gauche			
REPOSE-JAMBE DROITE					
BVA0750	☐	Repose-jambe de confort droite	0855, 1330	182,04	
BVA0760	◆	Repose-pied 80°, escamotable, droite	1355		
BVA0770	☐	Repose-pied 90°, escamotable, droite	0835, 0865, 1320, 1355, 1480, 1490, 1500, 1510		
BVA0780	☐	Support amputé droite	0805, 0835, 0845, 1320, 1330, 1340, 1350, 1355	137,50	
BVA0790	☐	Sans repose-jambe droite			
PALETTE MONOBLOC					
BVA0805	☐	Palette monobloc, réglable en angle et en profondeur	0835;0845;1310;1320;1355	228,50	
PALETTE GAUCHE					
BVA0815	◆	Palette fixe, talonnière incl. (ne peut pas être combiné avec extension)	1310; 1330;1340; 1355		
BVA0825	☐	Palette réglable en angle et en profondeur, talonnière incl.	1330	71,24	
PALETTE DROITE					
BVA0835	◆	Palette fixe, talonnière incl. (ne peut pas être combiné avec extension)	1320; 1330;1340; 1355		
BVA0845	☐	Palette réglable en angle et en profondeur, talonnière incl.	1330	71,24	
TUBES REPOSE-PIEDS					
BVA0855	◆	Tubes courts, 24cm			
BVA0865	☐	Tubes longs, 36cm			
ACCOUDOIRS (AUTOLOCK INCL.)					
GAUCHE					
BVA0900	◆	Réglable en hauteur, manchette longue (type RIO 38), gauche	1756		
BVA0910	☐	Réglable en hauteur, manchette standard, gauche	1025;1756	190,75	
BVA0915	☐	Réglable en hauteur, manchette standard longue (+55mm) , gauche	1025;1756	190,75	
BVA0920	☐	Réglable en hauteur, manchette large, gauche (seulement avec roues arrière 16")	1025;1756	190,75	
BVA0925	☐	Réglable en hauteur, manchette concave, gauche	1232	190,75	
BVA0930	☐	Repose-bras hémiplégie, gauche. Pas avec tablette (tjrs ensemble avec repose-bras réglable en hauteur)	1025;1750;1755;1756;1760;1770; 1775; 1780;1790	335,00	
BVA0950	☐	Sans repose-bras, gauche	1015;1020;1025;1750;1755;1760;1770; 1775; 1780;1790;		
DROITE					
BVA0960	◆	Réglable en hauteur, manchette longue (type RIO 38), droite	1757		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BVA0970	☐	Réglable en hauteur, manchette standard, droite	1025;1757	190,75	
BVA0975	☐	Réglable en hauteur, manchette standard longue (+55mm), droite	1025;1757	190,75	
BVA0980	☐	Réglable en hauteur, manchette large, droite (seulement avec roues arrière 16")	1025;1757	190,75	
BVA0985	☐	Réglable en hauteur, manchette concave, droite	1233	190,75	
BVA0990	☐	Repose-bras hémiplégie, droite. Pas avec tablette (tjrs ensemble avec repose-bras réglable en hauteur)	1025;1750;1755;1757;1760;1770; 1775; 1780;1790	335,00	
BVA1010	☐	Sans repose-bras, droite	1015;1020;1025;1750;1755;1760;1770; 1775; 1780;1790;		
OPTIONS UNITÉ D'ASSISE					
OPTIONS REPOSE-BRAS					
BVA1020	☐	Coussin pour protège-vêtements	1750;1755;1760;1770;1780;1790	55,00	
OPTIONS ASSISE					
BVA1030	☐	Housse incontinence		49,50	
BVA1040	☐	Coussin d'abduction	1060	98,15	
BVA1050	☐	Plaque d'assise asymétrique (2 parties)	1060	55,00	
BVA1060	☐	Plaque d'assise + 20 mm en hauteur		82,50	
BVA1070	☐	Indication de l'angle d'assise		44,00	
OPTIONS DOSSIER					
BVA1080	☐	Support-tête réglable latéralement	1100;1110;1112;1120	237,45	
BVA1090	☐	Housse pour repose-tête	1100;1110;1112;1120	49,50	
BVA1100	☐	Repose-tête avec support des joues, réglable latéralement	1110;1112;1120	237,45	
BVA1110	☐	Repose-tête (support-nuque)		237,45	
BVA1130	☐	Ensemble de boutons rotateurs pour repose-tête et support-nuque		33,00	
BVA1140	☐	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (gauche)	1260	128,22	
BVA1150	☐	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (droite)	1260	128,22	
BVA1160	☐	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe prolongé (gauche)	1260	128,22	
BVA1170	☐	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe prolongé (droite)	1260	128,22	
BVA1180	☐	Pelote latérale avec bras standard fixe (gauche)	1260	88,00	
BVA1190	☐	Pelote latérale avec bras standard fixe (droite)	1260	88,00	
BVA1220	☐	Pelote latérale, bras escamotable (gauche)	1260	128,22	
BVA1230	☐	Pelote latérale, bras escamotable (droite)	1260	128,22	
BVA1260	☐	Fixation standard pelote latérale		11,00	
BVA1280	☐	Cales (la paire)		16,50	
BVA1300	☐	Indication de l'angle de dossier		40,00	
OPTIONS REPOSE-JAMBES					
BVA1310	☐	Extension de palette, gauche	1340	22,00	
BVA1320	☐	Extension de palette, droite	1340	22,00	
BVA1330	☐	Sangle-mollet (pour repose-pieds en une pièce)		20,00	
BVA1340	☐	Housse pour palette		55,00	
BVA1350	☐	Sangle-mollet capitonnée		55,00	
BVA1351	☐	Maintiens de chevilles Bodypoint Large		200,00	
BVA1352	☐	Maintiens de chevilles Bodypoint Medium		200,00	
BVA1353	☐	Maintiens de chevilles Bodypoint Small		200,00	
CHÂSSIS					
BANDE REFLECHISSANTE - COULEURS					1360 1370 1390 1380 1400
BVA1360	☐	BLEU			
BVA1370	◆	ARGENT			
BVA1380	☐	ROUGE			
BVA1390	☐	CHAMPAGNE			
BVA1400	☐	VERT PETROLE			
BVA1405	☐	SANS BANDE REFLECHISSANTE			
FIXATION ROUES AVANT					
BVA1410	☐	Fixe			
BVA1420	◆	QR			
ROUES AVANT					
BVA1435	☐	100x27 molles, noirs	pour hauteur d'assise 330-350 mm		
BVA1440	☐	125x27 médium-dures, noirs	pour hauteur d'assise 350 mm		
BVA1455	☐	140x45 molles, noirs	pour hauteur d'assise 380-450 mm		
BVA1475	☐	150x30 médium-dures, noirs	pour hauteur d'assise 380-450 mm	22,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BVA1495	◆	200x32 pleins, noirs	pour hauteur d'assise 450-500 mm		
BVA1505	☐	200x32 pneumatiques, noirs	pour hauteur d'assise 450-500 mm	33,00	
BVA1515	☐	200x45 pleins, noirs	pour hauteur d'assise 450-500 mm	49,50	
POSITION DE LA ROUE ARRIÈRE					
BVA1534	◆	Standard			
BVA1538	☐	Active			
ROUES ARRIÈRE					
TAILLE					
BVA1545	☐	16" roues avec pneus pleins et sans cerceaux; axes fixes	1582, 1584, 1588, 1605, 1615, 1640, 1650, 1660, 1670, 1710, 1725, 1727		
BVA1555	☐	20", quick release	1582, 1586, 1588, 1615, 1625, 1640, 1670, 1890		
BVA1565	☐	22", quick release	1670		
BVA1575	◆	24", quick release			
TYPES ROUES					
BVA1582	◆	Standard	1615, 1660, 1670, 1728		
BVA1584	☐	Renforcée HD	1728		
BVA1586	☐	Frein Tambour			
BVA1588	☐	Double mains-courantes	1615, 1640, 1650,1660, 1670, 1710, 1728		
TYPE PNEUS					
BVA1605	☐	Pneumatiques profilé, noir 1" 3/8	1880		
BVA1625	◆	Pneus pleins PU, noir 1" 3/8			
BVA1640	☐	Pneumatiques à profil bas, noir 1"	1880		
CERCEAUX					
BVA1650	◆	Aluminium 4-p			
BVA1660	☐	Enduits 4-p		118,72	
BVA1670	☐	En acier inoxydable brossé			
SÉCURITÉ					
FREINS					
BVA1720	◆	Poignées de poussée pour l'utilisateur			
BVA1725	☐	Freins unilatéral gauche		175,00	
BVA1727	☐	Freins unilatéral droite		175,00	
FREINS POUR LA TIERCE-PERSONNE					
BVA1728	☐	Freinage pour la tierce-personne (toujours avec drumbrake)			
OPTIONS DE SECURITE					
BVA1730	☐	Ceinture de sécurité		47,49	
ACCESSOIRES					
BVA1750	☐	Tablette + set de montage (goupilles pour verrouillage suppl.; à commander séparément 1780)	1790	253,28	
BVA1755	☐	Tablette avec pads pour les coudes + set de montage (goupilles pour verrouillage suppl.; à commander séparément 1780)	1790	253,28	
BVA1760	☐	Coussin pour la tablette	1770; 1775; 1790	200,00	
BVA1756	☐	Demi tablette, flip-up gauche (toujours avec manchette RIO)	1757;1760;1790	253,28	
BVA1757	☐	Demi tablette, flip-up droite (toujours avec manchette RIO)	1760;1790	253,28	
BVA1770	☐	Tablette amovible	1760;1765;1780;1790	253,28	
BVA1775	☐	Tablette escamotable avec pads pour les coudes	1760;1765;1780;1790	253,28	
BVA1780	☐	Verrouillage pour tablette	1790	16,50	
BVA1810	☐	Fixation pour Viamobil	1900; 1870	Sur demande	
BVA1850	☐	Support pour ceinture de sécurité sur le côté du cadre		23,00	
BVA1860	☐	Support pour ceinture de sécurité au dossier		27,50	
BVA1870	☐	Aide-trottoir		60,50	
BVA1880	☐	Capuchons pour vis		11,00	
BVA1890	☐	Crochets de transport		22,00	
BVA1920	☐	Porte-sérum		138,96	
ADAPTATIONS SPÉCIALES					
BVA8010	☐	Construction spéciale		Sur demande	