

**Yes, you can.®**Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be**Invacare® alber® e-fix E35****Invacare® alber® e-fix E36****Système électronique de propulsion et commande pour tous les fauteuils roulants manuels**Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en €, TVA de 6% incl.

Date :

Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
alber e-fix E35		
1566293	<input checked="" type="checkbox"/> alber e-fix E35 : - 2 roues 24" avec moteurs 110 W, vitesse max. de 6 km/h - Cerceaux en acier inoxydable, axes QR et pneus pleins - Clé de programmation pour les paramètres de conduite - Boîte de commande amovible avec écran LCD - Support de batterie - Batterie lithium-ion 36V/6Ah - Fixation du support de batterie à bandes velcro - Chargeur	5.950,00
1510457	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque d'adaptation pour le fauteuil	400,00
Prix total e-fix E35 (motorisation + plaque d'adaptation)		6.350,00
alber e-fix E36		
1566302	<input type="checkbox"/> alber e-fix E36 : - 2 roues 24" avec moteurs 150 W, vitesse max. de 6 km/h - Cerceaux en acier inoxydable, axes QR et pneus pneumatiques - Clé de programmation pour les paramètres de conduite - Boîte de commande amovible avec écran LCD - Support de batterie - Batterie lithium-ion 36V/7,5Ah - Fixation du support de batterie à bandes velcro - Aide au (dé)montage des moteurs (2 pcs) - Chargeur	7.350,00
1510457	<input type="checkbox"/> Plaque d'adaptation pour le fauteuil	400,00
Prix total e-fix E36 (motorisation + plaque d'adaptation)		7.750,00
DIMENSIONS DES ROUES		
	<input checked="" type="checkbox"/> Roues 24"	
	<input type="checkbox"/> Roues 22"	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL		
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande		
Marque du fauteuil :		
Modèle du fauteuil :		
Numéro de série fauteuil Invacare/Küschall : (Pas de fauteuil d'Invacare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)		
Largeur d'assise (en cm) :		
Hauteur d'assise avant (en cm) :		
Hauteur d'assise arrière (en cm) :		
Taille roue arrière :		
Carrossage :		
Position de la commande (Gauche/Droite) :		
Position de la commande pour la tierce-personne (Gauche/Droite) :		
Le fauteuil roulant est équipé de :		
<input type="checkbox"/>	Anti-bascule sur la siège	
ANTI-BASCULE		
1593206	<input type="checkbox"/> Système anti-bascule avec bras escamotables et roues de support, noir	420,00
PACK MOBILITY PLUS		
1565789	<input type="checkbox"/> Pack Mobility Plus	367,50

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
		Fonctions : - Vitesse jusqu'à 8km/h - Assistance en cas de réglages et de messages d'erreur - Choix du sport et du mode éco - Visualisation des paramètres de conduite (batteries, vitesse, etc.) - Télécommande BlueDrive - Options de téléphone: retour visuel des appels sur l'écran		
OPTIONS BOITE DE COMMANDE				
BOITE DE COMMANDE POUR UTILISATEUR				
1593361	<input type="checkbox"/>	Fixation boîtier excamotable	420,00	
1565669	<input type="checkbox"/>	Joystick - option: grand	22,50	
1566196	<input type="checkbox"/>	Joystick - option: soft grip	25,00	
1565670	<input type="checkbox"/>	Joystick - option: T-stick	105,00	
1565836	<input type="checkbox"/>	Manille de protection pour boîte de commande	100,00	
1566197	<input type="checkbox"/>	Bouton de vitesse plus grand	45,00	
BOITE DE COMMANDE POUR TIERCE-PERSONNE				
1566165	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne intuitive (câblage incl.)	787,50	
1566177	<input type="checkbox"/>	Câblage pour commande pour tierce personne	108,00	
1457754	<input type="checkbox"/>	Commande de base montée à l'arrière pour la tierce personne: droite	205,00	
1457755	<input type="checkbox"/>	Commande de base montée à l'arrière pour la tierce personne: gauche	205,00	
		Si la commande de base pour la tierce personne est sélectionnée, veuillez mentionner le diamètre des tubes de dossier		
	<input type="checkbox"/>	Diamètre 11-15 mm		
	<input type="checkbox"/>	Diamètre 15-20 mm		
OPTIONS POUR LES BATTERIES				
BATTERIES SUPPLEMENTAIRES				
1566182	<input type="checkbox"/>	Batterie lithium-ion 7,5Ah au lieu de 6Ah	175,00	
1565639	<input type="checkbox"/>	Batterie lithium-ion 6Ah suppl. avec sac de transport	725,00	
1566153	<input type="checkbox"/>	Batterie lithium-ion 7,5Ah suppl. avec sac de transport	780,00	
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie suppl.	75,00	
1566169	<input type="checkbox"/>	Fixation pour monter le sac de transport au fauteuil	25,00	
FIXATION DES BATTERIES				
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixation de la batterie au châssis std	252,00	
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixation de la batterie au croisillon	252,00	
OPTIONS POUR LES ROUES				
PROTEGE-RAYONS				
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" "Alber" (paire)	170,00	
1566202	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparents (paire)	170,00	
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" "Alber" (paire)	170,00	
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparents (paire)	170,00	
OPTIONS				
1566179	<input type="checkbox"/>	Set de (dé)montage pour les roues (1 pièce)	105,00	
1566178	<input type="checkbox"/>	Set de (dé)montage pour les roues (2 pièces)	210,00	
1521191	<input type="checkbox"/>	Set de montage pour des axes QR en cas de roues manuelles	157,50	
TABLETTE				
1566207	<input type="checkbox"/>	Tablette avec boîtier de commande central, largeur d'assise 43-48cm	295,00	
1566208	<input type="checkbox"/>	Tablette avec boîtier de commande central, largeur d'assise 38-43cm	295,00	
1566206	<input type="checkbox"/>	Set de montage pour monter le boîtier de commande sur une tablette existante	200,00	
MONTAGE				
xxxxx1	<input type="checkbox"/>	Montage chez Invacare	200,00	
xxxxx3	<input type="checkbox"/>	Montage chez et par le revendeur (le revendeur est responsable de l'installation correcte)		