



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® alber® e-fix E35

DHCare® alber® e-fix E36

Système électronique de propulsion et commande pour tous les fauteuils roulants manuels



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en €, TVA de 6 % incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
alber e-fix E35				
1566293	◆	alber e-fix E35 :	6.058,86	
		- 2 roues 24" avec moteurs 110 W, vitesse max. de 6 km/h - Cerceaux en acier inoxydable, axes QR et pneus pleins - Clé de programmation pour les paramètres de conduite - Boîte de commande amovible avec écran LCD - Support de batterie - Batterie lithium-ion 36V/6Ah - Fixation du support de batterie à bandes velcro - Chargeur		
1510457	◆	Plaque d'adation pour le fauteuil	400,00	
Prix total e-fix E35 (motorisation + plaque d'adation)			6.458,86	
alber e-fix E36				
1566302	□	alber e-fix E36 :	7.100,00	
		- 2 roues 24" avec moteurs 150 W, vitesse max. de 6 km/h - Cerceaux en acier inoxydable, axes QR et pneus pneumatiques - Clé de programmation pour les paramètres de conduite - Boîte de commande amovible avec écran LCD - Support de batterie - Batterie lithium-ion 36V/7,5Ah - Fixation du support de batterie à bandes velcro - Aide au (dé)montage des moteurs (2 pcs) - Chargeur		
1510457	□	Plaque d'adation pour le fauteuil	400,00	
Prix total e-fix E36 (motorisation + plaque d'adation)			7.500,00	
DIMENSIONS DES ROUES				
	◆	Roues 24"		
	□	Roues 22"		
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL				
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande				
Marque du fauteuil :				
Modèle du fauteuil :				
Numéro de série fauteuil DHCare/Küschall :				
(Pas de fauteuil de DHCare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)				
Largeur d'assise (en cm) :				
Hauteur d'assise avant (en cm) :				
Hauteur d'assise arrière (en cm) :				
Taille roue arrière :				
Carrossage :				
Position de la commande (Gauche/Droite) :				
Position de la commande pour la tierce-personne (Gauche/Droite) :				
Le fauteuil roulant est équipé de :				
□	Anti-bascule sur le fauteuil			
ANTI-BASCULE (nécessaire si le fauteuil roulant n'est pas équipé d'un système anti-basculement)				
1593206	□	Système anti-bascule avec bras escamotables et roues de support, noir	420,00	
PACK MOBILITY PLUS				
1565789	□	Pack Mobility Plus	367,50	
		Fonctions : - Vitesse jusqu'à 8km/h - Assistance en cas de réglages et de messages d'erreur - Choix du sport et du mode éco - Visualisation des paramètres de conduite (batteries, vitesse, etc.) - Télécommande BlueDrive - Options de téléphone: retour visuel des appels sur l'écran		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
OPTIONS BOITE DE COMMANDE					
BOITE DE COMMANDE POUR UTILISATEUR					
1593361	☐	Fixation boîtier excamotable		420,00	
1565669	☐	Joystick - option: grand		30,00	
1566196	☐	Joystick - option: soft grip		30,00	
1591586	☐	Joystick - option: T-stick		105,00	
1565836	☐	Manille de protection pour boîte de commande		100,00	
1566197	☐	Bouton de vitesse plus grand		45,00	
BOITE DE COMMANDE POUR TIERCE-PERSONNE					
1566165	☐	Commande pour tierce personne intuitive (câblage incl.)		787,50	
1566177	☐	Câblage pour commande pour tierce personne		108,00	
1457754	☐	Commande de base montée à l'arrière pour la tierce personne: droite		205,00	
1457755	☐	Commande de base montée à l'arrière pour la tierce personne: gauche		205,00	
		Si la commande de base pour la tierce personne est sélectionnée, veuillez mentionner le diamètre des tubes de dossier			
	☐	Diamètre 11-15 mm			
	☐	Diamètre 15-20 mm			
OPTIONS POUR LES BATTERIES					
1566182	☐	Batterie lithium-ion 7,5Ah au lieu de 6Ah		190,00	
BATTERIES SUPPLEMENTAIRES					
1565639	☐	Batteriepack lithium-ion 6Ah suppl.		725,00	
1566153	☐	Batteriepack lithium-ion 7,5Ah suppl.		883,26	
1566168	☐	Sac de transport pour batterie suppl.		75,00	
1566169	☐	Fixation pour monter le sac de transport au fauteuil		25,00	
FIXATION DES BATTERIES					
1566163	☐	Fixation de la batterie au châssis std		252,00	
1566164	☐	Fixation de la batterie au croisillon		252,00	
OPTIONS POUR LES ROUES					
PROTEGE-RAYONS					
1566200	☐	Protège-rayons 24" "Alber" (paire)		170,00	
1566202	☐	Protège-rayons 24" transparents (paire)		170,00	
1566201	☐	Protège-rayons 22" "Alber" (paire)		170,00	
1566203	☐	Protège-rayons 22" transparents (paire)		170,00	
OPTIONS					
1566179	☐	Set de (dé)montage pour les roues (1 pièce)		120,00	
1566178	☐	Set de (dé)montage pour les roues (2 pièces)		240,00	
1521191	☐	Set de montage pour des axes QR en cas de roues manuelles		157,50	
TABLETTE					
1566207	☐	Tablette avec boîtier de commande central, largeur d'assise 43-48cm		295,00	
1566208	☐	Tablette avec boîtier de commande central, largeur d'assise 38-43cm		295,00	
1566206	☐	Set de montage pour monter le boîtier de commande sur une tablette existante		200,00	
MONTAGE					
xxxxx1	☐	Montage chez DHCare		200,00	
xxxxx3	☐	Montage chez et par le revendeur (le revendeur est reponsable de l'installation correcte)			