



# KÜSCHALL K-SERIES *attract*



120 KG



7.0 KG



Crashtest  
ISO 7176-19  
Geldt alleen bij  
RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel (vast frame)  
Maximaal gebruikersgewicht:  
120 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

□ Optie ◆ Standaardconfiguratie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
DDZ0068	◆ Küschall K-series Attract	1942,00
DDZ0293	◆ 75° gebogen aluminium tapered frame	
DDZ0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDZ0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDZ0464	◆ Positie 3 = 95 mm	
DDZ0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDZ0852	◆ Zithoogte voor 500 mm	
DDZ0948	◆ Zithoogte achter 430 mm	
DDZI684	◆ Onderbeenlengte 430 mm	
DDZ0773	◆ Aluminium rugframe	
DDZ0725	◆ Naspanbare rugbekleding, zwarte bekleding	
DDZ0750	◆ Zonder duwhandvatten	
DDZ0709	◆ 82° hoek t.o.v. de zitting	
DDZ0610	◆ Standaard zitbekleding met klittenband strip	
DDZI508	◆ Voetbeugel aluminium vast	
DDZI424	◆ Kunststof kledingbeschermers	
DDZ0360	◆ Attract zwart	
DDZ0801	◆ 4" Everyday wiel met zwart rubber	
DDZ0277	◆ Aluminium camberbuis	
DDZ0250	◆ Standaard achterwielpositie	
DDZ0270	◆ 0° camber	
DDZ0921	◆ 24" actief lichtgewicht wiel - compleet - radiaal gespaakt - inclusief 24" band lichtlopend & 24" aluminium hoepels	
DDZI300	◆ Drukremmen met gebogen hendel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1942,00
<b>FRAME MATERIAAL / HOEK</b>		
DDZ0293	◆ 75° gebogen aluminium tapered frame	
DDZ0294	◆ 90° gebogen aluminium tapered frame (niet i.c.m. 5" voorvorken)	390,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
DDZ0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDZ0128	◆ Zitbreedte 380 mm	153,00
DDZ0132	◆ Zitbreedte 420 mm	GM
DDZ0134	◆ Zitbreedte 440 mm	GM
DDZ0136	◆ Zitbreedte 460 mm	153,00
<b>ZITDIEPTE</b>		
DDZ0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDZ0414	◆ Zitdiepte 375 mm	GM
DDZ0420	◆ Zitdiepte 425 mm	GM
DDZ0423	◆ Zitdiepte 450 mm	141,00
DDZ0426	◆ Zitdiepte 475 mm	141,00
<b>ZITPOSITIE positie 1 is het meest scherp afgesteld, positie 4 het minst</b>		
DDZ0464	◆ Positie 3 = 95 mm	
DDZ0462	◆ Positie 1 = 125 mm	GM
DDZ0463	◆ Positie 2 = 110 mm	GM
DDZ0465	◆ Positie 4 = 80 mm	GM
<b>RUGHOOGTE (Let op: crashtest geldt alleen bij minimale rughoogte van 400mm)</b>		
DDZ0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDZ0503	◆ Rughoogte 315 mm	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

DDZ0506		Rughoogte 330 mm	GM
DDZ0509		Rughoogte 345 mm	GM
DDZ0512		Rughoogte 360 mm	GM
DDZ0516		Rughoogte 390 mm	GM
DDZ0518		Rughoogte 405 mm	GM
DDZ0520		Rughoogte 420 mm	GM
DDZ0522		Rughoogte 435 mm	GM
DDZ0524		Rughoogte 450 mm	GM
DDZ0526		Rughoogte 465 mm	GM
DDZ0528		Rughoogte 480 mm	GM
<b>ZITHOOGTE VOOR (ZHv)</b>			
DDZ0852	◆	Zithoogte voor 500 mm	
DDZ0850		Zithoogte voor 480 mm	GM
DDZ0851		Zithoogte voor 490 mm	GM
DDZ0853		Zithoogte voor 510 mm	GM
<b>ZITHOOGTE ACHTER (ZH<sub>a</sub>)</b>			
DDZ0948	◆	Zithoogte achter 430 mm	
DDZ0945		Zithoogte achter 400 mm	GM
DDZ0946		Zithoogte achter 410 mm	GM
DDZ0947		Zithoogte achter 420 mm	GM
DDZ0949		Zithoogte achter 440 mm	GM
DDZ0950		Zithoogte achter 450 mm	GM
DDZ0951		Zithoogte achter 460 mm	GM
DDZ0952		Zithoogte achter 470 mm	GM
DDZ0953		Zithoogte achter 480 mm	GM
<b>ONDERBEENLENGTE (OBL) (75° frame: OBL ≤ ZHv -3cm ; 90° frame: OBL ≤ ZHv -4cm)</b>			
DDZI684	◆	Onderbeenlengte 430 mm	
DDZI681		Onderbeenlengte 400 mm	GM
DDZI682		Onderbeenlengte 410 mm	GM
DDZI683		Onderbeenlengte 420 mm	GM
DDZI686		Onderbeenlengte 450 mm	GM
DDZI687		Onderbeenlengte 460 mm	GM
DDZI688		Onderbeenlengte 470 mm	GM
DDZI689		Onderbeenlengte 480 mm	GM
<b>RUGFRAME</b>			
DDZ0773	◆	Aluminium rugframe	
<b>RUGBEKLEDING</b>			
DDZ0725	◆	Naspanbare rugbekleding, zwarte bekleding	
		Voor MatrX ruggen zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen & Kussens	
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
DDZ0750	◆	Zonder duwhandvatten	
DDZ0751		Duwhandvatten vast, kort	165,00
DDZ0702		Duwhandvatten vast, lang	165,00
DDZ0703		In hoogte verstelbaar, opbouw	309,00
DDZ0704		Inklapbare duwhandvatten	309,00
<b>RUGHOEK (instelbaar en inclusief rugvergrendeling)</b>			
DDZ0709	◆	82° hoek t.o.v. de zitting	
DDZ0718		78° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDZ0719		86° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDZ0711		90° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDZ0723		94° hoek t.o.v. de zitting	GM
<b>ZITBEKLEDING</b>			
DDZ0610	◆	Standaard zitbekleding met klittenband strip	
DDZ0611		Naspanbare zitbekleding	106,00
<b>ZITKUSSEN</b>			
DDZ0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik	84,00
DDZ0662		Matrx Libra kussen	562,00
		Voor overige MatrX Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens	
<b>VOETBEUGEL</b>			
DDZI508	◆	Voetbeugel aluminium vast	
DDZI570		Carbon voetplaat, hoekinstelbaar	265,00
DDZI513		Bescherming voetbeugel (alleen i.c.m. voetbeugel aluminium vast)	65,00
<b>KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN (niet i.c.m. armsteunen)</b>			

DDZI424	◆	Kunststof kledingbeschermers	
DDZI425		Kunststof spatborden	205,00
DDZI401		Carbon kledingbeschermers	113,00
DDZI408		Carbon spatborden	283,00
<b>ARMSTEUNEN (niet mogelijk met zithoogte achter &lt; 420 mm)</b>			
DDZI416		Armsteun, in hoogte instelbaar, uitneembaar, korte armlegger en kunststof kledingbeschermer	355,00
DDZI421		Armsteun, in hoogte instelbaar, uitneembaar, lange armlegger en kunststof kledingbeschermer	355,00
<b>FRAME KLEUREN</b>			
DDZ0360	◆	Attract zwart	
DDZ0307		Attract grijs	GM
DDZ0308		Attract blauw	GM
DDZ0311		Attract rood	GM
<b>VOORWIELEN</b>			
DDZ0801	◆	4" Everyday wiel met zwart rubber	
DDZ0860		4" Comfort wiel met zwart rubber	108,00
DDZ0863		5" Comfort wiel met zwart rubber (niet i.c.m. 90° frame)	58,00
DDZ0810		5" Everyday wiel met zwart rubber (niet i.c.m. 90° frame)	58,00
<b>CAMBERBUIS</b>			
DDZ0277	◆	Aluminium camberbuis	
DDZ0250	◆	Standaard achterwielpositie	
<b>CAMBERSTAND CAMBERBUIS</b>			
DDZ0270	◆	0° camber	
DDZ0271		3° camber	39,00
<b>ACHTERWIELEN</b>			
DDZ0921	◆	24" actief lichtgewicht wiel - compleet - radiaal gespaakt - inclusief 24" band lichtlopend & 24" aluminium hoepels	
DDZ0915		24" küschall Starec wielen - kruisgespaakt	132,00
<b>BANDEN (alleen i.c.m. küschall Starec wielen)</b>			
DDZI014		24" Schwalbe Righrun zwart/grijs	GM
DDZI004		24" anti-lek band met blokprofiel, grijs	97,00
DDZI010		24" Schwalbe Marathon Evolution I"	97,00
<b>HOEPELS (alleen i.c.m. küschall Starec wielen)</b>			
DDZI113		24" aluminium hoepels light, grijs, afstand 30 mm	GM
DDZI102		24" Supergripp, afstand 30 mm of 40 mm	249,00
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
DDZI200		Transparante spaakbeschermers (niet i.c.m. actief lichtgewicht wielen)	230,00
<b>REMMEN</b>			
DDZI300	◆	Drukremmen met gebogen hendel	
DDZI302		Performance remmen (naar voren wegdraaiend)	223,00
DDZI303		Actief remmen	186,00
<b>ANTI-TIPSYSTEEM</b>			
DDZI702		Anti-tip, rechts	155,00
DDZI703		Anti-tip, links	155,00
DDZI704		Anti-tip per paar	312,00
<b>TRANSPORT SET (alleen mogelijk met rughoogte &gt; 400 mm)</b>			
DDZI770		Transport set inclusief gordel en labels (zonder tie down systeem)(nodig voor vervoer rolstoel met inzittende in een voertuig)	85,00
<b>ACCESSOIRES</b>			
DDZI739		Voorframe beschermers (paar)	90,00
DDZI710		Reflectorset, gemonteerd	37,00
DDZI708		Trapdop rechts	98,00
DDZI709		Trapdop links	98,00
DDZI706		Stokhouder rechts	98,00
DDZI707		Stokhouder links	98,00
DDZI715		Luchtpomp	41,00
DDZI717		Gereedschapset	20,00
<b>ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)</b>			
		Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
		Alber e-motion M25, elektrische hoepel ondersteuning*	
		Alber Twion M24, elektrische hoepel ondersteuning*	
		* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	

**INVACARE UNIQUE**

Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.

