



## KÜSCHALL K-SERIES ADVANCE



125 KG



5,3 KG



7,5 KG



Manuele actief rolstoel (vast frame)  
 Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg  
 Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
DDV0041	◆ Küschall K-Series Advance, inclusief carbon zitplaat	3085,00
DDV0284	◆ 75° frame, aluminium	
DDV0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDV0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDV0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDV0852	◆ Zithoogte voor 500 mm	
DDV0948	◆ Zithoogte achter 430 mm	
DDV1684	◆ Onderbeenlengte 430 mm	
DDV0730	◆ Aluminium rugframe	
DDV0722	◆ Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDV0750	◆ Zonder duwhandvatten	
DDV0709	◆ 82° rughoek t.o.v. zitting	
DDV1508	◆ Voetbeugel materiaal Aluminium	
DDV1401	◆ Carbon kledingbeschermers	
DDV0314	◆ Framekleur black matt	
DDV0863	◆ Voorwielen 5" Comfort black rubber	
DDV0250	◆ Standaard achterwielbevestiging	
DDV0277	◆ Standaard camberbuis	
DDV0271	◆ Achterwielen met 3° camber	
DDV0902	◆ Achterwielen 24"	
DDV0915	◆ Achterwiel type, Küschall, Starec naaf 24 en 26"	
DDV1014	◆ 24', 25', 26' Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDV1117	◆ Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart	
DDV1300	◆ Drukremmen met gebogen hendel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3085,00
<b>FRAME MATERIAAL / HOEK</b>		
DDV0284	◆ 75° frame aluminium	
DDV0285	75° adductie frame aluminium (niet i.c.m. zitbreedte 340 mm)	331,00
DDV0289	90° frame aluminium (niet i.c.m. 6" voorwielen)	371,00
DDV0290	90° adductie frame (niet i.c.m. zitbreedte 340 mm en 6" voorwielen)	701,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
DDV0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDV0124	Zitbreedte 340 mm (niet i.c.m. adductie frame en Matrx ruggen en kussens)	146,00
DDV0126	Zitbreedte 360 mm	146,00
DDV0128	Zitbreedte 380 mm	146,00
DDV0132	Zitbreedte 420 mm	GM
DDV0134	Zitbreedte 440 mm	GM
DDV0136	Zitbreedte 460 mm	146,00
<b>ZITDIEPTE</b>		
DDV0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDV0412	Zitdiepte 360 mm (niet i.c.m. Matrx kussens)	GM
DDV0415	Zitdiepte 380 mm	GM
DDV0420	Zitdiepte 420 mm	GM
DDV0422	Zitdiepte 440 mm	GM
DDV0424	Zitdiepte 460 mm	GM
DDV0427	Zitdiepte 480 mm	GM
DDV0429	Zitdiepte 500 mm	134,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



DDV0431		Zitdiepte 520 mm	134,00
<b>RUGHOOGTE</b>			
DDV0514	◆	RH 375 mm	
DDV0585		Rughoogte afhankelijk van Matrx rug (alleen i.c.m. Matrx)	GM
DDV0548		RH 270 mm (alleen i.c.m. standaard of zonder duwhandvatten)	GM
DDV0580		RH 285 mm (alleen i.c.m. standaard of zonder duwhandvatten)	GM
DDV0550		RH 300 mm (alleen i.c.m. standaard of zonder duwhandvatten)	GM
DDV0503		RH 315 mm (alleen i.c.m. standaard of zonder duwhandvatten)	GM
DDV0506		RH 330 mm (alleen i.c.m. standaard of zonder duwhandvatten)	GM
DDV0509		RH 345 mm	GM
DDV0512		RH 360 mm	GM
DDV0516		RH 390 mm	GM
DDV0518		RH 405 mm	GM
DDV0520		RH 420 mm	GM
DDV0522		RH 435 mm	GM
DDV0524		RH 450 mm	GM
DDV0526		RH 465 mm	GM
DDV0528		RH 480 mm	GM
<b>ZITHOOGTE VOOR (ZHv) - TRAPLOOS INSTELBAAR</b>			
DDV0852	◆	ZHv 500 mm	
DDV0847		ZHv 450 mm	GM
DDV0848		ZHv 460 mm	GM
DDV0849		ZHv 470 mm	GM
DDV0850		ZHv 480 mm	GM
DDV0851		ZHv 490 mm	GM
DDV0853		ZHv 510 mm	GM
DDV0854		ZHv 520 mm	GM
DDV0855		ZHv 530 mm	GM
DDV0856		ZHv 540 mm	GM
DDV0857		ZHv 550 mm	GM
<b>ZITHOOGTE ACHTER (ZHa) - TRAPLOOS INSTELBAAR</b>			
<b>75° frame: ZHa 0-80 mm &lt; ZHv, 90° frame: Zha 40 - 120 mm &lt; ZHv</b>			
DDV0948	◆	ZHa 430 mm	
DDV0944		ZHa 390 mm	GM
DDV0945		ZHa 400 mm	GM
DDV0946		ZHa 410 mm	GM
DDV0947		ZHa 420 mm	GM
DDV0949		ZHa 440 mm	GM
DDV0950		ZHa 450 mm	GM
DDV0951		ZHa 460 mm	GM
DDV0952		ZHa 470 mm	GM
DDV0953		ZHa 480 mm	GM
DDV0954		ZHa 490 mm	GM
<b>ONDERBEENLENGTE (OBL) - TRAPLOOS INSTELBAAR</b>			
<b>75° frame: OBL ≤ ZHv - 30 mm, 90° frame: OBL ≤ ZHv - 40 mm</b>			
DDVI684	◆	OBL 430 mm	
DDVI663		OBL 220 mm	GM
DDVI664		OBL 230 mm	GM
DDVI665		OBL 240 mm	GM
DDVI666		OBL 250 mm	GM
DDVI667		OBL 260 mm	GM
DDVI668		OBL 270 mm	GM
DDVI669		OBL 280 mm	GM

DDVI670		OBL 290 mm	GM
DDVI671		OBL 300 mm	GM
DDVI672		OBL 310 mm	GM
DDVI673		OBL 320 mm	GM
DDVI674		OBL 330 mm	GM
DDVI675		OBL 340 mm	GM
DDVI676		OBL 350 mm	GM
DDVI677		OBL 360 mm	GM
DDVI678		OBL 370 mm	GM
DDVI679		OBL 380 mm	GM
DDVI680		OBL 390 mm	GM
DDVI681		OBL 400 mm	GM
DDVI682		OBL 410 mm	GM
DDVI683		OBL 420 mm	GM
DDVI685		OBL 440 mm	GM
DDVI686		OBL 450 mm	GM
DDVI687		OBL 460 mm	GM
DDVI688		OBL 470 mm	GM
DDVI689		OBL 480 mm	GM
DDVI690		OBL 490 mm	GM
DDVI691		OBL 500 mm	GM
DDVI692		OBL 510 mm	GM
DDVI693		OBL 520 mm	GM
<b>RUGFRAME</b>			
DDV0730	◆	Aluminium	
DDV0731		Titanium (- 80 gram) (niet in combinatie met "zonder rugbekleding")	358,00
<b>RUGTYPE</b>			
DDV0770	◆	Standaard rugframe - horizontale gebogen buis (niet i.c.m. Matrx ruggen)	
DDV0772		Laag rugframe voor vaste rugsystemen - zonder rugbekleding (niet i.c.m. titanium rugframe en in hoogte instelbare duwhandvatten)	GM
DDV0773		Rugframe - horizontale rechte buis	36,00
<b>RUGBEKLEDING</b>			
DDV0722	◆	Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDV0721		Lichte rugbekleding (-260 gram) (niet i.c.m. in hoogte verstelbaar opbouw duwhandvatten)	298,00
DDV0735		Aeroback, ventilerende rugbekleding, naspanbaar	184,00
<b>MATRIX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)</b>			
DDV0756		Elite Deep, hoogte 310 mm	884,00
DDV0757		Elite Deep, hoogte 410 mm	884,00
DDV0758		Elite Standaard, hoogte 260 mm	784,00
DDV0759		Elite Standaard, hoogte 310 mm	784,00
DDV0760		Elite Standaard, hoogte 360 mm	784,00
DDV0761		Elite Standaard, hoogte 410 mm	784,00
		Voor MatrX ruggen zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen & Kussens	
<b>DUWHANDVATTEN (als armsteunen zijn geselecteerd, RH 27 - 33 cm zijn niet mogelijk met hoogte verstelbare of inklapbare duwhandvatten)</b>			
DDV0750	◆	Zonder duwhandvatten	
DDV0751		Duwhandvatten vast, kort (niet i.c.m Matrx ruggen)	157,00
DDV0702		Duwhandvatten vast, lang (niet i.c.m Matrx ruggen)	157,00
DDV0703		In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. rughoogte 270 mm, Matrx ruggen & zonder rugbekleding)	294,00
DDV0704		Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. rughoogte 270 mm, Matrx ruggen & zonder rugbekleding)	294,00
DDV0733		Geïntegreerde hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen i.c.m. zonder rugbekleding)	226,00
<b>RUGHOEK (permanent instelbaar)</b>			
DDV0709	◆	82° hoek t.o.v. de zitting	




DDV0718		78° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDV0719		86° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDV0711		90° hoek t.o.v. de zitting	GM
DDV0723		94° hoek t.o.v. de zitting	GM
<b>MATERIAAL VOETBEUGEL</b>			
DDVI508	◆	Aluminium	
DDVI509		Titanium (reduceert het totaalgewicht van de rolstoel met 145 gr) (niet i.c.m. hooggemonteerde voetplaat)	220,00
<b>VOETBEUGEL</b>			
DDVI508	◆	Voetbeugel vast aluminium (niet i.c.m. voetplaten)	
DDVI513		Bescherming voetbeugel	62,00
DDVI570		Carbon voetplaat, hoekinstelbaar (niet i.c.m. voetbeugel)	252,00
<b>KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN</b>			
DDVI401	◆	Carbon kledingbeschermers	
DDVI408		Afneembare carbon spatborden	269,00
<b>ARMSTEUNEN</b>			
DDVI416		Armsteun (T-model), korte armlegger (niet i.c.m. spatborden)	338,00
DDVI421		Armsteun (T-model), lange armlegger (niet i.c.m. spatborden)	338,00
DDVI411		Afneembaar, comfort armlegger in hoogte verstelbaar, buisframe (niet i.c.m. hoogte verstelbare duwhandvatten, voor rughoogte 270 - 330 mm alleen zonder duwhandvatten mogelijk)	338,00
<b>ZITKUSSEN</b>			
DDV0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik	80,00
DDV0662		Matrx Libra kussen	535,00
		Voor overige Matrx Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens	
DDV0606		Zittingtasje met clipssluiting	66,00
<b>FRAME KLEUREN</b>			
DDV0314	◆	Framekleur black matt	
DDV0302		Framekleur royal blue	GM
DDV0303		Framekleur royal red	GM
DDV0356		Framekleur ivory white	GM
DDV0359		Framekleur flashy yellow	GM
DDV0365		Framekleur Mercury Blue	GM
DDV0366		Framekleur Dynamite Ornage	GM
<b>GEPOLIJSTE KLEUR</b>			
DDV0310		Mirror natural	182,00
<b>CPS KLEUREN (De Colour Power Set heeft betrekking op de volgende onderdelen en opties: High Performance achterwielen alleen naaf, Starec achterwielen 22" en 24" naaf en velg (behalve chrome), Starec voorwielen, voorvork, voorvorkdop, zitframedop, ruginstellingsplaat.)</b>			
DDV0330		Techno-anthracite (nettoprijs)	258,00
DDV0334		B-blue (nettoprijs)	258,00
DDV0329		Comet red (nettoprijs)	258,00
DDV0336		Arctic blue (nettoprijs)	258,00
DDV0339		Champagne (nettoprijs)	258,00
DDV0338		Chrome (nettoprijs)	258,00
<b>VOORWIELEN (voorvork grootte wordt bepaald door zithoogte)</b>			
DDV0863	◆	Voorwielen 5" Comfort black rubber	
DDV0800		Voorwielen 3" Supersport	31,00
DDV0801		Voorwielen 4" Everyday black rubber	31,00
DDV0796		Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte velg - LET OP: geen FrogLegs voorvork	201,00
DDV0797		Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren velg - LET OP: geen FrogLegs voorvork	201,00
DDV0860		Voorwielen 4" Comfort wheel black rubber	103,00
DDV0810		Voorwielen 5" Everyday black rubber	GM
DDV0798		Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte velg - LET OP: geen FrogLegs voorvork	201,00
DDV0799		Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren velg - LET OP: geen FrogLegs voorvork	201,00



1509



1416/21



DDV0820		Voorwielen 6" Light	112,00
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>			
DDV0250	◆	Standaard vaste positie	
DDV0245		Tweede aspositie	287,00
<b>EERSTE CAMBERBUIS</b>			
DDV0277	◆	Standaard camberbuis	
DDV0276		Vario-as, camber verstelbaar 1/3/7/10°	363,00
DDV0278		Carbon as (reduceert het totaalgewicht met 80 gram)	115,00
<b>POSITIE EERSTE CAMBERBUIS - TRAPLOOS INSTELBAAR</b>			
(zie bijlage onderaan, positie 140 mm is meest actieve positie)			
DDV0263		140 mm	GM
DDV0264		125 mm	GM
DDV0265	◆	110 mm	GM
DDV0266		95 mm	GM
DDV0267		80 mm	GM
<b>CAMBERSTAND EERSTE CAMBERBUIS</b>			
DDV0271	◆	3° camber	
DDV0270		0° camber	GM
DDV0272		6° camber	GM
<b>TWEDE CAMBERBUIS</b>			
DDV0252		Standaard as (enkel mogelijk met achterwielverlenging, 2e as uitsluitend in 5e positie vanaf de voorkant)	GM
DDV0280		Vario-as (enkel mogelijk met achterwielverlenging, 2e as uitsluitend in 5e positie vanaf de voorkant)	363,00
DDV0253		Carbon as	98,00
<b>CAMBERSTAND TWEEDE CAMBERBUIS</b>			
DDV0270		0° camber (maximaal 3° camber verschil tussen 1e en 2e camberbuis. Indien één van de assen een vario-as is kan de andere as uitsluitend 0° of 3° zijn)	GM
DDV0271		3° camber (maximaal 3° camber verschil tussen 1e en 2e camberbuis. Indien één van de assen een vario-as is kan de andere as uitsluitend 0° of 3° zijn)	GM
DDV0272		6° camber (maximaal 3° camber verschil tussen 1e en 2e camberbuis. Indien één van de assen een vario-as is kan de andere as uitsluitend 0° of 3° zijn)	GM
<b>QUICK RELEASE ASSEN</b>			
DDV0909		Tetra Clip	122,00
<b>ACHTERWIELEN</b>			
DDV0902	◆	Achterwielen 24" wielen	
DDV0925		Achterwielen 25" wielen	GM
DDV0903		Achterwielen 26" wielen	GM
<b>ACHTERWIEL TYPE</b>			
DDV0915	◆	Küschall, Starec naaf 24 & 26" (naaf in CPS indien geselecteerd)	
DDV0908		24" High Performance ,Starec naaf, zwarte velg (naaf in CPS indien geselecteerd)	447,00
DDV0918		25" High Performance ,Starec, zwarte velg compl. (compleet wiel: met marathon evolution banden en alu hoepel)	447,00
DDV0906		24" Spinergy LXX wielen	716,00
DDV0912		25" Spinergy LXX wielen (niet i.c.m. CPS, massieve banden, tetra-clip)	819,00
DDV0927		Wiel met geïntegreerde naafrem	342,00
DDV0913		24" Mountainbike wielen, Starec naaf, zwarte velg en alu hoepel (indien spaakbeschermers gewenst zijn, alleen transparant mogelijk)	434,00
<b>BANDEN (24" High Performance wielen alleen in combinatie met lichtlopend, blokprofiel of marathon Evolution Schwalbe banden)</b>			
DDVI014	◆	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDVI002		24" Banden met blokprofiel, 7 bar	92,00
DDVI007		24" Massieve banden, lichtlopend grijs	92,00
DDVI010		24", 25", 26" Marathon Evolution Schwalbe	92,00
DDVI011		24", 25" Schwalbe One	92,00
DDVI013		24" Schwalbe rightrun blue	92,00
<b>ANTI-LEK</b>			
DDV1020		Anti-lek bescherming (niet mogelijk voor Marathon Evolution banden)	110,00
<b>HOEPELS</b>			
DDV1117	◆	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25", 26")	
DDV1102		Supergripp, afstand 30 mm of 40 mm (24", 26")	237,00



DDVI104	Staal, afstand 30 mm (24", 26", let op hoepels zijn kleiner dan aluminium hoepels)	133,00
DDVI106	Titanium, afstand 30 mm (24")	287,00
DDVI107	Titanium, afstand 40 mm (24")	287,00
DDVI120	The Surge LT, afstand 30mm (24", 25")	346,00
DDVI121	Carbolife Gekko, afstand 30 mm (24")	400,00
DDVI122	Carbolife Curve, afstand 30 mm (24")	400,00
DDVI124	Aluminium hoepels light, afstand 40 mm, grijs (24", 25", 26")	20,00
<b>SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. spinergy wielen. Voor mountainbikes: alleen transparant)</b>		
DDVI200	Transparant (24" en 26")	218,00
DDVI202	Zwart "küsch"-aanduiding (24")	153,00
DDVI208	Transparant en wit "küschall" (24")	153,00
<b>REMMEN</b>		
DDVI300	◆ Drukremmen met gebogen hendel	
DDVI301	Drukremmen met rechte hendel	GM
DDVI302	Performance remmen (naar voren wegdraaiend)	213,00
DDVI303	Actief remmen (schaarremmen, wegklapbaar) (niet i.c.m. 26" wielen, niet i.c.m. 25" wielen in combinatie met 90° frame)	177,00
DDVI306	Trekremmen	95,00
DDVI310	Remverlengers (alleen i.c.m. drukremmen met gebogen hendel)	65,00
DDAI399	Zonder remmen (alleen i.c.m. wiel met geïntegreerde naafrem)	GM
<b>ANTI-TIPSYSTEEM</b>		
DDVI702	Anti-tip rechts gemonteerd	148,00
DDVI703	Anti-tip links gemonteerd	148,00
DDVI704	Anti-tip per paar	297,00
DDVI705	Actief anti-tip (niet i.c.m. achterwielverlenging, carbon as, 26" wielen)	368,00
<b>GORDEL</b>		
DDVI730	Veiligheidsgordel met clipsluiting	53,00
<b>REFLECTOREN</b>		
DDVI710	Reflectorset, gemonteerd	30,00
DDVI711	Reflectorset, los geleverd	35,00
<b>ACCESSOIRES</b>		
DDVI715	Luchtpomp (niet gemonteerd bij std zitbreedte van 340 mm)	39,00
DDVI726	Gereedschapset Advance	21,00
DDVI744	Bagagebeugels	352,00
DDVI745	Bidonhouder	43,00
DDVI739	Voorframe beschermers (paar)	85,00
DDVI728	Reistas voor achterwielen (24" & 25" & 26")	132,00
DDVI734	Reistas voor mountainbikewielen incl.wielen	812,00
<b>EXTRA VOORFRAME SET</b>		
<b>QUICK RELEASE FRAMES</b>		
DDV3000	Quick release frames	578,00
<b>FRAME MATERIAAL / HOEK TWEDE / Type voor tweede quick release frames set</b>		
DDV3284	75° frame aluminium voor tweede quick release frames set	331,00
DDV3289	90° frame aluminium voor tweede quick release frames set	371,00
<b>FRAME KLEUR voor tweede quick release frames set</b>		
DDV3302	Framekleur royal blue voor tweede quick release frames set	GM
DDV3303	Framekleur royal red voor tweede quick release frames set	GM
DDV3310	Framekleur polished voor tweede quick release frames set	GM
DDV3314	Framekleur black matt voor tweede quick release frames set	GM
DDV3356	Framekleur ivory white voor tweede quick release frames set	GM
DDV3359	Framekleur flashy yellow voor tweede quick release frames set	GM
DDV3365	Framekleur mercury blue voor tweede quick release frames set	GM
DDV3366	Framekleur dynamite orange voor tweede quick release frames set	GM
<b>BESCHERMING VOETBEUGEL voor tweede quick release frames set</b>		



1113/14



1120



1300



1307



1705



1702 / 1703 / 1704



1744



1745



1746




1728

DDV3513	Bescherming voetbeugel voor tweede quick release frames set	27,00
<b>VOORWIELEN voor tweede quick release frames set</b>		
DDV3800	Voorwielen 3" Supersport voor tweede quick release frames set	31,00
DDV3796	Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg voor tweede quick release frames set	201,00
DDV3797	Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg voor tweede quick release frames set	201,00
DDV3801	Voorwielen 4" Everyday wheel voor tweede quick release frames set	31,00
DDV3860	Voorwielen 4" Comfort wheel black rubber voor tweede quick release frames set	103,00
DDV3798	Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte aluminium velg voor tweede quick release frames set	201,00
DDV3799	Voorwielen 5" Froglegs met zilveren aluminium velg voor tweede quick release frames set	201,00
DDV3810	Voorwielen 5" Light wheel voor tweede quick release frames set	103,00
DDV3863	Voorwielen 5" Comfort wheel black rubber voor tweede quick release frames set	103,00
DDV3820	Voorwielen 6 " Light wheel voor tweede quick release frames set	103,00
<b>FRAMEBESCHERMERS voor tweede quick release frames set</b>		
DDV3739	Voorframe beschermers (paar) voor tweede quick release frames set	85,00
<b>SPECIALE AANPASSING</b>		
DDV0000	MYküschall speciale aanpassing	POA
<b>INVACARE UNIQUE</b>		
	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.	



## DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN



## CUSTOMIZED MEASUREMENTS

SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

## MYküschall

## Omschrijving van de aanvraag



## Criteria om te kiezen op basis van de prijslijst:

1. Frame hoek
  2. Zithoogte voor (ZHv)
  3. Voorwiel maat
  4. Onderbeenlengte
- Alle bovenstaande criteria bepalen de lengte van het frame (kort/middellang/lang)

Frame	75° frame hoek				90° frame hoek		
	3"	4"	5"	6"	3"	4"	5"
Voorwiel	3"	4"	5"	6"	3"	4"	5"
ZHv 450	kort	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 460	kort	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 470	middellang	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 480	middellang	middellang	kort	kort	middellang	kort	kort
ZHv 490	middellang	middellang	middellang	kort	middellang	middellang	kort
ZHv 500	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang
ZHv 510	lang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang
ZHv 520	lang	lang	middellang	middellang	lang	middellang	middellang
ZHv 530	lang	lang	lang	middellang	lang	lang	middellang
ZHv 540	lang	lang	lang	lang	lang	lang	lang
ZHv 550	lang	lang	lang	lang	lang	lang	lang

## Uitzonderingen:

- Bij 75° frame en OBL > 430 mm dan middellange frame gemonteerd in plaats van korte frame.  
 Bij 75° frame en OBL > 480 mm dan lang frame gemonteerd in plaats van middellange frame.  
 Bij 90° frame en OBL > 420 mm dan middellange frame gemonteerd in plaats van korte frame.  
 Bij 90° frame OBL > 470 mm dan lange frame gemonteerd in plaats van middellange frame.

## Mogelijke onderbeenlengte volgens frame lengte en voetbeugel/voetplaten:

	75°-kort	75°-middellang	75°-lang	90°-kort	90°-middellang	90°-lang
Standaard voetbeugel aluminium or titanium	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Carbon voetplaat hoekinstelbaar	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Opklapbare voetplaat	310 - 430	360 - 480	410 - 520	310 - 420	360 - 470	410 - 510

Alle onderbeenlengtes onder degene hierboven genoemd zullen worden gemonteerd met hooggemonteerde voetplaten.  
 De maximale mogelijke onderbeenlengte met 75° frame is: ZHv min 300mm  
 De maximale mogelijke OBL met 90° frame is: ZHv min 400mm