



KÜSCHALL COMPACT_{attract}



130 KG



8,3 KG



Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel
(vouwbaar frame)
Maximaal gebruikersgewicht:
130 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag


Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
DDY0014	◆ Küschall Compact Attract	2485,00
DDY0211	◆ Standaard frame	
DDY0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDY0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDY0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDY0852	◆ Zithoogte voorzijde 500 mm	
DDY0951	◆ Zithoogte achterzijde 460 mm	
DDY1684	◆ Onderbeenlengte 430 mm	
DDY0736	◆ Vaste rugleuning	
DDY0700	◆ Standaard rugbekleding	
DDY0750	◆ Zonder duwhandvatten	
DDY0611	◆ Standaard zitbekleding	
DDY1540	◆ Beensteunen 70°	
DDY1562	◆ Kunststof voetplaten, voorwaarts gemonteerd	
DDY1530	◆ Hielbanden	
DDY1424	◆ Kunststof kledingbeschermers	
DDY0360	◆ Framekleur Attract Black	
DDY0863	◆ Voorwielen 5" Comfort with black rubber	
DDY0250	◆ Standaard achterwielbevestigingsplaat	
DDY0265	◆ Achterwielen in 2e positie	
DDY0902	◆ Achterwielen 24"	
DDY0283	◆ Camber 3°	
DDY0921	◆ 24" Actief wielen - complete wielen	
DDY1312	◆ Attract drukremmen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2485,00
VOORFRAME		
DDY0211	◆ Standaard frame	
ZITBREEDTE		
DDY0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDY0128	Zitbreedte 380 mm	153,00
DDY0132	Zitbreedte 420 mm	GM
DDY0134	Zitbreedte 440 mm (dubbel kruisframe)	GM
DDY0136	Zitbreedte 460 mm (dubbel kruisframe)	153,00
DDY0138	Zitbreedte 480 mm (dubbel kruisframe)	153,00
ZITDIEPTE		
DDY0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDY0412	Zitdiepte 360 mm	GM
DDY0415	Zitdiepte 380 mm	GM
DDY0420	Zitdiepte 420 mm	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

DDY0422		Zitdiepte 440 mm	GM
DDY0424		Zitdiepte 460 mm	141,00
DDY0427		Zitdiepte 480 mm	141,00
DDY0429		Zitdiepte 500 mm	141,00
RUGHOOGTE (Let op: crashtest geldt alleen bij minimale rughoopte van 400mm)			
DDY0514	◆	Rughoopte 375 mm	
DDY0506		Rughoopte 330 mm	GM
DDY0509		Rughoopte 345 mm	GM
DDY0512		Rughoopte 360 mm	GM
DDY0516		Rughoopte 390 mm	GM
DDY0518		Rughoopte 405 mm	GM
DDY0520		Rughoopte 420 mm	GM
DDY0522		Rughoopte 435 mm	GM
DDY0524		Rughoopte 450 mm	GM
DDY0526		Rughoopte 465 mm	GM
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)			
DDY0852	◆	ZHV 500 mm	
DDY0847		ZHV 450 mm	GM
DDY0848		ZHV 460 mm	GM
DDY0849		ZHV 470 mm	GM
DDY0850		ZHV 480 mm	GM
DDY0851		ZHV 490 mm	GM
DDY0853		ZHV 510 mm	GM
DDY0854		ZHV 520 mm	GM
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA) 70° frame: SHv = "SHv-10cm" tot "SHv-0cm"; 80° & 90° frame: SHa = "SHv-10cm" tot "SHv-3cm"			
DDY0951	◆	ZHA 460 mm	
DDY0947		ZHA 420 mm	GM
DDY0948		ZHA 430 mm	GM
DDY0949		ZHA 440 mm	GM
DDY0950		ZHA 450 mm	GM
DDY0952		ZHA 470 mm	GM
DDY0953		ZHA 480 mm	GM
DDY0954		ZHA 490 mm	GM
ONDERBEENLENGTE (OBL)			
DDY1684	◆	OBL 430 mm	
DDY1679		OBL 380 mm	GM
DDY1680		OBL 390 mm	GM
DDY1681		OBL 400 mm	GM
DDY1682		OBL 410 mm	GM
DDY1683		OBL 420 mm	GM
DDY1685		OBL 440 mm	GM
DDY1686		OBL 450 mm	GM
DDY1687		OBL 460 mm	GM
RUGBUIZEN			
DDY0736	◆	Vaste rugleuning	
DDY0720		Rugbuizen hoekinstelbaar	183,00
DDY0705		Rugbuizen met lumbaalknik	205,00
RUGHOEK (Niet i.c.m. vaste rugleuning of rugbuizen met lumbaalknik)			
DDY0709		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 90°	
DDY0707		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 82°	GM
DDY0718		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 86°	GM
DDY0719		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 94°	GM

Onderbeenlengte moet altijd worden opgemeten zonder zittkussen



$$UL = ULpat - SK$$


DDY0711		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 98°	GM
DDY0712		Hoekinstelbare rug, ingesteld op 102°	GM
RUGBEKLEDING			
DDY0700	◆	Standaard rugbekleding	
DDY0725		Naspanbare rugbekleding zwart/grijs	98,00
DDY0735		Aeroback, ventilerende rugbekleding	194,00
DUWHANDVATTEN			
DDY0750	◆	Zonder duwhandvatten (niet i.c.m. trommelremmen)	
DDY0702		Duwhandvatten vast, lang	125,00
DDY0751		Duwhandvatten vast, kort (niet i.c.m. trommelremmen)	125,00
DDY0703		In hoogte verstelbaar; opbouw (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	309,00
DDY0733		In hoogte verstelbaar; geïntegreerd (niet i.c.m. rugfixatiestang)	238,00
DDY0704		Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. trommelremmen)	309,00
RUGFIXATIESTANG			
DDY1491		Rugfixatiestang (niet i.c.m. rughoogte 330-390 mm, inklapbare duwhandvatten, standaard rugbekleding en in hoogte verstelbare duwhandvatten)	55,00
ZITBEKLEDING			
DDY0611	◆	Standaard zitbekleding	
ZITKUSSEN			
DDY0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik	84,00
DDY0662		Matrx Libra kussen, zwart gladde hoes	562,00
		Voor overige MatrX Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens	
DDY0606		Zittingtas met clipsbevestiging	69,00
BEENSTEUNEN			
DDY1540	◆	Beensteunen 70°	
DDY1542		Beensteunen 90° (niet i.c.m. 6 en 7 inch voorwielen, OBL 450 en 460 mm)	171,00
DDY1555		Zonder beensteunen	GM
VOETPLATEN			
DDY1562	◆	Kunststof voetplaten, voorwaarts gemonteerd	
DDY1563		Kunststof voetplaten, achterw. gemonteerd	GM
DDY1573		Kunststof voetplaten, hoekverstelbaar	152,00
VOET- EN BEENONDERSTEUNING			
DDY1530	◆	Hielbanden	
DDY1534		Kuitband	24,00
KLEDINGBESCHERMERS/SPATBORDEN			
DDY1424	◆	Kunststof kledingbeschermers	
DDY1425		Kunststof spatborden afneembaar	205,00
DDY1426		Kunststof spatborden, vast (niet i.c.m. zithoogte achter 400 mm)	205,00
DDY1401		Carbon kledingbeschermers	212,00
DDY1408		Carbon spatborden, afneembaar	431,00
DDY1405		Carbon spatborden, vast (niet i.c.m. zithoogte achter 400 mm)	431,00
ARMSTEUNEN			
DDY1416		Afneembare armsteun met korte armlegger; in hoogte instelbaar	355,00
DDY1421		Afneembare armsteun met lange armlegger; in hoogte instelbaar	355,00
DDY1440		Afneembare en wegklapbare armsteun met korte armlegger; in hoogte verstelbaar (niet i.c.m. 3° camber; zithoogte achter 400/410 mm)	420,00
DDY1441		Afneembare en wegklapbare armsteun met lange armlegger; in hoogte verstelbaar (niet i.c.m. 3° camber; zithoogte achter 400/410 mm)	420,00
DDY1411		Afneembare en wegklapbare armsteun, in hoogte verstelbaar; extra gepolsterd, zwart/grijs (niet mogelijk met in hoogte verstelbare duwhandvatten)	355,00
DDY1445		Afneembare en wegklapbare küschall armsteun, in hoogte verstelbaar; extra gepolsterd, zwarte stof (niet i.c.m. neerklapbare rugbuizen)	355,00
FRAMEKLEUREN			
DDY0360	◆	Framekleur Attract Black	GM



1542 / 1541 / 1540



1562 / 1563



1566 / 1567



1564 / 1565



1400



1405



1440 / 1441

DDY0307		Framekleur Attract Grey	GM
DDY0308		Framekleur Attract Blue	GM
DDY0311		Framekleur Attract Red	GM
VOORWIELEN			
DDY0863	◆	Voorwielen 5" Comfort with black rubber	
DDY0810		Voorwielen 5" Lichtlopend (zwart rubber)	108,00
DDY0821		Voorwielen 6" Pneumatic (lucht)	117,00
DDY0820		Voorwielen 6" Comfort met zwart rubber	117,00
DDY0822		Voorwielen 7" Comfort	117,00
ACHTERWIELBEVESTIGING			
DDY0250	◆	Standaard achterwielbevestigingsplaat	
ACHTERWIELPOSITIE			
DDY0265	◆	Achterwielen in 2e positie (scharremmen niet mogelijk bij ZD kleiner dan 400 mm, of achterwiel positie 4 en 5)	
DDY0264		Achterwielen in 1e positie (niet i.c.m. zitdiepte 360 - 380 mm)	GM
DDY0266		Achterwielen in 3e positie	GM
ACHTERWIELEN.			
DDY0902	◆	Achterwielen 24"	
CAMBER			
DDY0283	◆	Camber 3°	
DDY0282		Camber 0°	39,00
ACHTERWIEL TYPE			
DDY0921	◆	24" Actief wielen - complete wielen	
DDY0915		24" Kuschall Starec wielen, kruisgespaakt	132,00
DDY0923		24" Wielen met trommelremmen voor begeleider (niet i.c.m. camber 3°, duwhandvatten kort, inklapbare duwhandvatten & zonder duwhandvatten, rem verplicht)	832,00
BANDEN			
DDY1014		24" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	GM
DDY1004		24" Massieve banden, grijs blokprofiel	97,00
DDY1010		24" Marathon Evolution Schwalbe	97,00
DDY1011		24" Schwalbe One	97,00
HOEPELS			
DDY1113		Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, grijs (24")	GM
DDY1102		Supergripp, afstand 30 mm of 40 mm (24")	249,00
DDY1104		Staal, afstand 30 mm (24")	140,00
DDY1106		Titanium, afstand 30 mm (24")	302,00
REMMEN			
DDY1312	◆	Attract drukremmen	
DDY1311		Attract trekremmen	GM
DDY1306		Trekremmen	223,00
ANTI-TIPSYSTEEM			
DDY1702		Anti-tip rechts	155,00
DDY1703		Anti-tip links	155,00
DDY1704		Anti-tip per paar	312,00
GORDEL			
DDY1730		Veiligheidsgordel met clipsluiting	56,00
REFLECTOREN			
DDY1710		Reflectorset, gemonteerd	42,00
ACCESSOIRES			
DDY1717		Gereedschapset	22,00
DDY1729		Framebeschermer achterframe	44,00
DDY1760		Kunststof werkblad (alleen mogelijk in combinatie met armsteunen)	814,00
DDY1708		Trapdop, rechts	98,00
DDY1709		Trapdop, links	98,00



DDY1718	Trapdop, beide zijden	143,00
DDY1706	Stokhouder, rechts (niet i.c.m. trapdop aan dezelfde zijde)	98,00
DDY1707	Stokhouder, links (niet i.c.m. trapdop aan dezelfde zijde)	98,00
DDY1719	Stokhouder, beide kanten	195,00
DDY1715	Pomp	22,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)		
	Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
	Alber e-motion M25, elektrische hoepel ondersteuning*	
	Alber Twion M24, elektrische hoepel ondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	
INVACARE UNIQUE		
	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.	

