



## KÜSCHALL ULTRA-LIGHT



130 KG



7,5 KG



Crashtest  
ISO 7176-19  
Geldt alleen bij  
RH > 400 mm



manueel actief rolstoel  
(vouwbaar frame)  
Maximaal gebruikersgewicht:  
130 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
DDU0010	◆ Küschall Ultra-Light	2857,00
DDU0203	◆ Actief frame 70° gebogen	
DDU0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDU0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDU0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDU0852	◆ Zithoogte voorzijde 500 mm	
DDU0951	◆ Zithoogte achterzijde 460 mm	
DDU1684	◆ Onderbeenlengte 430 mm	
DDU0726	◆ Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDU0736	◆ Vaste rugleuning	
DDU0702	◆ Duwhandvatten vast, lang	
DDU1562	◆ Kunststof voetplaten, voorwaarts gemonteerd	
DDU1533	◆ Kuitbanden	
DDU0611	◆ Standaard zitbekleding met 1 klittenband in het midden (zacht)	
DDU1400	◆ Kledingbeschermers	
DDU0300	◆ Framekleur glossy black	
DDU0810	◆ Voorwiel 5" Lichtlopend (zwart rubber)	
DDU0865	◆ Standaard voorwielbevestigingsplaat	
DDU0250	◆ Standaard achterwielbevestigingsplaat	
DDU0265	◆ Achterwielen in 3e positie	
DDU0902	◆ Achterwielen 24"	
DDU0282	◆ Camber 0°	
DDU0915	◆ 24" Küschall Starec	
DDU1014	◆ 22", 24", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDU1113	◆ Aluminium light hoepels, 30 mm	
DDU1301	◆ Drukremmen met rechte hendel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2857,00
<b>VOORFRAME</b>		
DDU0203	◆ Actief frame 70° gebogen (de minimale zithoek (verschil tussen zithoogte voor en achter is 30 mm)	
DDU0212	Dynamic 80° gebogen (de minimale zithoek (verschil tussen zithoogte voor en achter is 30 mm)	GM
DDU0201	V-Frame 70° (niet i.c.m. zitbreedte 280 en 300 mm)	348,00
DDU0243	V-Frame 80° (niet i.c.m. zitbreedte 280 en 300 mm)	348,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
DDU0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDU0118	Zitbreedte 280 mm (niet i.c.m. Matrx ruggen)	153,00
DDU0120	Zitbreedte 300 mm (niet i.c.m. Matrx ruggen)	153,00
DDU0122	Zitbreedte 320 mm (niet i.c.m. Matrx ruggen)	153,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

DDU0124		Zitbreedte 340 mm (niet i.c.m. Matrx ruggen)	153,00
DDU0126		Zitbreedte 360 mm	153,00
DDU0128		Zitbreedte 380 mm	153,00
DDU0132		Zitbreedte 420 mm	GM
DDU0134		Zitbreedte 440 mm (dubbel kruisframe)	GM
DDU0136		Zitbreedte 460 mm (dubbel kruisframe)	153,00
DDU0138		Zitbreedte 480 mm (dubbel kruisframe)	153,00
DDU0140		Zitbreedte 500 mm (dubbel kruisframe)	153,00

**ZITDIEPTE**

DDU0417	◆	Zitdiepte 400 mm	
DDU0408		Zitdiepte 320 mm (niet i.c.m. Matrx kussens)	GM
DDU0410		Zitdiepte 340 mm (niet i.c.m. Matrx kussens)	GM
DDU0412		Zitdiepte 360 mm (niet i.c.m. Matrx kussens)	GM
DDU0415		Zitdiepte 380 mm	GM
DDU0420		Zitdiepte 420 mm	GM
DDU0422		Zitdiepte 440 mm	GM
DDU0424		Zitdiepte 460 mm	GM
DDU0427		Zitdiepte 480 mm	136,00
DDU0429		Zitdiepte 500 mm	136,00

**RUGHOOGTE (Let op: crashtest geldt alleen bij minimale rughoogte van 400mm)**

DDU0514	◆	RH 375 mm				
DDU0550		RH 300 mm	GM	DDU0520	RH 420 mm	GM
DDU0503		RH 315 mm	GM	DDU0522	RH 435 mm	GM
DDU0506		RH 330 mm	GM	DDU0524	RH 450 mm	GM
DDU0509		RH 345 mm	GM	DDU0526	RH 465 mm	GM
DDU0512		RH 360 mm	GM	DDU0528	RH 480 mm	GM
DDU0516		RH 390 mm	GM	DDU0530	RH 495 mm	GM
DDU0518		RH 405 mm	GM	DDU0532	RH 510 mm	GM
				DDU0585	Rughoogte afhankelijk van Matrx rug	GM

\* niet i.c.m. neerklapbare rugbuizen

**ZITHOOGTE VOOR (ZHV)**

DDU0852	◆	ZHV 500 mm		DDU0850	ZHV 480 mm	GM
DDU0845		ZHV 430 mm	GM	DDU0851	ZHV 490 mm	GM
DDU0846		ZHV 440 mm	GM	DDU0853	ZHV 510 mm	GM
DDU0847		ZHV 450 mm	GM	DDU0854	ZHV 520 mm (maximale zithoogte voorzijde voor Dynamic frame)	GM
DDU0848		ZHV 460 mm	GM	DDU0855	ZHV 530 mm	GM
DDU0849		ZHV 470 mm	GM			

**ZITHOOGTE ACHTER (ZHA) "ZHa max. (maximum zit hoogte achter) = ZHv (zit hoogte voor), negatieve zithoek is niet mogelijk"**

DDU0951	◆	ZHA 460 mm		DDU0949	ZHA 440 mm	GM
DDU0944		ZHA 390 mm	GM	DDU0950	ZHA 450 mm	GM
DDU0945		ZHA 400 mm	GM	DDU0952	ZHA 470 mm	GM
DDU0946		ZHA 410 mm	GM	DDU0953	ZHA 480 mm	GM
DDU0947		ZHA 420 mm	GM	DDU0954	ZHA 490 mm	GM
DDU0948		ZHA 430 mm	GM	DDU0955	ZHA 500 mm	GM

**ONDERBEENLENGTE**

DDU1684	◆	OBL 430 mm (medium insteekbuis)				
DDU1661		OBL 200 mm	GM	DDU1677	OBL 360 mm	GM
DDU1662		OBL 210 mm	GM	DDU1678	OBL 370 mm	GM
DDU1663		OBL 220 mm	GM	DDU1679	OBL 380 mm	GM
DDU1664		OBL 230 mm	GM	DDU1680	OBL 390 mm	GM

**Zithoogte voorzijde TABEL**

Front wheel / Front wheel attachment	high mounted	standard mounted	low mounted
3"	380* - 470	410 - 500	440 - 530
4"	410 - 480	440 - 510	470 - 530
5"	430 - 490	460 - 520	490 - 530
6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530
7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550*


maten kunnen worden ingesteld, maar worden niet aangeboden

**Zithoogte achterzijde TABEL**

ZHA / Achterwiel maat	
22"	390 - 450 mm
24"	390 - 480 mm
25"	410 - 500 mm
26"	420 - 500 mm

DDU1665		OBL 240 mm	GM	DDU1681		OBL 400 mm	GM
DDU1666		OBL 250 mm	GM	DDU1682		OBL 410 mm	GM
DDU1667		OBL 260 mm	GM	DDU1683		OBL 420 mm	GM
DDU1668		OBL 270 mm	GM	DDU1685		OBL 440 mm	GM
DDU1669		OBL 280 mm	GM	DDU1686		OBL 450 mm	GM
DDU1670		OBL 290 mm	GM	DDU1687		OBL 460 mm	GM
DDU1671		OBL 300 mm	GM	DDU1688		OBL 470 mm	GM
DDU1672		OBL 310 mm	GM	DDU1689		OBL 480 mm	GM
DDU1673		OBL 320 mm	GM	DDU1690		OBL 490 mm	GM
DDU1674		OBL 330 mm	GM	DDU1691		OBL 500 mm	GM
DDU1675		OBL 340 mm	GM	DDU1692		OBL 510 mm	GM
DDU1676		OBL 350 mm	GM				

**Onderbeenlengte moet altijd worden opgemeten zonder zittkussen**



### RUGBEKLEDING

DDU0722	◆	Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDU0700		Standaard rugbekleding	GM
DDU0721		Lichte rugbekleding (-355 gram) (niet mogelijk i.c.m. RH<360 mm)	313,00
DDU0735		Aeroback, ventilerende rugbekleding	194,00

### MATRIX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)

DDU0756		Elite Deep, hoogte 310 mm	929,00
DDU0757		Elite Deep, hoogte 410 mm	929,00
DDU0762		Elite Deep, hoogte 460 mm	929,00
DDU0758		Elite Standaard, hoogte 260 mm	824,00
DDU0759		Elite Standaard, hoogte 310 mm	824,00
DDU0760		Elite Standaard, hoogte 360 mm	824,00
DDU0761		Elite Standaard, hoogte 410 mm	824,00
DDU0763		Elite Standaard, hoogte 460 mm	824,00
		Voor MatrX ruggen zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen & Kussens	

### DUWHANDVATTEN

DDU0702	◆	Duwhandvaten vast, lang	
DDU0750		Zonder duwhandvatten	GM
DDU0751		Vaste duwhandvatten, kort (niet i.c.m. trommelremmen)	GM
DDU0703		In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. std rugbekleding en MatrX ruggen)	309,00
DDU0733		In hoogte verstelbaar, geïntegreerd	238,00
DDU0704		Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. MatrX ruggen)	309,00

### RUGBUIZEN

DDU0736	◆	Vaste rugleuning	GM
DDU0720		Rugbuizen hoekinstelbaar (niet i.c.m. MatrX ruggen)	
DDU0705		Rugbuizen met lumbaalknik (niet i.c.m. MatrX ruggen)	GM
DDU0734		Neerklapbare rugbuizen (niet i.c.m. met RH 300-330 mm, met armsteunen, in hoogte verstelbare opbouw duwhandvaten, afhankelijk van de configuratie met adduction frame, MatrX ruggen)	183,00

### RUGHOEK

DDU0709	◆	Rughoek 90° t.o.v de zitting	
DDU0707		Rughoek 82° t.o.v de zitting	GM
DDU0718		Rughoek 86° t.o.v de zitting	GM
DDU0719		Rughoek 94° t.o.v de zitting	GM
DDU0711		Rughoek 98° t.o.v de zitting	GM
DDU0712		Rughoek 102° t.o.v de zitting	GM

### RUGFIXATIESTANG

DDU1491		Rugfixatiestang (niet i.c.m. inklapbare duwhandvatten, standaard rugbekleding, lichte rugbekleding, rughoogte 300-390 mm)	55,00
---------	--	---	-------

### ZITBEKLEDING


DDU0611	◆	Standaard zitbekleding met 1 klittenband in het midden (zacht)	
DDU0614		Zitmat met 1 klittenband in het midden (zacht) en 2 aan de zijanten (hard)	GM



ZITTINGTASSEN						
DDU0616		Kleine zitting tas (onder de zitting, alleen bij standaard zitbekleding)			63,00	
DDU0617		Grote zitting tas (onder de zitting, alleen bij standaard zitbekleding)			79,00	
DDU0606		Zittingtas met clipsbevestiging			69,00	
VOETPLATEN						
DDU1562	◆	Kunststof voetplaten, voorwaarts gemonteerd				
DDU1563		Kunststof voetplaten, achterwaarts gemonteerd			GM	
DDU1564		Kunststof voetplaten, hoekinstelbaar voorwaarts gemonteerd			152,00	
DDU1565		Kunststof voetplaten, hoekinstelbaar, achterwaarts gemonteerd			152,00	
DDU1578		Carbon voetplaten, voorwaarts gemonteerd (alleen i.c.m. carbon voetplaten, carbon voetplaten kunnen bij zitbreedte 280-320 mm)			277,00	
DDU1579		Carbon voetplaten, achterwaarts gemonteerd (alleen i.c.m. carbon voetplaten, carbon voetplaten kunnen bij zitbreedte 280-320 mm)			277,00	
DDU1566		Eendelige voetplaat, voorwaarts,hoekinstelbaar			315,00	
DDU1567		Eendelige voetplaat, achterwaarts,hoekinstelbaar			315,00	
HIELBANDEN						
DDU1533	◆	Kuitbanden				
DDU1530		Hielbanden (niet i.c.m. ééndelige voetplaat, alleen met 2 delige carbon voetplaat)			24,00	
KLEDINGBESCHERMERS/SPATBORDEN						
DDU1400	◆	Kledingbeschermers (niet i.c.m. armsteunen)				
DDU1405		Carbon spatborden, vast (niet i.c.m armsteunen, achterwielverlenging, zithoogte <410 mm)			431,00	
DDU1408		Carbon spatborden, afneembaar (niet i.c.m armsteunen, achterwielverlenging, zithoogte <410 mm)			431,00	
ARMSTEUNEN(niet mogelijk met afneembare spatborden(maakt rolstoel 20mm breder))						
DDU1416		Afneembare armsteun met korte armlegger, in hoogte instelbaar met sleutel			355,00	
DDU1421		Afneembare armsteun met lange armlegger, in hoogte instelbaar met sleutel			355,00	
DDU1411		Afneembare en wegklapbare armsteun met lange armlegger, in hoogte verstelbaar, gepolsterd, zwart/grijs (niet mogelijk met ruwhoogte lager dan 315 mm en in hoogte verstelbare duwhandvatten of inklapbare duwhandvatten)			355,00	
DDU1445		Afneembare en wegklapbare küschall armsteun, in hoogte verstelbaar, extra gepolsterd, zwart (i.c.m. met performance remmen niet mogelijk met achterwielpositie 4/5/6)			355,00	
DDU1446		Afneembare en wegklapbare küschall armsteun, in hoogte verstelbaar, extra gepolsterd, blauw (i.c.m. met performance remmen niet mogelijk met achterwielpositie 4/5/6)			355,00	
DDU1447		Afneembare en wegklapbare küschall armsteun, in hoogte verstelbaar, extra gepolsterd, rood (i.c.m. met performance remmen niet mogelijk met achterwielpositie 4/5/6)			355,00	
ZITKUSSEN						
DDU0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik			84,00	
DDU0662		Matrx Libra kussen			562,00	
		Voor overige MatrX Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens				
FRAMEKLEUREN						
DDU0300	◆	Framekleur glossy-black		DDU0303	Framekleur royal red	GM
DDU0314		Framekleur black matt	GM	DDU0354	Framekleur night shimmer	GM
DDU0356		Framekleur ivory white	GM	DDU0315	Framekleur silver grey	GM
DDU0302		Framekleur royal blue	GM	DDU0358	Framekleur smokey grey	GM
TWEKLEUREN FRAME						
DDU0365		Mercury blue			POA	
DDU0366		Dynamite orange			POA	
DDU0367		Atomic violet			POA	



1564 / 1565



1566 / 1567



1530



1533



1400



1405





1440 / 1441




0606

DDU0368		Nitro pink	POA
<b>CPS KLEUREN (De Colour Power Set heeft betrekking op de volgende onderdelen en opties: High Performance achterwielen alleen naaf, Starec achterwielen 22" en 24" naaf en velg (behalve chrome), Starec voorwielen, voorvork, voorvorkdop, zitframedop, ruginstellingsplaat.)</b>			
DDU0330		Techno anthraciet (nettoprijs)	250,00
DDU0334		B-Blue (nettoprijs)	250,00
DDU0329		Comet Red (nettoprijs)	250,00
DDU0337		Copper Glaze (nettoprijs)	250,00
DDU0336		Arctic Blue (nettoprijs)	250,00
DDU0338		Chrome (nettoprijs)	250,00
DDU0339		Champagne (nettoprijs)	250,00
DDU0340		Olive (nettoprijs)	250,00
<b>VOORWIELBEVESTIGING</b>			
DDU0865	◆	Standaard voorwielbevestigingsplaat	
DDU0864		Hoog gemonteerd (frame 3 cm lager)	GM
DDU0866		Laag gemonteerd (frame 3 cm hoger)	GM
<b>VOORWIELEN</b>			
DDU0810	◆	Voorwielen 5" Everyday met zwarte band	
DDU0801		Voorwielen 4" Everyday met zwarte band	33,00
DDU0860		Voorwielen 4" Comfort met zwarte band	108,00
DDU0796		Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte naaf, zwarte band	211,00
DDU0797		Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren naaf, zwarte band	211,00
DDU0798		Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte naaf, zwarte band	211,00
DDU0799		Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren naaf, zwarte band	211,00
DDU0820		Voorwielen 6" Everyday met zwarte band	33,00
DDU0821		Voorwielen 6" Pneumatic (lucht)	33,00
<b>EENHANDSHOEPELAANDRIJVING</b>			
DDU1118		One arm drive rechts	1102,00
DDU1119		One arm drive links	1102,00
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>			
DDU0250	◆	Standaard achterwielbevestigingsplaat	
DDU0249		Verlengde achterwielbevestigingsplaat (niet in CPS kleur)	129,00
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>			
DDU0265	◆	Achterwielen in 3e positie (scharremmen niet mogelijk bij zitbreedte kleiner dan 400 mm, of achterwiel positie 4 en 5)	
DDU0263		Eerste positie (scharremmen niet mogelijk bij zitbreedte kleiner dan 400 mm, of achterwiel positie 4 en 5)	GM
DDU0264		Tweede positie (scharremmen niet mogelijk bij zitbreedte kleiner dan 400 mm, of achterwiel positie 4 en 5)	GM
DDU0266		Vierde positie	GM
DDU0267		Vijfde positie (amputatie positie 5 & 6, meerprijs verlengde achterwielbevestigingsplaat, niet i.c.m. vaste spatborden)	GM
DDU0268		Zesde positie (amputatie positie 5 & 6, meerprijs verlengde achterwielbevestigingsplaat, niet i.c.m. vaste spatborden)	GM
<b>TETRA QUICK RELEASE ASSEN</b>			
DDU0909		Tetra Quick Release assen	129,00
<b>ACHTERWIELEN</b>			
DDU0902	◆	Achterwielen 24"	
DDU0901		Achterwielen 22"	GM
DDU0903		Achterwielen 26"	GM
<b>CAMBER</b>			
DDU0282	◆	Camber 0°	
DDU0283		Camber 3° (niet i.c.m. performance remmen, 26" wielen)	GM
<b>ACHTERWIELEN TYPE</b>			
DDU0915	◆	Küschall wielen, met Starec naaf (niet i.c.m. 25" wielen)	
DDU0908		24" High Performance	469,00

0249



DDU0906		24" Spinergy LXX wielen	752,00
DDU0927		Wiel met geïntegreerde naafrem	359,00
<b>ALBER BEVESTIGING</b>			
DDU0916		E-motion adapter plaat	90,00
DDU0926		twion adapter plaat	90,00
<b>BANDEN</b>			
DDUI014	◆	22", 24", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDUI002		24" Banden met blokprofiel, 7 bar	97,00
DDUI004		24" Massieve banden, grijs blokprofiel (niet i.c.m High Performance wielen)	97,00
DDUI006		24" Massieve banden, kik zwart (niet i.c.m High Performance wielen)	97,00
DDUI007		24" Massieve banden, lichtlopend grijs	97,00
DDUI010		24", 26" Marathon Evolution Schwalbe	97,00
DDUI011		24" Schwalbe One	97,00
DDUI020		Anti-lek bescherming inleg	87,00
<b>HOEPELS</b>			
DDUI113	◆	Aluminium hoepels light, grijs, afstand 30 mm (22", 24", 26")	
DDPI117		Aluminium hoepels light, zwart, afstand 30mm (22", 24", 26")	95,00
DDUI114		Aluminium hoepels light, grijs, afstand 40 mm (22", 24", 26")	21,00
DDUI102		Supergripp, afstand 30 mm (24" & 26")	249,00
DDUI104		Staal, afstand 30 mm (24" & 26") (niet i.c.m met mountainbike wielen)	140,00
DDUI106		Titanium, afstand 30 mm (24") (niet i.c.m mountainbike wielen)	302,00
DDUI107		Titanium, afstand 40 mm (24") (niet i.c.m mountainbike wielen)	302,00
DDUI121		Carbolife Gekko, afstand 30 mm (24")	420,00
DDUI122		Carbolife Curve, afstand 30 mm (24")	420,00
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
DDUI200		Transparant (niet i.c.m. 25" wielen)	230,00
DDUI202		Zwart Küsch (24")	161,00
DDUI208		Transparant en wit "küschall" (24")	161,00
<b>REMMEN</b>			
DDUI301	◆	Drukremmen met rechte hendel	
DDUI300		Drukremmen met gebogen hendel	GM
DDUI302		Performance remmen (naar voren wegdraaiend) (niet i.c.m. 3° camber, trommelremmen)	223,00
DDUI303		Actief remmen (schaarremmen, wegklapbaar) (schaarremmen niet mogelijk bij zitdiepte kleiner dan 400 mm, of achterwiel positie 4 en 5)	186,00
DDUI306		Trekremmen	100,00
DDUI304		Trommelremmen voor begeleider (niet met tetra QR assen, spider-/starec-/mountainbike-/high performance wielen)	832,00
DDUI310		Remverlengers (alleen voor remmen met rechte remhendel en trekremmen)	68,00
DDUI399		Zonder remmen	GM
<b>ANTI-TIPSYSTEEM</b>			
DDUI702		Anti-tip rechts	155,00
DDUI703		Anti-tip links	155,00
DDUI704		Anti-tip aan beide zijde gemonteerd	312,00
<b>GORDEL</b>			
DDUI730		Veiligheidsgordel met clipsluiting	56,00
<b>REFLECTOREN</b>			
DDUI710		Reflectorset, gemonteerd	42,00
DDUI711		Reflectorset, los geleverd	37,00
<b>TRANSPORT SET (alleen mogelijk met rughoogte &gt; 400 mm)</b>			
DDUI770		Transport set inclusief gordel en labels (zonder tie down system) (nodig voor vervoer rolstoel met inzittende in een voertuig)	85,00
<b>ACCESSOIRES</b>			
DDUI717		Gereedschapsset	22,00
DDUI744		Bagagebeugels	370,00



DDUI745	Fleshouder, inclusief fles	45,00
DDUI729	Framebeschermer achterframe	44,00
DDUI739	Framebeschermer voorframe	90,00
DDUI708	Trapdop, rechts	98,00
DDUI709	Trapdop, links	98,00
DDUI706	Stokhouder, rechts (niet i.c.m. trapdop aan dezelfde zijde)	98,00
DDUI707	Stokhouder, links (niet i.c.m. trapdop aan dezelfde zijde)	98,00
DDUI719	Stokhouder, beide kanten	195,00
DDUI715	Pomp	41,00
DDUI728	Reistas voor achterwielen (24" & 25" & 26")	139,00
DDUI734	24" Mountainbike wielen reistas	853,00

**SPECIALE AANPASSING**

DDU0000	Myküşhall speciale aanpassing	POA
---------	-------------------------------	-----

**ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)**

	Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
	Alber e-motion M25, elektrische hoepel ondersteuning*	
	Alber Twion M24, elektrische hoepel ondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	

**INVACARE UNIQUE**

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.
--	--

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
USER SIZE		

**MYküşhall****Omschrijving van de aanvraag**

