



## KÜSCHALL CHAMPION NG



120 KG



7,7 KG



10,7 KG



Manuele actief rolstoel  
(vouwbaar frame)  
Maximaal gebruikersgewicht:  
120 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
DDC0031	◆ Küschall Champion	3063,00
DDC0203	◆ 75° frame aluminium	
DDC0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDC0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDC0514	◆ Rughoogte 375 mm	
DDC0852	◆ Zithoogte voorzijde 500 mm	
DDC0948	◆ Zithoogte achterzijde 430 mm	
DDC1684	◆ Onderbeenlengte 430 mm	
DDC0726	◆ Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDC0750	◆ Zonder duwhandvatten	
DDC0715	◆ Rughoek ingesteld op 85°	
DDC1501	◆ Voetplaat, hoekinstelbaar, achterwaarts gemonteerd	
DDC1533	◆ Kuitband gemonteerd op voorwiellagerhuis	
DDC1401	◆ Carbon, kledingbeschermers, opklapbaar	
DDC0610	◆ Standaard zitbekleding	
DDC0300	◆ Framekleur glossy-black	
DDC0863	◆ Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
DDC0267	◆ Achterwielpositie 5e positie	
DDC0902	◆ Achterwielen 24"	
DDC0282	◆ Camber 1°	
DDC0915	◆ 24" küschall Starec achterwielen	
DDC1002	◆ 24" Banden met blokprofiel, 7 bar	
DDC1113	◆ Aluminium hoepels light, afstand 30 mm (24")	
DDC1301	◆ Drukremmen met rechte hendel	
DDC1719	◆ Uitvouw hulp (openen schaarframe)	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3063,00
<b>FRAME</b>		
DDC0203	◆ 75° frame aluminium (niet i.c.m. zitbreedte 48 cm)	
DDC0212	85° frame aluminium (niet i.c.m. zitbreedte 48 cm)	GM
DDC0201	75° adductie frame aluminium (niet i.c.m. zitbreedte 36 - 38 cm)	348,00
DDC0243	85° adductie frame aluminium (niet i.c.m. zitbreedte 36 cm)	736,00
DDC0204	85° frame carbon (niet i.c.m. zitbreedte 36 - 38 cm en zitdiepte 34 cm)	1101,00
DDC0287	75° frame titanium (niet i.c.m. zitbreedte 48 cm)	2719,00
DDC0292	85° frame titanium (niet i.c.m. zitbreedte 48 cm)	3109,00
<b>FRAME OPTIE</b>		
DDC0299	Swiss Knife (SK) optie: opvouwbaar voorframe	536,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
DDC0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDC0126	Zitbreedte 360 mm	153,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

DDC0128		Zitbreedte 380 mm				153,00
DDC0132		Zitbreedte 420 mm				GM
DDC0134		Zitbreedte 440 mm				GM
DDC0136		Zitbreedte 460 mm				153,00
DDC0138		Zitbreedte 480 mm (alleen i.c.m. adductieframe)				153,00
<b>ZITDIEPTE</b>						
DDC0417	◆	Zitdiepte 400 mm				
DDC0410		Zitdiepte 340 mm (niet i.c.m. MatrX kussens)				GM
DDC0412		Zitdiepte 360 mm (niet i.c.m. MatrX kussens)				GM
DDC0415		Zitdiepte 380 mm				GM
DDC0419		Zitdiepte 420 mm				GM
DDC0421		Zitdiepte 440 mm				GM
DDC0424		Zitdiepte 460 mm				GM
<b>RUGHOOGTE</b>						
DDC0514	◆	Rughoogte 375 mm			DDC0516	Rughoogte 390 mm
DDC0550		Rughoogte 300 mm (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	GM		DDC0518	Rughoogte 405 mm
DDC0503		Rughoogte 315 mm (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	GM		DDC0520	Rughoogte 420 mm
DDC0506		Rughoogte 330 mm	GM		DDC0522	Rughoogte 435 mm
DDC0509		Rughoogte 345 mm	GM		DDC0524	Rughoogte 450 mm
DDC0512		Rughoogte 360 mm	GM		DDC0526	Rughoogte 465 mm
					DDC0585	Rughoogte afhankelijk van MatrX rug
<b>ZITHOOGTE VOOR (ZHV)</b>						
DDC0852	◆	ZHV 500 mm			DDC0851	ZHV 490 mm
DDC0847		ZHV 450 mm	GM		DDC0853	ZHV 510 mm
DDC0848		ZHV 460 mm	GM		DDC0854	ZHV 520 mm
DDC0849		ZHV 470 mm	GM		DDC0855	ZHV 530 mm
DDC0850		ZHV 480 mm	GM		DDC0856	ZHV 540 mm
<b>ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)</b>						
DDC0948	◆	ZHA 430 mm			DDC0950	ZHA 450 mm
DDC0944		ZHA 390 mm	GM		DDC0951	ZHA 460 mm
DDC0945		ZHA 400 mm	GM		DDC0952	ZHA 470 mm
DDC0946		ZHA 410 mm	GM		DDC0953	ZHA 480 mm
DDC0947		ZHA 420 mm	GM		DDC0954	ZHA 490 mm
DDC0949		ZHA 440 mm	GM			
<b>ONDERBEENLENGTE</b>						
DDC1684	◆	OBL 430 mm 1)			DDC1681	OBL 400 mm 1)
DDC1673		OBL 320 mm 1)	GM		DDC1682	OBL 410 mm 1)
DDC1674		OBL 330 mm 1,2)	GM		DDC1683	OBL 420 mm 1)
DDC1675		OBL 340 mm 1,2)	GM		DDC1685	OBL 440 mm 1)
DDC1676		OBL 350 mm 1,2)	GM		DDC1686	OBL 450 mm 1)
DDC1677		OBL 360 mm 1,2)	GM		DDC1687	OBL 460 mm 1)
DDC1678		OBL 370 mm 1,2)	GM		DDC1688	OBL 470 mm 1)
DDC1679		OBL 380 mm 1,2)	GM		DDC1689	OBL 480 mm 1)
DDC1680		OBL 390 mm 1,2)	GM		DDC1690	OBL 490 mm 1)
					DDC1691	OBL 500 mm 1)

1) Onderbeenlengte standaard zithoogte &lt; of gelijk aan -3 cm

2) Hoogemonteerde voetplaat Alu frame &lt; of gelijk aan 31 cm Carbon frame enkel onderbeenlengte 30 tot 34 cm

**SHA/Achterwielgrootte**

22": 420 - 460 mm


24": 420 - 460 mm

25": 450 - 480 mm

26": 480 - 490 mm

**ZITHOOGTEVOORZIJDETABEL (ZHV)**

Wielgrootte/ZHV Frame voor OBL van 400 mm tot 500 mm	Wielgrootte/ZHV Frame voor OBL van 200 mm tot 390 mm
<b>Voorwiel/ZHv (zithoogte voor)</b>	<b>Voorwiel/ZHv (zithoogte voor)</b>
3": 450 - 510 mm	3": 450 - 480 mm
4": 460 - 530 mm	4": 450 - 490 mm
5": 490 - 540 mm	5": 450 - 500 mm
6": 510 - 540 mm	6": 480 - 500 mm
<b>Aluminium frame</b> (std) OBL 300-500 mm en 200-290 mm (hooggemonteerd)	
<b>Carbon frame</b> OBL 400-500 mm en 300-390 mm (hooggemonteerd)	

**Onderbeenlengte moet altijd worden opgemeten zonder zittkussens**

$$UL = UL_{pat} - SK$$


<b>RUGBEKLEDING</b>			
DDC0726	◆	Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDC0700		Standaard rugbekleding (niet i.c.m. rughoogte < 330 mm en in hoogte verstelbare duwhandvatten)	GM
DDC0735		Naspanbare Aeroback, ventilerende rugbekleding	194,00
<b>MATRIX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)</b>			
DDC0756		Elite Deep, hoogte 310 mm	929,00
DDC0757		Elite Deep, hoogte 410 mm	929,00
DDC0758		Elite Standaard, hoogte 260 mm	824,00
DDC0759		Elite Standaard, hoogte 310 mm	824,00
DDC0760		Elite Standaard, hoogte 360 mm	824,00
DDC0761		Elite Standaard, hoogte 410 mm	824,00
		Voor MatrX ruggen zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen & Zitten en Positioneren	
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
DDC0750	◆	Zonder duwhandvatten (niet i.c.m. rughoogte < 330 mm)	
DDC0702		Duwhandvatten vast, lang	GM
DDC0751		Vaste duwhandvatten, kort	GM
DDC0703		In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	309,00
DDC0733		Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten	238,00
DDC0704		Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugfixatiestang)	309,00
<b>RUGHOEK</b>			
DDC0715	◆	Rughoek ingesteld op 85°	
DDC0713		Rughoek ingesteld op 76°	GM
DDC0714		Rughoek ingesteld op 80,5°	GM
DDC0716		Rughoek ingesteld op 89,5°	GM
DDC0717		Rughoek ingesteld op 94°	GM
<b>RUGSTEUN OPTIE</b>			
DDC1491		Rugfixatiestang (niet i.c.m. rughoogte < 405 mm)	55,00
<b>VOETPLATEN</b>			
DDC1501	◆	Voetplaat, hoekinstelbaar; achterwaarts gemonteerd	
DDC1500		Voetplaat, hoekinstelbaar; voorwaarts gemonteerd	GM
<b>KUITBAND</b>			
DDC1533	◆	Kuitband gemonteerd op voorwiellagerhuis	
DDC1535		Gemonteerd op het frame	GM
<b>SPATBORDEN</b>			
DDC1401	◆	Carbon kledingbeschermers	
DDC1408		Carbon spatborden, afneembaar (niet i.c.m. armsteun)	431,00
<b>ARMSTEUNEN</b>			
DDC1416		Afneembare armsteunen, hoogte instelbaar (exclusief kledingbeschermer & niet i.c.m. carbon spatborden)	355,00
DDC1411		Uitneembaar; comfort armlegger in hoogte verstelbaar; buisframe (niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	349,00
<b>ZITBEKLEDING</b>			
DDC0610	◆	Standaard zitbekleding	
DDC0615		Lichte zitbekleding (-60 gram)	143,00
<b>ZITKUSSEN</b>			
DDC0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik	84,00
DDC0662		Matrx Libra kussen	562,00
		Voor overige MatrX Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens	
DDC0606		Zittingtas, met clipsluiting	69,00



0750



0704



1491



1501

1401



1408




1416/21



0606

FRAMEKLEUREN							
DDC0300	◆	Framekleur glossy-black			DDC0356	Framekleur ivory white	GM
DDC0302		Framekleur royal blue	GM		DDC0358	Framekleur smoky grey	GM
DDC0303		Framekleur royal red	GM		DDC0359	Framekleur flashy yellow	GM
DDC0314		Framekleur black matt	GM		DDC0365	Framekleur Mercury blue	GM
DDC0315		Framekleur silver grey	GM		DDC0368	Framekleur Nitro pink	GM
DDC0366		Framekleur Dynamite Orange	GM		DDC0369	Framekleur Mint green	GM
DDC0367		Framekleur Atomic Violet	GM		DDC0368	Framekleur Nitro pink	GM
					DDC0369	Framekleur Mint green	GM
CPS KLEUREN (De Colour Power Set heeft betrekking op de volgende onderdelen en opties: High Performance achterwielen alleen naaf, Starec achterwielen 22" en 24" naaf en velg (behalve chrome), Starec voorwielen, voorvork, voorvorkdop, zitframedop, ruginstellingsplaat.)							
DDC0330		Techno-anthracite (nettoprijs)					250,00
DDC0334		B-Blue* (nettoprijs)					250,00
DDC0336		Arctic blue* (nettoprijs)					250,00
DDC0329		Comet red* (nettoprijs)					250,00
DDC0339		Champagne* (nettoprijs)					250,00
DDC0338		Chrome* (nettoprijs)					250,00
		*Kleine kleurafwijkingen mogelijk, starec voorwielen apart bestellen					
VOORWIELEN							
DDC0863	◆	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber					
DDC0800		Voorwielen 3" Supersport					33,00
DDC0801		Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber					33,00
DDC0860		Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber					108,00
DDC0797		Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg					211,00
DDC0796		Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg					211,00
DDC0810		Voorwielen 5" Light met zwart rubber					117,00
DDC0798		Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte aluminium velg					211,00
DDC0799		Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren aluminium velg					211,00
ACHTERWIELPOSITIE							
DDC0267	◆	Vijfde positie					
DDC0263		Eerste positie (meest scherpe positie)					GM
DDC0264		Tweede positie					GM
DDC0265		Derde positie					GM
DDC0266		Vierde positie					GM
DDC0268		Zesde positie					GM
DDC0269		Zevende positie					GM
DDC0259		Achtste positie					GM
DDC0260		Negende positie (minst scherpe positie)					GM
TETRA QUICK RELEASE ASSEN							
DDC0909		Tetra Quick Release assen					129,00
ACHTERWIELEN							
DDC0902	◆	Achterwielen 24"					
DDC0901		Achterwielen 22"					GM
DDC0925		Achterwielen 25" (alleen i.c.m. High Performance achterwielen)					GM
DDC0903		Achterwielen 26"					GM
CAMBER							
DDC0282	◆	Camber 0°					




DDC0279		Camber 2°	GM
DDC0283		Camber 4° (niet i.c.m. performance remmen en alleen i.c.m. 24" wielen)	GM
<b>ACHTERWIELEN TYPE</b>			
DDC0915	◆	22", 24", 26" küschall Starec, kruis gespaakt	
DDC0908		24" High Performance (Starec naaf)	469,00
DDC0918		25" High Performance (Starec naaf)	469,00
DDC0906		24" Spinergy LXX wielen (niet i.c.m. CPS)	752,00
DDC0912		25" Spinergy LXX wielen (niet i.c.m. CPS)	861,00
<b>BANDEN</b>			
DDC1002	◆	24" Banden met blokprofiel, 7 bar	
DDC1014		24", 25" & 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	97,00
DDC1010		24", 25", 26" Marathon Evolution band Schwalbe	97,00
DDC1004		24" Massieve banden, grijs blokprofiel	97,00
DDC1011		24", 25" Schwalbe One (niet i.c.m. High Performance wielen en Spinergy LXX wielen)	97,00
<b>HOEPELS</b>			
DDC1113	◆	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm (22", 24", 25", 26")	
DDC1114		Aluminium hoepels light, afstand 40 mm (22", 24", 25", 26")	221,00
DDC1117		Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26")	95,00
DDC1102		Supergripp, afstand 30 mm (24" & 26")	249,00
DDC1104		Staal, afstand 30 mm (24" & 26")	302,00
DDC1107		Titanium, afstand 40 mm (24")	286,00
DDC1106		Titanium, afstand 30 mm (24")	286,00
DDC1121		Carbolife Gekko, afstand 30 mm (24")	420,00
DDC1122		Carbolife Curve, afstand 30 mm (24")	420,00
<b>SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)</b>			
DDC1200		Transparant*	230,00
DDC1202		Zwart "küs"ch"-aanduiding	161,00
DDC1208		Transparant en wit "küs"ch" (24") <sup>4)</sup>	161,00
<b>FIXATIE VOEFWFRAME</b>			
DDC1714		Fixatieclip (houdt gevouwen frame bij elkaar)	
DDC1722		Fixatieband	GM
<b>UITVOUWHULP</b>			
DDC1719	◆	Uitvouwhulp (openen schaarframe)	
<b>TRAPDOP</b>			
DDC1708		Trapdop rechts	98,00
<b>STOKHOUDER</b> Cane holder & Tipper-Aid not on the same side!			
DDC1706		Stokhouder rechts	98,00
<b>REMMEN</b>			
DDC1301	◆	Drukremmen met rechte hendel	
DDC1300		Drukremmen met gebogen hendel	GM
DDC1306		Trekremmen	100,00
DDC1302		Performance remmen	223,00
DDC1303		Actief remmen (niet in de 1ste achterwielpositie)	186,00
DDC1310		Remhendelverlengers (remverlengers alleen met remmen met rechte hendel)	68,00
<b>ANTI-TIP SYSTEEM</b>			
DDC1702		Anti-tip rechts	155,00
DDC1703		Anti-tip links	155,00
DDC1704		Anti-tip beide zijden	312,00
<b>GORDEL</b>			
DDC1730		Veiligheidsgordel met clipsluiting	56,00
<b>REFLECTORSET</b>			
DDC1710		Reflectorset, gemonteerd	42,00

**Voorbeeldachterwielpositiebijstd. configuratie**

Pos 1: 130 mm  
 Pos 2: 119 mm (-11)  
 Pos 3: 107 mm (-23)  
 Pos 4: 96 mm (-34)  
 Pos 5: 84 mm (-46)  
 Pos 6: 73 mm (-57)  
 Pos 7: 61 mm (-69)  
 Pos 8: 50 mm (-80)  
 Pos 9: 38 mm (-92)



0908




1202



1714



1708 / 1709



1706 / 1707

DDC1711	Reflectorset, los geleverd	37,00
<b>ACCESSOIRES</b>		
DDC1715	Pomp	22,00
DDC1717	Gereedschapsset	22,00
DDC1744	Bagagebeugels	370,00
DDC1745	Fleshouder; inclusief fles	45,00
DDC1712	Küschall uurwerk in balhoofd, rechts	149,00
DDC1713	Küschall uurwerk in balhoofd, links	149,00
DDC1728	Reistas voor achterwielen (24" & 26")	139,00
DDC1734	24" Mountainbike wielen + reistas	853,00
DDC1740	Reistas (wielen blijven aan stoel)	259,00
DDC1747	Reistas voor Champion met SK optie (opvouwbaar voorframe)	497,00
DDC1739	Voorframe beschermers (paar)	90,00
<b>ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)</b>		
	Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
	Alber e-motion M25, elektrische hoepel ondersteuning*	
	Alber Twion M24, elektrische hoepel ondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	
<b>SPECIALE AANPASSING</b>		
DDC0000	MYküschall speciale aanpassing	POA
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
	USER SIZE	

**MYküschall****Omschrijving van de aanvraag**
