



## KÜSCHALL R33



100 KG



6,8 KG



9,1 KG



GESCHIKT VOOR  
HULPAANDRIJVING

Manueel actief rolstoel  
(vast frame)  
Maximaal gebruikersgewicht:  
100 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
DDR0080	◆ Küschall R33	3476,00
DDR0237	◆ Frame R33, 75° gebogen	
DDR0626	◆ Schokabsorber	
DDR0636	◆ Gebruikersgewicht 70-85 kg	
DDP0130	◆ Zitbreedte 400 mm	
DDR0417	◆ Zitdiepte 400 mm	
DDR0509	◆ Rughoogte 345 mm	
DDR0852	◆ Zithoogte voor 500 mm (ZHv, 24" wielen)	
DDR0948	◆ Zithoogte achter 430 mm (ZHva 24" wielen)	
DDR0266	◆ Zitpositie 85 mm (positie 4)	
DDR1684	◆ Onderbeenlengte 430 mm (onderbeenlengte 75° frame = ZHv - 30 mm, 90° frame ZHv - 40 mm)	
DDR0730	◆ Aluminium rugframe	
DDR0722	◆ Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs	
DDR0750	◆ Zonder duwhandvatten	
DDR0709	◆ Rughoek 82°	
DDR0610	◆ Standaard zitbekleding	
DDR1508	◆ Voetbeugel materiaal aluminium	
DDR1401	◆ Carbon kledingbeschermers	
DDR0300	◆ Framekleur zwart	
DDR0863	◆ Voorwielen 5" comfort zwart rubber	
DDR0278	◆ Carbon camberbuis	
DDR0271	◆ Achterwielen met 3° camber	
DDR0902	◆ Achterwielen 24"	
DDR0905	◆ Küschall wielen met Starec naaf	
DDR1014	◆ 24", 25" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDR1113	◆ Aluminium hoepels light, afstand 30 mm (24", 25")	
DDR1300	◆ Drukremmen met gebogen hendel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3476,00
<b>FRAME HOEK</b>		
DDR0237	◆ Frame R33, 75° gebogen	
DDR0238	Frame R33, 90° gebogen	116,00
<b>GEWICHTSKLASSE SCHOKABSORBER</b>		
DDR0636	◆ Gebruikersgewicht 70-85 kg	
DDR0635	Gebruikersgewicht minder dan < 70 kg	GM
DDR0637	Gebruikersgewicht 85 - 100 kg	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



0082



0083


ZITBREEDTE						
DDR0130	◆	Zitbreedte 400 mm		DDR0128	Zitbreedte 380 mm	139,00
DDR0124		Zitbreedte 340 mm	135,00	DDR0132	Zitbreedte 420 mm	GM
DDR0126		Zitbreedte 360 mm	135,00	DDR0134	Zitbreedte 440 mm	GM
ZITDIEPTE						
DDR0417	◆	Zitdiepte 400 mm				
DDR0414		Zitdiepte 375 mm				GM
DDR0420		Zitdiepte 425 mm				GM
DDR0423		Zitdiepte 450 mm				GM
ZITPOSITIE positie 1 is meest scherp afgesteld, positie 6 het minst						
DDR0263		154mm (positie 1)				GM
DDR0264		131mm (positie 2)				GM
DDR0265		108mm (positie 3)				GM
DDR0266	◆	85mm (positie 4)				
DDR0267		62mm (positie 5)				GM
DDR0268		39mm (positie 6)				GM
RUGHOOGTE						
DDR0509	◆	RH 345 mm		DDR0514	RH 375 mm	GM
DDR0548		RH 270 mm	GM	DDR0516	RH 390 mm	GM
DDR0580		RH 285 mm	GM	DDR0518	RH 405 mm	GM
DDR0550		RH 300 mm	GM	DDR0520	RH 420 mm	GM
DDR0503		RH 315 mm	GM	DDR0522	RH 435 mm	GM
DDR0506		RH 330 mm	GM	DDR0524	RH 450 mm	GM
DDR0512		RH 360 mm	GM	DDR0526	RH 465 mm	GM
DDR0585		Rughoogte afhankelijk van Matrix rug				GM
ZITHOOGTEVOOR (ZHV)						
DDR0852	◆	ZHV 500 mm (voor 24")				
DDR0848		ZHV 460 mm (alleen mogelijk in combinatie met 24" achterwielen)				GM
DDR0849		ZHV 470 mm				GM
DDR0850		ZHV 480 mm				GM
DDR0851		ZHV 490 mm				GM
DDR0853		ZHV 510 mm (voor 25" wielen)				GM
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)						
<b>Voorzien van schokabsorber (std) met 24" wielen</b>			<b>Voorzien van schokabsorber (std) met 25" wielen</b>			
DDR0948	◆	ZHA 430 mm		DDR0949	ZHA 440 mm	GM
DDR0950		ZHA 450 mm	GM	DDR0951	ZHA 460 mm	GM
DDR0952		ZHA 470 mm	GM	DDR0953	ZHA 480 mm	GM
ZITHOOGTE ACHTER, VASTE ZITTINGBEVESTIGING						
<b>24" achterwielen</b>			<b>25" achterwielen</b>			
<b>Vaste zitting S DDR0996</b>			<b>Vaste zitting S DDR0996</b>			
DDR0945		ZHA 400 mm	GM	DDR0946	ZHA 410 mm	GM
DDR0946		ZHA 410 mm	GM	DDR0947	ZHA 420 mm	GM
DDR0947		ZHA 420 mm	GM	DDR0948	ZHA 430 mm	GM
<b>Vaste zitting M DDR0997</b>			<b>Vaste zitting M DDR0997</b>			
DDR0947		ZHA 420 mm	GM	DDR0948	ZHA 430 mm	GM
DDR0948	◆	ZHA 430 mm	GM	DDR0949	ZHA 440 mm	GM
DDR0949		ZHA 440 mm	GM	DDR0950	ZHA 450 mm	GM
<b>Vaste zitting L DDR0998</b>			<b>Vaste zitting L DDR0998</b>			
DDR0949		ZHA 440 mm	GM	DDR0950	ZHA 450 mm	GM
DDR0950		ZHA 450 mm	GM	DDR0951	ZHA 460 mm	GM
DDR0951		ZHA 460 mm	GM	DDR0952	ZHA 470 mm	GM
<b>Vaste zitting XL DDR0999</b>			<b>Vaste zitting XL DDR0999</b>			
DDR0951		ZHA 460 mm	GM	DDR0952	ZHA 470 mm	GM




0626

DDR0952		ZHA 470 mm	GM	DDR0953		ZHA 480 mm	GM
DDR0953		ZHA 480 mm	GM	DDR0954		ZHA 490 mm	GM
<b>ONDERBEENLENGTE (OBL)</b>							
DDR1671		OBL 300 mm	GM	DDR1675		OBL 340 mm	GM
DDR1672		OBL 310 mm	GM	DDR1676		OBL 350 mm	GM
DDR1673		OBL 320 mm	GM	DDR1677		OBL 360 mm	GM
DDR1674		OBL 330 mm	GM	DDR1678		OBL 370 mm	GM
DDR1680		OBL 390 mm <sup>1)</sup>	GM	DDR1679		OBL 380 mm	GM
DDR1681		OBL 400 mm <sup>1)</sup>	GM	DDR1685		OBL 440 mm <sup>1)</sup>	GM
DDR1682		OBL 410 mm <sup>1)</sup>	GM	DDR1686		OBL 450 mm <sup>1)</sup>	GM
DDR1683		OBL 420 mm <sup>1)</sup>	GM	DDR1687		OBL 460 mm <sup>1)</sup>	GM
DDR1684	◆	OBL 430 mm <sup>1)</sup>		DDR1688		OBL 470 mm <sup>1)</sup>	GM
				DDR1689		OBL 480 mm <sup>1)</sup>	GM
1) Onderbeenlengte 75° frame = ZHv - 30 mm, 90° frame ZHv - 40 mm							
<b>RUGFRAME</b>							
DDR0730	◆	Aluminium					
DDR0731		Titanium (reduceert het totaalgewicht van de rolstoel met 60 gram)				348,00	
<b>RUGTYPE</b>							
DDR0770	◆	Standaard rugframe (niet mogelijk met Matrix ruggen)					
DDR0772		Laag rugframe voor vaste rugsystemen - zonder rugbekleding (niet i.c.m. titanium rugframe en in hoogte instelbare duwhandvatten)				GM	
<b>RUGBEKLEDING</b>							
DDR0722	◆	Naspanbare rugbekleding, zwart/grijs					
DDR0735		Aeroback, met spanbanden				179,00	
DDR0721		Lichte rugbekleding (-355 gram)				289,00	
<b>DUWHANDVATTEN</b>							
DDR0750	◆	Zonder duwhandvatten					
DDR0751		Kuschall standaard, vast kort				152,00	
DDR0702		Kuschall standaard, vast lang				152,00	
DDR0704		Inklapbare duwhandvatten				285,00	
<b>RUGHOEK</b>							
DDR0709	◆	Rughoek 82°					
DDR0707		Rughoek 74°				GM	
DDR0718		Rughoek 78°				GM	
DDR0719		Rughoek 86°				GM	
DDR0711		Rughoek 90°				GM	
<b>ZITBEKLEDING</b>							
DDR0610	◆	Standaard zitbekleding					
DDR0615		Lichte zitbekleding (-60 gram)				132,00	
DDR0611		Naspanbare zitbekleding				98,00	
<b>ZITKUSSEN</b>							
DDR0600		Los zitkussen, circa 60 mm dik				78,00	
DDR0603		Alcantara Special Edition 1 (grijs/rood)				154,00	
DDR0607		Alcantara Special Edition 3 (rood/zwart)				154,00	
DDR0605		Alcantara zwart				154,00	
DDA0662		Matrix Libra kussen				519,00	
		Voor overige MatrX Flotech zitkussens zie hoofdstuk 2 Handbewogen rolstoelen en Kussens					
<b>VOETBEUGEL</b>							
DDR1513		Bescherming voetbeugel				60,00	
DDR1570		Carbon voetplaat, hoekinstelbaar				245,00	
<b>MATERIAAL VOETBEUGEL</b>							
DDR1508	◆	Aluminium					
DDR1509		Titanium				214,00	

Onderbeenlengte moet altijd worden opgemeten zonder zitkussen



$$UL = UL_{pat} - SK$$



1509 / 1510

KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN						
DDR1401	◆	Carbon kledingbeschermers				
DDR1408		Afneembare carbon spatborden (niet i.c.m. armsteunen)			156,00	
FRAMEKLEUREN						
DDR0300	◆	Framekleur zwart				
DDR0314		Framekleur black matt			GM	
DDR0354		Framekleur night shimmer			GM	
DDR0303		Framekleur royal red			GM	
DDR0302		Framekleur royal blue			GM	
DDR0315		Framekleur silver grey			GM	
DDR0356		Framekleur ivory white			GM	
DDR0350		Framekleur purple fire			GM	
DDR0358		Framekleur smokey grey			GM	
DDR0359		Framekleur flashy yellow			GM	
DDR0310		Framekleur mirror natural			177,00	
DDR0365		Framekleur Mercury Blue			GM	
DDR0366		Framekleur Dynamite Orange			GM	
CPS KLEUREN (De Colour Power Set heeft betrekking op de volgende onderdelen en opties: High Performance achterwielen alleen naaf, Starec achterwielen 22" en 24" naaf en velg (behalve chrome), Starec voorwielen, voorvork, voorvorkdop, zitframedop, ruginstellingsplaat.)						
DDR0330		Techno-anthracite (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0329		Comet red (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0336		Arctic Blue (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0334		B-Blue (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0339		Champagne (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0340		Olive (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
DDR0338		Chrome (nettoprijs) <sup>2)</sup>			250,00	
2) Starec voorwielen zitten NIET std in CPS meerprijs, deze dienen apart besteld te worden.						
VOORWIELEN						
DDR0863	◆	5" Comfort zwart rubber		DDR0809	4" Starec black	109,00
DDR0800		3" Supersport	30,00	DDR0813	5" Starec techno anthracite <sup>3)</sup>	109,00
DDR0803		4" Starec techno-anthracite	109,00	DDR0862	5" Starec chrome <sup>3)</sup>	130,00
DDR0861		4" Starec chrome	130,00	DDR0818	5" Starec comet red <sup>3)</sup>	109,00
DDR0808		4" Starec comet red	109,00	DDR0832	5" Starec arctic blue	109,00
DDR0831		4" Starec arctic blue	109,00	DDR0817	5" Starec b-blue <sup>3)</sup>	109,00
DDR0825		4" Starec champagne	109,00	DDR0827	5" Starec champagne <sup>3)</sup>	109,00
DDR0826		4" Starec olive	109,00	DDR0828	5" Starec olive <sup>3)</sup>	109,00
DDR0807		4" Starec b-blue	109,00	DDR0819	5" Starec black <sup>3)</sup>	109,00
DDR0860		4" Comfort with black rubber	100,00	DDR0810	5" Light wheel with black rubber	GM
DDR0801		4" Everyday wheel with black rubber	30,00			
3) 5" voorwielen NIET mogelijk met 90° frame!						
CAMBERBUIS						
DDR0278	◆	Carbon camberbuis				
CAMBERSTAND CAMBERBUIS						
DDR0271	◆	3° camber				
DDR0270		0° camber			GM	
DDR0272		6° camber			GM	
TETRA QUICK RELEASE ASSEN						
DDR0909		Tetra Quick Release assen			118,00	



Starec voorwiel



ACHTERWIELEN			
DDR0902	◆	24" wielen	
DDR0925		25" wielen (alleen i.c.m High Performance en Spinergy wielen)	GM
ACHTERWIELEN TYPE			
DDR0915	◆	Küschall wielen met Starec naaf	
DDR0908		24" High Performance, starec naaf, zwarte velg (niet i.c.m. massieve banden, std alu lite hoepels)	434,00
DDR0918		25" High Performance, starec, zwarte velg compl. (alleen met Marathon Evoluti-on banden en alu light hoepels)	434,00
DDR0913		24" Mountainbike wielen, Starec naaf, zwarte velg en alu hoepel	316,00
DDR0906		24" Spinergy LXX wielen	695,00
BANDEN			
DDR1014	◆	24", 25" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
DDR1002		Banden met blokprofiel, 7 bar	89,00
DDR1004		Massieve banden, grijs blokprofiel (niet i.c.m High Performance wielen)	89,00
DDR1006		Massieve banden, kik zwart (niet i.c.m High Performance wielen)	89,00
DDR1011		24", 25" Schwalbe One	89,00
DDR1010		Marathon Evolution Schwalbe	89,00
DDR1013		24" Schwalbe Rightrun blauw	89,00
HOEPELS (niet i.c.m mountainbike wielen)			
DDR1113	◆	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, grijs (22", 24", 25", 26")	
DDR1114		Aluminium hoepels light, afstand 40 mm, grijs (22", 24", 25", 26")	19,00
DDR1102		Supergripp, afstand 30 mm (24" & 26")	230,00
DDR1104		Staal, afstand 30 mm (24" & 26")	129,00
DDR1120		Titanium, afstand 30 mm (24")	365,00
DDR1107		Titanium, afstand 40 mm (24")	279,00
DDR1106		The Surge LT, afstand 30 mm (24" en 25")	279,00
DDR1117		Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25")	87,00
SPAAKBESCHERMERS			
DDR1200		Transparant <sup>4)</sup>	212,00
DDR1202		Zwart "küsch"-aanduiding <sup>4)</sup>	149,00
4) Niet met spinergy wielen, mountainbike wielen enkel transparant en alleen met 24" wielen mogelijk!			
REMMEN			
DDR1300	◆	Drukremmen met gebogen hendel	
DDR1302		Performance remmen (naar voren wegdraaiend) (niet i.c.m. 6° camber; spinergy wielen)	207,00
DDR1303		Actief remmen (schaarrem., wegklapbaar; niet met 25" wielen in combinatie met 6° camber en schokabsorbeerder)	172,00
ANTI-TIPSYSTEEM			
DDR1702		Anti-tip rechts	144,00
DDR1703		Anti-tip links	144,00
DDR1704		Anti-tip aan beide zijde gemonteerd	288,00
GORDEL			
DDR1730		Veiligheidsgordel met clipsluiting	51,00
REFLECTOREN			
DDR1710		Reflectorset, gemonteerd	39,00
DDR1711		Reflectorset, los geleverd	34,00
ACCESSORIES			
DDR1717		Gereedschapsset	20,00
DDR1715		Luchtpomp (niet meegeleverd bij zitbreedte 340 mm)	38,00
DDR1744		Bagagebeugels	342,00
DDR1745		Fleshouder; inclusief fles	42,00
DDR1746		Mobiele telefoonhouder	42,00
DDR1739		Voorframe beschermers (paar), met klitteband	83,00
DDR1716		AirMan	128,00



DDR1728	Reistas voor achterwielen (24", 25" en 26")	128,00
<b>SPECIALE AANPASSING</b>		
DDR0000	MYküschall speciale aanpassing	POA
<b>ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)</b>		
	Alber e-motion M15, elektrische hoepel ondersteuning*	
	Alber Twion M24, elektrische hoepelgestuurde aandrijfondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
USER SIZE		

**MYküschall****Omschrijving van de aanvraag**
