



Yes, you can.®



Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

KÜSCHALL CHAMPION CE
Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter; rughoogte en onderbeenlengte

Datum : _____

Referentie: _____

Dealer: _____

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ DDC0031	KÜSCHALL CHAMPION	2.909,00	
DDC0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	
ZITOPTIES			
FRAME			
◆ DDC0203	75° tov de zit; Aluminium	Niet met SB 480mm (DDC00137)	
DDC0212	85° tov de zit; Aluminium	Niet met SB 480mm (DDC00137)	
DDC0201	75° tov de zit; Aluminium - adductie frame	Niet met SB 360-380 mm (DDC0126/0128); niet met SK optie	
DDC0243	85° tov de zit; Aluminium - adductie frame	Niet met SB 360-380 mm (DDC0126/0128); niet met SK optie	
DDC0287	75° tov de zit; Titanium	Niet met SB 480mm (DDC00137); niet met SK optie	521,40
DDC0292	85° tov de zit; Titanium	Niet met SB 480mm (DDC00137); niet met SK optie	521,40
DDC0204	85° tov de zit; Carbon	Niet met SB 480 mm (DDC0137) ; Niet met ST 340 - 380 mm (DDC0410/0412/0414; niet met SK optie	625,87
FRAME			
DDC0299	SK optie; vouwbaar voorframe	Niet met carbon, titanium of adductieframe; niet met zitbreedte 480mm of UL < 380mm	459,32
ZITBREEDTE (SB)			
DDC0126	SB 360 mm	Niet met adductie frame (DDC0201 / DDC0243) of MatrX kussen	
DDC0128	SB 380 mm	Niet met adductie frame (DDC0201 / DDC0243) of MatrX kussen	
◆ DDC0130	SB 400 mm		
DDC0132	SB 420 mm		
DDC0134	SB 440 mm	Niet met light zitbekleding (DDC0615)	
DDC0136	SB 460 mm	Niet met light zitbekleding (DDC0615)	
DDC0138	SB 480 mm	Niet met light zitbekleding (DDC0615); adductie frame of MX2 rug	
ZITDIEPTE (ST)			
DDC0410	ST 340 mm	Niet met carbon frame (DDC0204) ; Niet met light zitbekleding (DDC0615) of MatrX kussen	
DDC0412	ST 360 mm	Niet met carbon frame (DDC0204) of MatrX kussen	
DDC0415	ST 380 mm	Niet met carbon frame (DDC0204) of Vi kussen	
◆ DDC0417	ST 400 mm		
DDC0419	ST 420 mm		
DDC0421	ST 440 mm	Niet met light zitbekleding (DDC0615)	
DDC0424	ST 460 mm	Niet met light zitbekleding (DDC0615)	
DDC0427	ST 480 mm	Niet met light zitbekleding ; Niet met Carbon frame (DDC0204)	
RUGHOOGTE (RH)			
DDC0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug	Altijd kiezen voor MatrX rug	
DDC0550	RH 300 mm	Niet met std. rugbekleding (DDC0700)	
DDC0503	RH 315 mm	Niet met std. rugbekleding (DDC0700)	



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	DDC0506	RH 330 mm	
	DDC0509	RH 345 mm	
◆	DDC0512	RH 360 mm	
	DDC0514	RH 375 mm	
	DDC0516	RH 390 mm	
	DDC0518	RH 405 mm	
	DDC0520	RH 420 mm	
	DDC0522	RH 435 mm	
	DDC0524	RH 450 mm	
	DDC0526	RH 465 mm	
ZITHOOGTE VOOR (SHv)			
	DDC0847	SHv 450 mm	
	DDC0848	SHv 460 mm	
	DDC0849	SHv 470 mm	
	DDC0850	SHv 480 mm	
	DDC0851	SHv 490 mm	
◆	DDC0852	SHv 500 mm	
	DDC0853	SHv 510 mm	
	DDC0854	SHv 520 mm	
	DDC0855	SHv 530 mm	
	DDC0856	SHv 540 mm	Niet met 3" en 4" voorwielen
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)		75° frame: SHh = "SHv-70 mm" tot "SHv-0 mm" ; 85° frame: SHh = "SHv-100 mm" tot "SHv-30 mm"	
	DDC0944	SHh 390 mm	
	DDC0945	SHh 400 mm	
	DDC0946	SHh 410 mm	
	DDC0947	SHh 420 mm	
	DDC0948	SHh 430 mm	
◆	DDC0949	SHh 440 mm	
	DDC0950	SHh 450 mm	
	DDC0951	SHh 460 mm	
	DDC0952	SHh 470 mm	
	DDC0953	SHh 480 mm	
	DDC0954	SHh 490 mm	
ONDERBEENLENGTE (UL)		75° frame: UL ≤ SHv- 30 mm ; 85° frame: UL ≤ SHv- 40 mm	
	DDC1673	UL 320 mm	Niet met SK optie
	DDC1674	UL 330 mm	Niet met SK optie
	DDC1675	UL 340 mm	Niet met SK optie
	DDC1676	UL 350 mm	Niet met SK optie
	DDC1677	UL 360 mm	Niet met SK optie
	DDC1678	UL 370 mm	Niet met SK optie
	DDC1679	UL 380 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 400mm
	DDC1680	UL 390 mm	SK optie enkel als de zitdiepte groter is dan 380mm
	DDC1681	UL 400 mm	
	DDC1682	UL 410 mm	
	DDC1683	UL 420 mm	
◆	DDC1684	UL 430 mm	
	DDC1685	UL 440 mm	
	DDC1686	UL 450 mm	
	DDC1687	UL 460 mm	
	DDC1688	UL 470 mm	
	DDC1689	UL 480 mm	
	DDC1690	UL 490 mm	
	DDC1691	UL 500 mm	

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)



UL = ULpat - SK

SHh / Achterwiel maat

22": 420-460 mm
24": 420-460 mm
25": 450-480 mm
26": 480 - 490 mm

De voetplaat wordt hoog gemonteerd als:

ShV > 500 mm en
UL < 400mm

OF

ShV ≤ 500 mm en
UL ≤ 350 mm

UL < 320 mm moet aangevraagd worden via Mykuschall

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGBEKLEDING			
DDC0700	Licht gepolsterd	Niet met RH < 330 mm, in hoogte instelbare duwhandvatten (DDC0703) of stabilisatiestang	
◆ DDC0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding		
DDC0735	Aero back, naspanbaar		60,69
DDC0769	Zonder rugbekleding	Altijd kiezen voor MatrX rug	
MATRX RUGGEN		Enkel zonder rugbekleding en zonder duwhandvatten of geïntegreerde in hoogte instelbare duwhandvatten; extra levertijd	
DDC0764	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDC0765	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDC0766	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDC0767	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDC0756	Elite Deep, hoogte 310 mm met easy-set hardware		774,46
DDC0757	Elite Deep, hoogte 410 mm met easy-set hardware		774,46
DDC0758	Elite Standard, hoogte 260 mm met easy-set hardware		654,52
DDC0759	Elite Standard, hoogte 310 mm met easy-set hardware		654,52
DDC0760	Elite Standard, hoogte 360 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 480mm	654,52
DDC0761	Elite Standard, hoogte 410 mm met easy-set hardware		654,52
DUWHANDVATTEN			
◆ DDC0750	Zonder duwhandvatten	Niet met RH < 330 mm	
DDC0751	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met MatrX ruggen	111,08
DDC0702	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met MatrX ruggen	111,08
DDC0703	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met licht gepolsterde rugbekleding(DDC0700) of MatrX ruggen	251,86
DDC0704	Inklapbare duwhandvatten	Niet met rugfixatiestang (DDC1491)	251,86
DDC0733	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	Niet met rugfixatiestang (DDC1491) of MatrX ruggen	251,86
RUGHOEK (RW)			
DDC0713	RW 76°		
DDC0714	RW 80,5°		
◆ DDC0715	RW 85°		
DDC0716	RW 89,5°		
DDC0717	RW 94°		
RUG OPTIES			
DDC1491	Rugfixatiestang, swing away en afneembaar	Niet met inklapbare duwhandvatten (DDC0704) Niet met licht gepolsterde rugbekleding (DDC0700) of MatrX rug; Niet met RH < 405 mm	134,73
ZIT			
ZITBEKLEDING			
◆ DDC0610	Standaard		
DDC0615	Light zitbekleding	Niet met ST en SB > 420 mm; Niet met ST 340mm	32,77
KUSSEN/KUSSENOPTIES			
DDC0600	Standaard zitkussen 60mm met viscotop		
DDC0662	Matrx Libra kussen	SB 360 enkel mogelijk met ST 380/400; niet mogelijk met ST < 360mm	432,92
DDC0663	Matrx Vi kussen	Niet met SB < 400 ; niet met ST < 400mm	418,20
ZITOPTIES			
DDC0606	Zittasje, click in, afneembaar	Met fixatie clips (DDC1714)	83,61
VOETSTEUN			
DDC1500	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar voor gemonteerd		



matrx
SEATING SERIES



Voetsteun / SB

Recht frame:

Hoog gemonteerde voetsteun is niet mogelijk voor SB 360 mm

Adductie frame:

Hoog gemonteerde voetsteun is niet mogelijk voor SB 360 mm - 400 mm

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	DDC1501	Opklapbare voetplaat, hoek instelbaar, naar achter gemonteerd	
KUITBAND			
◆	DDC1533	Aan de wielsteun gemonteerd	
	DDC1535	Aan het frame gemonteerd	97,48
KLEDIJBESCHERMERS			
KLEDIJBESCHERMERS/SPATBORDEN			
◆	DDC1401	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar	
	DDC1405	Carbon spatborden, vast	Niet met armsteunen (DDC1416) 306,16
	DDC1408	Carbon spatborden, afneembaar	Niet met armsteunen (DDC1416) 306,16
ARMSTEUNEN			
	DDC1411	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	293,89
	DDC1416	Hoogte verstelbaar, korte armpad (T-arm)	Geen kledijbeschermers inbegrepen ; Niet mogelijk met spatborden (DDC1408) 153,11
FRAME			
FRAME KLEUR			Niet met carbon (DDC 0204) en titanium frames (DDC0284/0292)
◆	DDC0300	Glossy-Black	
	DDC0302	Royal blue	
	DDC0303	Royal red	
	DDC0314	Black matt	
	DDC0315	Silver grey	
	DDC0366	Dynamite orange	
	DDC0365	Mercury blue	
	DDC0368	Nitro pink	
	DDC0367	Atomic violet	
	DDC0369	Mint green	
	DDC0356	Ivory white	
	DDC0358	Smokey grey	
	DDC0359	Flashy yellow	
COLOUR-POWER-SET			Lichte kleurnuances zijn mogelijk
	DDC0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel velg is enkel verkrijgbaar in zwart als CPS Chrome is geselecteerd 255,18
	DDC0330	Colour-Power-Set techno-anthracite	255,18
	DDC0329	Colour-Power-Set comet red	255,18
	DDC0339	Colour-Power-Set champagne	255,18
	DDC0334	Colour-Power-Set b-blue	255,18
	DDC0336	Colour-Power-Set artic blue	255,18
VOORWIELEN			
VOORWIELEN			Zie tabel achteraan
	DDC0800	3" Supersport	Niet met SHv 530-540 mm (DDC0855/0856)
	DDC0801	4" Everyday wheel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met SHv 540 mm (DDC0856)
	DDC0860	4" Comfort wheel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met SHv 540 mm (DDC0856)
	DDC0809	4" Starec black	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0861	4" Starec chrome	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0803	4" Starec techno-anthracite	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0808	4" Starec comet red	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0825	4" Starec champagne	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0807	4" Starec b-blue	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0831	4" Starec artic blue	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 150,08
	DDC0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 255,18
	DDC0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	Niet met SHv 540 mm (DDC0856) 255,18
	DDC0810	5" Everyday wheel met zwarte rubber (nieuw model)	
◆	DDC0863	5" Comfort wheel met zwarte rubber (nieuw model)	
	DDC0819	5" Starec black	150,08
	DDC0862	5" Starec chrome	150,08


Colour Power Set

(CPS): Starec & High Performance achterwiel naaf met QR-as, 22" en 24" Starec achterwiel velg (behalve voor chrome), Starec voorwiel, zijbevestiging frame, adapter plaat, vorken, balhoofd-behuizing en balhoofdkapjes



	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	DDC0813	5" Starec techno anthracite		150,08
	DDC0818	5" Starec comet red		150,08
	DDC0827	5" Starec champagne		150,08
	DDC0817	5" Starec b-blue		150,08
	DDC0832	5" Starec artic blue		150,08
	DDC0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
	DDC0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
ACHTERWIELPOSITIE				
	DDC0263	1ste positie (meest actieve positie)		
	DDC0264	2de positie (1ste positie Champion 2008)		
	DDC0265	3de positie		
	DDC0266	4de positie (2ste positie Champion 2008)		
◆	DDC0267	5de positie (3ste positie Champion 2008)		
	DDC0268	6de positie		
	DDC0269	7de positie (4ste positie Champion 2008)		
	DDC0259	8ste positie		
	DDC0260	9de positie (meest passieve positie)		
QUAD RELEASE AS				
	DDC0909	Tetra Clip	Niet met Spinerly LXX	114,04
ACHTERWIEL MAAT				
	DDC0901	22"		
◆	DDC0902	24"		
	DDC0925	25"	Niet met Starec wielen	
	DDC0903	26"		
CAMBER				
◆	DDC0282	0° Camber		
	DDC0279	2° Camber		
	DDC0283	4° Camber	Niet met performance remmen (DDC1302)	
ACHTERWIEL TYPE				
◆	DDC0915	22", 24", 26" küschall Starec, cross spoked	Starec: naaf kleurloos en velg zwart - beiden in CPS kleur indien gekozen	
	DDC0908	24" High Performance wheel	Starec naaf zwart of in CPS indien gekozen, zwarte velg; Niet met volle banden	405,09
	DDC0918	25" High Performance wheel	Starec naaf zwart of in CPS indien gekozen, zwarte velg; Niet met volle banden	405,09
	DDC0906	24" Spinerly LXX	Naaf, velg en spaken zijn zwart - geen CPS kleur indien gekozen; niet met volle banden of tetra clip	689,56
	DDC0912	25" Spinerly LXX	Naaf, velg en spaken zijn zwart - geen CPS kleur indien gekozen; niet met volle banden of tetra clip	689,56
ALBER ADD ON KIT				
	DDC0926	Twion/emotion adapter plate	Enkel met 24" wielen (DDC0902) en 0° camber (DDC0282) - 2 ALBER antitippers bijgeleverd	841,06
ACHTERWIEL BANDEN				
◆	DDC1014	22", 24", 25", 26" Lichtlopende band 7 bar Schwalbe Rightrun zwart/grijs		
	DDC1002	22", 24" Profiel band 7 bar		
	DDC1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus	Smartguard puncture protected	86,37
	DDC1004	24" Volle band, profiel, grijs	Niet met High Performance (DDC0908/0918) of Spinerly LXX wielen (DDC0906)	58,84
	DDC1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant	100,87
HOEPELS				
	DDC1102	22", 24", 26" Supergripp, afstand 30mm	Geleverd op 30mm, maar kan nadien aangepast worden naar 40mm	191,73
	DDC1104	24", 26" Staal, afstand 30mm		108,00
	DDC1106	24", Titanium, afstand 30mm		318,14

COG positie:
 Pos 1: 130 mm
 Pos 2: 119 mm (-11)
 Pos 3: 107 mm (-23)
 Pos 4: 96 mm (-34)
 Pos 5: 84 mm (-46)
 Pos 6: 73 mm (-57)
 Pos 7: 61 mm (-69)
 Pos 8: 50 mm (-80)
 Pos 9: 38 mm (-92)



CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DDC1107	24" Titanium, afstand 40mm	Geleverd op 40mm, maar kan nadien aangepast worden naar 30mm	318,14
DDC1122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm		326,62
DDC1121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm		398,02
◆ DDC1113	22", 24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 30mm		
DDC1117	22", 24", 25", 26" Light Alu, zwart, afstand 30mm		133,01
DDC1114	22", 24", 25", 26" Light Alu, grijs, afstand 40mm	Geleverd op 40mm, maar kan nadien aangepast worden naar 30mm	
SPAAKBESCHERMERS			
DDC1200	22", 24", 26" Transparant	Niet met Spinerge LXX wielen (DDC0906)	146,72
DDC1202	24" küsch	Niet met Spinerge LXX (DDC0906)	146,72
DDC1208	24" transparant met küschall in witte letters	Niet met Spinerge LXX (DDC0906)	146,72
FIXATIE CLIPS			
DDC1722	Fixatie strap	Niet met adductie frame, niet met SB 360 of 380 mm	
DDC1714	Fixatie clip	Houdt het frame samen in een gevouwen positie; Niet met adductie frame (DDC0201/0243)	
ONTVOUWHULP			
◆ DDC1719	Ontvouwhulp		
VEILIGHEID			
REMMEN		Zie tabel achteraan	
◆ DDC1300	Standaard, gebogen hendel		
DDC1301	Standaard, rechte hendel		
DDC1306	Trekremmen		
DDC1302	Performance remmen	Niet met 4° camber	76,03
DDC1303	Actieve remmen		22,84
REMVERLENGERS			
DDC1310	Remverlengers voor standaard remmen	Niet met Performance remmen (DDC1302) en actieve remmen (DDC1303)	18,56
VEILIGHEIDSOPTIES			
ANTITIP			
DDC1702	Antitip rechts		169,49
DDC1703	Antitip links		169,49
DDC1704	Antitip beide zijden		338,97
VEILIGHEIDSGORDEL			
DDC1730	Veiligheidsgordel		37,10
REFLECTOREN			
DDC1710	Gemonteerd		14,25
DDC1711	Bijgevoegd in de doos		14,25
ACCESSOIRES			
DDC1744	Bagagedrager	Bijgeleverd; niet met carbon frame	445,47
DDC1745	Drinkbushouder; incl. Drinkbus	Bijgeleverd	55,66
DDC1739	Voorframe beschermers, 2 stuks	Afneembaar met velcro; niet met carbon frame	43,94
DDC1708	Trapdop rechts		106,85
DDC1706	Stokhouder; rechts gemonteerd		109,54
DDC1700	Transit wielen 3"	Enkel in combinatie met Antitip aan beide kanten (DDC1704)	469,51
DDC1715	Pomp		10,21
DDC1717	Tool kit		5,10
DDC1728	Tas voor 24" & 26" wielen		64,48
DDC1734	24" Mountain Bike wielen met zak	Mountain Bike wielen en banden met grijs alu hoepels, QR-assen inbegrepen	573,11
DDC1740	Reistas voor Champion; wielen kunnen gemonteerd blijven op de stoel		469,51
DDC1747	Reistas voor Champion met SK optie		469,51
KÜSCHALL HORLOGE IN VOORVORK			
DDC1712	küschall horloge, rechts		106,42
DDC1713	küschall horloge, links		106,42



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--------------	--

DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
USER SIZE		


MYküschall
Omschrijving van de aanvraag

--	--

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--------------	--

Tabel I: Montage van de voetplaat in relatie met de zithoek en het voorwiel


	Seat angle	Footplate front mounted						Footplate back mounted					
		ST340 - ST380			ST400-ST480			ST340 - ST380			ST400 - ST480		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° frame	0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85° frame	30 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	40 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	50 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	80 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	



Tabel II: Zithoogte voor in relatie met de framehoek en de voorwielen

	SHv	Long frame						Short frame					
		ST340 - ST380			ST400-ST480			ST340 - ST380			ST400 - ST480		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° frame	540 mm	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	530 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85° frame	540 mm	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	530 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel III: Maximaal mogelijke aspositie in relatie met de zitdiepte en de verschillende remmen



	Active brake with 75° or 85° frame, straight		
Wheel size	ST34-40	ST42	ST44-48
22"	1 - 9	1 - 9	1 - 9
24"	3 - 9	1 - 9	1 - 9
25"	4 - 9	2 - 9	1 - 9
26"	5 - 9	3 - 9	1 - 9

	Active brake with Carbon frame			
Wheel size	ST40	ST42	ST44	ST46
22"	2 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9
24"	4 - 9	2 - 9	1 - 9	1 - 9
25"	5 - 9	3 - 9	1 - 9	1 - 9
26"	6 - 9	4 - 9	2 - 9	1 - 9

	Active brake with 75° or 85° frame, tapered	
Wheel size	ST34-40	ST42-48
22"	1 - 9	1 - 9
24"	1 - 9	1 - 9
25"	1 - 9	1 - 9
26"	2 - 9	1 - 9

	Performance brake with Carbon frame			
Wheel size	ST40	ST42	ST44	ST46
22"	3 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9
24"	5 - 9	3 - 9	1 - 9	1 - 9
25"	6 - 9	4 - 9	2 - 9	1 - 9
26"	7 - 9	5 - 9	3 - 9	1 - 9

	Performance brake with 75° or 85° frame, straight	
Wheel size	ST34-40	ST42-48
22"	1 - 9	1 - 9
24"	1 - 9	1 - 9
25"	2 - 9	1 - 9
26"	3 - 9	1 - 9