



Yes, you can.®



Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**KÜSCHALL ULTRA-LIGHT Junior CE**

Manuele Actief Kinderrolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug  
 Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg  
 Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar  
 We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10 mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter; rughoogte en onderbeenlengte

Datum : \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje       Standaard optie       Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ DDU0010	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT Junior	<b>2.264,58</b>
DDU0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen op het einde! Op aanvraag
<b>ZITOPTIES</b>		
<b>VOORFRAME</b>		
◆ DDU0203	Actief frame, 70°	
DDU0212	Dynamisch frame, 80°	minimaal verschil SHv tot SHh is 30mm
DDU0201	V-frame (adductie), 70°	Niet met SB 280 en 300 mm
DDU0243	V-frame (adductie), 80°	Niet met SB 280 en 300 mm
<b>ZITBREEDTE (SB)</b>		
DDU0118	280mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0120	300mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0122	320mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0124	340mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0126	360mm	Enkel kruisframe; niet met MatrXVi en rug
DDU0128	380mm	Enkel kruisframe; niet met MatrXVi kussen
DDU0130	400mm	Enkel kruisframe
◆ DDU0132	420mm	Enkel kruisframe
DDU0134	440mm	Dubbel kruisframe
DDU0136	460mm	Dubbel kruisframe
DDU0138	480mm	Dubbel kruisframe
DDU0140	500mm	Dubbel kruisframe
<b>ZITDIEPTE (ST)</b>		
DDU0408	320mm	Niet met MatrX kussen; niet met instelbare rughoek DDU0707/0718
DDU0410	340mm	Niet met MatrX kussen
DDU0412	360mm	Niet met MatrX kussen
DDU0415	380mm	Niet met MatrXVi kussen
◆ DDU0417	400mm	
DDU0420	420mm	
DDU0422	440mm	
DDU0424	460mm	
DDU0427	480mm	
DDU0429	500mm	
<b>RUGHOOGTE (RH)</b>		
DDU0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug	altijd kiezen voor MatrX rug
DDU0550	RH 300mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0503	RH 315mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0506	RH 330mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0509	RH 345mm	Niet met neerklapbare rug in combinatie met rughoek 94° of 98°
DDU0512	RH 360mm	
◆ DDU0514	RH 375mm	
DDU0516	RH 390mm	
DDU0518	RH 405mm	



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDU0520	RH 420mm		
DDU0522	RH 435mm		
DDU0524	RH 450mm		
DDU0526	RH 465mm		
DDU0528	RH 480mm		
DDU0530	RH 495mm		
DDU0532	RH 510mm		
<b>ZITHOOGTE VOOR (SHv) controleer de compatibiliteit met de voorwielen op het bijhorende diagram</b>			
DDU0845	SHv 430mm		
DDU0846	SHv 440mm		
DDU0847	SHv 450mm		
DDU0848	SHv 460mm		
DDU0849	SHv 470mm		
DDU0850	SHv 480mm		
DDU0851	SHv 490mm		
◆ DDU0852	SHv 500mm		
DDU0853	SHv 510mm		
DDU0854	SHv 520mm		
DDU0855	SHv 530mm	Niet met 80° frame	
<b>ZITHOOGTE ACHTER (SHh)</b>		70° frame: SHv="SHv - 100mm" tot "SHv-0mm"; 80° frame="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"	
DDU0944	SHh 390mm		
DDU0945	SHh 400mm		
DDU0946	SHh 410mm		
DDU0947	SHh 420mm		
DDU0948	SHh 430mm		
◆ DDU0949	SHh 440mm		
DDU0950	SHh 450mm		
DDU0951	SHh 460mm		
DDU0952	SHh 470mm		
DDU0953	SHh 480mm		
DDU0954	SHh 490mm		
DDU0955	SHh 500mm		
<b>ONDERBEENLENGTE (UL)</b>		70° frame: UL max.= "SHv-20mm / 80° frame: UL max. = "SHv-30mm"	
DDU1661	UL 200mm	DDU1677	UL 360mm
DDU1662	UL 210mm	DDU1678	UL 370mm
DDU1663	UL 220mm	DDU1679	UL 380mm
DDU1664	UL 230mm	DDU1680	UL 390mm
DDU1665	UL 240mm	DDU1681	UL 400mm
DDU1666	UL 250mm	DDU1682	UL 410mm
DDU1667	UL 260mm	◆ DDU1683	UL 420mm
DDU1668	UL 270mm	DDU1684	UL 430mm
DDU1669	UL 280mm	DDU1685	UL 440mm
DDU1670	UL 290mm	DDU1686	UL 450mm
DDU1671	UL 300mm	DDU1687	UL 460mm
DDU1672	UL 310mm	DDU1688	UL 470mm
DDU1673	UL 320mm	DDU1689	UL 480mm
DDU1674	UL 330mm	DDU1690	UL 490mm
DDU1675	UL 340mm	DDU1691	UL 500mm
DDU1676	UL 350mm	DDU1689	UL 510mm
<b>RUG</b>			
<b>RUGBUIS</b>			
◆ DDU0736	Vaste rechte standaard rug		
DDU0705	Met lumbaalknik	Niet met MatrX rug	
DDU0720	Hoekverstelbare rug	Niet met MatrX rug	219,65
DDU0734	Neerklapbare rug (naar voor)	Niet met RH 300-330 mm en buisvormige armleggers; Niet met MatrX ruggen	338,66


Front wheel / Front wheel attachment	High mounted	Standard mounted	Low mounted
4"	43 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54 - 55*

\*the measurements can be adjusted, but are not offered

### SHh / Achterwielmaat

22" : 390-480 mm  
 24" : 390-500 mm  
 25" : 410-500 mm  
 26" : 420-500 mm

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = ULpat - SK$$



0734

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE RUG EN NEERKLAPBARE RUG</b>			
DDU0707	82°	Niet met vaste rug of lumbaalknik; niet met zitdiepte 320mm	
DDU0718	86°	Niet met vaste rug of lumbaalknik; niet met zitdiepte 320mm	
◆ DDU0709	90°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0719	94°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0711	98°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0712	102°	Enkel voor hoekverstelbare rug	
<b>RUGBEKLEDING</b>		<b>Niet kiezen met MatrX rug</b>	
DDU0700	Standaard	Niet met rugfixatiestang en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	
DDU0721	"Light"	Niet met SB 280-320mm en SB 500mm; RH<360mm; rugfixatiestang en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	108,02
◆ DDU0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding		
DDU0735	Aero back, naspanbaar		60,69
DDU0769	Zonder rugbekleding	altijd kiezen voor MatrX rug	
<b>MATR X RUGGEN</b>		<b>Niet mogelijk met SB&lt;360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)</b>	
DDU0764	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0765	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0766	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0767	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0756	Elite Deep, hoogte 310 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	774,46
DDU0757	Elite Deep, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	774,46
DDU0762	Elite Deep, 460 mm with easy-set mounting hardware		774,46
DDU0758	Elite Standard, hoogte 260 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	654,52
DDU0759	Elite Standard, hoogte 310 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	654,52
DDU0760	Elite Standard, hoogte 360 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	654,52
DDU0761	Elite Standard, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB >460mm	654,52
DDU0763	Elite Standard, 460 mm with easy-set mounting hardware		654,52
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
DDU0702	Vaste duwhandvatten, lang	Matrx rug: duwhandvaten ongeveer op 475mm van de zit	
DDU0751	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met trommelremmen / MatrX rug: duwhandvaten ongeveer op 475mm van de zit	111,08
DDU0750	Zonder duwhandvatten	Niet met trommelremmen!	
◆ DDU0703	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met standaard & light rugbekleding/ niet met neerklapbare rug / niet met buisvormige armleggers	
DDU0704	Inklapbare duwhandvatten	Niet met trommelremmen	244,52
<b>RUGFIXATIESTANG</b>		Niet met inklapbare duwhandvatten; standaard en light rugbekleding; RH 300-390mm en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	
DDU1491	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		130,81
<b>ZITTING</b>			
<b>ZITBEKLEDING</b>			
◆ DDU0611	Standaard naspanbare zitbekleding met 1 centrale velcro band (zacht)		
DDU0614	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse velcrobanden (ruwe zijde)		97,18
<b>ZITKUSSEN</b>			
DDU0600	Standaard zitkussen	60mm dubbel schuim met visco toplaag!	92,07
DDU0662	Matrx Libra kussen	SB 360 enkel mogelijk met ST 380/400mm; niet met SB < 360 mm, ST 360 mm	<b>432,92</b>



0721




0705




0750


**matrx**  
SEATING SERIES



1491



0614



1562 / 1563




1566 / 1567



1564 / 1565



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	DDU0663	MatrXVi kussen	Niet met SB < 400mm; niet met ST < 400mm 418,20
<b>ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING</b>			Te bevestigen onder de zit. Enkel voor ST groter dan 340mm
	DDU0616	Klein	36,65
	DDU0617	Groot	36,65
<b>TASJE ZIT</b>			
	DDU0606	Zittasje, click-in en afneembaar	83,61
<b>VOETSTEUN</b>			
<b>VOETPLAAT</b>			
◆	DDU1562	2-delig, plastic, naar voor gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; hoog gemonteerd voor UL <370mm
	DDU1563	2-delig, plastic, naar achter gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; hoog gemonteerd voor UL <370mm
	DDU1564	2-delig, hoekverstelbaar; naar voor gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; Niet voor UL<280mm; hoog gemonteerd voor UL <420mm <b>111,32</b>
	DDU1565	2-delig, hoekverstelbaar; naar achter gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; Niet voor UL<280mm; hoog gemonteerd voor UL <420mm <b>111,32</b>
	DDU1578	2-delig, carbon, naar voor gemonteerd	Hoog gemonteerd voor UL<320mm 356,89
	DDU1579	2-delig, carbon, naar achter gemonteerd	Hoog gemonteerd voor UL<320mm 356,89
	DDU1566	Carbon 1-delig, opklapbaar; aan l zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	Niet met UL<320mm <b>356,89</b>
	DDU1567	Carbon 1-delig, opklapbaar; aan l zijde bevestigd, naar achter gemonteerd	Niet met UL<320mm <b>356,89</b>
<b>VOET- EN BEENONDERSTEUNING</b>			
◆	DDU1533	Kuitband	
	DDU1530	Hielbanden	Enkel voor 2-delige carbon voetplaten!
<b>KLEDINGBESCHERMERS</b>			
<b>KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN</b>			
◆	DDU1400	Carbon kledingbeschermers	
	DDU1405	Carbon spatborden, vast	Niet met SHh < 410 mm en achterwielverlenging! 144,30
	DDU1408	Carbon spatborden, afneembaar	Maakt de rolstoel in totaal 20 mm breder! 306,16
<b>ARMSTEUNEN</b>			Met kledingbeschermers. Maakt de rolstoel in totaal 20 mm breder!
	DDU1416	Hoogteverstelbaar; afneembaar; kort	
	DDU1421	Hoogteverstelbaar; afneembaar; lang	153,11
	DDU1445	küschall armsteun, zwarte contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6 293,89
	DDU1446	küschall armsteun, blauwe contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6 293,89
	DDU1447	küschall armsteun, rode contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6 293,89
<b>küschall armsteun accessoires (1445/1446/1447)</b>			
	DDU1455	armsteun covers met zwarte contour	51,04
	DDU1456	armsteun covers met blauwe contour	51,04
	DDU1457	armsteun covers met rode contour	51,04
<b>ARMLEGGERS</b>			<b>Niet met Alber twion/e-motion en in hoogte instelbare duwhandvatten opbouw</b>
	DDU1411	Buisvormige armlegger; hoogteverstelbaar; afneembaar; wegklapbaar; met armpad	293,89
<b>FRAME</b>			
<b>VOORFRAME KLEUR</b>			
	DDU0300	Glossy black	
◆	DDU0314	Matt black	
	DDU0356	Ivory White	
	DDU0354	Night shimmer	
	DDU0302	Royal blue	
	DDU0303	Royal red	
	DDU0315	Silver grey	
	DDU0350	Purple fire	
	DDU0358	Smokey grey	
	DDU0365	Mercury Blue	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"



**CPS-Set :**  
Starec naven, vorken, adapterplaten, 22" en 24" Starec velgen, QR as dopjes voor Starec naaf  
Balhoofden voorwielen

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDU0366	Dynamite orange	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
DDU0367	Atomic Violet	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
DDU0368	Nitro Pink	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
<b>KRUISFRAME EN ACHTERFRAME KLEUR</b>			
DDU0398	In hetzelfde kleur als het voorframe		
DDU0399	Mat zwart kruisframe en achterframe		
<b>COLOUR-POWER-SET</b>		4" of 5" Starec wielen niet inbegrepen! Lichte kleumuances zijn mogelijk!	
DDU0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		255,18
DDU0339	Colour-Power-Set champagne		255,18
DDU0340	Colour-Power-Set olive		255,18
DDU0334	Colour-Power-Set b-blue		255,18
DDU0329	Colour-Power-Set comet red		255,18
DDU0336	Colour-Power-Set arctic blue		255,18
DDU0337	Colour-Power-Set copper glaze		255,18
DDU0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel: hoepel enkel beschikbaar in zwart als CPS is gekozen	255,18
<b>VOORWIELBEVESTIGING</b>			
DDU0864	Hoog gemonteerd	Frame zal 30mm lager zijn!	
◆	DDU0865	Standaard gemonteerd	
DDU0866	Laag gemonteerd	Frame zal 30mm hoger zijn!	
<b>VOORWIELEN</b>			
<b>VOORWIELEN</b>			
DDU0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDU0860	4" Comfort wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDU0803	4" Starec techno-anthracite		150,08
DDU0825	4" Starec champagne		150,08
DDU0826	4" Starec olive		150,08
DDU0808	4" Starec comet red		150,08
DDU0830	4" Starec copper glaze		150,08
DDU0831	4" Starec arctic blue		150,08
DDU0807	4" Starec b-blue		150,08
DDU0809	4" Starec black		150,08
DDU0861	4" Starec chrome		150,08
DDU0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDU0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
DDU0810	5" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
◆	DDU0863	5" Comfortwiel met zwarte rubber (nieuw model)	
DDU0813	5" Starec techno anthracite		150,08
DDU0827	5" Starec champagne		150,08
DDU0828	5" Starec olive		150,08
DDU0818	5" Starec comet red		150,08
DDU0832	5" Starec arctic blue		150,08
DDU0833	5" Starec copper glaze		150,08
DDU0817	5" Starec b-blue		150,08
DDU0819	5" Starec black		150,08
DDU0862	5" Starec chrome		150,08
DDU0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDU0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
DDU0820	6" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met 80° frame	
DDU0821	6" pneumatisch wiel	Niet met 80° frame	
DDU0822	7" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met ST 320 tot 380mm en niet met 80° frame	
<b>ACHTERWIELEN</b>			
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>			
◆	DDU0250	Standaard wielbevestiging	
DDU0249	Achterwielverlenging	Niet in CPS kleur! Niet mogelijk in eerste achterwielpositie	112,28


Front wheel/Front wheel attachment	high mounted	standard mounted	low mounted
3"	38* - 47	41 - 50	44 - 53
4"	41 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54-55*



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>POSITIE ACHTERWIELEN</b>			
	DDU0263	1e positie van vooraan	Niet mogelijk met achterwielverlenging
	DDU0264	2e positie van vooraan	
◆	DDU0265	3e positie van vooraan	
	DDU0266	4e positie van vooraan	Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
	DDU0267	5e positie van vooraan	Enkel met achterwielverlenging; Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
	DDU0268	6e positie van vooraan	Enkel met achterwielverlenging; Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
<b>QUAD RELEASE AS</b>			
	DDU0909	Tetra Clip	Niet met naafrem of Spinergy LXX wielen   114,04
<b>ACHTERWIEL MAAT</b>			
○	DDU0901	22"	
◆	DDU0902	24"	
○	DDU0903	26"	444,47
<b>CAMBER</b>			
◆	DDU0282	0°	
	DDU0283	3°	Niet in 1ste achterwielpositie
<b>ACHTERWIEL TYPE</b>			
◆	DDU0915	22", 24", 26" küschall Starec: gekruiste spaken	Naaf in CPS indien geselecteerd!
	DDU0908	24" High performance, Starec naaf	Naaf in CPS indien geselecteerd!   405,09
	DDU0906	24" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart   689,56
	DDU0927	24" wielen met geïntegreerde naafremmen	24 zilveren spaken; naaf en velgen zwart; niet met achterwielpositie 4,5 en 6; niet met volle banden   874,85
<b>ALBER ADD ON KIT</b>			
	DDU0926	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	Enkel met 24"; niet met 3° camber   841,06
<b>ACHTERWIEL BANDEN</b>			
◆	DDU1014	22" 24" 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	24" High Perf wiel enkel met lichtlopende, profiel of Marathon Evolution band!
	DDU1002	22" 24" Profiel band 7 bar	
	DDU1004	24" Volle band, profiel, grijs	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen   58,84
	DDU1006	24" Volle band, zwart (KIKType)	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen   58,84
	DDU1007	22" 24" Volle band light, grijs	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen   58,84
	DDU1011	24" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant   58,84
	DDU1010	24", 26" "Marathon Plus" band van Schwalbe	Smartguard puncture protected   86,37
<b>ANTI-LEK</b>			
	DDU1020	Anti-lek binnenband bescherming	Niet mogelijk met "Marathon Evolution" banden!   99,91
<b>HOEPELS</b>			
	DDU1102	22", 24", 26" Supergripp, afstand 30 mm	Met 24" High Perf. & Spinergy; alu light is gemonteerd, titanium & Supergrip mogelijk!   <b>189,01</b>
	DDU1104	24", 26" Staal polished, afstand 30 mm	108,00
	DDU1106	24" Titanium, afstand 30 mm	318,14
	DDU1107	24" Titanium, afstand 40 mm	318,14
◆	DDU1113	22", 24", 26" Light Alu, afstand 30 mcm	
	DDU1114	22", 24", 26" Light Alu, afstand 40 mm	
	DDU1117	22", 24", 26" Light Alu, afstand 30 mm	133,01
	DDU1122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm	<b>326,62</b>
	DDU1121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm	<b>398,02</b>
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
	DDU1200	24", 26" transparant	Niet met Spinergy LXX   146,72
	DDU1202	24" küsch	Niet met Spinergy LXX   146,72
	DDU1208	24" Transparant met küschall in witte letters	146,72




I 202




I 300

I 302




I 303

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>VEILIGHEID</b>		
<b>REMMEN</b>		
◆ DDU1300	Standaard, gebogen hendel	
DDU1301	Standaard, rechte hendel	
DDU1306	Trekremmen	
DDU1302	Performance remmen	Niet met 3° camber; niet met küschall armsteun in combinatie met achterwielpositie 4/5/6 76,03
DDU1303	Actieve remmen	Zie tabel voor combinatie met 24" 22,84
DDU1399	Zonder remmen, wanneer men kiest voor de wielen met naafremmen	
<b>REMVERLENGERS</b>		
DDU1310	Remverlenger voor standaard remmen	Enkel voor standaard rechte hendel of trekremmen <b>18,56</b>
<b>TROMMELREMMEN VOOR BEGELEIDER</b>		
Niet met tetraclip, 3° camber en vouwbare duwhandvatten en mini duwhandvatten! Gemonteerd met een specifiek achterwiel en een zwarte adapterplaat - Niet mogelijk in eerste achterwielpositie!		
DDU1304	Trommelrem voor begeleider	627,92
<b>ANTIPIP</b>		
DDU1702	Antikip met buis, rechts	<b>167,07</b>
DDU1703	Antikip met buis, links	<b>167,07</b>
DDU1704	Antikip aan beide zijden met buis	<b>334,14</b>
<b>TRANSPORTKIT</b>		<b>Enkel met RH &gt; 400mm! Niet met MatrX rug</b>
DDU1770	Transportkit, incl. gordel en labels	Fixatiesysteem niet inbegrepen! 104,21
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>		
DDU1730	Bekkengordel	niet met transportkit <b>37,10</b>
<b>REFLECTOREN</b>		
DDU1710	Gemonteerd	13,83
DDU1711	Bijgevoegd, niet gemonteerd	13,83
<b>ACCESSOIRES</b>		
DDU1729	Achterframe beschermer	20,41
DDU1739	Voorframe beschermers	43,94
DDU1708	Trapdop, rechts	niet met stokhouder rechts 78,50
DDU1709	Trapdop, links	niet met stokhouder links 78,50
DDU1706	Stokhouder rechts	101,37
DDU1707	Stokhouder links	101,37
DDU1700	Transitwielen 3"	461,37
DDU1715	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 34 cm! 10,21
DDU1717	Tool kit	5,10
DDU1728	Tas voor wielen	64,48
DDU1734	24" Mountain bike wielen met banden in tas	Grijze aluminium hoepels 573,11
DDU1744	Houder voor bagage	445,47
DDU1745	Drinkbushouder, incl. drinkbus	55,66




1304


Scissor brake	Rear wheel position						
	Seat depth	1	2	3	4	5	6
ST32-38							
ST40							
ST42							
ST44							
ST46							
ST48							
ST50							



1702 / 1703



1730




1706 / 1707



1708 / 1709




1728



1700

<b>CODE</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen</b>
-------------	---------------------	---

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**



CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

**MYküschall**

**Omschrijving van de aanvraag**