



Yes, you can.®

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Alber e-pilot® P15

NUEVO



Handbikes de propulsión eléctrica

Descripción

- Pack Mobility Plus (para Android / para I-Phones, descarga posible solo en Apple Store)
- Velocidad: 10 km/h como estándar (20 km/h con Pack Mobility Plus)
- Batería de litio 13.8 Ah (496 Wh) y cargador incluido
- Autonomía: hasta 50 km
- Peso máximo usuario: 100 kg
- Peso con baterías: 18,4 kg - sin baterías: 15,5 kg

¡Nuevo! Posibilidad de descargar la **APP Mobility** gratis y conectar su E-Pilot a su smartphone para conseguir información adicional: velocidad, instantánea, autonomía, registro del recorrido, etc.

Opciones disponibles:

- Pack Mobility Plus (para Android; pedir código 1592221 / para I-Phone: descarga en Apple Store, únicamente)
 - Velocidad hasta 20 km/h (pack Mobility Plus)
 - Visualización de llamadas y SMS entrantes (solo con Android)
 - Modo crucero
- Nuevas opciones disponibles para usuarios tetrapléjicos: Freno Tetra (derecha o izquierda), palanca para acoplar y desacoplar el E-Pilot con una mano, apoya mano para puño de aceleración

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|--|---|
| Alber® e-pilot P15 | | |
| 1592322 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha | 4.810,94 |
| 1592324 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha | 4.934,53 |
| 1593458 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda | 4.810,94 |
| 1593461 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura izquierda | 4.934,53 |
| 1593780 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha - neumático de tacos | 4.923,29 |
| 1593784 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha - neumático de tacos | 5.046,88 |
| 1593799 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda - neumático de tacos NUEVO | 4.923,29 |
| 1593812 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura izquierda - neumático de tacos NUEVO | 5.046,88 |
| 1594018 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha - neumático de tacos - freno tetra a la izquierda NUEVO | 5.597,39 |
| 1594021 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 10 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha - neumático de tacos - freno tetra a la izquierda NUEVO | 5.720,98 |
| 1594205 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" 10 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda - neumáticos de tacos - freno Tetra derecha NUEVO | 5.597,39 |
| 1594211 | Alber® e-pilot® P15, rueda 16" 10 km/h - Luz delantera Supernova - acelerador empuñadura izquierda - neumáticos de tacos - freno Tetra derecha NUEVO | 5.720,98 |
| Opciones obligatorias | | |
| 1592290 | Kit de fijación | 348,29 |
| Opciones | | |
| 1592221 | Pack Mobility Plus e-pilot P15 para Android (para IOS: descarga solo en Apple Store) Velocidad hasta 20 km/h, modo crucero, visualización de llamadas y SMS entrantes* | 349,99 |
| Compatibilidad | | |
| Sillas del grupo Invacare® (Action®, Kuschall®), gracias por indicarnos el n° de serie de su silla de ruedas | | Sillas de ruedas de otras marcas: gracias por rellenar los datos al final de esta tarifa. |
| Número de serie: | | |
| Colores | | |
| | ◆ Blanco Mate | ◆ |
| 1592122 | Amarillo oscuro | 111,23 |
| 1592123 | Rojo fuego | 111,23 |
| 1592189 | Verde limón | 111,23 |
| 1592190 | Azul oscuro | 111,23 |
| 1592191 | Naranja llama - Metalizado mate | 121,34 |
| 1592192 | Lila - Metalizado mate | 121,34 |
| 1592193 | Rojo cereza - Metalizado mate | 121,34 |




e-pilot® P15



Pantalla TFT a color

Conexión Smartphone



Neumático de tacos



Freno para tetras



1592122 1592123

1592189 1592190

1592191 1592192

1592193 1592194

1592195 1592196

| | | |
|--|---|--------|
| 1592194 | Verde esmeralda - Metalizado mate | 121,34 |
| 1592195 | Azul oscuro - Metalizado mate | 121,34 |
| 1592196 | Antracita - Metalizado mate | 121,34 |
| Lista de accesorios | | |
| Opciones disponibles para usuarios tetrapléjicos (en combinación con versiones E-Pilot equipado con freno Tetra derecha 1594018/ 1594021 / 1594205 / 1594211) | | |
| 1593107 | Palanca para acoplar y desacoplar el E-Pilot con una mano NUEVO | 146,06 |
| 1592287 | Apoya mano para puño de aceleración NUEVO | 38,77 |
| Otros accesorios | | |
| 1592914 | Funda de protección para el transporte (negra) | 191,00 |
| 1593452 | Funda de protección contra la lluvia, el polvo, sol, suciedad | 213,47 |
| 1592281 | Soporte KLICKfix® para cesta delantera y Porta-equipaje | 168,53 |
| 1592278 | Cesta delantera negra con adaptador KLICKfix® | 84,26 |
| 1592280 | Porta-equipaje con adaptador KLICKfix® | 76,40 |
| 1592282 | Soporte KLICKfix® para bolsa | 134,82 |
| 1592276 | Bolsa negra con adaptador KLICKfix® | 54,50 |
| 1592284 | Soporte botella negro con adaptador KLICKfix® | 42,14 |
| 1592173 | Luz delantera Supernova | 134,82 |
| 1592286 | Retrovisor izquierdo (montaje en empuñadura) | 43,26 |
| 1592287 | Apoya mano para puño de aceleración | 38,77 |
| 1592097 | Batería de litio 13,8 Ah (496 Wh), adicional | 887,57 |
| 1593079 | Kit de lastres (2 x 2,5 kg) para mejorar la tracción (incluye soportes para el montaje) NUEVO | 247,17 |
| 1591872 | Cargador de batería 230 V (AC), 50 Hz (adicional) | 148,13 |
| 1592288 | Par de ruedas reforzadas 24"x1 3/8" con ejes 1/2" | 325,82 |
| 1592285 | Luces traseras para montar en las empuñaduras de la silla de ruedas | 50,56 |
| 1592289 | Kit de seguridad (triángulo, 2 reflectores, 2 luces traseras con batería) - Solo con sillas con puños | 286,49 |



Luz estándar




Luz Supernova



Kit de fijación (montado en la silla)



e-pilot P15



Pack Mobility Plus

Detalles de la silla

Fabricante (ej. KÜSCHALL)

Modelo (ej. Compact)

Año de construcción

Anchura asiento
Medida de tubo a tubo
(parte exterior)  cm

Profundidad
asiento  cm

Altura de asiento
delantera  cm

Altura de asiento
trasera  cm

Ángulo de chasis  °

Largo de pierna  cm

Comentarios adicionales

Tipo de freno



ej. Performance



ej. frenos empuje

Reposapiés



Mono paleta



Paletas individuales

Diseño parte delantera del chasis



Recto



Incurvado



En V

Diámetro ruedas traseras

24"

Otro: