



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Rea® Azalea® Base

Châssis pour siège-coquille (roues 16"/22"/24")

Garantie: générale: 2 ans; châssis: 3 ans

Poids max. de l'utilisateur: 135 kg



Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément




CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆ BQA0010	Rea Azalea Base	1.250,24
BQA8000	Special	1.250,24
TYPE		
BQA0020	Roues arrière de transit 16" avec freins à tambour	0705, 0715, 0722, 0724, 0800, 0810, 0850, 0863, 0867 120,00 €
◆ BQA0030	Roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à pousser	0100, 0430, 0480, 0702, 0726
BQA0040	Roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à tambour	0100, 0430, 0480, 0722, 0724 120,00 €
DIMENSIONS		
LARGEUR D'ASSISE		
BQA0050	340 mm (Châssis extra small)	0120, 0158, 0164, 0168, 0169, 0180, 0186, 0210, 0260, 0600, 0665, 0670, 0672, 0675, 0863, 0867, 0900, 0902, 0936, 0938, 0980
BQA0060	390 mm (Châssis small)	0110
◆ BQA0070	440 mm (Châssis médium)	0110
BQA0080	490 mm (Châssis large)	0110
ELARGISSEMENT DE L'ASSISE (REGLAGE AVANT LA LIVRAISON)		
BQA0090	Largeur d'assise + 50 mm à la livraison de la chaise	0863;0867
BQA0100	Largeur d'assise + 100 mm à la livraison de la chaise (uniquement avec roues 16")	0863;0867
◆ BQA0105	Sans élargissement d'assise	
PROFONDEUR D'ASSISE		
BQA0110	38-45 cm (uniquement avec Largeur d'assise 34 cm)	
◆ BQA0120	43-50 cm	
HAUTEUR D'ASSISE		
BQA0130	40 cm (Pas avec roues 24", roues avant 200 mm et tubes longs)	0180, 0330, 0340, 0350, 0390, 0400, 0410, 0665, 0670, 0672, 0675, 0715, 0936, 0938
◆ BQA0140	45 cm (Pas avec roues 22")	705
ASSISE		
BQA0145	Angle d'assise en option de +1° à +25° (std de -1° à +23°)	
◆ BQA0150	Plaque d'assise	
BQA0155	Plaque d'assise avec cales (angle d'assise + ou - 5°)	49,50 €
BQA0157	Support en H	0158;0159;0162;0163 49,50 €
BQA0160	Vérin à gaz pour inclinaison de dossier	175,00 €
◆ BQA0161	Réglage de l'inclinaison du dossier par tige filetée	
REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES / PALETTES		
BQA0180	Repose-jambes central avec support-mollet et palette monobloc. Pas avec palettes en 2 pièces, coussin d'abduction et rallonge-palettes	0185;0190;0200;0210;0220;0230;0240 ; 0250;0260;0270;0280;0290;0295;0300; 0310;0330;0340;0360;0370;0390;0400; 0410; 0580;0590;0960 286,75 €
POSITION REPOSE-JAMBES		
◆ BQA0185	Position basse; standard	
BQA0186	Position haute, pour jambes longues	
BQA0188	Support pour position à 90°	0200, 0210, 0220, 0250, 0260, 0270
REPOSE-JAMBES GAUCHE		
BQA0190	Repose-jambes de confort, gauche	0300, 0310, 0595 164,88 €
BQA0200	Repose-pieds 80°, escamotable, gauche	0572, 0574 75,00 €



0155



0380 / 0430

	CODE	Description		Prix public €, TVA de 6% incluse	
	BQA0210	Repose-pieds 90°, escamotable, gauche	0300, 0330, 0340, 0572, 0580, 0600, 0665, 0670, 0672, 0675	75,00 €	
	BQA0220	Support amputé, gauche	0290, 0295, 0300, 0310, 0330, 0340, 0572, 0580, 0595	135,00 €	
◆	BQA0230	Sans repose-jambes, gauche	0290, 0295, 0300, 0310, 0330, 0340, 0580, 0595		
REPOSE-JAMBES DROITE					
	BQA0240	Repose-jambes de confort, droite	0360, 0370, 0595	164,88 €	
	BQA0250	Repose-pieds 80°, escamotable, droite	0572, 0574	75,00 €	
	BQA0210	Repose-pieds 90°, escamotable, droite	0360, 0390, 0400, 0572, 0590, 0600, 0665, 0670, 0672, 0675	75,00 €	
	BQA0270	Support amputé, droite	0290, 0295, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572, 0590, 0595	135,00 €	
◆	BQA0280	Sans repose-jambes, droite	0290, 0295, 0360, 0370, 0390, 0400, 0590, 0595		
PALETTE MONOBLOC					
	BQA0290	Palette monobloc; réglable en angle et en profondeur	0295;0300;0310;0330;0340;0360;0370;0390;0400;0410;0580;0590	215,32 €	
	BQA0295	Boîte de pieds, tube court	0300;0310;0330;0340;0360;0370;0390;0400;0410;0580;0590;0595	75,00 €	
PALETTES GAUCHE					
	BQA0300	Palette fixe avec tube court et talonnière, gauche. Pas avec extension de palette	0580;0980;0990		
	BQA0310	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube court et talonnière, gauche		64,52 €	
	BQA0330	Palette fixe avec tube long et talonnière, gauche. Pas avec extension de palette	0580		
	BQA0340	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube long et talonnière, gauche		64,52 €	
PALETTES DROITE					
	BQA0360	Palette fixe avec tube court et sangle-mollets, droite. Pas avec extension de palette	0590		
	BQA0370	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube court et talonnière, droite		64,52 €	
	BQA0390	Palette fixe avec tube long et talonnière, droite. Pas avec extension de palette	0590		
	BQA0400	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube long et talonnière, droite		64,52 €	
ACCOUDOIRS					
GAUCHE					
	BQA0420	Réglable en hauteur; accoudeur std., gauche (Autolock incl.)	0903		
◆	BQA0430	Réglable en hauteur; manchette large, gauche (uniquement avec roues arrière 16", Autolock incl.)	0903		
	BQA0425	Réglable en hauteur; manchette concave, gauche	1232	175,00 €	
	BQA0435	Réglable en hauteur; renforcé, manchette large, gauche (Autolock incl.)	0900;0902;0903;0920;0930;	175,00 €	
	BQA0440	Accoudeur capitonné, gauche. Réglable en hauteur (pas avec tablette) (Autolock incl.)	0520;0530;0900;0902;0903;0920;0930	175,00 €	
	BQA0450	Repose-bras hémiplégie, gauche. Pas avec accessoires de tablette (Autolock incl.)	0900;0902;0903;0910;0915;0920;0930;	335,00 €	
	BQA0460	Sans accoudeur à gauche	0520;0530;0900;0902;0910;0920;0930		
DROITE					
	BQA0470	Réglable en hauteur; manchette standard, droite (Autolock incl.)	0904		
◆	BQA0480	Réglable en hauteur; manchette large, droite (uniquement avec roues arrière 16", Autolock incl.)	0904		
	BQA0475	Réglable en hauteur; manchette concave, droite	1233	175,00 €	
	BQA0485	Réglable en hauteur; renforcé, manchette large, droite (Autolock incl.)	0900;0902;0904;0920;0930;	175,00 €	
	BQA0490	Accoudeur capitonné, droite. Réglable en hauteur (pas avec tablette) (Autolock incl.)	0520;0530;0900;0902;0904;0920;0930;	175,00 €	
	BQA0500	Accoudeur hémiplégie, droite. Pas avec accessoires de tablette (incl. Autolock)	0900;0902;0904;0910;0915;0920;0930;	335,00 €	
	BQA0510	Sans accoudeur à droite	0520;0530;0900;0910;0920;0930		
OPTIONS D'ASSISE					
	BQA0540	Appui-tête, réglable latéralement	0560;0565	200,00 €	
	BQA0545	Housse pour appui-tête		49,50 €	
	BQA0550	Appui-tête avec support des joues, réglable latéralement	0560;0565	200,00 €	
	BQA0560	Support-nuque		200,00 €	

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
	BQA0570	Set de boutons pour repose-tête et repose-nuque	€ 33,00
	BQA0580	Extension de palette, gauche	25,00 €
	BQA0590	Extension de palette, droite	25,00 €
COLORIS DE CHÂSSIS			
◆	BQA0591	Pearl Grey	
	BQA0592	Azurite	
	BQA0593	Sand	
	BQA0594	Electric green	
	BQA0596	Happy red	
OPTIONS CHÂSSIS			
	BQA0600	Rallonge-châssis, pour rallonger les roues avant de 5 cm vers l'avant	85,00 €
◆	BQA0610	Fixation des roues avant fixe	
ROUES AVANT			
	BQA0638	140x45 médium-dures, noir	22,00 €
	BQA0645	150x30 médium-dures, noir	
◆	BQA0665	200x32 pneus pleins, noir	
	BQA0672	200x32 pneumatiques, noir	33,00 €
	BQA0675	200x45 pneus pleins, noir	710; 720 49,50 €
ROUES ARRIÈRES TAILLE			
	BQA0702	Roues arrière 16"; fixe	0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0800, 0810, 0850, 0863, 0867
	BQA0705	Roues arrière 22"; QR	800 75,00 €
◆	BQA0715	Roues arrière 24"; QR	
ROUES ARRIÈRES TYPE			
◆	BQA0722	Standard	(NC: 0800, 0810)
	BQA0724	Renforcée HD	
	BQA0726	Frein tambour	(NC: 0785)
PNEUS			
	BQA0745	Profilé, pneumatiques noir 1"3/8	
◆	BQA0775	Pneus pleins, noir	
	BQA0785	Profil bas, pneumatiques noir 1"	
CERCEAUX			
	BQA0790	Cerceaux en aluminium	
	BQA0810	Cerceaux avec enduction en plastique	107,53 €
OPTIONS DE SÉCURITÉ / ACCESSOIRES			
	BQA0860	Freins à tirer	
	BQA0863	Freins unilatéral gauche	175,00 €
	BQA0867	Freins unilatéral droite	175,00 €
	BQA0870	Ceinture de sécurité	43,01 €
	BQA0895	Accroche taxi en avant	22,00 €
	BQA0900	Tablette avec kit de montage	0930 229,40 €
	BQA0902	Tablette avec kit de montage et pads pour les coudes	0930 229,40 €
	BQA0903	Demi-tablette, flip-up gauche (toujours avec manchette RIO)	0904;0905;0930 229,40 €
	BQA0904	Demi-tablette, flip-up droite (toujours avec manchette RIO)	0905;0930 229,40 €
	BQA0905	Coussin pour au-dessus de la tablette	200,00 €
	BQA0910	Tablette escamotable (pour montage sur le repose-bras avec manchette capitonnée)	0930 229,40 €
	BQA0915	Tablette, escamotable et avec pads pour les coudes	0930 229,40 €
	BQA0920	Verrouillage pour tablette	0930 16,50 €
	BQA0970	Kit de montage pour ceinture en H	60,50 €
	BQA0980	Porte-sérum	€ 137,50

