



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® *Action*^{®2}_{NG} *Transit Lite*
Manuele rolstoel opklapbaar met kruisbeugel



- Zithoogte 485 / 510 mm
- Halfhoge opklapbare rugleuning
- Zitdiepte 400 mm
- Totale lengte 995 mm
- 12" achterwielen zwarte volle banden, vaste assen
- 7" voorwielen zwarte volle banden
- Kabelremmen voor begeleider met parkeerfunctie en gebruikersremmen
- Wegklapbare en afneembare armleuningen
- Passieve achterwielpositie
- Gewicht: 13,4 kg
- Max. gebruikersgewicht: 125 kg
- Garantie: 2 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
	◆	DHCare® Action® ² _{NG} Transit Lite			
12" ACHTERWIELEN VOL ZWART - SELECTEER ZITBREEDTE					
BR1685837	☐	405 mm		330,00	
BR1685838	☐	430 mm		330,00	
BR1685839	☐	455 mm		330,00	
BR1685840	☐	480 mm		330,00	
ACCESSOIRES (APART GELEVERD)					
50 MM SCHUIM ZITKUSSEN - NYLON HOES MET ANTI-SLIP BASIS - VOOR ZITBREEDTE:					
1564267	☐	405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)		69,82	
1564268	☐	455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)		69,82	
STANDAARD BEENSTEUN MET HOEK- EN DIEPTEVERSTELBARE VOETPLATEN (PER PAAR) - VOOR ZITBREEDTE:					
1573661	☐	405 mm / 430 mm		295,44	
1573692	☐	455 mm / 505 mm		295,44	
STOKHOUDER					
AP0572-02056	☐	Stokhouder		33,43	
AMPUTATIESTEUN					
AP1442990	☐	Amputatiesteun rechts		149,27	
AP1442991	☐	Amputatiesteun links		149,27	
ANTI-TIP WIELEN (PER PAAR)					
AP1673828	☐	Paar anti-tip wielen		60,00	
AP1680189	☐	Paar anti-tip wielen met trapdop, hoogteverstelbaar, afneembaar		85,00	
NEKSTEUN MET FIXATIESTANG - VOOR ZITBREEDTE:					
AP1673830	☐	405 mm		120,00	
AP1673831	☐	430 mm		120,00	
AP1673832	☐	455 mm		120,00	
AP1673833	☐	480 mm		120,00	
INFUUSHOUDER EN FIXATIESTANG - SELECTEER DE ZITBREEDTE:					
AP1673836	☐	405 mm		140,00	
AP1673837	☐	430 mm		140,00	
AP1673838	☐	455 mm		140,00	
AP1673839	☐	480 mm		140,00	