



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® Rea® Dahlia 45°
Manuele verzorgingsrolstoel met 45° zitkanteling



Algemene garantie: 2 jaar en op het frame: 3 jaar
Max gebruikersgewicht: 135 kg

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BXA0015	☒	DHCare® Rea® Dahlia 45°		3.450,00	
BXA8000	☐	Special		3.450,00	
AANDRIJVING					
BXA0020	☒	Achterwielen 16" met trommelremmen voor de begeleide	0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687		
BXA0035	☐	Achterwielen 24"/ 22" /20" zelfrijder	0090, 0180, 0430, 1505, 1548		
BXA0042	☐	One Arm Drive rechts/QR assen	0120, 0140, 0180, 0430, 1505, 1515, 1542,	1.013,11	
BXA0044	☐	One Arm Drive links/QR assen	1544, 1546, 1770	1.013,11	
ZITTING					
ZITBREEDTE					
BXA0050	☐	390 mm (Klein frame)			
BXA0060	☒	440 mm (Medium frame)			
BXA0070	☐	490 mm (Groot frame)		281,21	
ZITVERBREIDING (VOORAF INGESTELD)					
BXA0080	☐	+ 50 mm			
BXA0090	☐	+ 100 mm	1685;1687		
BXA0100	☒	Zonder zitverbreiding	0420;0430		
ZITDIEPTE					
BXA0110	☒	Diepte instelbaar 430-500 mm			
ZITHOOGTE					
BXA0120	☐	350 mm/ 14"; (20" en 16")	0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535		
BXA0130	☐	380 mm/ 15"; (22", 20" en 16")	0630, 1395, 1415,1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1535		
BXA0140	☐	400 mm/ 16"; (20")	0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535		
BXA0150	☐	430 mm/ 17"; (20" en 22")	0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535		
BXA0160	☐	450 mm/ 18"; (24" en 22")	1395, 1400,1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515		
BXA0170	☒	480 mm/ 19"; (24" et 16")	1395, 1400, 1515, 1525		
BXA0180	☐	500 mm/ 20": (16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400,1415, 1435,1515, 1525, 1535, 1685, 1687)		
ZITHOEK - POSITIEF					
BXA0190	☐	Beperkte zitkanteling: Positieve zithoek 30 graden			
BXA0200	☒	Volledige zitkanteling: Positieve zithoek 45 graden			
RUGHOEK - BEPERKINGEN					
BXA0203	☐	Verminderde rugkanteling: Positieve zithoek 10 (-25) graden			
BXA0205	☒	Verminderde rugkanteling: Positieve zithoek 20 (-30) graden			
BXA0207	☐	Volledige rugkanteling: Positieve zithoek 30 graden			
ZITDIEPTE					
BXA0210	☒	Diepteverstelbaar			
ZITKUSSEN					
BXA0230	☒	Floshape			
BXA0243	☐	Matrx Libra		532,04	
BXA0246	☐	Flo-tech Solution Xtra		608,03	
BXA0280	☐	Zonder zitkussen		-170,00	
MATRX LIBRA / SOLUTION XTRA ZITDIEPTE					
BXA0324	☐	Kort (libra: 405mm / solution xtra: 430mm)			
BXA0325	☐	Lang (libra: 455mm / solution xtra: 455mm)			
ZITBEKLEDING					
BXA0290	☐	Black plush TR35			
BXA0300	☒	Black wipedown TR26			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BXA0305	☐	Black spacer TR36			
RUGLEUNING					
RUGBUIS					
BXA0320	☒	Recht (Flex3 en Matrix)			
SCHARNIERPUNT RUG VERBREDING (VOORAF INGESTELD)					
BXA0330	☐	+ 50 mm	0430		
BXA0340	☒	Zonder scharnierpunt verbreding			
RUGKEUZE					
BXA0350	☐	Matrix Elite E2	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0515;0520;0530;1100;0110;1120; 1130;1140;1150;1160;1170;1180;1190; 1200;1210;1220;1230; 1240;1250	750,00	
BXA0360	☐	Matrix Elite E2 Deep		850,00	
BXA0390	☒	Flex3 instelbare rugplaat	0413;0417;0450;0515;0570;1072		
BXA0400	☐	Flex3 naspanbare instelbare rug	0413;0417;0430;0570;1072;1250		
BXA0410	☐	Rugbuizen zonder rugbekleding	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470 ;0480;0490;0500;0515;0520;0530;1072 ;1100;1110;1120;1130;1140;1150;1160 ;1170;1180;1190;1200;1210;1220;1230 ;1240; 1250		
RUGHOOGTE MATRIX RUGGEN					
BXA0413	☐	410 mm			
BXA0415	☐	460 mm			
BXA0417	☐	510 mm			
RUGBREEDTE MATRIX RUGGEN					
BXA0421	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
BXA0422	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
BXA0423	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
BXA0424	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
BXA0425	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
BXA0426	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
INSTELLINGEN FLEX3					
BXA0420	☐	Flex3 + 50 mm			
BXA0430	☐	Flex3 + 100 mm	1685;1687		
BXA0440	☒	Zonder rugverbreding			
RUGKUSSEN FLEX3					
BXA0450	☐	Laterale cover	0535		
BXA0460	☐	Rugkussen Laguna (laterale ondersteuning)	0515		
BXA0470	☐	Rugkussen Mistral 2 (lenden ondersteuning)	0515,0535		
BXA0480	☒	Rugkussen Passad 2 (schouder ondersteuning)	0515		
BXA0510	☐	Zonder kussen	0515;0520;0530;0535		
BXA0515	☐	Laterale cover XL			
RUGBEKLEDING FLEX3					
BXA0520	☐	Black plush TR35			
BXA0530	☒	Black wipedown TR26			
BXA0535	☐	Black spacer TR36			
DUWHANDVATTEN					
BXA0540	☐	Hoekinstelbare duwstang		120,00	
BXA0550	☐	Duwhandvatten, gescheiden			
BXA0560	☒	Duwhandvatten, verbonden; zonder bevestiging voor hoofdsteun			
BXA0570	☐	Duwhandvatten, verbonden; met bevestiging voor hoofdsteun	1072		
ZITUNIT					
ZITKANTELING					
BXA0580	☒	Begeleider bediende zitkanteling met gasveer			
BXA0595	☐	Elektrisch bediende zit- en rugkanteling	0600;0620;0630;1770	1.275,00	
RUGHOEKVERSTELLING					
BXA0600	☒	Begeleider bediende rugkanteling met gasveer			
BXA0620	☐	Vaste rughoekafstelling (met draadstang)			
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN					
CENTRALE BEENSTEUN					
BXA0630	☐	Centrale beensteun met voetsteun en kniepad	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700; 0710;0720;0730;0740;0750;0760,0770; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1000;1270;1280;1300;1310;1800	304,00	
POSITIE BEENSTEUN					
BXA0640	☒	Lage positie, standaard			
BXA0650	☐	Hoge positie voor langere benen			
BXA0655	☐	Bevestiging voor 90° hanger	0200, 0210, 0220, 0250, 0260, 0270		
BEENSTEUN LINKS					
BXA0660	☒	Comfortbeensteun links	0760, 0780, 0790, 1290		
BXA0670	☐	Voetsteun 80°, swing in swing out, links	1315		
BXA0680	☐	Voetsteun 90°, swing in swing out, links	0780, 0800, 0810, 1270, 1315, 1455, 1460, 1465, 1475		
BXA0690	☐	Amputatiesteun links	0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1300, 1310, 1315	119,00	
BXA0700	☐	Zonder beensteun links			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BEENSTEUN RECHTS					
BXA0710	◆	Comfortbeensteun rechts	0760, 0820, 0830, 1290		
BXA0720	☐	Voetsteun 80°, swing in swing out, rechts	1315		
BXA0730	☐	Voetsteun 90°, swing in swing out, rechts	0820, 0840, 0850, 1280, 1315, 1455, 1460, 1465, 1475		
BXA0740	☐	Amputatiesteun rechts	0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1280,	119,00	
BXA0750	☐	Zonder beensteun rechts	1300, 1310, 1315		
EENDELIGE VOETPLAAT					
BXA0760	☐	Eendelige voetplaat, hoek- en diepteverstelbaar met korte insteekbuis en kuitband	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840;	228,50	
BXA0770	☐	Eendelige voetplaat, hoek- en diepteverstelbaar met lange insteekbuis en kuitband	0850;1270;1280	228,50	
VOETSTEUN LINKS					
BXA0780	☐	Vaste voetplaat met korte insteekbuis en hielband, links. Niet met voetplaatverlenger	1270;1290;1300		
BXA0790	◆	Hoek en diepte instelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, links	1290		
BXA0800	☐	Vaste voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links. Niet met voetplaatverlenger	1270;1290;1300		
BXA0810	☐	Hoek en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links	1290		
VOETSTEUN RECHTS					
BXA0820	☐	Vaste voetplaat met korte insteekbuis en hielband, rechts. Niet met voetplaatverlenger	1280;1290;1300		
BXA0830	◆	Hoek en diepte instelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, rechts	1290		
BXA0840	☐	Vaste voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts. Niet met voetplaatverlenger	1280;1290;1300		
BXA0850	☐	Hoek en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts	1290		
ARMSTEUNEN (AUTOLOCK INBEGREPEN)					
LINKS					
BXA0860	☐	Rechte armsteun hoogteverstelbaar, lange armpad (type RIO 38), links	1716		
BXA0870	☐	Hoogteverstelbaar, standaard armpad, links	0985;1716		
BXA0875	☐	Hoogteverstelbaar, hogere standaard armpad (+55mm), links	0985;1716		
BXA0880	◆	Hoogteverstelbaar, brede armpad, links (enkel met 16" achterwielen)	0985;1716		
BXA0885	☐	Hoogteverstelbaar, concave armpad, links	1232	175,00	
BXA0890	☐	Hemiplegie armlegger, links. Niet met tafel (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0980;0985;1710;1715;1716;1720;1730;1735;1740;1750	181,58	
BXA0910	☐	Zonder armsteun, links	0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735;1740;1750		
RECHTS					
BXA0920	☐	Rechte armsteun hoogteverstelbaar, lange armpad (type RIO 38), rechts	1717		
BXA0930	☐	Hoogteverstelbaar, standaard armpad, rechts	0985;1717		
BXA0935	☐	Hoogteverstelbaar, hogere standaard armpad (+55mm), rechts	0985;1717		
BXA0940	◆	Hoogteverstelbaar, brede armpad, rechts (enkel met 16" achterwielen)	0985;1717		
BXA0945	☐	Hoogteverstelbaar, concave armpad, rechts	1233	175,00	
BXA0950	☐	Hemiplegie armlegger, rechts. Niet met tafel (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0980;0985;1710;1715;1717;1720;1730;1735;1740;1750	181,58	
BXA0970	☐	Zonder armsteun, rechts	0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735;1740;1750		
ZITUNIT OPTIES					
ARMSTEUN OPTIES					
BXA0980	☐	Kussen voor kledijbeschermer		55,00	
ZITOPTIES					
BXA0990	☐	Incontinentiehoes		49,50	
BXA1000	☐	Abductiekussen	1020	94,25	
BXA1010	☐	Asymmetrische zitplaat (2 delen)		55,00	
BXA1020	☐	Zitplaat met zitverhoging van 20 mm		82,50	
BXA1030	◆	Zithoekmeter			
RUGOPTIES					
BXA1040	◆	Hoofdsteun, zijdelings verstelbaar	1060;1070;1072;1080		
BXA1050	☐	Hoes voor hoofdsteun	1060;1070;1072;1080	49,50	
BXA1060	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning, zijdelings verstelbaar	1070;1072;1080		
BXA1070	☐	Hoofdsteun (neksteun)			
BXA1090	◆	Set van draaiknoppen voor nek- en hoofdsteun			
BXA1100	☐	Verstelbare zijpelot met vaste arm (links)	1220	123,13	
BXA1110	☐	Verstelbare zijpelot met vaste arm (rechts)	1220	123,13	
BXA1120	☐	Verstelbare zijpelot met vaste verlengde arm (links)	1220	123,13	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BXA1130	☐	Verstelbare zijpelot met vaste verlengde arm (rechts)	1220	123,13	13201330135013401360
BXA1140	☐	Niet instelbare zijpelot met vaste arm (links)	1220	88,00	
BXA1150	☐	Niet instelbare zijpelot met vaste arm (rechts)	1220	88,00	
BXA1180	☐	Zijpelot met swingaway arm (links)	1220	123,13	
BXA1190	☐	Zijpelot met swingaway arm (rechts)	1220	123,13	
BXA1220	☐	Gewone zijpelot bevestiging		11,00	
BXA1240	☐	Wiggen (per paar)		25,00	
BXA1260	☐	Rughoekmeter		40,00	
BEENSTEUNOPTIES					
BXA1270	☐	Voetplaatverlenger links	1300	22,00	
BXA1280	☐	Voetplaatverlenger rechts	1300	22,00	
BXA1290	☐	Kuitband (voor eendelige voetsteun)		20,00	
BXA1300	☐	Hoes voor voetplaat		55,00	
BXA1310	☐	Gepolsterde kuitband		55,00	
BXA1311	☐	Ankle huggers Bodypoint Large		200,00	
BXA1312	☐	Ankle huggers Bodypoint Medium		200,00	
BXA1313	☐	Ankle huggers Bodypoint Small		200,00	
FRAME					
KLEURSTRIPS REFLECTOR					13201330135013401360
BXA1320	☐	BLAUW			
BXA1330	☐	ZILVER			
BXA1340	☐	ROOD			
BXA1350	☐	CHAMPAGNE			
BXA1360	◆	PETROLEUM GROEN			
BXA1365	☐	ZONDER KLEURSTRIP			
VOORWIELBEVESTIGING					
BXA1370	◆	Vast			
BXA1380	☐	QR			
VOORWIELEN					
BXA1395	☐	100x27 medium hard, zwart			
BXA1400	☐	125x27 medium hard, zwart (5")			
BXA1415	☐	140x45 soft, zwart		22,00	
BXA1435	☐	150x30 medium hard, zwart			
BXA1455	◆	200x32 vol, zwart			
BXA1465	☐	200x32 lucht, zwart		33,00	
BXA1475	☐	200x45 vol, zwart		49,50	
ACHTERWIELEN					
MAAT					
BXA1505	◆	16" wielen met volle banden en zonder hoepels; vaste bevestiging	1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687		
BXA1515	☐	20", quick release	1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1590, 1595, 1630, 1660		
BXA1525	☐	22", quick release	1630, 1660		
BXA1535	☐	24", quick release			
TYPE WIELEN					
BXA1542	☐	Standaard wiel	1575, 1620, 1630		
BXA1544	☐	Verstevigd wiel voor HD			
BXA1546	◆	Drum brake	1595		
BXA1548	☐	One arm drive	1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670		
TYPE BANDEN					
BXA1565	☐	Geprofileerde luchtband zwart 1" 3/8			
BXA1585	◆	Volle PU banden, zwart			
BXA1595	☐	Laag profiel luchtband zwart 1"			
HOEPELS					
BXA1610	☐	Aluminium 4-p			
BXA1620	☐	Gecoat 4-p		114,00	
BXA1630	☐	Brushed stainless steel			
VEILIGHEID					
REMMEN					
BXA1680	◆	Duwremmen voor de gebruiker			
BXA1685	☐	Eénhandige rem links		175,00	
BXA1687	☐	Eénhandige rem rechts		175,00	
VEILIGHEIDSOPTIES					
BXA1690	☐	Veiligheidsgordel		45,61	
ACCESSOIRES					
BXA1710	☐	Werkblad + montageset (pinnetjes voor extra vergrendeling apart bestellen 1780)	1725;1750		
BXA1715	◆	Werkblad met elleboogpads + montageset (pinnetjes voor extra vergrendeling apart bestellen 1780)	1725;1750		
BXA1720	☐	Kussen voor op het werkblad	1730;1735;1750	200,00	
BXA1730	☐	Wegklapbare tafel	1740;1750		
BXA1735	☐	Wegklapbare tafel met elleboogpads	1740;1750		
BXA1740	◆	Werkbladvergrendeling	1750		
BXA1750	☐	Montageset voor werkblad (indien werkblad apart besteld wordt)		16,50	
BXA1716	☐	Halve werkblad, flip-up links (altijd met RIO armpad)	1757;1760;1790		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BXA1717	☐	Halve werkblad, flip-up rechts (altijd met RIO armpad)	1760;1790		
BXA1770	☐	Bevestiging voor viamobil	1830; 1860	Op aanvraag	
BXA1810	☐	Houder voor veiligheidsriem aan zijkant frame		23,00	
BXA1820	☐	Houder voor veiligheidsriem aan de rug		27,50	
BXA1830	☐	Stoepenhulp	1860	60,50	
BXA1850	☒	Transporthaken			
BXA1880	☐	Serumhouder		133,45	
SPECIALE AANPASSINGEN					
BXA8010	☐	Special		Op aanvraag	