



**Yes, you can.®**

Invacare NV  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

**Invacare® TDX SP2**

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling: 150kg.  
Prijzen in Euro 6% BTW incl.  
Prijzen excl € 0,33 recuperat excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Werd er voor deze bestelling een passing gedaan door onze productspecialist? Om de terugbetaling voor deze passing te ontvangen, gelieve hieronder het factuurnummer van de passing te noteren:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen
ARH0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Basismodel		<b>7.800,86</b>
ARW0071	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Low Rider Model Zithoogte 420 mm; 73,5Ah batterijen	NC: 1091, 1092, 1145,1095, 2110, altijd met lift en zitkanteling	<b>8.050,00</b>
ARW0072	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Low Rider Model Zithoogte 403 mm; 60Ah batterijen	NC: 1091, 1092, 1145, 1260,1095, 2110, 2191, 2198, altijd met lift en zitkanteling	<b>8.050,00</b>
ARW0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Special Model		<b>7.800,86</b>
<b>MODULITE ZITEENHEID</b>				
ARH2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Modulite Ziteenheid	NC: 0055, 0522, 0564,0599	
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
ARH2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste zitplaat, breedte 43 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092,1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2111	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC: 2141, 2161	
ARH2112	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+3 mm zithoogte)	NC: 2141, 2161	<b>173,67</b>
<b>ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)</b>				
ARH2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/+2235/2213/2241)	
ARH2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	
ARH2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/0073/0074+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2702, 2704, 2706	
ARH2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143,(2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<b>267,74</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405)(2191/2183/2181+2 113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	
ARH2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (in combinatie met Flex3 naspanbare rug is de ZD 30mm korter)	NC: 2129, 2141, 2143, 2144, Vi en Libra kussen	
<b>RAIL VOOR ZITDIEPTE BEPALING</b>				
ARH2129	<input type="checkbox"/>	Standaard (zitdiepte 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138	
ARH2130	<input type="checkbox"/>	Verlengd (zitdiepte 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134	
<b>ZITKUSSEN</b>				
ARH2141	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2109, 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109, (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	<b>253,28</b>
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	<b>253,28</b>
ARH2147	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155	<b>506,55</b>
ARH2140	<input type="checkbox"/>	Regelbare basisplaat voor Adkussen		125,63
<b>RUGFRAME</b>				
ARH2161	<input checked="" type="checkbox"/>	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC: 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
ARH2162	<input type="checkbox"/>	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110	
ARH2163	<input type="checkbox"/>	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110, 2172, 2173	
<b>DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN</b>				
ARL2107	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met duwhandvaten	NC: 2161	
ARL2108	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 2161, 1307, 1332,1378, 1495, 2220, 2202, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2202, 2221, 2222, 2223, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
ARH2171	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard rug	NC: 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
ARH2179	<input type="checkbox"/>	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1719, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<b>173,67</b>
ARH2172	<input type="checkbox"/>	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	130,00
ARH2173	<input type="checkbox"/>	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2110, 2161, 2128, 2163,(2109/2111/2112+2124+2192/2194)	<b>267,74</b>
<b>MATRX RUGGEN</b>				
<b>Breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)</b>				
ARH2174	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)		<b>267,74</b>
ARH2175	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>267,74</b>
ARH2176	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	<b>267,74</b>
ARH2177	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>750,00</b>
ARH2178	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>850,00</b>
ARH2170	<input type="checkbox"/>	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)</b>				
ARH2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Zwart nylon		
ARH2152	<input type="checkbox"/>	Zwart Dartex	NC: 2141, 2171, (2138+2142)	
ARH2155	<input type="checkbox"/>	Zwarte spacer	NC: 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179	35,00
<b>ARMSTEUN</b>				
ARH2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm	NC: 2132+2113, niet breedte-instelbaar op low rider	
ARH2181	<input type="checkbox"/>	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC: 2132+2113	20,00
ARH2198	<input type="checkbox"/>	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1611	185,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2183	<input type="checkbox"/>	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	150,00
ARH2193	<input type="checkbox"/>	Flip-up armsteun	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ARH2192	<input type="checkbox"/>	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2194	<input type="checkbox"/>	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 2110,1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2190	<input type="checkbox"/>	Zonder armsteun		
<b>ARMPAD</b>				
ARH2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198	
ARH2196	<input type="checkbox"/>	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARH2197	<input type="checkbox"/>	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARH2199	<input type="checkbox"/>	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00
<b>HEUPONDERSTEUNING</b>				
ARH2184	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>160,41</b>
ARH2186	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ARH2188	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ARH2185	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ARH2187	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ARH2189	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ARH2164	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ARH2165	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
<b>ZITOPTIES</b>				
ARH1350	<input type="checkbox"/>	Neksteun, instelbaar in diepte	NC:	<b>217,08</b>
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178),	<b>217,08</b>
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)	2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>217,08</b>
ARH2324	<input type="checkbox"/>	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	<b>217,08</b>
ARH2325	<input type="checkbox"/>	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
ARH2327	<input type="checkbox"/>	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
ARH1445	<input type="checkbox"/>	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<b>234,46</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>				
ARH1091	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 2054	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-20°) tot 136kg (zonder lift)	NC: 0007, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2054, 2201, 2202	<b>1.374,93</b>
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Elektrische HD zitkanteling (0°-20°) tot 180kg (zonder lift)		<b>1.374,93</b>
ARH1093	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC: 0007, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 2202	<b>1.374,93</b>
ARH1094	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift + kanteling (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC: 0007, 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 2201, 2202	<b>3.184,04</b>
<b>ZITHOOGTE ENKEL VOOR 1092 EN 1095</b>				
ARH0354	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 450 mm		
ARH0364	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 475 mm		
<b>VASTE ZITKANTELING NAAR VOOR ENKEL MET 1093 EN 1094</b>				
ARH2054	<input type="checkbox"/>	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
<b>RUGVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>				
ARH0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare rughoek		
ARH097A	<input type="checkbox"/>	Schuifcompensatie voor elektrische rug		<b>308,00</b>
ARH0977	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	NC: 0007, 2110, 2201, 2202	<b>1.374,93</b>
<b>MAX ZITEENHEID</b>				
ARH1145	<input type="checkbox"/>	Max ziteenheid	NC: 0007, 0071, 0072, 0526, 0565, 0555, 0566, 0554, 1332, 2113, 1607, 1608, 1612, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2128, 2229, 2258, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	650,00
<b>ZITBREEDTE (+10cm aan de armsteunen)</b>				
ARH0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		<b>267,74</b>
ARH0380	<input type="checkbox"/>	610 mm	NC: 0503, 0536, 0546	<b>578,91</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>ZITDIEPTE - Standaard met Max zitkussen</b>				
ARH0396	◆	560 mm		
ARH0397	□	595 mm		
ARH0398	□	610 mm		
<b>ADAPTER VOOR ZITDIEPTE VERMINDERING</b>				
<b>Nodig voor zitbreedte 490 mm in combinatie met zitdiepte 595 of 630 mm</b>				
ARH0399	□	Adapter om de zitdiepte te verkleinen met 130 mm		
<b>RUGOPTIES</b>				
ARH1106	◆	Naspanbare rug (630-680 mm met zitbreedte 550/610 mm; 570-620 mm met zitbreedte 490 mm)		<b>173,67</b>
<b>BEKLEDING</b>				
ARH0278	◆	Dartex		
<b>ARMSTEUNEN (Versterkte, diepte instelbare bevestiging)</b>				
ARH0635	◆	Vaste armsteun, 250-340 mm, hoogte instelbaar, afneembaar		
ARH0636	□	Vaste armsteun, 290-380 mm, hoogte instelbaar, afneembaar		
ARH0690	◆	Zonder armsteun	NC: 0647, 0649	
ARH0647	◆	Korte armpad (325 mm)	NC: 0690	
ARH0649	□	Lange armpad (375 mm)	NC: 0690	
<b>DUWSTANG</b>				
ARH1307	◆	Duwstang		
<b>HOOFDSTEUN</b>				
ARH1432	□	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		<b>217,08</b>
ARH1427	□	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		<b>217,08</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN</b>				
ARH1091	◆	Manueel instelbare zitkanteling (0 - 12°)		
ARH1092	□	Elektrische zitkanteling (0 - 20°) tot 136kg	NC: 2201	<b>1.374,93</b>
ARH1095	□	Elektrische HD zitkanteling (0 - 20°) tot 180kg	NC: 2201	<b>1.374,93</b>
<b>ZITHOOGTE INSTELLING</b>				
ARH1024	□	470 mm		
ARH1046	□	495 mm		
<b>RUGVERSTELLINGEN</b>				
ARH0958	◆	Manueel instelbare rugverstelling met draaiknop	(0° - 25°)	
ARH0947	□	Elektrische rughoekverstelling met schuifcompensatie	NC: 2201	<b>1.374,93</b>
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>				
<b>CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN</b>				
ARH0556	□	Hoekinstelbaar	NC: 2110	<b>289,44</b>
ARH0589	□	LNx Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	NC: 2110, 2201	<b>1.447,27</b>
ARH0501	□	Zonder hanger		
ARH0583	◆	Kuitpad		
<b>VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN</b>				
ARO2365	□	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		<b>130,26</b>
ARO0559	□	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		<b>130,26</b>
ARO0516	□	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5")		<b>130,26</b>
ARO0517	□	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	<b>130,26</b>
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS</b>				
ARH0565	□	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 1145	
ARH0555	□	Amputatiesteun	NC: 0505, 0509, 0511, 1145, 0549, 0546, 0547, 0548	<b>125,00</b>
ARH0536	◆	Hanger Vari F links	NC: 0380, 0566, 0554	
ARH0537	□	Hanger Vari A links	NC: 0505, 0566, 0554	<b>166,44</b>
ARH0539	□	Hanger ADE 0° - 80° links	NC: 0505, 0566, 0554, 2201	<b>723,65</b>
ARH0535	□	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS</b>				
ARH0566	□	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 1145	
ARH0554	□	Amputatiesteun	NC: 0502, 0506, 0508, 1145, 0539, 0536, 0537, 0538	<b>125,00</b>
ARH0546	◆	Hanger Vari F rechts	NC: 0380, 0565, 0555	
ARH0547	□	Hanger Vari A rechts	NC: 0502, 0565, 0555	<b>166,44</b>
ARH0549	□	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0565, 0555, 2201	<b>723,65</b>
ARH0545	□	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS</b>				
ARH0505	◆	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARH0509	□	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555	
ARH0511	□	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	<b>65,13</b>
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS</b>				
ARH0502	◆	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARH0506	□	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554	
ARH0508	□	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	<b>65,13</b>
<b>BEENSTEUNEN PER PAAR</b>				
ARH0564	□	Verstevigde beensteunen met vaste hoek (niet afneembaar zonder tools) met kuitpad	NC: 2100, 0504, 0512, 0513, 0522	
ARL0526	□	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504, 0522, 1145	
ARH0503	□	Hangers Vari F per paar	NC: 0599	
ARH0533	□	Hangers Vari A per paar	NC: 0512, 0514, 0599	<b>289,44</b>
ARH0531	□	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC: 0512, 0514, 0522, 0599, 2201	<b>1.447,27</b>
ARH0501	□	Zonder hangers	NC: 0504, 0512, 0513, 0514, 0522, 0599	
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
ARH0512	◆	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0531, 0532, 0533, 0564	
ARH0504	□	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0564, 0526	
ARH0513	□	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0564	<b>130,26</b>
<b>EENDELIGE VOETENPLAAT</b>				
ARH0599	□	Hoekinstelbaar, HD flip-up voetenplaat (aanbevolen voor zitbreedtes vanaf 550 mm); enkel voor Max zitunit	Enkel voor Max zitunit en met 0564	<b>267,74</b>
<b>LINX BEDIENING</b>				
<b>STUURKASTEN</b>				
ARW2203	□	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARW2204	◆	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARW2205	□	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220	250,00
ARW2206	□	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 MET TOGGLE SWITCHES</b>				
ARW2270	□	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ARH1207	□	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH1208	□	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARH1707	◆	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH1708	□	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARH2227	□	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	60,00
ARH2228	□	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	60,00
ARHXXXX	□	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	<b>2.243,30</b>
ARW2239	□	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>MONTAGE REM500 DISPLAY</b>				
ARH2209	□	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH2210	□	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	<b>717,85</b>
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	<b>717,85</b>
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE</b>				
ARH2220	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening: REM050	NC: 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283:1224), (2227/2228+2201/2203/2204)	<b>783,09</b>
ARH2219	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>850,18</b>
ARH2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>1.200,00</b>
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245, (2229+1287)	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245, (2229+1286)	
ARH1221	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel rechts	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ARH1222	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel links	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
<b>DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE</b>				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
ARH2231	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	<b>811,27</b>
ARH2232	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	<b>928,20</b>
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd	NC:1405,(1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>717,85</b>
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>717,85</b>
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE</b>				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
<b>Kinbesturing + montage</b>				
ARH2229	<input type="checkbox"/>	Proportionele kinbediening (ASL138)	NC: 1145, 1198, 1199, 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	<b>1.881,47</b>
ARH1289	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar rechts, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	
ARH1288	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar links, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	
ARH1287	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar rechts, elektrisch	NC: 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	<b>501,46</b>
ARH1286	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar links, elektrisch	NC: 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	<b>501,46</b>
<b>Hoofdbesturing ATOM technology</b>				
ARH2230	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	<b>5.049,07</b>
ARH2247	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		<b>5.319,55</b>
<b>FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL</b>				
ARH2257	<input type="checkbox"/>	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	<b>5.680,20</b>
ARH2275	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>717,85</b>
ARH2276	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>717,85</b>
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
<b>DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM</b>				
ARH2249	<input type="checkbox"/>	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		<b>650,00</b>
ARH2250	<input type="checkbox"/>	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		<b>1.352,43</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>MICRO EXTREMITY CONTROL</b>				
ARH2233	<input type="checkbox"/>	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	<b>3.317,28</b>
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>717,85</b>
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>717,85</b>
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>750,00</b>
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>750,00</b>
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
<b>ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
<b>In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick</b>				
ARH2251	<input type="checkbox"/>	10-way switch (incl. loom)		
ARH2217	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARH2218	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	N:C 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ARL2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
ARH2252	<input type="checkbox"/>	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
<b>USB LADER</b>				
ARH2253	<input type="checkbox"/>	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd		
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd		
<b>NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING</b>				
ARH2258	<input type="checkbox"/>	Noodstopchakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC: 2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240, (0069+2054/2055)	<b>330,78</b>
<b>LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)</b>				
ARH2300	◆	Niet gemonteerd		
ARW2301	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
<b>BUDDY BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARH1685	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ARH1686	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ARH1687	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ARH1690	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
<b>EGG SWITCH loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARH2254	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>PIKO BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARH1711	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ARH1712	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ARH1713	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ARH1714	<input type="checkbox"/>	ORANJE		85,00
ARH1715	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
ARH1716	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN</b>				
ARH2721	<input type="checkbox"/>	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00
ARH2722	<input type="checkbox"/>	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
ARH2723	<input type="checkbox"/>	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2724	<input type="checkbox"/>	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIES ONDERSTEL</b>				
<b>KLEUR ONDERSTEL</b>				
ARH0228	<input checked="" type="checkbox"/>	WET BLACK		
ARH2601	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARH2602	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARH2603	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARH2607	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARH2608	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARH2609	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
<b>KLEUR WIEL INLEG</b>				
ARH2611	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARH2612	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARH2613	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARH2617	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARH2618	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARH2619	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARH2620	<input checked="" type="checkbox"/>	WET BLACK		
ARH2621	<input type="checkbox"/>	ZONDER WIEL INLEG		
<b>VORKEN</b>				
ARH2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelzijdige vork incl. zwart wiel		
ARH2632	<input type="checkbox"/>	Dubbelzijdige vork		
<b>AANDRIJFWIELEN</b>				
ARH0704	<input checked="" type="checkbox"/>	14"x3" Zwarte band, Pneumatisch		
ARH0732	<input type="checkbox"/>	14"x3" Zwarte band, Puncture protected (opblaasbaar), 3.00-8		
ARH0733	<input type="checkbox"/>	14"x3" Zwarte band met Gel schuim Inleg (niet opblaasbaar)		
<b>MOTOREN</b>				
ARH1282	<input type="checkbox"/>	6 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk indoor gebruik (max.gebruikersgewicht 180 kg)	NC: 0007	
ARH1285	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht 150 kg)	NC: (2201+2220)	
ARH1224	<input type="checkbox"/>	12 km/u, 4-polige motoren outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 160kg)	NC: (2201+2220), DX2	550,00
<b>BATTERIJEN</b>				
ARH1260	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterij 73,5 Ah	NC: 0072	
ARH1392	<input type="checkbox"/>	Zonder batterij		
<b>G-TRAC</b>				
ARH1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>LADER</b>				
ARH1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Opticharge Lader 8A (200 - 250V)		
ARH1313	<input type="checkbox"/>	Opticharge Lader 10A (200 - 250V)		55,00
<b>LICHTEN</b>				
ARH1437	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers LED	NC: 1213, 1214, 1638, 1643, 2201, 2203	
ARH1254	<input type="checkbox"/>	Zonder lichten		
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>				
<b>TRANSPORT</b>				
ARH1450	<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		510,00
ARH1493	<input checked="" type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker		
ARH1494	<input type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)	NC: 2128	
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>				
ARH1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor Max zitunit	NC: 1198, 1199, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2113	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulite	NC: 1198, 1199, 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH1332	<input type="checkbox"/>	H-Gordel	NC: 2110, 1145	224,02
<b>BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)</b>				
ARH2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2703	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2704	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2705	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2706	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
<b>ACHTERUITKIJKSPIEGEL</b>				
ARH1415	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 0007, 1198, 2209, 2213, 1287	<b>75,31</b>
ARH1339	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel links	NC: 0007, 1198, 2210, 2214, 1286	<b>75,31</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ARH2128	<input type="checkbox"/>	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 1198, 1145	155,00
ARH1312	<input type="checkbox"/>	Stokhouder rechts	NC: 0007	65,00
ARH1363	<input type="checkbox"/>	Stokhouder links	NC: 0007	65,00
ARH1404	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: 1207, 1707, 0007, 1199, 1198, 1145, 2209, 2213, 2214	<b>231,56</b>
ARH1405	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: 1208, 1708, 0007, 1199, 1198, 1145, 2210, 2213, 2214	<b>231,56</b>
ARW1379	<input type="checkbox"/>	Urenteller		400,00