



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® TDX SP2

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling: 150kg.
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl recupel en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARH0000	☒	Invacare® TDX SP2 Basismodel		8.193,28	
ARH0071	☐	Invacare® TDX SP2 Low Rider Model Zithoogte 420 mm; 73,5Ah batterijen	NC: 1091, 1092, 1145, 1095, 2052, 2110, altijd met lift en zitkanteling	8.500,00	
ARH0072	☐	Invacare® TDX SP2 Low Rider Model Zithoogte 403 mm; 60Ah batterijen	NC: 1091, 1092, 1145, 1260, 1095, 2052, 2110, altijd met lift en zitkanteling	8.500,00	
ARW0000	☐	Invacare® TDX SP2 Special Model		8.193,28	
MODULITE ZITEENHEID					
ARH2100	☒	Modulite Ziteenheid	NC: 0564,0599		
ZITPLAAT/ZITZEIL					
ARH2110	☒	Vaste zitplaat, breedte 43 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092,1093, 1094, 1095, 1332, 2052, 2053, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARH2111	☐	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC: 2141, 2161		
ARH2112	☐	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+3 mm zithoogte)	NC: 2141, 2161	182,40	
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)					
ARH2121	☐	380 mm	NC: 0071, 0072, 2110, 2143, 2142, 2147, 2701, 2703, 2705, 2233, 2235, 2213, 2241		
ARH2122	☒	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705		
ARH2123	☐	480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706		
ARH2124	☐	530 mm	NC: 2110, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706, niet met Matrx rug	281,21	
ZITDIEPTE					
ARH2132	☐	410 mm	NC: (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARH2134	☒	460 mm			
ARH2136	☐	510 mm	NC: 2143		
ARH2138	☐	560 mm (in combinatie met Flex3 naspanbare rug is de ZD 30mm korter)	NC: 2129, 2141, 2143, 2147		
RAIL VOOR ZITDIEPTE BEPALING					
ARH2129	☐	Standaard (zitdiepte 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138		
ARH2130	☐	Verlengd (zitdiepte 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134		
ZITKUSSEN					
ARH2141	☒	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2111, 2112, 2138, 2152, 2155		
ARH2142	☐	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	266,02	
ARH2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	266,02	
ARH2147	☐	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2124+2132, 2155	532,04	
ARH2140	☐	Regelbare basisplaat voor Adkussen		132,25	
RUGFRAME					
ARH2161	☒	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC: 2052, 2053, 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128		
ARH2162	☐	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2163	☐	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
ARL2107	☐	Rugbuizen met duwhandvaten	NC: 2161	
ARL2108	☐	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 2161, 1307, 1332, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2221, 2222, 2223, 2219, 2245, 2227, 2228	
RUGBEKLEDING				
ARH2171	◆	Standaard rug	NC: 2052, 2053, 2152, 1445, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	
ARH2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, , 2155, 2230, 2247, 2128	182,40
ARH2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00
ARH2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2110, 2161, 2128, 2163	281,21
MATRX RUGGEN				
Breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)				
ARH2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124 (2108+1350/1432/1427)	281,21
ARH2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)		281,21
ARH2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)		281,21
ARH2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)		750,00
ARH2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)		850,00
ARH2168	☐	MatrX Mac schuimkussen	NC: 1496, 1445	532,04
ARH2169	☐	MatrX Mac hug kussen	NC: 1496, 1445	632,04
ARH2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325, 2327	
MATRX MAC OPTIES ARH2168 EN ARH2169				
MAC RUGHOOGTE				
ARH2380	☐	405mm		
ARH2381	☐	455mm		
ARH2382	☐	505mm		
ARH2383	☐	560mm		
MAC LATERALE STEUN LINKS				
ARH2385	☐	90mm contourdiepte		116,40
ARH2386	☐	150mm contourdiepte		116,40
ARH2387	☐	230mm contourdiepte		116,40
MAC LATERALE STEUN RECHTS				
ARH2389	☐	90mm contourdiepte		116,40
ARH2390	☐	150mm contourdiepte		116,40
ARH2391	☐	230mm contourdiepte		116,40
MAC BREEDTEVERSTELLING RUGLEUNING				
ARH2393	☐	Rug -25mm ten opzichte van de zitbreedte		
ARH2394	☐	Rug gelijk met zitbreedte		
ARH2395	☐	Rug +25mm ten opzichte van de zitbreedte		
KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)				
ARH2151	◆	Zwart nylon		
ARH2152	☐	Zwart Dartex	NC: 2141, 2171, (2138+2142)	
ARH2155	☐	Zwarte spacer	NC: 2141, 2143, 2147,2171, 2179	35,00
ARMSTEUN				
ARH2191	◆	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm	NC: 2132+2113, niet breedte-instelbaar op low rider	
ARH2181	☐	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC: 2132+2113, niet breedte- instelbaar op low rider	20,00
ARH2198	☐	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	185,00
ARH2183	☐	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	150,00
ARH2193	☐	Flip-up armsteun	NC: 2110, 1445, 2179	150,00
ARH2192	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, , (/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2190	☐	Zonder armsteun		
ARMPAD				
ARH2195	◆	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198	
ARH2196	☐	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARH2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARH2199	☐	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
HEUPONDERSTEUNING				
ARH2184	☐	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC: 0071, 0072, 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,48
ARH2186	☐	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		168,48
ARH2188	☐	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		168,48
ARH2185	☐	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		168,48
ARH2187	☐	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		168,48
ARH2189	☐	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		168,48
ARH2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ARH2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
ZITOPTIES				
ARH1350	☐	Neksteun, instelbaar in diepte	NC: (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)), 2230, 2247	228,00
ARH1432	☐	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		228,00
ARH1427	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		228,00
ARH2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	228,00
ARH2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
ARH2327	☐	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
ARH1445	☐	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi- instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	246,26
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE				
ARH1091	◆	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC: 0071, 0072, 2054	
ARH1092	☐	Elektrische zitkanteling (0°-20°) tot 136kg (zonder lift)	NC: 0071, 0072, 2110, 2054	1.444,10
ARH1095	☐	Elektrische HD zitkanteling (0°-20°) tot 180kg (zonder lift)		1.444,10
ARH1093	☐	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm) (zonder lift)	NC: 0071, 0072, 2110	1.444,10
ARH1094	☐	Elektrische zitlift 30cm + zitkanteling 30° met schuifcompensatie tot 150kg (ZH 460 mm of lowrider)	NC: 2110	4.788,32
ARH1094B	☐	Elektrische zitlift (30cm)	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	3.344,22
ARH2052	☐	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie tot 136kg (ZH 460 mm)		1.444,10
ARH2053	☐	Elektrische zitlift 30cm + zitkanteling 45° met schuifcompensatie tot 136kg (ZH 460 mm of lowrider)		4.788,32
ZITHOOGTE ENKEL VOOR 1092 EN 1095				
ARH0350	☐	Zithoogte 403 mm	enkel met 60Ah batterijen	
ARH0352	☐	Zithoogte 420 mm	enkel met 73,5Ah batterijen	
ARH0354	☐	Zithoogte 450 mm		
ARH0364	☐	Zithoogte 475 mm		
VASTE ZITKANTELING NAAR VOOR				
ARH2054	☐	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
RUGVERSTELLINGEN VOOR MODULITE				
ARH0975	◆	Manueel instelbare rughoek		
ARH0977	☐	Elektrische biomechanische rughoekverstelling	NC: 0007, 2110, 2201, 2202	1.444,10
MAX ZITEENHEID				
ARH1145	☐	Max ziteenheid	NC: 0071, 0072, 0526, 0565, 0555, 0566, 0554, 1332, 2113, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2128, , 2258, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	650,00
ZITBREEDTE (+10cm aan de armsteunen)				
ARH0378	☐	550 mm		281,21
ARH0380	☐	610 mm	NC: 0503, 0536, 0546	608,03
ZITDIEPTE - Standaard met Max zitkussen				
ARH0396	◆	560 mm		
ARH0397	☐	595 mm		
ARH0398	☐	610 mm		
RUGOPTIES				
ARH1106	◆	Naspanbare rug (630-680 mm met zitbreedte 550/610 mm; 570-620 mm met zitbreedte 490 mm		182,40
BEKLEDING				
ARH0278	◆	Dartex		
ARMSTEUNEN (Versterkte, diepte instelbare bevestiging)				
ARH0635	◆	Vaste armsteun, 250-340 mm, hoogte instelbaar, afneembaar		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH0690	◆	Zonder armsteun		
ARH0647	◆	Korte armpad (325 mm)		
ARH0649	□	Lange armpad (375 mm)		
DUWSTANG				
ARH1307	◆	Duwstang		
HOOFDSTEUN				
ARH1432	□	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		228,00
ARH1427	□	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		228,00
ZITVERSTELLINGEN				
ARH1091	◆	Manueel instelbare zitkanteling (0 - 12°)		
ARH1092	□	Elektrische zitkanteling (0 - 20°)tot 136kg		1.444,10
ARH1095	□	Elektrische HD zitkanteling (0 - 20°) tot 180kg		1.444,10
ZITHOOGTE INSTELLING				
ARH1024	□	470 mm		
ARH1046	□	495 mm		
RUGVERSTELLINGEN				
ARH0958	◆	Manueel instelbare rugverstelling met draaiknop	(0° - 25°)	
ARH0947	□	Elektrische rughoekverstelling met schuifcompensatie		1.444,10
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN				
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN				
ARH0556	□	Hoekinstelbaar	NC: 2110	304,00
ARH0589	□	LNx Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	NC: 2110	1.520,08
ARH0501	□	Zonder hanger		
ARH0583	◆	Kuitpad		
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN				
ARH2365	□	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Smal (127mm breed x 190 mm diep)		136,82
ARH0559	□	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Medium (140mm breed x 240 mm diep)		136,82
ARH0516	□	2 Aparte hoek en breedte instelbare voetplaten Large (150mm breed x 290 mm diep)		136,82
ARH0517	□	Hoek instelbare voetenplaat (305mm breed x 275 mm diep)	NC: 0556	136,82
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS				
ARH0565	□	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0549, 0509, 1145	
ARH0555	□	Amputatiesteun	NC: 0505, 0509, 0511, 1145, 0549, 0546, 0547	119,00
ARH0536	◆	Hanger Vari F links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad	NC: 0380, 0566, 0554	
ARH0537	□	Hanger Vari A links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505, 0566, 0554	174,81
ARH0539	□	Hanger ADE links, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505, 0566, 0554,	760,04
ARH0535	□	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511	
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS				
ARH0566	□	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 1145	
ARH0554	□	Amputatiesteun	NC: 0502, 0506, 0508, 1145, 0539, 0536, 0537, 0538	119,00
ARH0546	◆	Hanger Vari F rechts, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad	NC: 0380, 0565, 0555	
ARH0547	□	Hanger Vari A rechts, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0502, 0565, 0555	174,81
ARH0549	□	Hanger ADE rechts, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0502, 0565, 0555,	760,04
ARH0545	□	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508	
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS				
ARH0505	◆	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARH0509	□	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555	
ARH0511	□	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	68,41
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS				
ARH0502	◆	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARH0506	□	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554	
ARH0508	□	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	68,41
BEENSTEUNEN PER PAAR				
ARH0564	□	Verstevigde beensteunen met vaste hoek (niet afneembaar zonder tools) met kuitpad	NC: 2100, 0504, 0512, 0513,	
ARL0526	□	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504, , 1145	
ARH0503	□	Hangers Vari F per paar	NC: 0599	
ARH0533	□	Hangers Vari A per paar	NC: 0512, 0514, 0599	349,62
ARH0531	□	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC: 0512, 0514, , 0599	1.520,08

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARH0501	☐	Zonder hangers	NC: 0504, 0512, 0513, 0514, , 0599		
VOETPLATEN PER PAAR					
ARH0512	☒	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0531, 0532, 0533, 0564		
ARH0504	☐	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0564, 0526		
ARH0513	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0564	136,82	
EENDELIGE VOETENPLAAT					
ARH0599	☐	Hoekinstelbaar, HD flip-up voetenplaat (aanbevolen voor zitbreedtes vanaf 550 mm); enkel voor Max zitunit	Enkel voor Max zitunit en met 0564	281,21	
LiNX BEDIENING					
STUURKASTEN					
ARH2203	☐	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 1437, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270		
ARH2204	☒	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270		
ARH2205	☐	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen	NC: 1145	250,00	
ARH2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen (enkel scherm, bijkomende joystick nodig)	NC: 1145, 2270	1.860,00	
REM400 MET TOGGLE SWITCHES					
ARH2270	☐	Toggle Switch Module voor REM400, functie te kiezen, vooraf ingesteld als: Linkse switch: ON/OFF, rechtse switch: snelheidsregelaar	NC: 2203, 2204, 2206	100,00	
MONTAGE					
ARH1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARH1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARH1707	☒	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, rechts	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARH1708	☐	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, links	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARH1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	200,00	
ARH1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	200,00	
ARH2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, (2245+1221), 2108, 2128	55,00	
ARH2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, (2245+1222), 2108, 2128	55,00	
ARHXXXX	☐	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.356,16	
ARW2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag	
MONTAGE REM500 DISPLAY					
ARH2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARH2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARH2213	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	753,97	
ARH2214	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	753,97	
ARW2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag	
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE					
ARH2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	822,48	
ARH2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	1.263,27	
ARH1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245		
ARH1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245		
ARH1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 2219	60,00	
ARH1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 2219	60,00	
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE					
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden					
ARH2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2203, 2204	854,25	
ARH2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	974,90	
ARH2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+2205/2206)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2208	☐	Links gemonteerd	NC:1405,(1208/1708+2205/2206)	
ARH2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	753,97
ARH2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	753,97
ARW2215	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
Hoofdbesturing ATOM technology				
ARH2230	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, (2231/2232+2258)	5.049,07
ARH2247	☐	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		5.319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL				
ARH2257	☐	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, (2231/2232+2258), 2128	5.680,20
ARH2275	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	753,97
ARH2276	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	753,97
ARW2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM				
ARH2249	☐	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00
ARH2250	☐	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43
MICRO EXTREMITY CONTROL				
ARH2233	☐	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, (2231/2232+2258), 2128	3.317,28
ARH2235	☐	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARH2236	☐	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARH2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	753,97
ARH2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	753,97
ARH2241	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	900,00
ARH2242	☐	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	900,00
ARW2215	☐	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT				
LiNX 10-way switch				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
ARH2251	☐	10-way switch (incl. loom)		
ARH2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARH2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARH2227	☐	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1221, (2219/+1207)	55,00
ARH2228	☐	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1222, (2219/+1208)	55,00
ARL2225	☐	Zonder montage		
ARH2252	☐	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
USB LADER				
ARH2253	☐	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARH2207	☐	Rechts gemonteerd		
ARH2208	☐	Links gemonteerd		
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING				
ARH2258	☐	Noodstopschakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC: 2231/2232+/2230/2247/2257/2233	347,42
LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARH2300	◆	Niet gemonteerd			
ARW2301	☐	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag	
BUDDY BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen					
ARH1685	☐	ROOD		85,00	
ARH1686	☐	GEEL		85,00	
ARH1687	☐	GROEN		85,00	
ARH1690	☐	BLAUW		85,00	
EGG SWITCH loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen					
ARH2254	☐	ZWART		85,00	
PIKO BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen					
ARH1711	☐	ROOD		85,00	
ARH1712	☐	GEEL		85,00	
ARH1713	☐	GROEN		85,00	
ARH1714	☐	ORANJE		85,00	
ARH1715	☐	BLAUW		85,00	
ARH1716	☐	ZWART		85,00	
BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN					
ARH2721	☐	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00	
ARH2722	☐	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00	
ARH2723	☐	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00	
ARH2724	☐	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00	
OPTIES ONDERSTEL					
KLEUR ONDERSTEL					
ARH2640	◆	OBSIDIAN BLACK			
ARH2641	☐	RUBY RED			
ARH2642	☐	PURPLE PASSION			
ARH2643	☐	PEACOCK BLUE			
ARH2644	☐	ARCTIC BLUE			
KLEUR WIEL INLEG					
ARH2650	◆	OBSIDIAN BLACK			
ARH2651	☐	RUBY RED			
ARH2652	☐	PURPLE PASSION			
ARH2653	☐	PEACOCK BLUE			
ARH2654	☐	ARCTIC BLUE			
VORKEN					
ARH2631	◆	Enkelzijdige vork incl. zwart wiel			
ARH2632	☐	Dubbelzijdige vork			
AANDRIJFWIELEN					
ARH0704	◆	DW 14"x3" Luchtbanden			
ARH0705	☐	DW 14" x 3", volle banden met dual density foam insert			
ARH0706	☐	DW 14" x 3", puncture protected (luchtbanden met anti-lek gel)			
MOTOREN					
ARH1282	☐	6 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk indoor gebruik (max.gebruikersgewicht 180 kg)			
ARH1283	◆	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht150 kg)			
ARH1224	☐	12 km/u, 4-polige motoren outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 160kg)		550,00	
BATTERIJEN					
ARH1260	◆	Batterij 73,5 Ah	NC: 0072		
ARH1392	☐	Zonder batterij			
G-TRAC					
ARH1215	☐	G-trac		650,00	
LADER					
ARH1343	◆	Opticharge Lader 8A (200 - 250V)			
ARH1313	☐	Opticharge Lader 10A (200 - 250V)		55,00	
LICHTEN					
ARH1437	◆	LED verlichtingssysteem met richtingaanwijzers (30 Lux)	NC: 2203		
ARH1254	☐	Zonder lichten			
VEILIGHEIDSOPTIES					
TRANSPORT					
ARH1450	☐	Vorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		510,00	
ARH1493	◆	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker			
ARH1494	☐	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)	NC: 2128		
VEILIGHEIDSGORDEL					
ARH1329	◆	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor Max zitunit	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2113	☐	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulite	NC: 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH1332	☐	H-Gordel	NC: 2110, 1145	236,16
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)				
ARH2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch- Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
ARH1415	☐	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 2209, 2213	26,95
ARH1339	☐	Achteruitkijkspiegel links	NC: 2210, 2214	26,95
ACCESSOIRES				
ARH2128	☐	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2219, 2245, 1145	155,00
ARH1312	☐	Stokhouder rechts		65,00
ARH1363	☐	Stokhouder links		65,00
ARH1404	☐	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: 1207, 1707, 1145, 2209, 2213, 2214	243,21
ARH1405	☐	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: 1208, 1708, 1145, 2210, 2213, 2214	243,21
ARW1379	☐	Urenteller		400,00