

Yes, you can.

Invacare NV



Invacare® Küschall THE KSL 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vast frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA0085	☒	Küschall® THE KSL 2.0		3.850,00
SPECIALE FABRICATIE				
DSA0000	☐	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag
USA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties USAXXXX te kunnen aanduiden	
FRAME				
FRAMEHOEK				
DSA1000	☒	Framehoek 75° met de grond (toelopend)		
DSA1010	☐	Framehoek 75° met de grond/ adductie voorframe		440,00
DSA1020	☐	Framehoek 90° met de grond (toelopend)	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
DSA1030	☐	Framehoek 90° met de grond/ adductie voorframe	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	440,00
VOLLEDIG GELAST FRAME				
USA1270	☐	THE KSL volledig gelast	Anti-tip - bestel DE262033 extra	1.250,00
ZITBREEDTE (SB)				
DSA1315	☐	340 mm	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2746, 2748)	
DSA1320	☐	360 mm	(NC : 2362, 2364, 2366, 2368, 2748)	
DSA1325	☐	380 mm	(NC : 2364, 2366, 2368)	
DSA1330	☒	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368)	
DSA1335	☐	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368)	
DSA1340	☐	440 mm	(NC : 2360, 2362, 2364)	
ZITDIEPTE (ST)				
DSA1430	☐	385 mm	(NC : 2720, 7810, 7820, 7830)	
DSA1440	☒	410 mm		
DSA1455	☐	435 mm		
DSA1470	☐	460 mm		
DSA1485	☐	485 mm	(NC : 2710, 2748)	
RUGHOOGTE (RH) Niet kiezen bij Matrix ruggen				
DSA1605	☐	270 mm	(NC : 2210, 2240)	
DSA1610	☐	285 mm	(NC : 2210, 2240)	
DSA1615	☒	300 mm	(NC : 2240)	
DSA1620	☐	315 mm	(NC : 2240)	
DSA1625	☐	330 mm	(NC : 2240)	
DSA1630	☐	345 mm		
DSA1635	☐	360 mm		
DSA1640	☐	375 mm		
DSA1645	☐	390 mm		
DSA1650	☐	405 mm		
DSA1655	☐	420 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv)				
DSA1740	☐	450 mm	(NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	
DSA1745	☐	460 mm	(NC : 1845, 1850, 1855, 1860)	
DSA1750	☐	470 mm	(NC : 1850, 1855, 1860)	
DSA1755	☐	480 mm	(NC : 1855, 1860)	
DSA1760	☐	490 mm	(NC : 1860)	
DSA1765	☒	500 mm		
DSA1770	☐	510 mm	(NC : 1820)	




CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA1775	☐	520 mm	(NC : 1820, 1825)	
DSA1780	☐	530 mm	(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh) SHh = "SHv-100 mm" tot "SHv-20 mm"				
DSA1820	☐	400 mm	Enkel met 24" wielen	
DSA1825	☐	410 mm		
DSA1830	☐	420 mm		
DSA1835	☒	430 mm		
DSA1840	☐	440 mm		
DSA1845	☐	450 mm		
DSA1850	☐	460 mm		
DSA1855	☐	470 mm		
DSA1860	☐	480 mm		
ONDERBEENLENGTE (UL)				
Voor 75°frame: LLL = "FSTF-100mm" tot "FSTF-30mm" / voor 90° frame: LLL = "FSTF-90mm" tot "FSTF-40mm"				
DSA1930	☐	350 mm		
DSA1932	☐	360 mm		
DSA1934	☐	370 mm		
DSA1936	☐	380 mm		
DSA1938	☐	390 mm		
DSA1940	☐	400 mm		
DSA1942	☐	410 mm		
DSA1944	☐	420 mm		
DSA1946	☒	430 mm		
DSA1948	☐	440 mm		
DSA1950	☐	450 mm		
DSA1952	☐	460 mm		
DSA1954	☐	470 mm		
DSA1956	☐	480 mm		
DSA1958	☐	490 mm		
DSA1960	☐	500 mm		
RUGLEUNING				
NEERKLAPBARE RUG				
DSA2110	☐	Vaste rug in frame kleur		
DSA2140	☒	Neerklapbare rug, hoekverstelbaar, framekleur		
RUGBEKLEDING				
DSA2200	☐	Standaard bekleding	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	
DSA2210	☐	Rugbekleding "Light" zwart		
DSA2220	☒	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding		
DSA2230	☐	Aero rug, naspanbaar, ventilerend		71,50
DSA2240	☐	Zonder rugbekleding	(NC: 2410, 2420, 2450)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
USA2241	☐	NEON GEEL		175,00
USA2242	☐	NEON ROZE		175,00
USA2243	☐	BLAUW		175,00
USA2244	☐	WIT		175,00
USA2245	☐	ROOD		175,00
USA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
USA2246	☐	Smiley		250,00
USA2248	☐	Avonturier		250,00
USA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
USA2250	☐	Funny Cactus		250,00
USA2251	☐	Küschall logo		250,00
USA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
USA2253	☐	Smiley		125,00
USA2255	☐	Avonturier		125,00
USA2256	☐	Sakura Beauty		125,00
USA2257	☐	Funny Cactus		125,00
USA2259	☐	Verfspatten		125,00
USA0004	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
Niet met rugbekleding; extra levertijd/ Enkel zonder handvaten of met geïntegreerde in hoogte instelbare duwhandvaten				
DSA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC: 2410, 2420, 2450)	950,00
DSA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware		950,00
DSA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware		950,00
DSA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware		950,00
BREEDTE MATRIX RUGGEN				



Matrx MX2



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DSA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DSA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DSA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DSA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DSA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DUWHANDVATTEN					
DSA2400	☒	Zonder duwhandvatten			 2450
DSA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met MatrX rug	126,50	
DSA2420	☐	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met MatrX rug	126,50	
DSA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	Enkel met MatrX rug	280,00	
DSA2450	☐	Inklapbare duwhandvaten	Niet met MatrX rug	280,00	
RUGHOEK (RW)					
DSA2500	☐	74° met de zit (vergelijkbaar met positie -8° op de K-serie)			
DSA2520	☐	78° met de zit (vergelijkbaar met positie -4° op de K-serie)			
DSA2540	☒	82° met de zit (vergelijkbaar met positie 0° op de K-serie)			
DSA2560	☐	86° met de zit (vergelijkbaar met positie +4° op de K-serie)			
DSA2580	☐	90° met de zit (vergelijkbaar met positie +8° op de K-serie)			
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DSA2600	☒	Standaard			 2600
DSA2601	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DSA2620	☐	Naspanbaar met één centrale klittenband		200,00	
DSA2630	☐	"Light"		44,00	
DSA2640	☐	Vaste zitplaat met 2 zijdelingse klittenbanden		132,25	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
USA2602	☐	NEON GEEL		175,00	 2700
USA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
USA2604	☐	BLAUW		175,00	
USA2605	☐	WIT		175,00	
USA2606	☐	ROOD		175,00	
USA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DSA2700	☐	Standaard zitkussen	60 mm dubbel schuim met visco toplaag	104,50	 2710
DSA2710	☐	Flotech lite 78mm hoogte		125,00	
DSA2720	☐	MatrX Libra kussen 73mm hoogte	Niet met ZD 385mm of ZB 340mm; ZB 360mm enkel met ZD 410 en 435mm	532,04	
LIBRA ACCESSOIRES					
DSA2810	☐	Supplementaire gel zak		15,20	 2720
DSA2820	☐	Hoekwig		15,20	
DSA2830	☐	Abductiekussen		15,20	
DSA2840	☐	Laterale zijwig		15,20	
DSA2850	☐	Voorste wig		15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DSA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
VOETSTEUN					
DSA3200	☒	Aluminium voetbeugel	UNIQUE ANODISATIE MOGELIJK		 3200
DSA3210	☐	Titanium voetbeugel		341,00	
DSA3220	☐	Carbon voetplaat, hoekverstelbaar (niet met voetbeugel)		294,25	
VOETSTEUN COVER					
DSA3290	☐	Afdekplaatje voor voetbeugel		77,00	
VOET- EN BEENSTEUN					
DSA3300	☐	Kuitband, vast op het frame			
DSA3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DSA3410	☒	Carbon kledingbeschermers, vast gemonteerd			
DSA3430	☐	Carbon spatborden, vast gemonteerd	(NC 6950, 7230)	340,00	
FRAME					
FRAMEKLEUR					
DSA4000	☒	SPACE BLACK			
DSA4010	☐	ANTHRACITE GREY			
DSA4020	☐	PURE WHITE	(NC : 4220)		
DSA4030	☐	CARMINE RED			
DSA4040	☐	AZURE BLUE			
DSA4060	☐	FLASHY YELLOW			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DSA4100	☐	BLACK GLOSSY	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
DSA4130	☐	SILVER GREY	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
DSA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
DSA4150	☐	RUBY RED	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
DSA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
DSA4180	☐	FOREST GREEN	(NC : 4190) 10dg extra levertijd		
USA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
USA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00	
USA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
USA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
USA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
USA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
USA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique USA410* kleuren mogelijk	550,00	
STYLING					
DSA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DSA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DSA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
BOLD KLEUREN					
DSA4200	☐	BLACK			
DSA4210	☐	DARK GREY			
DSA4220	☐	LIGHT GREY			
DSA4230	☐	RED			
DSA4240	☐	BLUE			
DSA4250	☐	GOLD			
USA4252	☐	NEON YELLOW		195,00	
USA4253	☐	NEON GREEN		195,00	
USA4254	☐	NEON ORANGE		195,00	
USA4255	☐	NEON PINK		195,00	
USA4256	☐	NEON RED		195,00	
USA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DSA4300	☐	BLACK			
DSA4310	◆	RED			
VOORWIELEN					
DSA5000	☐	3" supersport			
DSA5050	◆	4" everyday wielen met zwart rubber			
DSA5100	☐	4" comfort wielen met zwart rubber			
DSA5150	☐	4" starec wielen met zwarte alu velg en zwart rubber		71,50	
DSA5200	☐	4" froglegs wielen met zwarte alu velg en zwart rubber	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DSA5250	☐	4" frogleg wielen met zilveren alu velg en zwart rubber	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DSA5300	☐	5" everyday wielen met zwart rubber			
DSA5350	☐	5" comfortwielen met zwart rubber			
DSA5400	☐	5" starec wielen met zwarte alu veld en zwart rubber		71,50	
DSA5450	☐	5" frogleg wielen met zwarte alu velg en zwart rubber	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DSA5500	☐	5" frogleg wielen met zilveren alu velg en zwart rubber	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
USA5502	☐	ROZE		250,00	
USA5504	☐	ORANJE		250,00	
USA5506	☐	BLAUW		250,00	
USA5507	☐	PAARS		250,00	
USA5508	☐	ROOD		250,00	
USA5509	☐	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
USA5510	☐	Keramische lager		345,00	
ACHTERWIELEN					
ACHTERWIELBEVESTIGING - VERSTELBAAR ZWAARTEPUNT					
USA6050	☐	Verstelbare achterwielpositie (+/-1 positie) - stoel geleverd op de gekozen achterwielpositie hieronder			
ACHTERWIELPOSITIE (Afstand X op de tekening)					
DSA6100	☐	140 mm (positie 1)			
DSA6110	☐	125 mm (positie 2)			



BOLD



TAG




5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350



5050 /
5300



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA6120	◆	110 mm (positie 3)		
DSA6130	□	95 mm (positie 4)		
DSA6140	□	80 mm (positie 5)		
CAMBER VAN DE CARBON AS				
DSA6200	□	0°	(NC: 6500)	
DSA6210	◆	3°		
DSA6220	□	6°	(NC : 6950)	
QUAD RELEASE AS				
DSA6300	□	Tetra Clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
ACHTERWIEL MAAT				
DSA6410	◆	24"		
DSA6420	□	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
TYPE WIELEN				
DSA6500	□	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC: alle hoepels; 6900, 6910)	
DSA6510	◆	24" küschall Starec wiel met gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	
DSA6520	□	24", 25" high performance wielen		420,00
DSA6550	□	24", 25" spinergy LXX	(NC : 6910)	750,00
USA6551	□	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.300,00
USA6552	□	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.400,00
USA6553	□	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.450,00
USA6554	□	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
USA6557	□	BLAUW		399,00
USA6558	□	GOUD		399,00
USA6559	□	GROEN		399,00
USA6560	□	ORANJE		399,00
USA6561	□	ROOD		399,00
USA6562	□	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
USA6563	□	BLAUW		399,00
USA6564	□	GOUD		399,00
USA6565	□	ZILVER		399,00
USA6566	□	GROEN		399,00
USA6567	□	ORANJE		399,00
USA6568	□	ROOD		399,00
USA6569	□	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
USA6570	□	BLAUW		150,00
USA6571	□	GROEN		150,00
USA6572	□	ORANJE		150,00
USA6573	□	ROZE		150,00
USA6574	□	ROOD		150,00
USA6575	□	PAARS		150,00
USA6576	□	WIT		150,00
USA6577	□	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
USA6579	□	Keramische lager		299,00
TYPE BANDEN				
DSA6600	◆	24" x 1" Maxxis Lite Guard		
DSA6625	□	24", 25" x 1" Maxxis Alpha Protect		100,00
DSA6630	□	24" x 1" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DSA6700	□	24" SUPERGRIPP, afstand 30 of 40 mm		212,84
DSA6710	□	24" staal polished, afstand 30 mm		126,50
DSA6720	□	24" titanium, afstand 30 mm		357,50
DSA6740	□	24", 25" CARBOLIFE GEKKO , afstand 30 mm		367,80
DSA6750	□	24", 25" CARBOLIFE GEKKO S, afstand 30 mm		367,80
DSA6760	□	24" CARBOLIFE CURVE L, afstand 30 mm		336,34
DSA6770	□	24" CARBOLIFE QUADRO, afstand 30 mm		416,46
DSA6775	□	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46
DSA6780	◆	24", 25" LIGHT ALU, grijs, afstand 30 mm		
DSA6790	□	24", 25" LIGHT ALU, zwart, afstand 30 mm		
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR) Niet mogelijk met Spinergy LXX wielen				
DSA6900	□	24" Transparant		165,00
DSA6910	□	24" Zwart, küsch		165,00

↑ 6300



6600 6625



6630



6700 6710



6790 6760



6720



6740

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ALBER ADD ON KIT					
DSA6950	☐	E-MOTION & TWION M25 ADAPTER met 2 Alber antitippers	Enkel voor 24" wielen	800,00	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
USA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
USA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, remklem		599,00	
USA6962	☐	KIT3: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, remklem, asklem en kuitbandbevestiging		699,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
USA6963	☐	ROOD			
USA6964	☐	PAARS			
USA6965	☐	KOPER			
USA6966	☐	GROEN			
USA6967	☐	ORANJE			
USA6968	☐	GOUD			
USA6969	☐	CHAMPAGNE			
USA6970	☐	FLUO ROZE			
USA6971	☐	BLAUW			
USA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJS			
VEILIGHEID					
REMMEN					
DSA7210	☒	Standaard, gebogen hendel			 7250
DSA7230	☐	Performance remmen		88,00	
DSA7240	☐	Actieve remmen (schaarremmen)	Niet te combineren met SD385-410 mm en achterwielpositie 1 or positie 2, niet combineerbaar met 25" wielen	60,50	
DSA7250	☐	Light actieve remmen		132,00	
ANTI-KIP					
DSA7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		190,83	 7500 / 7520
DSA7510	☐	Anti-kip met buis, links		190,83	
DSA7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DSA7810	☐	BODYPOINT EVOFLEX 2 puntsgordel,S, FLAT-MOUNT met duwknop		220,00	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm  7810 / 7820 / 7830
DSA7820	☐	BODYPOINT EVOFLEX 2 puntsgordel, M, FLAT-MOUNT WITH REHAB LATCH		220,00	
DSA7830	☐	BODYPOINT EVOFLEX, 2 puntsgordel, L, FLAT-MOUNT WITH REHAB LATCH		220,00	
REFLECTOREN					
DSA7900	☐	Gemonteerd		22,00	
DSA7910	☐	Niet gemonteerd		22,00	
ACCESSOIRES					
DSA8010	☐	Voorframe beschermers "küschall"		49,50	
DSA8500	☐	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 340mm	27,50	
DSA8550	☐	Toolkit		16,50	
DSA8650	☐	Tas voor wielen		104,50	
DSA8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas		825,00	
DSA8800	☐	Bodypoint kuitband		180,00	
DSA8850	☐	Bodypoint Mobilitv zak		120,00	