



Yes, you can:



Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Kuschall THE KSL 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vast frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughogte en onderbeenlengte

Kuschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:










Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA0085	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuschall® THE KSL 2.0		3.850,00
SPECIALE FABRICATIE				
DSA0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag
USA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties USAXXXX te kunnen aanduiden	
FRAME				
FRAMEHOEK				
DSA1000	<input checked="" type="checkbox"/>	Framehoek 75° met de grond (toelopend)		
DSA1010	<input type="checkbox"/>	Framehoek 75° met de grond/ adductie voorframe		440,00
DSA1020	<input type="checkbox"/>	Framehoek 90° met de grond (toelopend)	(NC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
DSA1030	<input type="checkbox"/>	Framehoek 90° met de grond/ adductie voorframe	(NC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	440,00
VOLLEDIG GELAST FRAME				
USA1270	<input type="checkbox"/>	THE KSL volledig gelast	Anti-tip - bestel DE262033 extra	1.250,00
ZITBREEDTE (SB)				
DSA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2746, 2748)	
DSA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2362, 2364, 2366, 2368, 2748)	
DSA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC : 2364, 2366, 2368)	
DSA1330	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368)	
DSA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368)	
DSA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2360, 2362, 2364)	
ZITDIEPTE (ST)				
DSA1430	<input type="checkbox"/>	385 mm	(NC : 2720, 7810, 7820, 7830)	
DSA1440	<input checked="" type="checkbox"/>	410 mm		
DSA1455	<input type="checkbox"/>	435 mm		
DSA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm		
DSA1485	<input type="checkbox"/>	485 mm	(NC : 2710, 2748)	
RUGHOOGTE (RH) Niet kiezen bij Matrix ruggen				
DSA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm	(NC : 2210, 2240)	
DSA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm	(NC : 2210, 2240)	
DSA1615	<input checked="" type="checkbox"/>	300 mm	(NC : 2240)	
DSA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	(NC : 2240)	
DSA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	(NC : 2240)	
DSA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm		
DSA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		
DSA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm		
DSA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm		
DSA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm		
DSA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv)				
DSA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	(NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	
DSA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 1845, 1850, 1855, 1860)	
DSA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm	(NC : 1850, 1855, 1860)	



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 1855, 1860)	
DSA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm	(NC : 1860)	
DSA1765	<input checked="" type="checkbox"/>	500 mm		
DSA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm	(NC: 1820)	
DSA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm	(NC : 1820, 1825)	
DSA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm	(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)		SHh = "SHv-100 mm" tot "SHv-20 mm"		
DSA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	Enkel met 24" wielen	
DSA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm		
DSA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DSA1835	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm		
DSA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm		
DSA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm		
DSA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm		
DSA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm		
DSA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm		
ONDERBEENLENGTE (UL)				
Voor 75°frame: LLL = "FSTF-100mm" tot "FSTF-30mm" / voor 90° frame: LLL = "FSTF-90mm" tot "FSTF-40mm"				
DSA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm		
DSA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm		
DSA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm		
DSA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm		
DSA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		
DSA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm		
DSA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		
DSA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		
DSA1946	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm		
DSA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm		
DSA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm		
DSA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm		
DSA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm		
DSA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm		
DSA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm		
DSA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm		
RUGLEUNING				
NEERKLAPBARE RUG				
DSA2110	<input type="checkbox"/>	Vaste rug in frame kleur		
DSA2140	<input checked="" type="checkbox"/>	Neerklapbare rug, hoekverstelbaar, framekleur		
RUGBEKLEDING				
DSA2200	<input type="checkbox"/>	Standaard bekleding		
DSA2210	<input type="checkbox"/>	Rugbekleding "Light" zwart		
DSA2220	<input checked="" type="checkbox"/>	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	
DSA2230	<input type="checkbox"/>	Aero rug, naspanbaar, ventilerend		71,50
DSA2240	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding	(NC: 2410, 2420, 2450)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
USA2241	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00
USA2242	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00
USA2243	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00
USA2244	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00
USA2245	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00
USA0002	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
USA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00
USA2248	<input type="checkbox"/>	Avonturier		250,00
USA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		250,00
USA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		250,00
USA2251	<input type="checkbox"/>	Küschall logo		250,00
USA0003	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
USA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00
USA2255	<input type="checkbox"/>	Avonturier		125,00
USA2256	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		125,00
USA2257	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		125,00
USA2259	<input type="checkbox"/>	Verfspatten		125,00
USA0004	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
MATRIX RUGGEN				



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
Niet met rugbekleding; extra levertijd/ Enkel zonder handvaten of met geïntegreerde in hoogte instelbare duwhandvaten					
DSA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC: 2410, 2420, 2450)	950,00	 Matrx MX2
DSA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware		950,00	
DSA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware		950,00	
DSA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware		950,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DSA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DSA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DSA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DSA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DSA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DUWHANDVATTEN					
DSA2400	◆	Zonder duwhandvaten			 2450
DSA2410	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvaten, kort	Niet met MatrX rug	126,50	
DSA2420	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvaten, lang	Niet met MatrX rug	126,50	
DSA2440	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvaten, geïntegreerd	Enkel met MatrX rug	280,00	
DSA2450	<input type="checkbox"/>	Inklapbare duwhandvaten	Niet met MatrX rug	280,00	
RUGHOEK (RW)					
DSA2500	<input type="checkbox"/>	74° met de zit (vergelijkbaar met positie -8° op de K-serie)			 Angle de dossier BA
DSA2520	<input type="checkbox"/>	78° met de zit (vergelijkbaar met positie -4° op de K-serie)			
DSA2540	◆	82° met de zit (vergelijkbaar met positie 0° op de K-serie)			
DSA2560	<input type="checkbox"/>	86° met de zit (vergelijkbaar met positie +4° op de K-serie)			
DSA2580	<input type="checkbox"/>	90° met de zit (vergelijkbaar met positie +8° op de K-serie)			
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DSA2600	◆	Standaard			 2600
DSA2601	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DSA2630	<input type="checkbox"/>	"Light"		44,00	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
USA2602	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	 2700
USA2603	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
USA2604	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
USA2605	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
USA2606	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
USA0005	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DSA2700	<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen	60 mm dubbel schuim met visco toplaag	104,50	 2710  2720
DSA2710	<input type="checkbox"/>	Flotech lite 78mm hoogte		125,00	
DSA2720	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra kussen 73mm hoogte	Niet met ZD 385mm of ZB 340mm; ZB 360mm enkel met ZD 410 en 435mm	520,89	
LIBRA ACCESSOIRES					
DSA2810	<input type="checkbox"/>	Supplementaire gel zak		14,88	
DSA2820	<input type="checkbox"/>	Hoekwig		14,88	
DSA2830	<input type="checkbox"/>	Abductiekussen		14,88	
DSA2840	<input type="checkbox"/>	Laterale zijwig		14,88	
DSA2850	<input type="checkbox"/>	Voorste wig		14,88	
SEAT RIGIDIZER					
DSA2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	
VOETSTEUN					
DSA3200	◆	Aluminium voetbeugel	UNIQUE ANODISATIE MOGELIJK		 3200
DSA3210	<input type="checkbox"/>	Titanium voetbeugel		341,00	
DSA3220	<input type="checkbox"/>	Carbon voetplaat, hoekverstelbaar (niet met voetbeugel)		294,93	
VOETSTEUN COVER					
DSA3290	<input type="checkbox"/>	Afdekklaasje voor voetbeugel		77,00	
VOET- EN BEENSTEUN					
DSA3300	<input type="checkbox"/>	Kuitband, vast op het frame			
DSA3305	<input type="checkbox"/>	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DSA3410	◆	Carbon kledingbeschermers, vast gemonteerd			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DSA3430	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, vast gemonteerd	(NC 6950, 7230)	340,00
FRAME				
FRAMEKLEUR				
DSA4000	◆	SPACE BLACK		
DSA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY		
DSA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE	(NC : 4220)	
DSA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED		
DSA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE		
DSA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW		
DSA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
DSA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
DSA4145	<input type="checkbox"/>	PEARL NIGHT BLUE	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
DSA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
DSA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
DSA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN	(NC : 4190) 10dg extra levertijd	*gratis
USA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00
USA4102	<input type="checkbox"/>	SATIN GREY	15 dagen langere levertermijn	750,00
USA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00
USA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00
USA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00
USA0008	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DSA0000)	Op aanvraag
KERAMISCHE VERNIS				
USA4066	<input type="checkbox"/>	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique USA410* kleuren mogelijk	550,00
STYLING				
DSA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DSA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DSA4197	<input type="checkbox"/>	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
BOLD KLEUREN				
DSA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		
DSA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		
DSA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		
DSA4230	<input type="checkbox"/>	RED		
DSA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		
DSA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		
USA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		195,00
USA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		195,00
USA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		195,00
USA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		195,00
USA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		195,00
USA0009	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag
TAG KLEUREN				
DSA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		
DSA4310	◆	RED		
VOORWIELEN				
DSA5000	<input type="checkbox"/>	3" supersport		
DSA5050	◆	4" everyday wielen met zwart rubber		
DSA5100	<input type="checkbox"/>	4" comfort wielen met zwart rubber		
DSA5150	<input type="checkbox"/>	4" starec wielen met zwarte alu velg en zwart rubber		71,50
DSA5200	<input type="checkbox"/>	4" froglegs wielen met zwarte alu velg en zwart rubber	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DSA5250	<input type="checkbox"/>	4" frogleg wielen met zilveren alu velg en zwart rubber	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DSA5300	<input type="checkbox"/>	5" everyday wielen met zwart rubber		
DSA5350	<input type="checkbox"/>	5" comfortwielen met zwart rubber		
DSA5400	<input type="checkbox"/>	5" starec wielen met zwarte alu velg en zwart rubber		71,50
DSA5450	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zwarte alu velg en zwart rubber	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DSA5500	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zilveren alu velg en zwart rubber	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
FROGLEGS - VELG KLEUREN				
USA5502	<input type="checkbox"/>	ROZE		250,00
USA5504	<input type="checkbox"/>	ORANJE		250,00
USA5506	<input type="checkbox"/>	BLAUW		250,00
USA5507	<input type="checkbox"/>	PAARS		250,00

*Tot 1 juli 2025 bieden we de premium kleuren gratis aan.



BOLD



TAG





5200 / 5250 / 5450 / 5500














5350



5050 / 5300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
USA5508	<input type="checkbox"/>	ROOD		250,00	
USA5509	<input type="checkbox"/>	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
USA5510	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		345,00	
ACHTERWIELEN					
ACHTERWIELBEVESTIGING - VERSTELBAAR ZWAARTEPUNT					
USA6050	<input type="checkbox"/>	Verstelbare achterwielpositie (+/-1 positie) - stoel geleverd op de gekozen achterwielpositie hieronder			NIEUW
ACHTERWIELPOSITIE (Afstand X op de tekening)					
DSA6100	<input type="checkbox"/>	140 mm (positie 1)			
DSA6110	<input type="checkbox"/>	125 mm (positie 2)			
DSA6120	<input checked="" type="checkbox"/>	110 mm (positie 3)			
DSA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (positie 4)			
DSA6140	<input type="checkbox"/>	80 mm (positie 5)			
CAMBER VAN DE CARBON AS					
DSA6200	<input type="checkbox"/>	0°	(NC: 6500)		
DSA6210	<input checked="" type="checkbox"/>	3°			
DSA6220	<input type="checkbox"/>	6°	(NC : 6950)		
QUAD RELEASE AS					
DSA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00	 6300
ACHTERWIEL MAAT					
DSA6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"			
DSA6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00	
TYPE WIELEN					
DSA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC: alle hoepels; 6900, 6910)		
DSA6510	<input checked="" type="checkbox"/>	24" küschall Starec wiel met gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	*gratis	*Vanaf 1 april 2025 bieden we de Starec wielen gratis aan.
DSA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" high performance wielen		420,00	
DSA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" spinergy LXX	(NC : 6910)	750,00	
USA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.300,00	
USA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.400,00	
USA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.450,00	
USA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00	
VELG - GEANODISEERD KLEUR					
USA6557	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00	
USA6558	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00	
USA6559	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00	
USA6560	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00	
USA6561	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00	
USA6562	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00	
NAAF - GEANODISEERD KLEUR					
USA6563	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00	
USA6564	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00	
USA6565	<input type="checkbox"/>	ZILVER		399,00	
USA6566	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00	
USA6567	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00	
USA6568	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00	
USA6569	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00	
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR					
USA6570	<input type="checkbox"/>	BLAUW		150,00	
USA6571	<input type="checkbox"/>	GROEN		150,00	
USA6572	<input type="checkbox"/>	ORANJE		150,00	
USA6573	<input type="checkbox"/>	ROZE		150,00	
USA6574	<input type="checkbox"/>	ROOD		150,00	
USA6575	<input type="checkbox"/>	PAARS		150,00	
USA6576	<input type="checkbox"/>	WIT		150,00	
USA6577	<input type="checkbox"/>	GEEL		150,00	
KERAMISCHE LAGER					
USA6579	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		299,00	
TYPE BANDEN					
DSA6600	<input checked="" type="checkbox"/>	24" x 1" Maxxis Lite Guard			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DSA6625	<input type="checkbox"/>	24", 25" x 1" Maxxis Alpha Protect		100,00		
DSA6630	<input type="checkbox"/>	24" x 1" MBL Speedlite	V-guard puncture resistant	100,00		
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)						
DSA6700	<input type="checkbox"/>	24" SUPERGRIPP, afstand 30 of 40 mm		212,84	6600	
DSA6710	<input type="checkbox"/>	24" staal polished, afstand 30 mm		126,50		6625
DSA6720	<input type="checkbox"/>	24" titanium, afstand 30 mm		357,50		
DSA6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO, afstand 30 mm		367,80		6630
DSA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO S, afstand 30 mm		367,80		
DSA6760	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE CURVE L, afstand 30 mm		336,34		
DSA6770	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE QUADRO, afstand 30 mm		416,46		6700
DSA6780	<input checked="" type="checkbox"/>	24", 25" LIGHT ALU, grijs, afstand 30 mm				6710
DSA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" LIGHT ALU, zwart, afstand 30 mm				
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR) Niet mogelijk met Spinergy LXX wielen						
DSA6900	<input type="checkbox"/>	24" Transparant		165,00		6790
DSA6910	<input type="checkbox"/>	24" Zwart, küsch		165,00	6760	
ALBER ADD ON KIT						
DSA6950	<input type="checkbox"/>	E-MOTION & TWION M25 ADAPTER met 2 Alber antitippers	Enkel voor 24" wielen	800,00		
UNIQUE - ANODISATIE KIT						
USA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00		
USA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, remklem		599,00		6720
USA6962	<input type="checkbox"/>	KIT3: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, remklem, asklem en kuitbandbevestiging		699,00		6740
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN						
USA6963	<input type="checkbox"/>	ROOD				
USA6964	<input type="checkbox"/>	PAARS				
USA6965	<input type="checkbox"/>	KOPER				
USA6966	<input type="checkbox"/>	GROEN				
USA6967	<input type="checkbox"/>	ORANJE				
USA6968	<input type="checkbox"/>	GOUD				
USA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE				
USA6970	<input type="checkbox"/>	FLUO ROZE				
USA6971	<input type="checkbox"/>	BLAUW				
USA6972	<input type="checkbox"/>	SPIEGEL GEPOLIJST				
VEILIGHEID						
REMMEN						
DSA7210	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard, gebogen hendel				
DSA7230	<input type="checkbox"/>	Performance remmen		88,00		7250
DSA7240	<input type="checkbox"/>	Actieve remmen (schaarremmen)	Niet te combineren met SD385-410 mm en achterwielpositie 1 or positie 2, niet combineerbaar met 25" wielen	60,50		
DSA7250	<input type="checkbox"/>	Light actieve remmen		132,00		
ANTI-KIP						
DSA7500	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, rechts		190,83		
DSA7510	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, links		190,83		7500 / 7520
DSA7520	<input type="checkbox"/>	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63		
VEILIGHEIDSGORDEL						
DSA7810	<input type="checkbox"/>	BODYPOINT EVOFLEX 2 puntsgordel, S, FLAT-MOUNT met duwknop		220,00		
DSA7820	<input type="checkbox"/>	BODYPOINT EVOFLEX 2 puntsgordel, M, FLAT-MOUNT WITH REHAB LATCH		220,00		Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm
DSA7830	<input type="checkbox"/>	BODYPOINT EVOFLEX, 2 puntsgordel, L, FLAT-MOUNT WITH REHAB LATCH		220,00		7810 / 7820 / 7830
REFLECTOREN						
DSA7900	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd		22,00		
DSA7910	<input type="checkbox"/>	Niet gemonteerd		22,00		
ACCESSOIRES						
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Voorframe beschermers "küschall"		49,50		
DSA8500	<input type="checkbox"/>	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 340mm	27,50		
DSA8550	<input type="checkbox"/>	Toolkit		16,50		
DSA8650	<input type="checkbox"/>	Tas voor wielen		104,50		
DSA8680	<input type="checkbox"/>	24" Mountain bike wielen met tas		825,00		
DSA8800	<input type="checkbox"/>	Bodypoint kuitband		180,00		
DSA8850	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Mobility zak		120,00		