



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® *Action*^{®2}_{NG} *Transit Lite*
Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



- Hauteur d'assise 485 / 510 mm
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Profondeur d'assise 400 mm
- Longueur HT 995 mm
- Roues arrière 12" pleins, noir axes fixes
- Roues avant 7" pleins, noir
- Freins à câble tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateurs
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Tubes basculeurs
- Poids: 13,4 kg
- Poids max. de l'utilisateur: 125 kg
- Garantie: 2 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
	◆	DHCare® Action® ² _{NG} Transit Lite			
ROUES ARRIÈRE 12" PLEINS NOIR - SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR D'ASSISE					
BR1685837	☐	405 mm		330,00	
BR1685838	☐	430 mm		330,00	
BR1685839	☐	455 mm		330,00	
BR1685840	☐	480 mm		330,00	
ACCESSOIRES (LIVRÉS SÉPARÉMENT)					
COUSSIN D'ASSISE EN MOUSSE 50 MM - HOUSSE EN NYLON AVEC BASE ANTI-DÉRAPANTE - POUR LARGEUR D'ASSISE :					
1564267	☐	405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)		69,82	
1564268	☐	455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)		69,82	
REPOSE-JAMBES STANDARD AVEC PALETTES RÉGLABLES EN INCLINAISON ET EN PROFONDEUR (LA PAIRE) - POUR LARGEUR D'ASSISE :					
1573661	☐	405 mm / 430 mm		295,44	
1573692	☐	455 mm / 505 mm		295,44	
PORTE-CANNE					
AP0572-02056	☐	Kit porte-canne		33,43	
SUPPORT AMPUTÉ					
AP1442990	☐	Support amputé droit		149,27	
AP1442991	☐	Support amputé gauche		149,27	
ROULETTES ANTI-BASCULE (LA PAIRE)					
AP1673828	☐	Paire de roulettes anti-basculer		60,00	
AP1680189	☐	Paire de roulettes anti-basculer avec tube basculeur, réglable en hauteur et amovible		85,00	
APPUI-NUQUE AVEC TENDEUR - POUR LARGEUR D'ASSISE :					
AP1673830	☐	405 mm		120,00	
AP1673831	☐	430 mm		120,00	
AP1673832	☐	455 mm		120,00	
AP1673833	☐	480 mm		120,00	
TIGE PORTE-SÉRUM ET TENDEUR - SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR D'ASSISE :					
AP1673836	☐	405 mm		140,00	
AP1673837	☐	430 mm		140,00	
AP1673838	☐	455 mm		140,00	
AP1673839	☐	480 mm		140,00	