



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Kuschall K-Series Junior 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis rigide et dossier rabattable



- Poids max. de l'utilisateur: 120 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL

Kuschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC0072	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuschall® K-Series Junior 2.0		2.677,73
FABRICATION SPÉCIALE				
DKC0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande
UKA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UKA****	
OPTIONS D'ASSISE				
CHÂSSIS: MATÉRIAUX / ANGLE / TYPE				
DKC1040	<input checked="" type="checkbox"/>	Châssis 75° - Aluminium (confluent)	(NC : 1475, 1490, 1495)	
DKC1050	<input type="checkbox"/>	Châssis 75° - Aluminium - châssis d'adduction	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230)	110,00
DKC1060	<input type="checkbox"/>	Châssis 75° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	
DKC1070	<input type="checkbox"/>	Châssis 90° - Aluminium (confluent)	(NC : 1475, 1490, 1495, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
DKC1080	<input type="checkbox"/>	Châssis 90° - Aluminium - châssis d'adduction	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	110,00
DKC1090	<input type="checkbox"/>	Châssis 90° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
SUSPENSION				
DKC1200	<input type="checkbox"/>	40-65 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815,	429,00
DKC1210	<input type="checkbox"/>	65-85 kg	1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420,	429,00
DKC1220	<input type="checkbox"/>	85-100 kg	6430, 6950)	429,00
LARGEUR D'ASSISE (SB)				
DKC1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)	
DKC1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)	
DKC1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2364 to 2372, 2710, 2748)	
DKC1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC: 2366 to 2372)	
DKC1330	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	
DKC1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	
DKC1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)	
DKC1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630)	
DKC1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)	
DKC1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)	
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)				
DKC1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DKC1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	(NC : 2710, 2720, 2748, 7810, 7820, 7830)	


Châssis d'adduction



Châssis confluent




CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC1435	◆	400 mm	
DKC1450	□	425 mm	(NC : 2740, 2746)
DKC1465	□	450 mm	(NC : 2630)
DKC1475	□	475 mm	(NC : 2630)
DKC1490	□	500 mm	(NC : 2630, 2710)
DKC1495	□	525 mm	(NC : 2630, 2610, 2710)
POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ (SP) 1 est le moins stable et 5 est la position la plus stable			
DKC1500	□	Position 1 = 140 mm	
DKC1510	□	Position 2 = 125 mm	
DKC1520	◆	Position 3 = 110 mm	
DKC1530	□	Position 4 = 95 mm	
DKC1540	□	Position 5 = 80 mm	
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)			
DKC1605	□	270 mm	
DKC1610	□	285 mm	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)
DKC1615	□	300 mm	
DKC1620	□	315 mm	
DKC1625	□	330 mm	
DKC1630	□	345 mm	
DKC1635	□	360 mm	(NC : 2210)
DKC1640	◆	375 mm	(NC : 2210)
DKC1645	□	390 mm	(NC : 2210)
DKC1650	□	405 mm	(NC : 2210)
DKC1655	□	420 mm	(NC : 2210)
DKC1660	□	435 mm	(NC : 2210)
DKC1665	□	450 mm	(NC : 2210)
DKC1670	□	465 mm	(NC : 2210)
DKC1675	□	480 mm	(NC : 2210)
VOIR TABLEAU A LA DERNIERE PAGE POUR INFO DETAILLEE SUR (SHv), (UL) ET CHOIX DES ROUES ARRIERE			
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)			
DKC1740	□	450 mm	
DKC1745	□	460 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)
DKC1750	□	470 mm	
DKC1755	□	480 mm	
DKC1760	□	490 mm	
DKC1765	◆	500 mm	
DKC1770	□	510 mm	
DKC1775	□	520 mm	
HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)			
DKC1815	□	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)
DKC1820	□	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)
DKC1825	□	410 mm	(NC : 3490, 3495)
DKC1830	□	420 mm	
DKC1835	◆	430 mm	
DKC1840	□	440 mm	
DKC1845	□	450 mm	
DKC1850	□	460 mm	
DKC1855	□	470 mm	
DKC1860	□	480 mm	
DKC1865	□	490 mm	(NC : 6430)
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)			
Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 40 mm			
DKC1918	□	290 mm	
DKC1920	□	300 mm	
DKC1922	□	310 mm	
DKC1924	□	320 mm	
DKC1926	□	330 mm	
DKC1928	□	340 mm	
DKC1930	□	350 mm	
DKC1932	□	360 mm	
DKC1934	□	370 mm	
DKC1936	□	380 mm	
DKC1938	□	390 mm	
DKC1940	□	400 mm	
DKC1942	□	410 mm	
DKC1944	□	420 mm	
DKC1946	◆	430 mm	
DKC1948	□	440 mm	
DKC1950	□	450 mm	
DKC1952	□	460 mm	
DKC1954	□	470 mm	



75°: LLL ≤ FSTF -30MM
90°: LLL ≤ FSTF -40MM

La distance repose-pieds genoux du patient doit être réduite de l'épaisseur du coussin (SK)











Pour les UL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC1956	<input type="checkbox"/>	480 mm		
DOSSIER				
MATÉRIAUX DU DOSSIER				
DKC2000	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium	Pas avec largeur d'assise 320 mm	
DKC2050	<input type="checkbox"/>	Titanium	(NC : 2150, 2430, 7600)	605,00
TUBE DE DOSSIER				
DKC2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	(NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)	
DKC2150	<input type="checkbox"/>	Dossier avec tube de dossier monté plus bas (hauteur des tubes de dossier 285 mm)	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
DKC2210	<input type="checkbox"/>	Revêtement "Light"	Pas avec SB>420/RH>345mm (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440)	
DKC2220	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)	
DKC2230	<input type="checkbox"/>	Aeroback, réglable en tension		71,50
DKC2240	<input type="checkbox"/>	Sans revêtement de dossier		
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UKA2241	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		175,00
UKA2242	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		175,00
UKA2243	<input type="checkbox"/>	BLEU		175,00
UKA2244	<input type="checkbox"/>	BLANC		175,00
UKA2245	<input type="checkbox"/>	ROUGE		175,00
UKA0002	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UKA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00
UKA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		250,00
UKA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		250,00
UKA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		250,00
UKA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuschall		250,00
UKA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UKA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00
UKA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		125,00
UKA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		125,00
UKA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		125,00
UKA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		125,00
UKA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande
DOSSIERS MATRX				
Délai de livraison suppl. de 7 jours				
DKC2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00
DKC2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00
DKC2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372)	950,00
DKC2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372)	950,00
DKC2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00
DKC2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00
DKC2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00
DKC2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting		850,00
DKC2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware		850,00
DKC2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting		850,00
DKC2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting		850,00
DKC2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware		850,00
DKC2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00
DKC2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 7600)	750,00
DKC2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting		750,00
DKC2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting		750,00
DKC2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting		750,00
DKC2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting		750,00
DKC2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware		750,00
LARGEUR DOSSIERS MATRIX				
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm	
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm	
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm	
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm	
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm	
DCA2369	<input type="checkbox"/>	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm	
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm	
POIGNÉES DE POUSSÉE				
DKC2400	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans poignées		
DKC2410	<input type="checkbox"/>	Poignées fixes, courtes		126,50
DKC2420	<input type="checkbox"/>	Poignées fixes, longues		126,50
DKC2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes		
DKC2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		280,00
DKC2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	Pas avec hauteur de dossier 315-330mm et combinaison avec des repose-bras tubulaires	280,00
ANGLE DE DOSSIER (RW)				
DKC2500	<input type="checkbox"/>	74°		
DKC2520	<input type="checkbox"/>	78°		
DKC2540	<input checked="" type="checkbox"/>	82°		
DKC2560	<input type="checkbox"/>	86°		
DKC2580	<input type="checkbox"/>	90°		
DKC2590	<input type="checkbox"/>	94°		
ASSISE				
REVÊTEMENT D'ASSISE				
DKC2600	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	UNIQUE SURPIQURES COULEURS POSSIBLE	
DKC2610	<input type="checkbox"/>	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)	Pas possible avec profondeur d'assise 525 mm	104,50
DKC2630	<input type="checkbox"/>	Revêtement "Light"	Pas possible avec SW > 420 mm ; SD > 425 mm	44,00
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE				
UKA2602	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO		175,00
UKA2603	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		175,00
UKA2604	<input type="checkbox"/>	BLEU		175,00
UKA2605	<input type="checkbox"/>	BLANC		175,00
UKA2606	<input type="checkbox"/>	ROUGE		175,00
UKA0005	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande
COUSSIN D'ASSISE				
DKC2700	<input type="checkbox"/>	Standard	Base en mousse haute résilience 60mm, couche supérieure viscoélastique	104,50
DKC2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, hauteur 78 mm		125,00
DKC2720	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra, hauteur 83 mm	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 375 mm	511,85
ACCESSOIRES LIRBA				
DKC2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire		15,20
DKC2820	<input type="checkbox"/>	Cale angle		15,20
DKC2830	<input type="checkbox"/>	Coussin d'abduction		15,20
DKC2840	<input type="checkbox"/>	Cale latérale		15,20
DKC2850	<input type="checkbox"/>	Cale antérieure		15,20
SEAT RIGIDIZER				
DKC2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00
POCHETTE D'ASSISE				
DKC2800	<input type="checkbox"/>	Pochette click-in, amovible		99,00
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE				
DKC2910	<input type="checkbox"/>	Grand		49,50
REPOSE-PIEDS				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DKC3200	◆	Tube fixe, Aluminium				
DKC3210	□	Tube fixe, Titanium		341,00		
DKC3220	□	Carbone, réglable en angle	(NC: 3290)	286,81		
DKC3230	□	Palette escamotable latérale., réglable en angle	Pas possible avec châssis d'adduction; Pas avec SW 480 mm et 500mm (NC: 3290)	471,00		
SOCLE PLASTIQUE VISSÉ POUR REPOSE-PIEDS						
DKC3290	□	Socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe)		77,00		
REPOSE PIEDS ET JAMBES						
DKC3300	◆	Montée aux têtes de fourches				
DKC3305	□	Montée au châssis		44,00		
PALETTES SEPARÉES AVEC BARRE DE RENFORT (COMPOSITE FIXES OU CARBONE REGL. EN ANGLE)						
	□	Uniquement sur demande	Délai de fabrication +3 semaines	Sur demande		
PROTÈGE-VÊTEMENTS						
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES						
DKC3405	◆	Protège-vêtements relevables, en plastique				
DKC3420	□	Protège-vêtements relevables, en carbone	(NC : 3490, 3495)	165,00		
DKC3440	□	Garde-boues amovibles, en carbone	(NC : 3490, 3495)	340,00		
DKC3450	□	Garde-boues amovible, en plastique	(NC : 3490, 3495, 6950)	165,00		
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES						
UKA3422	□	TRANSPARENT		650,00		
UKA3423	□	TRANSPARENT BLEU		700,00		
UKA3424	□	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00		
UKA3425	□	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00		
UKA3426	□	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00		
UKA0006	□	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00		
UKA0007	□	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande		
ACCOUDOIRS						
DKC3480	□	Tubulaires, réglables en hauteur, démontables, escamotables, amovibles, avec manchette	Pas avec poignées de poussée escamotables en combinaison avec BH < 315mm; Pas avec Alber e-motion/twion	327,70		
DKC3490	□	Accoudoirs courts réglables en hauteur	Pas avec garde-boues et avec SHh<420mm			
DKC3495	□	Accoudoirs longs réglables en hauteur	Pas avec garde-boues et avec SHh<420mm	352,46		
CHÂSSIS						
COLORIS DU CHÂSSIS, STD. Pas pour châssis en carbone/titane!						
DKC4000	◆	NOIR SPATIAL				
DKC4010	□	GRIS ANTHRACITE				
DKC4020	□	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)			
DKC4030	□	ROUGE CARMIN				
DKC4040	□	BLEU AZUR				
DKC4060	□	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4100	□	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4130	□	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4140	□	BLEU ROYAL	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4150	□	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4170	□	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
DKC4180	□	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	200,00		
UKA4101	□	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UKA4102	□	GRIS SATIN	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UKA4103	□	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UKA4104	□	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UKA4105	□	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UKA0008	□	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande		
VERNIS CERAMIQUE						
UKA4066	□	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UKA410*	550,00		
STYLE DE DÉCALCOMANIE						
DKC4190	□	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00		
DKC4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)			
DKC4197	□	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)			
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD						
DKC4200	□	NOIR				
DKC4210	□	GRIS FONCE				
DKC4220	□	GRIS CLAIR				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC4230	<input type="checkbox"/>	ROUGE		
DKC4240	<input type="checkbox"/>	BLEU		
DKC4250	<input type="checkbox"/>	DORÉ		
UKA4252	<input type="checkbox"/>	JAUNE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00
UKA4253	<input type="checkbox"/>	VERT FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00
UKA4254	<input type="checkbox"/>	ORANGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00
UKA4255	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00
UKA4256	<input type="checkbox"/>	ROUGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00
UKA0009	<input type="checkbox"/>	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG				
DKC4300	<input type="checkbox"/>	NOIR		
DKC4310	<input checked="" type="checkbox"/>	ROUGE		
ROUES AVANT				
DKC5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT		
DKC5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY - bandage noir		
DKC5100	<input type="checkbox"/>	4" CONFORT - bandage noir		
DKC5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50
DKC5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DKC5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DKC5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY - bandage noir		
DKC5350	<input checked="" type="checkbox"/>	5" CONFORT - bandage noir		
DKC5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50
DKC5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DKC5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT				
UKA5502	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		250,00
UKA5504	<input type="checkbox"/>	ORANGE		250,00
UKA5506	<input type="checkbox"/>	BLEU		250,00
UKA5507	<input type="checkbox"/>	VIOLET ATOMIQUE		250,00
UKA5508	<input type="checkbox"/>	ROUGE		250,00
UKA5509	<input type="checkbox"/>	DORÉ		250,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT				
UKA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		345,00
ROUES ARRIÈRE				
POSITION DES ROUES ARRIÈRE				
DKC6020	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	
DKC6030	<input type="checkbox"/>	Léger déport de roues arrière	Pas avec RSTF < 410 mm (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	302,50
DKC6040	<input type="checkbox"/>	Grand déport de roues arrière	Pas avec RSTF < 410 mm (NC : 6070)	302,50
TYPE 1ière AXE				
DKC6050	<input type="checkbox"/>	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	440,00
DKC6060	<input checked="" type="checkbox"/>	Axe standard		
DKC6070	<input type="checkbox"/>	Axe en carbone	(NC : 6950)	192,50
POSITION 1ière AXE				
Uniquement avec fixation des roues arrière rallongée. Avec 2e axe: 1ier axe toujours en position 1!				
DKC6100	<input type="checkbox"/>	1e position depuis l'avant		
DKC6110	<input type="checkbox"/>	2e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)	
DKC6120	<input type="checkbox"/>	3e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)	
DKC6130	<input type="checkbox"/>	4e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)	
DKC6140	<input type="checkbox"/>	5e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)	
CARROSSAGE 1ière AXE				
DKC6200	<input type="checkbox"/>	0°	(NC : 6270)	
DKC6210	<input checked="" type="checkbox"/>	3°		
DKC6220	<input type="checkbox"/>	6°	(NC 6240, 6250, 6950)	
TYPE 2ième AXE				
Uniquement avec fixation des roues arr. rallongée. Avec 2e axe: 2e axe toujours en position 5!				
DKC6230	<input type="checkbox"/>	Standard	(NC: 6500, 6950)	99,00
DKC6240	<input type="checkbox"/>	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	440,00
CARROSSAGE 2ième AXE				



CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
3° max. de différence avec la 1ère axe. Avec 1 seul vario-axe: 2e axe 0° ou 3°!			
DKC6250	<input type="checkbox"/>	0°	
DKC6260	<input type="checkbox"/>	3°	
DKC6270	<input type="checkbox"/>	6°	
AXE À DEMONTAGE RAPIDE			
DKC6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950) 132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE			
DKC6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"	
DKC6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950) 55,00
DKC6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6700, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240) 495,00
TYPES DES ROUES			
DKC6500	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)
DKC6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" KÜSCHALL STAREC, rayons croisés	Version noir en 24" 200,00
DKC6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE	(NC : 6660) 420,00
DKC6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, jante noire	(NC : 6660, 6910) 750,00
UKA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910) 1.300,00
UKA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910) 1.400,00
UKA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910) 1.450,00
UKA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910) 1.600,00
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY			
UKA6557	<input type="checkbox"/>	BLEU	399,00
UKA6558	<input type="checkbox"/>	DORÉ	399,00
UKA6559	<input type="checkbox"/>	VERT	399,00
UKA6560	<input type="checkbox"/>	ORANGE	399,00
UKA6561	<input type="checkbox"/>	ROUGE	399,00
UKA6562	<input type="checkbox"/>	VIOLET	399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY			
UKA6563	<input type="checkbox"/>	BLEU	399,00
UKA6564	<input type="checkbox"/>	DORÉ	399,00
UKA6565	<input type="checkbox"/>	GRIS	399,00
UKA6566	<input type="checkbox"/>	VERT	399,00
UKA6567	<input type="checkbox"/>	ORANGE	399,00
UKA6568	<input type="checkbox"/>	ROUGE	399,00
UKA6569	<input type="checkbox"/>	VIOLET	399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY			
UKA6570	<input type="checkbox"/>	BLEU	150,00
UKA6571	<input type="checkbox"/>	VERT	150,00
UKA6572	<input type="checkbox"/>	ORANGE	150,00
UKA6573	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO	150,00
UKA6574	<input type="checkbox"/>	ROUGE	150,00
UKA6575	<input type="checkbox"/>	VIOLET	150,00
UKA6576	<input type="checkbox"/>	BLANC	150,00
UKA6577	<input type="checkbox"/>	JAUNE	150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE			
UKA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique	299,00
TYPES DES PNEUS Pas avec roues mountainbike et axe à demontage rapide			
DKC6600	<input type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard	
DKC6625	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect	100,00
DKC6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite	100,00
DKC6660	<input type="checkbox"/>	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6690, 7230) 65,00
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)			
DKC6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm	209,42
DKC6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Acier poli, distance 30 mm	115,00
DKC6720	<input type="checkbox"/>	24" Titanium, distance 30mm	325,00
DKC6740	<input type="checkbox"/>	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm	335,00
DKC6750	<input type="checkbox"/>	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm	335,00
DKC6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, distance 30mm	305,00
DKC6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, distance 30mm	405,00
DKC6780	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DKC6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)				
DKC6900	<input type="checkbox"/>	24", 26" Transparent		165,00
DKC6910	<input type="checkbox"/>	24" Noir		165,00
ALBER ADD ON KIT				
Uniquement avec extension de roue arrière courte et en 1 position; pas avec accoudoirs tubulaires				
DKC6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	800,00
UNIQUE - KITS ANODISATION				
UKA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00
UKA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de dossier, mains-courantes (DKA6780)		599,00
UKA6962	<input type="checkbox"/>	KIT 3: fourches, capuchons de fourches, support de dossier, mains-courantes (DKA6780) et tube repose-pieds (uniquement DKA3200)		699,00
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION				
UKA6963	<input type="checkbox"/>	ROUGE		
UKA6964	<input type="checkbox"/>	VIOLET		
UKA6965	<input type="checkbox"/>	CUIVRE		
UKA6966	<input type="checkbox"/>	VERT		
UKA6967	<input type="checkbox"/>	ORANGE		
UKA6968	<input type="checkbox"/>	DORÉ		
UKA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE		
UKA6970	<input type="checkbox"/>	ROSE FLUO		
UKA6971	<input type="checkbox"/>	BLEU		
UKA6972	<input type="checkbox"/>	FINITION POLI MIRROIR		
SÉCURITÉ				
FREINS				
DKC7210	<input checked="" type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		
DKC7230	<input type="checkbox"/>	Freins Performance	(NC : 7300)	88,00
DKC7240	<input type="checkbox"/>	Freins actifs (cisaux)	(NC : 7300)	60,50
DKC7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	(NC : 7300)	132,00
RALLONGE-FREINS Uniquement pour freins std, levier courbé				
DKC7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		21,94
SYSTÈME ANTI-BASCULE				
DKC7500	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule droite		200,35
DKC7510	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule gauche		200,35
DKC7520	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule aux deux côtés	(NC : 8300)	400,70
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec RH>400mm, châssis en aluminium et pas avec dossiers Matrx				
DKC7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (autocollants)		12,00
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
DKC7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		43,87
DKC7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00
DKC7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00
DKC7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00
CATADIOPTRES				
DKC7900	<input type="checkbox"/>	Montés		22,00
DKC7910	<input type="checkbox"/>	Non-montés		22,00
ACCESSOIRES				
PROTECTIONS DE CHÂSSIS NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-bascule				
DKC8010	<input type="checkbox"/>	Protection de châssis avant "küsfall"		49,50
PORTE-CANNE NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-bascule				
DKC8200	<input type="checkbox"/>	Droite		121,00
DKC8210	<input type="checkbox"/>	Gauche		121,00
ROUES DE TRANSIT Pas avec anti-bascules droite et gauche/Alber E-motion/Twion				
DKC8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		552,50
AUTRES				
DKC8500	<input type="checkbox"/>	Pompe	Pas avec SW340mm	27,50
DKC8550	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		16,50
DKC8600	<input type="checkbox"/>	kit de réglage pour le hauteur arrière		71,50
DKC8650	<input type="checkbox"/>	sac roues		104,50
DKC8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec axes à démontage rapide et cerceaux alu	825,00

