



**Yes, you can.**

Invacare SA

## Invacare® TDX SP2

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg, avec moteurs 10 km/h; avec  
élévateur et inclinaison: 150 kg  
Prix en euro 6% TVA incl.  
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

☒ Option standard

☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Modèle de base		8.201,01
ARH0071	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Modèle Low Rider Hauteur d'assise 420 mm; batteries 73,5Ah	NC: 1091, 1092, 1145, 1095, 2052, 2110, toujours avec inclinaison de levage et d'inclinaison de siège	8.500,00
ARH0072	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Modèle Low Rider Hauteur d'assise 403 mm; batteries 60Ah	NC: 1091, 1092, 1145, 1260, 1095, 2052, 2110, 2191, 2198, toujours avec inclinaison de levage et d'inclinaison de siège	8.500,00
ARW0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Modèle Spécial		8.201,01
<b>UNITÉ D'ASSISE MODULITE</b>				
ARH2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Unité d'assise Modulite	NC: 0055, 0522, 0564, 0599	
<b>PLAQUE D'ASSISE/REVÊTEMENT D'ASSISE</b>				
ARH2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2052, 2053, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2111	<input type="checkbox"/>	Cadre d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm	NC: 2141, 2161	
ARH2112	<input type="checkbox"/>	Cadre d'assise réglable avec revêtement d'assise réglable en tension et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm (hauteur d'assise +30 mm)	NC: 2141, 2161	182,58
<b>LARGEUR D'ASSISE (seulement pour cadre d'assise réglable avec plaque d'assise)</b>				
ARH2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 0071, 0072, 2110, 2143, 2142, 2147, 2701, 2703, 2705, 2233, 2235, 2213, 2241	
ARH2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	
ARH2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706	
ARH2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706, pas avec dossier Matrx	281,48
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	
ARH2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (en combinaison avec le dossier Flex3, réglable en tension, le profondeur d'assise est 30 mm plus courte)	NC: 2129, 2141, 2143, 2147	
<b>RAIL POUR RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
ARH2129	<input type="checkbox"/>	Standard (profondeur d'assise 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138	
ARH2130	<input type="checkbox"/>	Rallongé (profondeur d'assise 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134	
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
ARH2141	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2111, 2112, 2138, 2152, 2155	
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	266,27
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	266,27
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra, hauteur 90mm	NC: 2124+2132, 2155	532,53
ARH2140	<input type="checkbox"/>	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		132,37

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
<b>CADRE DE DOSSIER</b>				
ARH2161	◆	Cadre de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	NC: 2052, 2053, 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
ARH2162	☐	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable	NC: 2110	
ARH2163	☐	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173	
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER</b>				
ARL2107	☐	Tubes de dossier avec poignées de poussée	NC: 2161	
ARL2108	☐	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC: 2161, 1307, 1332, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2221, 2222, 2223, 2219, 2245, 2227, 2228	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
ARH2171	◆	Dossier standard	NC: 2052, 2053, 2152, 1445, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	
ARH2179	☐	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, , 2155, 2230, 2247, 2128	182,58
ARH2172	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00
ARH2173	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2110, 2161, 2128, 2163	281,48
<b>DOSSIER MATRX</b>				
<b>La largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)</b>				
ARH2174	☐	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124 (2108+1350/1432/1427)	281,48
ARH2175	☐	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)		281,48
ARH2176	☐	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)		281,48
ARH2177	☐	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)		750,00
ARH2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1496, 1445	850,00
ARH2168	☐	MatrX Mac coussin en mousse		550,00
ARH2169	☐	MatrX Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	650,00
ARH2170	☐	Uniquement cadre de dossier, sans dossier	NC: 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>MATRX MAC OPTIONS ARH2168 ET ARH2169</b>				
<b>MAC HAUTEUR DE DOSSIER</b>				
ARH2380	☐	405mm		
ARH2381	☐	455mm		
ARH2382	☐	505mm		
ARH2383	☐	560mm		
<b>MAC MAINTIEN LATÉRAUX GAUCHE</b>				
ARH2385	☐	90mm profondeur de contour		100,00
ARH2386	☐	150mm profondeur de contour		100,00
ARH2387	☐	230mm profondeur de contour		100,00
<b>MAC MAINTIEN LATÉRAUX DROIT</b>				
ARH2389	☐	90mm profondeur de contour		100,00
ARH2390	☐	150mm profondeur de contour		100,00
ARH2391	☐	230mm profondeur de contour		100,00
<b>MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER</b>				
ARH2393	☐	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise		
ARH2394	☐	Dos à la même largeur que l'assise		
ARH2395	☐	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise		
<b>COULEUR DU REVÊTEMENT (pas avec maille)</b>				
ARH2151	◆	Nylon noir		
ARH2152	☐	Dartex noir	NC: 2141, 2171, (2138+2142)	
ARH2155	☐	Spacer noir	NC: 2141, 2143, 2147, 2171, 2179	35,00
<b>REPOSE-BRAS</b>				
ARH2191	◆	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm	NC: 2132+2113, pas régl. En largeur sur le low rider	
ARH2181	☐	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (+50 mm plus haute)	NC: 2132+2113, pas régl. En largeur sur le low rider	20,00
ARH2198	☐	Repose-bras capitonné avec protège-vêtement intégré	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	185,00
ARH2183	☐	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	150,00
ARH2193	☐	Repose-bras flip-up	NC: 2110, 1445, 2179	150,00
ARH2192	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2194	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, , (/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARH2190	☐	Sans repose-bras		
<b>MANCHETTE</b>				
ARH2195	◆	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH2196	<input type="checkbox"/>	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARH2197	<input type="checkbox"/>	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARH2199	<input type="checkbox"/>	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00
<b>SOUTIENT DE LA HANCHE</b>				
ARH2184	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC: 0071, 0072, 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARH2186	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		168,64
ARH2188	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		168,64
ARH2185	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm		168,64
ARH2187	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		168,64
ARH2189	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		168,64
ARH2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hance (155 mm)		80,00
ARH2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
ARH1350	<input type="checkbox"/>	Support-nuque, réglable en profondeur	NC:	228,23
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Support-tête, réglable latéralement	(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178),	228,23
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)	2230, 2247	228,23
ARH2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	228,23
ARH2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00
ARH2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipitale 305x200 mm / dimensions 12"x8" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00
ARH2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00
ARH1445	<input type="checkbox"/>	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-régl.	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	246,48
<b>RÉGLAGE DU SIEGE POUR MODULITE</b>				
ARH1091	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise manuelle (0°-12°)	NC: 0071, 0072, 2054	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-20°) à 136kg (sans lift)	NC: 0071, 0072, 2110, 2054	1.445,45
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise HD électrique (0°-20°) à 180kg (sans lift)		1.445,45
ARH1093	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-30°) avec compensation du glissement (sans lift)	NC: 0071, 0072, 2110	1.445,45
ARH1094	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 30° avec compensation de glissement jusqu'à 150 kg	NC: 2110	4.792,80
ARH1094B	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm		3.347,35
ARH2052	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-50°) avec compensation du glissement jusqu'à 136kg	NC: 2201	1.445,45
ARH2053	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 45° avec compensation de glissement jusqu'à 136 kg	NC: 2201	4.792,80
<b>HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1092 ET 1095</b>				
ARH0350	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 403 mm	Uniquement avec batteries 60Ah	
ARH0352	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 420 mm	Uniquement avec batteries 73,5Ah	
ARH0354	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 450 mm		
ARH0364	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 475 mm		
<b>INCLINAISON AVANT FIXE</b>				
ARH2054	<input type="checkbox"/>	Inclinaison avant fixe de 5° (réduit l' inclinaison en arrière avec 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
<b>INCLINAISON DE DOSSIER POUR MODULITE</b>				
ARH0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle		
ARH0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'angle de dossier électronique	NC: 0007, 2110, 2201, 2202	1.445,45
<b>UNITÉ D'ASSISE MAX</b>				
ARH1145	<input type="checkbox"/>	Unité d'assise Max	NC: 0071, 0072, 0526, 0565, 0555, 0566, 0554, 1332, 2113, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2128, , 2258, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	650,00
<b>LARGEUR D'ASSISE (+100 mm aux repose-bras)</b>				
ARH0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		281,48
ARH0380	<input type="checkbox"/>	610 mm	NC: 0503, 0536, 0546	608,61
<b>PROFONDEUR D'ASSISE avec coussin d'assise Max en standard</b>				
ARH0396	<input checked="" type="checkbox"/>	560 mm		
ARH0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		
ARH0398	<input type="checkbox"/>	610 mm		
<b>DOSSIER - OPTIONS</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH1106	◆	Dossier réglable en tension (630-680 mm avec largeur d'assise 550/610 mm; 570-620 mm avec largeur d'assise 490 mm)		182,58
<b>REVÊTEMENT</b>				
ARH0278	◆	Dartex		
<b>REPOSE-BRAS (Fixation renforcée et réglable en profondeur)</b>				
ARH0635	◆	Repose-bras fixe, 250-340 mm, réglable en hauteur, amovible		
ARH0690	◆	Sans repose-bras		
ARH0647	◆	Manchette courte (325 mm)		
ARH0649	□	Manchette longue (375 mm)		
<b>TIGE DE POUSSÉE</b>				
ARH1307	◆	Tige de poussée		
<b>REPOSE-TÊTE</b>				
ARH1432	□	Repose-tête, réglable latéralement		228,23
ARH1427	□	Repose-tête avec support pour les joues (Dartex)		228,23
<b>RÉGLAGES D'ASSISE</b>				
ARH1091	◆	Inclinaison d'assise réglage manuel (0 - 12°)		
ARH1092	□	Inclinaison d'assise électronique (0 - 20°) à 136kg		1.445,45
ARH1095	□	Inclinaison d'assise HD électrohydraulique (0 - 20°) à 180kg		1.445,45
<b>RÉGLAGE HAUTEUR D'ASSISE</b>				
ARH1024	□	470 mm		
ARH1046	□	495 mm		
<b>RÉGLAGE DU DOSSIER</b>				
ARH0958	◆	Réglage manuel du dossier avec poussoir	(0° - 25°)	
ARH0947	□	Inclinaison de dossier électrique avec repositionnement du corps		1.445,45
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>				
<b>REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
ARH0556	□	Réglable en angle	NC: 2110	304,30
ARH0589	□	Repose-jambes électr. en std. LNX, corrigeant la longueur	NC: 2110	1.521,52
ARH0501	□	Sans repose-jambes		
ARH0583	◆	Repose-mollet		
<b>PALETTES/PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
ARH2365	□	2 Palettes réglables en angle et en largeur small (largeur 127mm x profondeur 190 mm)		136,94
ARH0559	□	2 Palettes réglables en angle et en largeur medium (largeur 140mm x profondeur 240 mm)		136,94
ARH0516	□	2 Palettes réglables en angle et en largeur large (largeur 150 x profondeur 290 mm)		136,94
ARH0517	□	Palette réglable en angle (largeur 305mm x profondeur 275 mm)	NC: 0556	136,94
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ARH0565	□	Repose-pieds standard 80° gauche	NC: 0546, 0547, 0549, 0509, 1145	
ARH0555	□	Support amputé	NC: 0505, 0509, 0511, 1145, 0549, 0546, 0547	119,00
ARH0536	◆	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0380, 0566, 0554	
ARH0537	□	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505, 0566, 0554	174,98
ARH0539	□	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505, 0566, 0554,	760,76
ARH0535	□	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511	
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE</b>				
ARH0566	□	Repose-pieds standard 80° droite	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 1145	
ARH0554	□	Support amputé	NC: 0502, 0506, 0508, 1145, 0539, 0536, 0537, 0538	119,00
ARH0546	◆	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0380, 0565, 0555	
ARH0547	□	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502, 0565, 0555	174,98
ARH0549	□	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502, 0565, 0555,	760,76
ARH0545	□	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508	
<b>PALETTE UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ARH0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARH0509	□	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555	
ARH0511	□	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	68,47
<b>PALETTE UNE PIECE - DROITE</b>				
ARH0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARH0506	□	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	<b>68,47</b>
<b>REPOSE-JAMBES PAIRE</b>				
ARH0564	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes renforcés avec angle fixe (pas amovible sans outils) avec repose-mollet	NC: 2100, 0504, 0512, 0513,	
ARL0526	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504, , 1145	
ARH0503	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0599	
ARH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512, 0514, 0599	<b>349,96</b>
ARH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512, 0514, , 0599	<b>1.521,52</b>
ARH0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	NC: 0504, 0512, 0513, 0514, , 0599	
<b>PALETTES PAIRE</b>				
ARH0512	<input checked="" type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501, 0531, 0532, 0533, 0564	
ARH0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0564, 0526	
ARH0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501, 0564	<b>136,94</b>
<b>PALETTE UNE PIÈCE</b>				
ARH0599	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, palette HD flip-up (recommandée pour LA à partir de 550 mm); seulement pour unité d'assise Max	Seulement pour unité d'assise Max et avec 0564	<b>250,00</b>
<b>COMMANDE LINX</b>				
<b>BOÎTIER DE COMMANDE</b>				
ARH2203	<input type="checkbox"/>	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 1437, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270	
ARH2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270	
ARH2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable	NC: 1145	250,00
ARH2206	<input type="checkbox"/>	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel)	NC: 1145, 2270	1.860,00
<b>REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES</b>				
ARH2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARH1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARH1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	200,00
ARH1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	200,00
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1221), 2108, 2128	55,00
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1222), 2108, 2128	55,00
ARHXXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	Special	<b>2.312,12</b>
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500</b>				
ARH2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARH2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	<b>849,82</b>
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	<b>849,82</b>
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	823,27
ARH2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	1.209,78
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245	
ARH1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219	60,00
ARH1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219	60,00
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
ARH2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2203, 2204	823,27
ARH2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	901,71
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+2205/2206)	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC:1405,(1208/1708+2205/2206)	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	849,82
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	849,82
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
Commande occipitale - Technologie ATOM				
ARH2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, (2231/2232+2258)	5.049,07
ARH2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		5.319,55
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ				
ARH2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, (2231/2232+2258), 2128	5.680,20
ARH2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	849,82
ARH2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	849,82
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		
ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM				
ARH2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00
ARH2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.352,43
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL				
ARH2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, (2231/2232+2258), 2128	3.158,90
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	849,82
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	849,82
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	900,00
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	900,00
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LiNX				
LiNX 10-way switch				
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick				
ARH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. câble)		
ARH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1221, (2219/+1207)	55,00
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1222, (2219/+1208)	55,00
ARL2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
ARH2252	<input type="checkbox"/>	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
CHARGEUR USB				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
<b>COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE</b>				
ARH2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC: 2231/2232+/2230/2247/2257/2233	347,74
<b>ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)</b>				
ARH2300	◆	Pas montées		
ARW2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande
<b>BUDDY BUTTONS</b> Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARH1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARH1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ARH1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARH1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
<b>EGG SWITCH</b> Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARH2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b> Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARH1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARH1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ARH1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARH1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00
ARH1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
ARH1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>JOYSTICKS BODYPOINT</b>				
ARH2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ARH2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ARH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ARH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
<b>COULEUR DE LA BASE MOTRICE</b>				
ARH2640	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARH2641	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARH2642	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARH2643	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARH2644	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>COULEUR DES JANTES</b>				
ARH2650	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARH2651	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARH2652	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARH2653	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARH2654	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>FOURCHES</b>				
ARH2631	◆	Fourche unilatérale incl. roue noire		
ARH2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale		
<b>ROUES MOTRICES</b>				
ARH0704	◆	DW 14"x3" Pneumatique		
ARH0705	<input type="checkbox"/>	DW 14"x3" Bandage mousse double densité		
ARH0706	<input type="checkbox"/>	DW 14"x3" Puncture protected (anti-crevaion)		
<b>MOTEURS</b>				
ARH1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)		
ARH1283	◆	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)		
ARH1224	<input type="checkbox"/>	12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)		550,00
<b>BATTERIES</b>				
ARH1259	<input type="checkbox"/>	Batterie 60 Ah (gel)	Avec Low Rider 0072	
ARH1260	◆	Batterie73,5 Ah	NC: 0072	
ARH1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie		
<b>G-TRAC</b>				
ARH1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>CHARGEUR</b>				
ARH1343	◆	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)		
ARH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		55,00
<b>ÉCLAIRAGE</b>				
ARH1437	◆	Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux)	NC: 2203	
ARH2837	<input type="checkbox"/>	Équipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	NC: 2203	650,00
ARH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>				
<b>TRANSPORT</b>				



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARH1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		510,00
ARH1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur		
ARH1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)	NC: 2128	
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>				
ARH1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour unité d'assise Max	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC: 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH1332	<input type="checkbox"/>	Ceinture H	NC: 2110, 1145	<b>235,53</b>
<b>CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)</b>				
ARH2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARH2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARH2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
<b>RETROVISEUR</b>				
ARH1415	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à droite	NC: 2209, 2213	<b>26,98</b>
ARH1339	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à gauche	NC: 2210, 2214	<b>26,98</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ARH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2219, 2245, 1145	155,00
ARH1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite		65,00
ARH1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche		65,00
ARH1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 1145, 2209, 2213, 2214	<b>243,44</b>
ARH1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 1145, 2210, 2213, 2214	<b>243,44</b>
ARW1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00