



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall THE KSL 2.0
Voiturette manuelle active avec châssis fixe



- Poids max. de l'utilisateur: 100 kg
- Garantie générale: 1 ans; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l' UL.



Date :

Référence :


Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DSA0085	☒	Küschall® THE KSL 2.0		3.850,00	
FABRICATION SPÉCIALE					
DSA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande	
USA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par USA****		
CHÂSSIS					
ANGLE DU CHÂSSIS					
DSA1000	☒	75° au sol (confluent)			
DSA1010	☐	75° au sol / châssis d'adduction		440,00	
DSA1020	☐	90° au sol (confluent)	(NC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)		
DSA1030	☐	90° au sol / châssis d'adduction	(NC: 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	440,00	
KSL TOUT SOUDÉ					
USA1270	☐	KSL tout soudé	Anti-bascule - commander DE262033 en supplément	1.250,00	
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DSA1315	☐	340 mm	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2746, 2748)		
DSA1320	☐	360 mm	(NC : 2362, 2364, 2366, 2368, 2748)		
DSA1325	☐	380 mm	(NC : 2364, 2366, 2368)		
DSA1330	☒	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368)		
DSA1335	☐	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368)		
DSA1340	☐	440 mm	(NC : 2360, 2362, 2364)		
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)					
DSA1430	☐	385 mm	(NC : 2720, 7810, 7820, 7830)		
DSA1440	☒	410 mm			
DSA1455	☐	435 mm			
DSA1470	☐	460 mm			
DSA1485	☐	485 mm	(NC : 2710, 2748)		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH) Pas choisir avec dossiers MatrX					
DSA1605	☐	270 mm	(NC : 2210, 2240)		
DSA1610	☐	285 mm	(NC : 2210, 2240)		
DSA1615	☒	300 mm	(NC : 2240)		
DSA1620	☐	315 mm	(NC : 2240)		
DSA1625	☐	330 mm	(NC : 2240)		
DSA1630	☐	345 mm			
DSA1635	☐	360 mm			
DSA1640	☐	375 mm			
DSA1645	☐	390 mm			
DSA1650	☐	405 mm			
DSA1655	☐	420 mm			
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)					
DSA1740	☐	450 mm	(NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)		
DSA1745	☐	460 mm	(NC : 1845, 1850, 1855, 1860)		
DSA1750	☐	470 mm	(NC : 1850, 1855, 1860)		
DSA1755	☐	480 mm	(NC : 1855, 1860)		
DSA1760	☐	490 mm	(NC : 1860)		
DSA1765	☒	500 mm			
DSA1770	☐	510 mm	(NC: 1820)		
DSA1775	☐	520 mm	(NC : 1820, 1825)		





CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DSA1780	☐	530 mm	(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)		SHh = "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-20 mm"			
DSA1820	☐	400 mm	Uniquement avec roues 24"		
DSA1825	☐	410 mm			
DSA1830	☐	420 mm			
DSA1835	◆	430 mm			
DSA1840	☐	440 mm			
DSA1845	☐	450 mm			
DSA1850	☐	460 mm			
DSA1855	☐	470 mm			
DSA1860	☐	480 mm			
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)					
Pour châssis 75°: UL = "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm" / pour châssis 90°: UL = "SHv-90 mm" jusqu'à "SHv-40 mm"					
DSA1930	☐	350 mm			
DSA1932	☐	360 mm			
DSA1934	☐	370 mm			
DSA1936	☐	380 mm			
DSA1938	☐	390 mm			
DSA1940	☐	400 mm			
DSA1942	☐	410 mm			
DSA1944	☐	420 mm			
DSA1946	◆	430 mm			
DSA1948	☐	440 mm			
DSA1950	☐	450 mm			
DSA1952	☐	460 mm			
DSA1954	☐	470 mm			
DSA1956	☐	480 mm			
DSA1958	☐	490 mm			
DSA1960	☐	500 mm			
DOSSIER					
DOSSIER RABATTABLE					
DSA2110	☐	Dossier fixe en couleur châssis			
DSA2140	◆	Dossier rabattable, réglable en angle, en couleur châssis			
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
DSA2200	☐	Standard	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)		
DSA2210	☐	"Light"			
DSA2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium			
DSA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch		71,50	
DSA2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2410, 2420, 2450)		
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER					
USA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00	
USA2242	☐	ROSE FLUO		175,00	
USA2243	☐	BLEU		175,00	
USA2244	☐	BLANC		175,00	
USA2245	☐	ROUGE		175,00	
USA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
USA2246	☐	Smiley		250,00	
USA2248	☐	Aventurier		250,00	
USA2249	☐	Beauté Sakura		250,00	
USA2250	☐	Cactus Souriant		250,00	
USA2251	☐	Logo Küschall		250,00	
USA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
USA2253	☐	Smiley		125,00	
USA2255	☐	Aventurier		125,00	
USA2256	☐	Beauté Sakura		125,00	
USA2257	☐	Cactus Souriant		125,00	
USA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00	
USA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Pas pour dossier standard; délai de livraison plus long/ Seulement avec poignées de poussée: réglables en hauteur, intégrés					



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DSA2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec fixations latérales à démontage rapide	(NC: 2410, 2420, 2450)	950,00	 Matrx MX2
DSA2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec fixations latérales à démontage rapide		950,00	
DSA2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec fixations latérales à démontage rapide		950,00	
DSA2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec fixations latérales à démontage rapide		950,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DSA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DSA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DSA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DSA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DSA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DSA2400	◆	Sans poignées			 2450
DSA2410	☐	Poignées fixes, courtes	Pas avec dossier MatrX	126,50	
DSA2420	☐	Poignées fixes, longues	Pas avec dossier MatrX	126,50	
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	Seulement avec dossier MatrX	280,00	
DSA2450	☐	Rabattables	Pas avec dossier MatrX	280,00	
ANGLE DE DOSSIER (RW)					
DSA2500	☐	74° avec l'assise (correspond avec la position -8° sur la K-serie)			 Angle de dossier BA
DSA2520	☐	78° avec l'assise (correspond avec la position -4° sur la K-serie)			
DSA2540	◆	82° avec l'assise (correspond avec la position 0° sur la K-serie)			
DSA2560	☐	86° avec l'assise (correspond avec la position +4° sur la K-serie)			
DSA2580	☐	90° avec l'assise (correspond avec la position +8° sur la K-serie)			
ASSISE					
ASSISE ERGONOMIQUE					  2600
UN1673622	☐	Assise ergonomique		500,00	
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DSA2600	◆	Standard			
DSA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DSA2620	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale		200,00	
DSA2630	☐	Revêtement "Light"		44,00	
DSA2640	☐	Plaque de chaise solide avec 2 bandes scratch sur les côtés	revêtement d'assise standard inclus	135,02	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					 2700  2710  2720
USA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	
USA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
USA2604	☐	BLEU		175,00	
USA2605	☐	BLANC		175,00	
USA2606	☐	ROUGE		175,00	
USA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DSA2700	☐	Standard	60 mm double mousse avec couche supérieure en mousse viscoélastique	104,50	
DSA2710	☐	Flotech Lite, hauteur 78 mm		125,00	
DSA2720	☐	MatrX Libra, hauteur 83 mm	Pas avec ST 385 mm ou SB 340 mm; SB 360 mm seulement avec ST 410 mm et 435 mm	543,18	
ACCESSOIRES LIRBA					
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,52	
DSA2820	☐	Cale angle		15,52	
DSA2830	☐	Coussin d'abduction		15,52	
DSA2840	☐	Cale latérale		15,52	
DSA2850	☐	Cale antérieure		15,52	
SEAT RIGIDIZER					 3200
DSA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
REPOSE-PIEDS					
DSA3200	◆	Tube fixe, Aluminium	UNIQUE ANODISATION POSSIBLE		 3200
DSA3210	☐	Tube fixe, Titanium		341,00	
DSA3220	☐	Carbone, réglable en angle		292,55	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SOCLE PLASTIQUE VISSÉ POUR REPOSE-PIEDS					
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe)		77,00	
TALONNIERES / SANGLE-MOLLETS					
DSA3300	☐	Positionnée autour du châssis			
DSA3305	☐	Positionnés derrière les potences		44,00	
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DSA3410	◆	Protège-vêtements en carbone, fixes			
DSA3430	☐	Garde-boues en carbone, fixes	(NC : 6950, 7230)	340,00	
CHÂSSIS					
COLORIS DU CHÂSSIS					
DSA4000	◆	NOIR SPATIAL			
DSA4010	☐	GRIS ANTHRACITE			
DSA4020	☐	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)		
DSA4030	☐	ROUGE CARMIN			
DSA4040	☐	BLEU AZUR			
DSA4060	☐	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4100	☐	NOIR BRILLANT	(NC : 4190) Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4130	☐	GRIS ARGENT	(NC : 4190) Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4145	☐	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4150	☐	ROUGE RUBIS	(NC : 4190) Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4170	☐	ORANGE DYNAMITE	(NC : 4190) Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DSA4180	☐	VERT FORÊT	(NC : 4190) Délai de livraison suppl. de 10 jours		
USA4101	☐	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
USA4102	☐	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
USA4103	☐	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
USA4104	☐	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
USA4105	☐	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
USA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
VERNIS CERAMIQUE					
USA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique USA410*	550,00	
STYLE DE DÉCALCOMANIE					
DSA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DSA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DSA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD					
DSA4200	☐	NOIR			
DSA4210	☐	GRIS FONCE			
DSA4220	☐	GRIS CLAIR			
DSA4230	☐	ROUGE			
DSA4240	☐	BLEU			
DSA4250	☐	DORÉ			
USA4252	☐	JAUNE FLUO		195,00	
USA4253	☐	VERT FLUO		195,00	
USA4254	☐	ORANGE FLUO		195,00	
USA4255	☐	ROSE FLUO		195,00	
USA4256	☐	ROUGE FLUO		195,00	
USA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DSA0000)	Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DSA4300	☐	NOIR			
DSA4310	◆	ROUGE			
ROUES AVANT					
DSA5000	☐	3" SUPERSPORT			 5200 / 5250 / 5450 / 5500   5350  5050 / 5300
DSA5050	◆	4" EVERYDAY - bandage noir			
DSA5100	☐	4" CONFORT - bandage noir			
DSA5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DSA5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DSA5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DSA5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir			
DSA5350	☐	5" CONFORT - bandage noir			




BOLD




TAG

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DSA5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50
DSA5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DSA5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT				
USA5502	☐	ROSE FLUO		250,00
USA5504	☐	ORANGE		250,00
USA5506	☐	BLEU		250,00
USA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00
USA5508	☐	ROUGE		250,00
USA5509	☐	DORÉ		250,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT				
USA5510	☐	Roulements en céramique		345,00
ROUES ARRIÈRE				
SUPPORT DE ROUES ARRIÈRE				
USA6050	☐	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après		
POSITION (Distance X sur le dessin)				
DSA6100	☐	140 mm (position 1)		
DSA6110	☐	125 mm (position 2)		
DSA6120	☒	110 mm (position 3)		
DSA6130	☐	95 mm (position 4)		
DSA6140	☐	80 mm (position 5)		
CARROSSAGE DE L'AXE EN CARBONE				
DSA6200	☐	0°	(NC: 6500)	
DSA6210	☒	3°		
DSA6220	☐	6°	(NC : 6950)	
AXE QUAD RELEASE				
DSA6300	☐	Tetra Clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DSA6410	☒	24"		
DSA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
TYPES DES ROUES				
DSA6500	☐	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC : All Handrims, 6900, 6910)	
DSA6510	☒	24" Kuschall Starec, rayons croisés	Version noir en 24"	
DSA6520	☐	24", 25" High Performance		420,00
DSA6550	☐	24", 25" Spinergy LXX	(NC : 6910)	750,00
USA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900, 7910)	1.300,00
USA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
USA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900, 7910)	1.450,00
USA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY				
USA6557	☐	BLEU		399,00
USA6558	☐	DORÉ		399,00
USA6559	☐	VERT		399,00
USA6560	☐	ORANGE		399,00
USA6561	☐	ROUGE		399,00
USA6562	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY				
USA6563	☐	BLEU		399,00
USA6564	☐	DORÉ		399,00
USA6565	☐	GRIS		399,00
USA6566	☐	VERT		399,00
USA6567	☐	ORANGE		399,00
USA6568	☐	ROUGE		399,00
USA6569	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY				
USA6570	☐	BLEU		150,00
USA6571	☐	VERT		150,00

 6300

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
USA6572	☐	ORANGE		150,00	 6600
USA6573	☐	ROSE FLUO		150,00	
USA6574	☐	ROUGE		150,00	
USA6575	☐	VIOLET		150,00	
USA6576	☐	BLANC		150,00	
USA6577	☐	JAUNE		150,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE					
USA6579	☐	Roulements en céramique		299,00	 6630
TYPES DES PNEUS					
DSA6600	☒	24" x 1" Maxxis Lite Guard			 6700 6710
DSA6625	☐	24", 25" x 1" Maxxis Alpha Protect		100,00	
DSA6630	☐	24" x 1" MBL Speedlite	V-guard résistant à la perforation	100,00	
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)					
DSA6700	☐	24" SUPERGRIPP, distance 30 ou 40 mm		222,24	 6790 6760
DSA6710	☐	24" Acier poli, distance 30 mm		126,50	
DSA6720	☐	24" Titane, distance 30 mm		357,50	
DSA6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		341,70	 6720
DSA6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70	
DSA6760	☐	24" CARBOLIFE CURVE L, distance 30 mm		311,10	
DSA6770	☐	24" CARBOLIFE QUADRO, distance 30 mm		413,10	 6740
DSA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10	
DSA6780	☒	24", 25" LIGHT ALU, gris, distance 30 mm			
DSA6790	☐	24", 25" LIGHT ALU, noir, distance 30 mm			
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE) Pas possible avec roues Spinergy LXX					
DSA6900	☐	24" Transparent		165,00	
DSA6910	☐	24" Noir, küsch		165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DSA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion albertwion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement pour roues 24"	800,00	
UNIQUE - KITS ANODISATION					
USA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00	
USA6961	☐	KIT 2: Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series), brides de frein		599,00	
USA6962	☐	KIT 3: Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series), brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		699,00	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION					
USA6963	☐	ROUGE			
USA6964	☐	VIOLET			
USA6965	☐	CUIVRE			
USA6966	☐	VERT			
USA6967	☐	ORANGE			
USA6968	☐	DORÉ			
USA6969	☐	CHAMPAGNE			
USA6970	☐	ROSE FLUO			
USA6971	☐	BLEU			
USA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR			

SÉCURITÉ

FREINS					 7250
DSA7210	☒	Standards à pousser leviers courbés			
DSA7230	☐	Freins Performance		88,00	
DSA7240	☐	Freins actifs (ciseaux)	Non combinable avec SD385-410 mm et roue arrière position 1 ou position 2, non combinable avec des roues 25"	60,50	
DSA7250	☐	Actifs légers		132,00	
SYSTÈME ANTI-BASCULE					 7500 / 7520
DSA7500	☐	Anti-bascule droite		212,62	
DSA7510	☐	Anti-bascule gauche		212,62	
DSA7520	☐	Anti-bascule aux deux côtés		425,24	
CEINTURE DE SÉCURITÉ					Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm 
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00	
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00	
DSA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CATADIOPTRES					
DSA7900	☐	Montés		22,00	
DSA7910	☐	Non-montés		22,00	
ACCESSOIRES					
DSA8010	☐	Protection pour châssis avant "küschall"		49,50	
DSA8500	☐	Pompe	Livré non fixé avec une largeur d'assise de 340 mm	27,50	
DSA8550	☐	Kit d'outils		16,50	
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière		104,50	
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport		825,00	
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		180,00	
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		120,00	