



Alber[®] E-Motion[®] M25



NOUVEAU 100% LPPR !

**Assistance électrique
à la propulsion**

NOUVEAU

L'option Kit de fixation + Installation
du kit + Roulettes anti-bascule Alber
est OFFERTE sur toute la gamme
Küschall

Pack Mobility Plus

Vitesse jusqu'à 8,5 km/h

Régulateur de vitesse

Pilotage à distance

Prix Public TTC (LPP/PLV)

3 500,00 €

Forfait SAV4 batterie : 350,00 €
(Code LPPR 4891384)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

E-MOTION[®]

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 
Référence d'achat :	Force de poussée de 40 Nm
Code client :	Chargeur avec connexions magnétiques
Cachet du distributeur :	Compatible pour le transport aérien
	Connecté avec bluetooth et application gratuite
	Autonomie jusqu'à 25 km
	Poids maximum de l'utilisateur : 150kg
	Poids : 7,8 kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage de la référence 1467178 (kit de fixation complet) réalisé obligatoirement par Invacare [®] ou prestataire formé et agréé par Invacare
	Les roues E-Motion M25 peuvent être adaptées sur des fixation twion et E-Motion M15 (changement de platine obligatoire)
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix	
alber® E-Motion® M25				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
E-motion® M25						
1592520	☐	alber e-motion® M25 - Roues 22" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Roulettes anti-basculage obligatoires - Code LPPR 4321630	NC : 1565894	2 951,66	3 114,00	3 500,00
				+6,35 € HT d'éco-participation		
1592521	☐	alber e-motion® M25 - Roues 24" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Roulettes anti-basculage obligatoires - Code LPPR 4321630		2 951,66	3 114,00	3 500,00
				+6,35 € HT d'éco-participation		
1592522	☐	alber e-motion® M25 - Roues 25" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Roulettes anti-basculage obligatoires - Code LPPR 4321630		2 951,66	3 114,00	3 500,00
				+6,35 € HT d'éco-participation		
OPTIONS IMPORTANTES						
1467178	☐	Kit complet de fixations pour roues e-motion M25		271,09	286,00	
1584856-EM	☐	Installation du kit complet de fixation pour roues e-motion par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		94,79	100,00	
	☐	Platines support de roues coudées ou droites - la paire (si mise à jour d'un fauteuil équipé d'un e-motion M15)		○	○	
ACCESSOIRES DUODRIVE						
1594452	☐	Télécommande DuoDrive en remplacement de la télécommande ECS (à commander impérativement en même temps que la motorisation) Nouveau: Fonction Reset de télécommande DuoDrive		938,39	990,00	Sur devis*
				+6,35 € HT d'éco-participation		
1594452 + 1592486	☐	Télécommande DuoDrive en complément de la télécommande ECS (à commander impérativement en même temps que la motorisation) Nouveau: Fonction Reset de télécommande DuoDrive		1 412,32	1 490,00	Sur devis*
				+6,35 € HT d'éco-participation		
OBLIGATOIRE POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ :						
Fauteuil Invacare® (Action®, Rea®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper - Numéro de série :						 Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !
Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.						
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.						
Attention : Paire de roulettes anti-basculage d'origine ou alber obligatoires. Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.						NOUVEAU : 1 mois d'essai offert !
App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! Inclus : quatre profils de conduite au choix, affichage de la batterie, de la vitesse et des kilomètres, enregistrement des trajets parcourus, déchargement automatique des batteries (transport aérien), espace de réglage des paramètres de conduite pour les professionnels Disponible sur App Store et Play Store						
Pack Mobility Plus - Android et IOS Vitesse max. 8,5 km/h, Cruise Mode (régulateur de vitesse), pilotage à distance du fauteuil, fonction de programmation de la télécommande ECS				Disponible sur App Store ou Play Store! 299,99 € TTC pour IOS et 304,99 € TTC pour Android		

alber® E-Motion® M25				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
1593206	☐	Béquilles pour retirer les roues motorisées (fonction roulettes anti-bascule)	Obligatoire si les roulettes anti-basculs du fauteuil manuel sont incompatibles	559,24	590,00	Sur devis*	 1593206
1592972	☐	Axe tétra à démontage rapide des roues (paire)		164,93	174,00	Sur devis*	
1457743	☐	Supports pour anti-bascule (uniquement lorsque 1593206 commandées sans e-motion® M25)		162,09	171,00		
Pneumatiques, la paire							
	☐	Pneumatiques Schwalbe Righrun noirs		◆	◆		 1565894  1592532  1592533
1565894	☐	Pneumatiques Schwalbe Marathon Plus Evolution , noirs, protection anti-crevaillon SmartGuard		80,57	85,00	Sur devis*	
1592532	☐	Bandage Pro Speed 1", noir (+300g par roue)	NC : 1592520, 1592522	135,55	143,00	Sur devis*	
1592533	☐	Pneumatiques 1" 3/8 avec insert anti-crevaillon, noir (+500g par roue)	NC : 1592522	135,55	143,00	Sur devis*	
Mains-courantes - la paire							
	☐	Mains-courantes acier inoxydable		◆	◆		 1592527  1592528  1592529
1592527	☐	Mains-courantes acier inoxydable avec revêtement anti-dérapant (+250g par roue)	NC : 1592522	283,41	299,00	Sur devis*	
1592528	☐	Mains-courantes Carbolife Curve L , aluminium noires	NC : 1592520	616,11	650,00	Sur devis*	
1592529	☐	Mains-courantes Carbolife Quadro Tetra Gripp , aluminium	NC : 1592520, 1592522	710,90	750,00	Sur devis*	
Revêtement de mains-courantes, pour mains-courantes standard acier inoxydable - la paire							
1592425	☐	Grips anti-dérapant amovible, roue 22", à l'unité (la paire)		189,57	200,00	Sur devis*	 1592425 1592421 1592426
1592421	☐	Grips anti-dérapant amovible, roue 24", à l'unité (la paire)		189,57	200,00	Sur devis*	
1592426	☐	Grips anti-dérapant amovible, roue 25", à l'unité (la paire)		189,57	200,00	Sur devis*	
Protège-rayons - la paire							
1592266	☐	Protège-rayons 22" Design "Comic", à l'unité (la paire)		236,97	250,00	Sur devis*	 1952268 1592269
1592268	☐	Protège-rayons 24" Design "Sphere", à l'unité (la paire)		236,97	250,00	Sur devis*	
1592269	☐	Protège-rayons 25" Design "Sphere", à l'unité (la paire)		236,97	250,00	Sur devis*	
1592553	☐	Protège-rayons 24" transparent, à l'unité (la paire)		236,97	250,00	Sur devis*	
Autres options							
1593388	☐	Support aimanté pour télécommande ou smartphone (Adaptateur smartphone non inclus)		236,97	250,00	Sur devis*	 1593388  1592485
1592485	☐	Housse de protection télécommande ECS		85,31	90,00	Sur devis*	
1467780	☐	Patins de freins rallongés	Obligatoire dans certaines configurations de fauteuil	85,31	90,00	Sur devis*	
1591362	☐	Axe pour transport des roues		85,31	90,00	Sur devis*	 1591362
1565005	☐	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine	Pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.	331,75	350,00	Sur devis*	
* code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							