

alber® e-motion® M25



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Montage par prestataires formés ou par Invacare



alber® E-MOTION® M25

Assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel standard, actif et de confort



Descriptif

- Plus léger : à partir 7,8 kg la roue
- Plus puissant : force de poussée de 40 Nm
- Plus robuste : poids max utilisateur de 150 kg
- Connecté avec **bluetooth** et application gratuite
- Chargeur avec connexions magnétiques
- Encore plus d'innovation et de fonctionnalités avec le Pack **Mobility Plus**, notamment:
 - Vitesse jusqu'à 8,5 km/h
 - Régulateur de vitesse
 - Pilotage à distance

- Montage de la référence 1467178 (kit de fixation complet) réalisé obligatoirement par *Invacare® ou prestataire formé et agréé par Invacare*
- Les roues *E-Motion M25* peuvent être adaptées sur des fixation *twion* et *E-Motion M15* (changement de platine obligatoire)
- Garantie 2 ans inclus batteries, hors pièces d'usure.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
			Prix Public	LPPR*		
			HT	TTC		
E-motion® M25						
1592520	<input type="checkbox"/> alber e-motion® M25 - Roues 22" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Code LPPR 4321630	NC : 1565894	7 016,11	7 402,00	2 187,03	<p>Une solution idéale pour personnes âgées en perte de mobilité et d'autonomie !</p>
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
1592521	<input type="checkbox"/> alber e-motion® M25 - Roues 24" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Code LPPR 4321630		7 016,11	7 402,00	2 187,03	
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
1592522	<input type="checkbox"/> alber e-motion® M25 - Roues 25" - 6 km/h - Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier inoxydable - Télécommande ECS incluse pour contrôle des fonctions - Code LPPR 4321630		7 016,11	7 402,00	2 187,03	
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
1594452	<input type="checkbox"/> Télécommande DuoDrive en remplacement de la télécommande ECS (à commander impérativement en même temps que la motorisation)		402,84	425,00		
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
1594452 + 1592486	<input type="checkbox"/> Télécommande DuoDrive en complément de la télécommande ECS (à commander impérativement en même temps que la motorisation)		805,69	850,00		
			+ 1,67 € HT d'éco-participation			
OPTIONS IMPORTANTES						
1467178	<input type="checkbox"/> Kit complet de fixations pour roues e-motion M25/Twion		271,09	286,00		<p>1565787</p> <p>1565788</p> <p>1593206</p>
1584856-EM	<input type="checkbox"/> Installation du kit complet de fixation pour roues e-motion par Invacare (Obligatoire) (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		323,22	341,00		
	<input type="checkbox"/> Platinas support de roues coudées ou droites - la paire (Offertes si mise à jour d'un fauteuil équipé d'un e-motion M15)		○	○		
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule noires avec béquille (Obligatoires si RAB d'origine absentes du FRM)		355,45	375,00		

alber® E-MOTION® M25	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	TTC

POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ :

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !

Fauteuil Invacare® (Action®, Rea®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le **numéro de série du fauteuil à équiper** - Numéro de série :

Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.

Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.

Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires.

Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.











App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone !
Inclus : quatre profils de conduite au choix, affichage de la batterie, de la vitesse et des kilomètres, enregistrement des trajets parcourus, déchargement automatique des batteries (transport aérien), espace de réglage des paramètres de conduite pour les professionnels
Disponible sur App Store et Play Store

Pack Mobility Plus - Android et IOS
inclus : une vitesse maximale de 8,5 km/h, Cruise Mode (un véritable régulateur de vitesse), pilotage à distance du fauteuil, fonction de programmation de la télécommande ECS
Achat directement par l'utilisateur dans l'App Store ou Play Store
(application désormais disponible)

Achat directement depuis votre Smartphone !
299,99 € TTC pour IOS et 304,99 € TTC pour Android

NOUVEAU :
1 mois d'essai offert !




OPTIONS

1592972	<input type="checkbox"/>	Goupilles pour démontage rapide des roues (paire)		109,95	116,00		
1457743	<input type="checkbox"/>	Supports pour anti-basculer (uniquement lorsque RAB 1593206 commandées sans e-motion® M25)		162,09	171,00		
Pneumatiques, la paire							
	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques Schwalbe Rightrun noirs		◆	◆		
1565894	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques Schwalbe Marathon Plus Evolution , noirs, protection anti-crevaison SmartGuard		68,25	72,00		
1592532	<input type="checkbox"/>	Bandage Pro Speed 1" , noir (+300g par roue)	NC : 1592520, 1592522	135,55	143,00		
1592533	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques 1" 3/8 avec insert anti-crevaison, noir (+500g par roue)	NC : 1592522	26,54	28,00		
Mains-courantes - vendus par 2 si pris avec la motorisation							
	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes acier inoxydable		◆	◆		
1592527	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes acier inoxydable avec revêtement anti-dérapant (+250g par roue)	NC : 1592522	189,57	200,00		
1592528	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes Carbolife Curve L , aluminium noires	NC : 1592520	431,28	455,00		
1592529	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes Carbolife Quadro Tetra Gripp , aluminium	NC : 1592520, 1592522	497,63	525,00		
Revêtement de mains-courantes, pour mains-courantes standard acier inoxydable - vendus par 2 si pris avec la motorisation							
1592425	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 22", à l'unité Quantité souhaitée		66,35	70,00		
1592421	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 24", à l'unité Quantité souhaitée		66,35	70,00		
1592426	<input type="checkbox"/>	Grips anti-dérapant amovible, roue 25", à l'unité Quantité souhaitée		66,35	70,00		
Protège-rayons - vendus par 2 si pris avec la motorisation							
1592266	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" Design "Comic", à l'unité Quantité souhaitée		77,73	82,00		
1592268	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" Design "Sphere", à l'unité Quantité souhaitée		77,73	82,00		
1592269	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 25" Design "Sphere", à l'unité Quantité souhaitée		77,73	82,00		
1592553	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent, à l'unité Quantité souhaitée		77,73	82,00		

1592528 1592529

1592425
1592421
1592426

1952266 1952268
1592269

alber® E-MOTION® M25			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Autres options					
1592523	<input type="checkbox"/>	Extension de garantie de 12 mois supplémentaires sur le pack batteries au Lithium-ion	143,13	151,00	
1593388	<input type="checkbox"/>	Support aimanté pour télécommande ou smartphone (Adaptateur smartphone non inclus)	180,09	190,00	 1593388
1592485	<input type="checkbox"/>	Housse de protection télécommande ECS	56,87	60,00	
1467780	<input type="checkbox"/>	Patins de freins rallongés	42,65	45,00	
1591500	<input type="checkbox"/>	Goupilles pour démontage rapide des roues, la paire	94,79	100,00	
1591362	<input type="checkbox"/>	Axe pour transport des roues	56,87	60,00	
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine CONSEIL : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.	215,17	227,00	 1592485 1591362