



Yes, you can.®



Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

KÜSCHALL K-SERIES CE

Manuele Actief Rolstoel met vast frame en neerklapbare rug

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Datum : _____

Referentie: _____

Dealer: _____

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs


CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ DDA0067	KÜSCHALL K-SERIES	2.264,78
DDA0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen! Op aanvraag
OPTIEPAKKETTEN		Wanneer een optiepakket gekozen werd, moeten de opties niet meer apart aangeduid worden!
DDA2000	Carbon package: Carbon frame 75° - Carbon voetplaat - Carbon as (+150g)	1.051,31
DDA2001	Titanium package: Titanium frame, rug en voetsteun (-225g)	Niet met SB 320mm 1.892,37
DDA2002	Light package 1: Titanium rug en voetsteun - Carbon as (-305g)	Niet met SB 320mm 946,18
DDA2003	Light package 2: Titanium rug en voetsteun - Carbon as - Zit- en rugbekleding "Light" (-720g)	Niet met SB 320mm 1.051,31
DDA2004	Light package 3: Titanium rug en voetsteun - Carbon as - Zit- en rugbekleding "Light"- Spinegy LXX - Schwalbe ONE banden en actieve remmen(-1560g)	Niet met SB 320mm 1.745,18
ZITOPTIES		
FRAME: MATERIAAL / HOEK / TYPE		
◆ DDA0284	75° frame - Aluminium (toelopen)	
DDA0285	75° frame - Aluminium - Adductie voorframe	
DDA0286	75° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopen)	69,85
DDA0287	75° frame - Titanium (toelopen)	1.124,55
DDA0288	75° frame - Carbon (toelopen)	697,40
DDA0289	90° frame - Aluminium (toelopen)	Niet met 5" voorwielen
DDA0290	90° frame - Aluminium - Adductie voorframe	Niet met 5" voorwielen 92,76
DDA0291	90° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopen)	Niet met 5" voorwielen
DDA0292	90° frame - Titanium (toelopen)	Niet met 5" voorwielen 1.136,00
ZITBREEDTE (SB)		
DDA0122	320 mm	niet mogelijk met MatrX kussens en ruggen, naspanbare zit en titanium rug
DDA0124	340 mm	Niet mogelijk met matrX kussens en ruggen
DDA0126	360 mm	
DDA0128	380 mm	
◆ DDA0130	400 mm	
DDA0132	420 mm	
DDA0134	440 mm	Niet met light zit- en rugbekleding
DDA0136	460 mm	Niet met light zit- en rugbekleding
DDA0138	480 mm	niet met MatrX MX2 rug en Elite standaard hoogte 360mm; niet met light zit- en rugbekleding
DDA0140	500 mm	niet met MatrX MX2 rug en Elite standaard hoogte 360mm; niet met light zit- en rugbekleding
ZITDIEPTE (ST)		
DDA0411	350 mm	Niet met verlengd frame, matrX kussens of zitpositie 1/2



Adductie frame




	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	DDA0414	375 mm	Niet met verlengd frame of matrX kussens
◆	DDA0417	400 mm	Niet met verlengd frame
	DDA0420	425 mm	
	DDA0423	450 mm	Niet met Light zitbekleding
	DDA0426	475 mm	Enkel met +50 mm Aluminium frame; niet met light zitbekleding
	DDA0429	500 mm	Enkel met +50 mm Aluminium frame; niet met light zitbekleding
	DDA0432	525 mm	Enkel met +50 mm Aluminium frame; niet met light zitbekleding
ZITPOSITIE (SP)			1 is de minst stabiele en 5 is de meest stabiele positie
	DDA0461	Positie 1 = 140 mm	Niet met zitdiepte 350mm
	DDA0462	Positie 2 = 125 mm	Niet met zitdiepte 350mm
◆	DDA0463	Positie 3 = 110 mm	
	DDA0464	Positie 4 = 95 mm	
	DDA0465	Positie 5 = 80 mm	
RUGHOOGTE (RH)			
	DDA0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug	Altijd kiezen voor matrX rug
	DDA0548	RH 270 mm	Niet met hoogte instelbare duwhandvaten opbouw; buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten
	DDA0580	RH 285 mm	Buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten
	DDA0550	RH 300 mm	Buisvormige armleggers enkel mogelijk met standaard duwhandvaten of zonder duwhandvaten
	DDA0503	RH 315 mm	
	DDA0506	RH 330 mm	
	DDA0509	RH 345 mm	
	DDA0512	RH 360 mm	Niet met rugbekleding "light"
◆	DDA0514	RH 375 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0516	RH 390 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0518	RH 405 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0520	RH 420 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0522	RH 435 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0524	RH 450 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0526	RH 465 mm	Niet met rugbekleding "light"
	DDA0528	RH 480 mm	Niet met rugbekleding "light"
ZIE TABEL OP DE LAATSTE PAGINA VOOR GEDETAILEERDE INFO OVER (SHv), (UL) EN KEUZE VAN DE ACHTERWIELEN			
ZITHOOGTE VOOR (SHv)			
	DDA0847	SHv 450 mm	Enkel met standaard aluminium frame! Niet met 5" voorwielen
	DDA0848	SHv 460 mm	Enkel met standaard aluminium frame! Niet met 5" voorwielen
	DDA0849	SHv 470 mm	Enkel met standaard aluminium frame! Niet met 5" voorwielen
	DDA0850	SHv 480 mm	
	DDA0851	SHv 490 mm	
◆	DDA0852	SHv 500 mm	
	DDA0853	SHv 510 mm	
	DDA0854	SHv 520 mm	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)			
	DDA0944	SHh 390 mm	Niet met 25" en 26" achterwielen
	DDA0945	SHh 400 mm	Niet met 26" achterwielen
	DDA0946	SHh 410 mm	
	DDA0947	SHh 420 mm	
◆	DDA0948	SHh 430 mm	



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDA0949	SHh 440 mm		
DDA0950	SHh 450 mm		
DDA0951	SHh 460 mm		
DDA0952	SHh 470 mm		
DDA0953	SHh 480 mm		
DDA0954	SHh 490 mm		
ONDERBEENLENGTE (UL)		Voor 75°: UL < SHv -30mm; voor 90°: UL < SHv -40mm	
Voor een UL < 390mm en afhankelijk van de configuratie kan de voetplaat hooggemonteerd zijn!			
DDA1670	UL 290 mm	DDA1680	UL 390 mm
DDA1671	UL 300 mm	DDA1681	UL 400 mm
DDA1672	UL 310 mm	DDA1682	UL 410 mm
DDA1673	UL 320 mm	DDA1683	UL 420 mm
DDA1674	UL 330 mm	◆ DDA1684	UL 430 mm
DDA1675	UL 340 mm	DDA1685	UL 440 mm
DDA1676	UL 350 mm	DDA1686	UL 450 mm
DDA1677	UL 360 mm	DDA1687	UL 460 mm
DDA1678	UL 370 mm	DDA1688	UL 470 mm
DDA1679	UL 380 mm	DDA1689	UL 480 mm
RUG			
MATERIAAL VAN HET RUGFRAME			
◆ DDA0730	Aluminium		
DDA0731	Titanium	Niet mogelijk met lagere ronde rugbuis of rechte rugbuis en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw of SB 320mm	537,08
RUGBUIS			
◆ DDA0770	Standaard rug	Niet met hoogte instelbare geïntegreerde duwhandvatten	
DDA0772	Rug met lagere ronde rugbuis	Enkel zonder rugbekleding en voor MatrX rug; niet voor titanium rugbuizen	
DDA0773	Rug met rechte rugbuis	Enkel zonder rugbekleding en voor MatrX MX2 rug (niet de andere); niet voor titanium rugbuizen	
RUGBEKLEDING			
DDA0721	Rugbekleding "Light"	Niet met in hoogteverstelbare duwhandvatten; SB>420/RH>345mm	108,02
◆ DDA0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding		
DDA0735	Aeroback, naspanbaar		60,69
DDA0769	Zonder rugbekleding	Enkel in combinatie met 0772 of 0773	
MATR X RUGGEN		Extra levertijd	
DDA0764	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	Niet voor SB<360mm en SB >460mm	939,04
DDA0765	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	Niet voor SB<360mm en SB >460mm	939,04
DDA0766	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	Niet voor SB<360mm en SB >460mm	939,04
DDA0767	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	Niet voor SB<360mm en SB >460mm	939,04
DDA0757	Elite Deep, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 320-340mm	774,46
DDA0761	Elite Standard, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 320-340mm	654,52
DUWHANDVATTEN			
◆ DDA0750	Zonder duwhandvatten		
DDA0751	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug	111,08
DDA0702	Vaste duwhandvatten, lang	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug	111,08
DDA0703	Hoogteverstelbare duwhandvatten/opbouw	Niet met lagere ronde of rechte rugbuis/niet met RH 270mm/ niet met titanium rug/niet met light bekleding/niet met RH 285 tot 330mm in combinatie met buisvormige armleggers	244,52

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = ULpat - SK$$



matrx
SEATING SERIES

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen			
	DDA0704	Inklapbare duwhandvatten	Niet met RH 315 tot 330mm in combinatie met buisvormige armleggers; niet mogelijk met lagere ronde rugbuis			244,52
	DDA0733	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	Niet met standaard rug (0770)			244,52
RUGHOEK (RW)						
	DDA0707	74° met de zitting				
	DDA0718	78° met de zitting				
◆	DDA0709	82° met de zitting				
	DDA0719	86° met de zitting				
	DDA0711	90° met de zitting				
ZITTING						
ZITBEKLEDING						
◆	DDA0610	Standaard				
	DDA0615	"Light" zitbekleding				32,77
	DDA0611	Naspanbaar met één centrale velcroband	niet mogelijk met zitdiepte 525 mm			97,18
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING			Aan te brengen onder de zitting			
	DDA0616	Klein				36,65
	DDA0617	Groot				36,65
TASJE ZIT						
	DDA0606	Zittasje, click-in en afneembaar				83,61
ZITKUSSENS						
	DDA0600	Standaard zitkussen	60 mm dubbel schuim met visco toplaag			92,07
	DDA0662	MatrX Libra kussen				432,92
	DDA0663	MatrX Vi kussen				418,20
VOETSTEUN						
TYPE VOETSTEUN			Niet mogelijk met voetplaat!			
◆	DDA1508	Vaste buis, Aluminium				
	DDA1509	Vaste buis, Titanium	niet met hoog gemonteerde voetsteun			301,61
	DDA1513	Met afdekplaat op de voetbuis	Enkel met vaste buis			69,09
	DDA1570	Carbon, hoekverstelbaar				265,28
	DDA1515	Zijdelings opklapbare voetplaat, hoekinstelbaar	Niet mogelijk met voetplaat hoog gemonteerd; toelopen voorframe en titanium frame; ZB 480 mm en 500mm			464,53
KLEDINGBESCHERMERS						
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN						
◆	DDA1401	Carbon kledingbeschermers				
	DDA1408	Carbon spatborden	Niet met armsteunen			306,16
ARMSTEUNEN			Niet mogelijk met spatborden!			
	DDA1416	Hoogteverstelbaar; kort	Niet met spatborden en met SHh<420mm			153,11
	DDA1421	Hoogteverstelbaar; lang	Niet met spatborden en met SHh<420mm			153,11
ARMLEGGERS						
	DDA1411	Buisvormige armlegger; hoogteverstelbaar; afneembaar; wegklapbaar; met armpad	Niet met wegklapbare duwhandvatten in combinatie met RH < 315mm of hoogte instelbare handvatten opbouw; niet met Alber e-motion/twion			293,89
FRAME						
STANDAARD FRAMEKLEUREN			Niet voor carbon en titanium frame!			
	DDA0300	Glossy black		DDA0366	Dynamite orange	
	DDA0354	Night shimmer		DDA0367	Atomic violet	
	DDA0302	Royal blue		DDA0368	Nitro pink	
	DDA0303	Royal red		DDA0358	Smokey Grey	
	DDA0350	Purple fire		DDA0356	Ivory White	
	DDA0315	Silver grey	◆	DDA0314	Black matt	
	DDA0365	Mercury blue		DDA0359	Flashy Yellow	
				DDA0370	Matt red	20,41



0606



0617



1509

1401



1408



1416/21

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
		DDA0371	Caramel bronze 20,41
FRAME KLEUR, POLISHED			
DDA0310	Mirror natural	Niet voor carbon en titanium frame!	204,14
FRAME KLEUR NEON		Niet voor carbon of titanium frame	
DDA0372	Neon groen	5 dagen extra levertijd	255,18
DDA0373	Neon geel	5 dagen extra levertijd	255,18
DDA0374	Neon roze	5 dagen extra levertijd	255,18
DDA0375	Neon rood	5 dagen extra levertijd	255,18
COLOUR-POWER-SET		4" of 5" Starec wielen niet inbegrepen! Lichte kleurnuances zijn mogelijk!	
DDA0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		255,18
DDA0334	Colour-Power-Set b-blue		255,18
DDA0329	Colour-Power-Set comet red		255,18
DDA0336	Colour-Power-Set arctic blue		255,18
DDA0337	Colour-Power-Set copper glaze		255,18
DDA0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel: hoepel enkel beschikbaar in zwart als CPS is gekozen	255,18
DDA0339	Colour-Power-Set champagne		255,18
DDA0340	Colour-Power-Set olive		255,18
VOORWIELEN			
VOORWIELEN			
DDA0800	3" Supersport		
DDA0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Met zwart rubber!	
DDA0860	4" Comfort wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Met zwart rubber!	
DDA0803	4" Starec techno-anthracite		150,08
DDA0825	4" Starec champagne		150,08
DDA0826	4" Starec olive		150,08
DDA0808	4" Starec comet red		150,08
DDA0830	4" Starec copper glaze		150,08
DDA0831	4" Starec arctic blue		150,08
DDA0807	4" Starec b-blue		150,08
DDA0809	4" Starec black		150,08
DDA0861	4" Starec chrome		150,08
DDA0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDA0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
DDA0810	5" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met SHv<480mm en 90° frame	
◆ DDA0863	5" Comfortwiel met zwart rubber (nieuw model)	Niet met SHv<480mm en 90° frame	
DDA0813	5" Starec techno anthracite	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0827	5" Starec champagne	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0828	5" Starec olive	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0818	5" Starec comet red	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0832	5" Starec arctic blue	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0833	5" Starec copper glaze	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0817	5" Starec b-blue	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0819	5" Starec black	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0862	5" Starec chrome	Niet met SHv<480mm en 90° frame	150,08
DDA0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDA0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
ACHTERWIELEN			
OAD		Niet met vario-as, carbon as, spaakbeschermers, tetraclip en 3°/6° camber	
DDA1118	Rechts ("Light" wiel 7bar en alu hoepel)		865,84
DDA1119	Links ("Light" wiel 7bar en alu hoepel)		865,84




0338

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ACHTERWIELBEVESTIGING			
◆	DDA0250	Standaard wielpositie	
	DDA0248	Korte achterwielverlenging	Enkel positie 1, 2 en 3/ Niet met carbon of titanium frame of asbuis/ Niet met SHh < 410 mm
	DDA0251	Achterwielverlenging	Niet met carbon en titanium frame! Niet met SHh < 410 mm!
TYPE 1e AS			
	DDA0276	Vario-as met instelbare camber 1 / 3/ 7/ 10°	Met 10° camberinstelling enkel actieve remmen/niet met OAD of Alber Emotion/Twion
◆	DDA0277	Standaard as	
	DDA0278	Carbon as	Niet met achterwielverlenging en met Emotion/Twion/ Niet met OAD
POSITIE 1e AS			
	DDA0263	1e positie van vooraan	
	DDA0264	2e positie van vooraan	
	DDA0265	3e positie van vooraan	
	DDA0266	4e positie van vooraan	
	DDA0267	5e positie van vooraan	
CAMBER 1e AS			
	DDA0270	0° camber	
◆	DDA0271	3° camber	
	DDA0272	6° camber	Niet met Alber Emotion/Twion
TYPE 2e AS			
	DDA0252	Standaard as	Enkel met achterwielverlenging. Met een 2e as staat de 2e as steeds in positie 5!
	DDA0280	Vario-as met instelbare camber 1/ 3/ 7/ 10°	Niet met OAD
CAMBER 2e AS			
	DDA0270	0° camber	Maximaal 3° verschil met camber 1e as. Indien slechts 1 vario-as, 2e as 0° of 3°!
	DDA0271	3° camber	
	DDA0272	6° camber	Niet met Alber Emotion/Twion
QUAD RELEASE AS			
	DDA0909	Tetra Clip	Niet met naafrem of Spinergy LXX wielen
ACHTERWIEL MAAT			
◆	DDA0902	24"	
	DDA0925	25"	Niet met Starec wielen / Niet met spaakbeschermers
	DDA0903	26"	Niet met actieve remmen!
ACHTERWIEL TYPE			
◆	DDA0915	24", 26" küschall Starec wielen; gekruiste spaken	Velgen en naaf in CPS indien CPS geselecteerd!
	DDA0908	24" High Performance wielen	Naaf in CPS indien CPS geselecteerd/niet met volle banden
	DDA0918	25" High performance wielen	Naaf in CPS indien CPS geselecteerd/niet met volle banden
	DDA0913	24" Mountain Bike wielen (banden incl.)	Enkel met alu hoepels of Supergripp hoepels
	DDA0906	24" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart/ niet met volle banden of tetra clip
	DDA0912	25" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart/ niet met volle banden of tetra clip
	DDA0927	Wielen met geïntegreerde naafremmen	24 zilveren spaken; naaf en velgen zwart / niet met tetraclip; vario-as en volle banden
ALBER ADD ON KIT			
	DDA0926	Twion/emtion adapter met 2 Alber antitippers	Enkel met korte achterwielverlenging en in 1 positie; niet met buisvormige armleggers
ACHTERBANDEN			
◆	DDA1014	24", 25", 26" Schwalbe Righrun zwart/grijs	Niet voor mountainbike wielen en OAD



0251




0276



0278


CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DDA1002	24" Profiel band 7 bar	
DDA1004	24" Volle band, profiel, grijs	Niet met High Performance; LXX wielen en wielen met geïntegreerde naafremmen 58,84
DDA1006	24" Volle band, zwart (KIK Type)	Niet met High Performance; LXX wielen en wielen met geïntegreerde naafremmen 58,84
DDA1007	24" Volle band light, grijs	Niet met High Performance; LXX wielen en wielen met geïntegreerde naafremmen 58,84
DDA1013	24" Schwalbe Rightrun, blauw	K-guard puncture resistant 33,37
DDA1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant 100,88
DDA1010	24", 25", 26" Schwalbe "Marathon Plus"	Smartguard puncture protected 86,37
ANTI-LEK		Niet mogelijk met "Marathon Plus" banden!
DDA1020	Anti-lek binnenband bescherming	99,91
HOEPELS		
DDA1102	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm	191,73
DDA1104	24", 26" Staal polished, afstand 30mm	Niet met mountainbike wielen 108,00
DDA1106	24" Titanium, afstand 30mm	Niet met mountainbike wielen 318,14
DDA1107	24" Titanium, afstand 40mm	Niet met mountainbike wielen 318,14
◆ DDA1113	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs	
DDA1114	24", 25", 26" Alu Light, afstand 40mm, grijs	
DDA1117	24", 25", 26" Alu Light, afstand 40mm, zwart	133,01
DDA1122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm	326,62
DDA1121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm	398,02
SPAAKBESCHERMERS		
DDA1200	24", 26" transparant	146,72
DDA1202	24" küsch zwart	Niet voor Spinergy LXX en Mountainbike 146,72
DDA1208	24" Transparant met küschall in witte letters	146,72
VEILIGHEID		
REMMEN		
◆ DDA1300	Standaard, gebogen hendel	
DDA1302	Performance remmen	Niet met vario-as 76,03
DDA1303	Actieve remmen (schaarremmen)	niet met 26" achterwielen 22,84
DDA1399	Zonder remmen, wanneer men kiest voor de wielen met naafremmen	
VEILIGHEIDSOPTIES		
REMVERLENGERS		
		Enkel voor standaard remmen, gebogen hendel
DDA1310	Remverlenger voor standaard remmen met gebogen hendel	18,56
ANTI-KIP		
DDA1702	Anti-kip met buis, rechts	169,49
DDA1703	Anti-kip met buis, links	169,49
DDA1704	Anti-kip aan beide zijden met buis	338,97
VEILIGHEIDSGORDEL		
DDA1730	Bekkengordel	37,10
REFLECTOREN		
DDA1710	Gemonteerd	14,25
DDA1711	Bijgevoegd, niet gemonteerd	14,25
TRANSPORTKIT		Enkel met RH>400mm, alu frame en niet met MatrX ruggen
DDA1770	Transportkit, incl. gordel en labels	Fixatiesysteem niet inbegrepen! 41,24
STOKHOUDER NC met e-motion adapter; Niet aan dezelfde zijde als anti-tip		
DDA1706	rechts	86,76
DDA1707	links	86,76
DDA1719	beide zijden	153,11
ACCESSOIRES		
DDA1739	Voorframe beschermers "küschall"	Niet met carbon of titanium frame 43,94
DDA1744	Baggedragers op voorframe	Bijgeleverd 445,47
DDA1745	Drinkbushouder met drinkbus	Bijgeleverd 55,66
DDA1700	Transitwielen 3"	niet mogelijk met antitippers rechts en links/Alber Emotion/Twion 475,21
DDA1715	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 340mm! 10,21



1702 / 1703 / 1704



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDA1712	Uurwerk, rechts	Gemonteerd in balhoofd	106,42
DDA1713	Uurwerk, links	Gemonteerd in balhoofd	106,42
DDA1717	Tool kit		5,10
DDA1728	Tas voor wielen		64,48
DDA1734	24" Mountain bike wielen met tas		573,11

DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN

CUSTOMIZED MEASUREMENTS

SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

MYküschall**Omschrijving van de aanvraag**

CODE		Omschrijving			Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen					
Frame		24" rear wheels			25" rear wheels			26" rear wheels		
		SHv	UL(footrest)		SHv	UL(footrest)		SHv	UL(footrest)	
			Std. foottube	flip-up		Std. foottube	flip-up		Std. foottube	flip-up
Aluminium	75° Short	45	33-42	29-42	46	33-43	29-43	47	33-44	29-44
		46	34-43	30-43	47	34-44	30-44	48	34-45	30-45
		47	35-44	31-44	48	35-45	31-45	49	35-46	31-46
	75° Standard	48	37-45	33-45	49	37-46	33-46	50	37-47	33-47
		49	38-46	34-46	50	38-47	34-47	51	38-48	34-48
		50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49
	75° +5	50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49
		51	40-48	36-48	52	40-49	36-49	53	40-50	36-50
		52	41-49	37-49	53	41-50	37-50	54	41-51	37-51
	90° Short	45	33-41	29-41	46	33-42	29-42	47	33-43	29-43
		46	34-42	30-42	47	34-43	30-43	48	34-44	30-44
		47	35-43	31-43	48	35-44	31-44	49	35-45	31-45
	90° Standard	48	37-44	33-44	49	37-45	33-45	50	37-46	33-46
		49	38-45	34-45	50	38-46	34-46	51	38-47	34-47
		50	39-46	35-46	51	39-47	35-47	52	39-48	35-48
	90° +5	50	40-46	36-46	51	40-47	36-47	52	40-48	36-48
		51	41-47	37-47	52	41-48	37-48	53	41-49	37-49
		52	42-48	38-48	53	42-49	38-49	54	42-50	38-50
	75° Adduction	48	37-45	NC	49	37-46	NC	50	37-47	NC
		49	38-46	NC	50	38-47	NC	51	38-48	NC
		50	39-47	NC	51	39-48	NC	52	39-49	NC
	90° Adduction	48	37-44	NC	49	37-45	NC	50	37-46	NC
		49	38-45	NC	50	38-46	NC	51	38-47	NC
		50	39-46	NC	51	39-47	NC	52	39-48	NC
Titan	75° Titan	48	37-45	NC	49	37-46	NC	50	37-47	NC
		49	38-46	NC	50	38-47	NC	51	38-48	NC
		50	39-47	NC	51	39-48	NC	52	39-49	NC
	90° Titan	48	37-44	NC	49	37-45	NC	50	37-46	NC
		49	38-45	NC	50	38-46	NC	51	38-47	NC
		50	39-46	NC	51	39-47	NC	52	39-48	NC
Carbon	Carbon	49	38-46	34-46	50	38-47	34-47	51	38-48	34-48
		50	39-47	35-47	51	39-48	35-48	52	39-49	35-49



UL(footrest) : This UL range is for a footrest mounted in the frame. Under this range, the footrest is high mounted