

Alber e-motion® DuoDrive NUEVO

Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica. incluye 2 ruedas con motor y batería integrados en el buje y un mando ergonómico que permite el Modo crucero. 2 niveles de asistencia.

Velocidad 6 km/h (8,5 km/h con APP Movilidad). Baterías Litio-Ion (6,4 Ah).

Kit de fijación y dispositivo antivuelco obligatorios.

Peso por rueda: 7,8 kg.

Peso; Unidad de mando (0,25 kg)

Peso máximo usuario: 150 kg

APP Movilidad disponible en Google Store / App Store con funciones gratuitas (4 perfiles de conducción, estado de las baterías, velocidad y registro de recorridos) y de pago Pack Mobility Plus (velocidad hasta 8,5 km/h, mando a distancia virtual, etc.).

Nota: Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil, Smoov, DuoDrive) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Información de la silla requerida.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
1594428	E-MOTION DuoDrive*	7.243,59
	Completo con 2 ruedas neumáticas antipinchazo negro (Schwalbe Rightrun 1") Aros de acero inoxidable 2 niveles de asistencia eléctrica. Para más funciones (función anti-retroceso, diagnóstico, nivel de baterías, encender/apagar), pedir APP Mobility Plus (disponible en Google Play o Apple Store) Diámetro de las ruedas 24" NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005 2 baterías de Litio-Ion 6,4 Ah, cargador de batería incluido Peso máximo de usuario : 150 kg Nota : El E-Motion incrementa el ancho total de la silla en un promedio de entre 3 y 5 cm según el modelo i Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS (ver apartado Accesorios DuoDrive)	
Otras versiones del E-Motion DuoDrive (ruedas 24"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206)		
1594429	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo, negros Schwalbe Rightrun - Aros acero inoxidable antideslizantes	7.490,38
1594441	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros Curve L (mayor agarre)	7.779,49
1594428	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros de acero inoxidable	7.243,59
1594434	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras)	7.892,31
1594430	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable	7.311,28
1594431	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable antideslizantes	7.558,08
1594435	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Marathon Plus Evo, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras)	7.960,00
1594442	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Marathon Plus Evo, negros - Aros Curve L (Mayor agarre)	7.847,18
Otras versiones del E-Motion DuoDrive (ruedas 22"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206)		
1594446	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros acero inoxidable	7.243,59
1594447	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros acero inoxidable antideslizantes	7.490,38
Otras versiones del E-Motion DuoDrive (ruedas 25"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206)		
1594436	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 25" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Right Run, negros - Aros acero inoxidable	7.628,21
1594437	E-motion M25 DuoDrive - ruedas 25" - Neumáticos antipinchazo Schwalbe Marathon Plus EVO, negros - Aros acero inoxidable	7.695,90
Accesorios M25 DuoDrive		
1467178	Kit de fijación estándar (obligatorio)	275,03
1593206	Antivuelcos (par) - De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las ruedas fácilmente.	343,79
Accesorios E-Motion DuoDrive		
1592232	Soporte mando (magnético) para montar el mando a distancia (ECS) en la silla	189,09
1565005	Ejes extraíbles 1/2" (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion	177,63



Código	Descripción	P.V.P €
1592425	Cubre Aros antideslizantes para ruedas 22", amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla	140,44
1592421	Cubre Aros antideslizantes para ruedas 24", amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla	140,44
1592266	Protector de radios "Comic" para ruedas 22" (par)	162,91
1592268	Protector de radios "Esfera" para ruedas 24" (par)	162,91
1592553	Protector de radios transparente para ruedas 24" (par)	162,91
1591500	Ejes extraíbles ergonómicos para quitar las ruedas con más facilidad	117,97
1591362	Ejes extraíbles para proteger las ruedas durante el transporte	61,79
1467780	Zapata de freno más ancha (consultar con Departamento de Atención al cliente)	28,65

* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil, Smoov) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente.
 Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.



E-MOTION® duo drive



1467178



1489214



Marathon Plus Evolution



1592528 1592529



1592232



1592266



1592253



1592268
1592269



1591500



1592425
1592421