

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® **Esprit Action® junior**



Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio evolutivo plegable por cruceta simple**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 13,8 kg).

Incluye como estándar:

- Anchos de asiento: desde 305 cm hasta 380 cm (cruceta telescópica)
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.) Batería adicional montada en la silla para duplicar la autonomía (opción SPE0620)

NUEVO

- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)
- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
- Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
- Posibilidad de elegir entre 3 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
- Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
- Peso máximo usuario: 80 kg
- Código Prescripción: S0023470**
(Esprit Action SR-B/ Código Provisional pendiente de validación) - Categoría SRE 000B

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :


Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente



Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
SPD0050	◆	ESPRIT ACTION JUNIOR (cruceta simple)	(NC: 2240)	◆
ESPECIAL				
N	◆	NO ESPECIAL		◆
SPDSPEC		SPECIAL		
MODELO BASE				
SPD0100	◆	MODELO BASE ESPRIT ACTION JR		3.650,00
CHASIS				
SPD0200	◆	CRUCETA SIMPLE TELESCÓPICA		◆
MANDO				
SOPORTE MANDO USUARIO				
SPD0300	◆	Soporte estándar abatible hacia el exterior		◆
SPD0310		Soporte abatible (interior & exterior) E-FIX E35		320,00
MONTAJE				
SPD0400	◆	Mando usuario, lado derecho	Con luz delantera integrada	◆
SPD0410		Mando usuario, lado izquierdo	Con luz delantera integrada	○
DOBLE MANDO				
SPD0440		Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda	(NC : 0640)	730,00
SPD0450		Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha	(NC : 0640)	730,00
SPD0460		Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional	(NC : 0640)	715,00
VELOCIDAD				
SPD0500	◆	6 KM/H		◆
SPD0510		8 KM/H		200,00
BATERIA				
SPD0600	◆	Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)		◆
OTRAS OPCIONES				
SPD0610		Batería adicional 7,65AH/36V		450,00
SPE0620		Batería adicional 7,65AH/36V, montada en la silla con bolsa. Hasta 30 km de autonomía. Nota: cuando se acaba la primera batería es necesario enchufar la segunda		595,00
SPD0630		protector de mando		65,00
SPD0640		Enchufe cargador externo	Consultar disponibilidad	95,00
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
SPD1000		305 MM		○
SPD1010		330 MM		○
SPD1020		355 MM		○
SPD1030		380 MM		○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
SPD1200	◆	Tapizado de asiento ajustable desde 325 a 375 MM	Se entrega a 350 MM (SINGLE CROSSBAR ONLY)	◆
ALTURA ASIENTO				
SPD1300	◆	460 MM		◆
SPD1310		485 MM		○



Esprit Action 4 - Versión Junior



Cruceta simple



0300 0310



0440



0460

0610

NUEVO




0620




0630



1200/1400

Código	Descripción			P.V.P €	
TIPO TAPIZADO DE ASIENTO					
SPD1400	◆	Nilón negro con cierre gancho bucle , ajustable en anchura y profundidad			◆
RESPALDO					
TIPO RESPALDO					
SPD2000	◆	Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se enrtega a 430 MM)	Puños fijos	◆
SPD2020		Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos	120,00
SPD2040		Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a + 15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)		280,00
SPD2050		Respaldo partido/ reclinable (pistón gas) 0/30º	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	270,00
SPD2060		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	235,00
SPD2080		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	250,00
TAPIZADO RESPALDO					
SPE2300		Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130)		○
SPD2320	◆	Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130)		◆
PESCANTES /PALETAS					
PESCANTE DER.					
SPD3000	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM	(NC : 3110)	◆
SPD3010		Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	(NC : 3100)	○
PESCANTE IZQ.					
SPD3100	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM		◆
SPD3110		Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm		○
PALETA DER.					
SPD3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		60,00
SPD3220		Paleta monobloc 	Ajustable en profundidad & ángulo	(NC: 3300, 3310)	135,00
PALETA IZQ.					
SPD3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		60,00
REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)					
REPOSABRAZO DERECHO					
SPD4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200)	◆
SPD4010		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○
REPOSABRAZO IZQUIERDO					
SPD4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200)	◆
SPD4110		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○



Nuevo tapizado acolchado



Código	Descripción			P.V.P €
OPCIONES ASIENTO (Opcional)				
COJÍN ASIENTO				
SPD5000	◆	Cojín ESSENTIAL prof. 375 MM		◆
REPOSACABEZAS				
SPD5110		Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26		152,25
SPD5120		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)		170,00
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SPD5140		Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par		115,50
SPD5150		Cincha apoya pantorrillas		25,00
TENSOR DE RESPALDO				
SPD5160	◆	Tensor de respaldo ajustable en anchura		◆
COLORES / PERSONALIZACIÓN				
COLOR CHASIS				
SPD6000		Negro antracita		○
SPD6015		Púrpura oscuro		○
SPD6020		Azul Acqua		○
SPD6050		Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial	
PERSONALIZACIÓN				
SPD6100	◆	Negro		◆
SPD6120		Amarillo limón		65,00
RUEDAS DELANTERAS				
SPD7000	◆	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra		◆
SPD7010		200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra		○
RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS				
SPD7100		ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release Peso por rueda 7,8 kg	70,00
SPD7110	◆	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta neumática negra	Incluye Quick Release Peso por rueda 6,8 kg - 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!	◆
OPCIONES DE SEGURIDAD				
ANTIVUELCO OBLIGATORIO				
SPD8000	◆	Ruedas antivuelco, fijo (PAR)		◆
SPD8010		Ruedas antivuelco tipo Alber (E25), abatibles, Par	Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje	330,00
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD				
SPD8020	◆	Cinturón postural		◆
SPD8021		Cinturón pélvico Bodypoint 2 Puntos, Talla M, Flat-Mount™	Acolchado 460 mm	113,72
SPD8022		Cinturón pélvico Bodypoint 2 Puntos, Talla L, Flat-Mount™	Acolchado 620 mm	113,72
SPD8023		Cinturón pélvico Bodypoint 4 Puntos, Talla M, Flat-Mount™	Acolchado 460 mm	153,22
SPD8024		Cinturón pélvico Bodypoint 4 Puntos, Talla L, Flat-Mount™	Acolchado 620 mm	153,22
SPD8030		Anclajes transporte		50,00
SPE8040		Luz trasera (montaje en el tubo de respaldo, no se puede encender a través del mando)		45,00
OTRAS OPCIONES				
SPD8100		Soporte para bastones		30,00
SPD8200		Mesita acrílica abatible		170,00
PRECIO TOTAL				



5000



5160



5150




5140



5110

5120



Amarillo limón



Negro



7000/7010



7100/7110



8000



8010



8020



8030



8021/8022



8023/8024



8040



8100



8200