


Invacare® **Esprit Action® junior**

Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio evolutivo plegable por cruceta simple**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 13,8 kg).

Incluye como estándar:

- Anchos de asiento: desde 305 cm hasta 380 cm (cruceta telescópica)
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.) Batería adicional montada en la silla para duplicar la autonomía (opción SPE0620) 

- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)
- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
- Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
- Posibilidad de elegir entre 3 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
- Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
- Peso máximo usuario: 80 kg

Código Prescripción: S0023470
(Esprit Action SR-B/ Código Provisional pendiente de validación) - Categoría SRE 000B

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente 

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
SPD0050	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPRIT ACTION JUNIOR (cruceta simple) (NC: 2240)	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SPDSPEC	<input type="checkbox"/>	SPECIAL	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
SPD0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE ESPRIT ACTION JR	3.650,00
CHASIS			
SPD0200	<input checked="" type="checkbox"/>	CRUCETA SIMPLE TELESCÓPICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANDO			
SOPORTE MANDO USUARIO			
SPD0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte estándar abatible hacia el exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0310	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible (interior & exterior) E-FIX E35	320,00
MONTAJE			
SPD0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando usuario, lado derecho Con luz delantera integrada	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0410	<input type="checkbox"/>	Mando usuario, lado izquierdo Con luz delantera integrada	<input type="checkbox"/>
DOBLE MANDO			
SPD0440	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha (NC : 0640)	730,00
SPD0450	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda (NC : 0640)	730,00
SPD0460	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional (NC : 0640)	715,00
VELOCIDAD			
SPD0500	<input checked="" type="checkbox"/>	6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0510	<input type="checkbox"/>	8 KM/H	200,00
BATERIA			
SPD0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)	<input checked="" type="checkbox"/>
OTRAS OPCIONES			
SPD0610	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 7,65AH/36V	450,00
SPE0620	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 7,65AH/36V, montada en la silla con bolsa. Hasta 30 km de autonomía. Nota: cuando se acaba la primera batería es necesario enchufar la segunda 	595,00
SPD0630	<input type="checkbox"/>	protector de mando	65,00
SPD0640	<input type="checkbox"/>	Enchufe cargador externo Consultar disponibilidad	95,00
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
SPD1000	<input type="checkbox"/>	305 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1010	<input type="checkbox"/>	330 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1020	<input type="checkbox"/>	355 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1030	<input type="checkbox"/>	380 MM	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
SPD1200	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado de asiento ajustable desde 325 a 375 MM Se entrega a 350 MM (SINGLE CROSSBAR ONLY)	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO			
SPD1300	<input checked="" type="checkbox"/>	460 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD1310	<input type="checkbox"/>	485 MM	<input type="checkbox"/>



Esprit Action 4 - Versión Junior



Cruceta simple



0300 0310



0440



0460

0610




0620



0630

1200/1400


Código	Descripción			P.V.P €	
TIPO TAPIZADO DE ASIENTO					
SPD1400	◆	Nilón negro con cierre gancho bucle , ajustable en anchura y profundidad			◆
RESPALDO					
TIPO RESPALDO					
SPD2000	◆	Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se entrega a 430 MM)	Puños fijos	◆
SPD2020		Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos	120,00
SPD2040		Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a +15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)		280,00
SPD2050		Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	270,00
SPD2060		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	235,00
SPD2080		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	250,00
TAPIZADO RESPALDO					
SPE2300		Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130)		○
SPD2320	◆	Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130)		◆
PESCANTE / PALETAS					
PESCANTE DER.					
SPD3000	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM	(NC : 3110)	◆
SPD3010		Pescante a 80°, tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	(NC : 3100)	○
PESCANTE IZQ.					
SPD3100	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM		◆
SPD3110		Pescante a 80°, tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm		○
PALETA DER.					
SPD3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		60,00
SPD3220		Paleta monobloc 	Ajustable en profundidad & ángulo	(NC: 3300, 3310)	135,00
PALETA IZQ.					
SPD3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		60,00
REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)					
REPOSABRAZO DERECHO					
SPD4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200)	◆
SPD4010		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○
REPOSABRAZO IZQUIERDO					
SPD4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200)	◆
SPD4110		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○



2000 2060 2080




2020 2040



2300 2320



3220



Nuevo tapizado acolchado



4000/4010



3000/3010

Código	Descripción		P.V.P €	
OPCIONES ASIENTO (Opcional)				
COJÍN ASIENTO				
SPD5000	◆	Cojín ESSENTIAL prof. 375 MM	◆	
REPOSACABEZAS				
SPD5110		Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26	152,25	
SPD5120		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)	170,00	
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SPD5140		Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par	115,50	
SPD5150		Cincha apoya pantorrillas	25,00	
TENSOR DE RESPALDO				
SPD5160	◆	Tensor de respaldo ajustable en anchura	◆	
COLORES / PERSONALIZACIÓN				
COLOR CHASIS				
SPD6000		Negro antracita	○	
SPD6015		Púrpura oscuro	○	
SPD6020		Azul Acqua	○	
SPD6050		Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial	
PERSONALIZACIÓN				
SPD6100	◆	Negro	◆	
SPD6120		Amarillo limón	65,00	
RUEDAS DELANTERAS				
SPD7000	◆	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra	◆	
SPD7010		200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra	○	
RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS				
SPD7100		ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release Peso por rueda 7,8 kg	70,00
SPD7110	◆	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta neumática negra	Incluye Quick Release Peso por rueda 6,8 kg - 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!	◆
OPCIONES DE SEGURIDAD				
ANTIVUELCO OBLIGATORIO				
SPD8000	◆	Ruedas antivuelco, fijo (PAR)	◆	
SPD8010		Ruedas antivuelco tipo Alber (E25), abatibles, Par	Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje	330,00
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD				
SPD8020	◆	Cinturón postural	◆	
SPD8030		Anclajes transporte	50,00	
SPE8040		Luz trasera (montaje en el tubo de respaldo, no se puede encender a través del mando)	NUEVO 45,00	
OTRAS OPCIONES				
SPD8100		Soporte para bastones	30,00	
SPD8200		Mesita acrílica abatible	170,00	
PRECIO TOTAL				

