



Alber® | **e-pilot**

Dê mais velocidade à sua vida



O **e-pilot** adapta-se facilmente à sua cadeira de rodas manual, transformando-a num equipamento de condução elétrica numa questão de segundos. Bastam alguns passos para encaixar o **e-pilot** na cadeira de rodas manual e ter um estilo de vida mais ativo e conseguir realizar as suas atividades sem esforço.

Conclusão: o **e-pilot** oferece uma solução alternativa de mobilidade que é amiga do ambiente e garante o máximo de prazer de condução!



Flexibilidade máxima

Faça uma viagem rápida até à cidade, visite os amigos ou vá passear pelo campo: o **e-pilot** torna-o possível. Mesmo longas distâncias deixaram de ser um problema graças ao pack de baterias de iões de lítio, que registam autonomia até 50km. Quando chegar ao destino basta desencaixar o **e-pilot** e usar a cadeira de rodas manual normalmente.

Aproveite a liberdade

O **e-pilot** oferece-lhe uma nova forma de mobilidade. A roda grande dianteira de 16" permite-lhe novas opções: os pisos irregulares deixaram de ser um obstáculo. O chassis robusto em alumínio hidroformado, o pack de baterias integrado e a roda dianteira combinam entre si para formar um design desportivo com sofisticação e ergonomia. A roda dianteira com piso com maior relevo permite que ultrapasse lombas e obstáculos com facilidade.

Chegue mais rápido

O Pack **Mobility Plus** (opção com custo adicional) está disponível para o fazer chegar mais rápido ao destino e para assegurar um prazer real de condução. Graças à combinação da App mobilidade com o smartphone, ganha acesso à função de navegação e à extensão da velocidade até 20 km/h. A função de controlo automático da velocidade (cruise control) também dá uma experiência de condução relaxada em viagens longas.



e-pilot Mobility App e Mobility Plus Package

Descarregue a app Mobilidade para o seu smartphone e tenha acesso a informações rápidas. Além disso, a app Mobilidade contém dicas valiosas e truques para a sua vida diária com o **e-pilot**. Obtenha ainda outras opções com o **Pack Mobility Plus**, como:

- Velocidade: máximo até 20km/h
- Controlo automático da velocidade: mantenha a velocidade selecionada
- telefone: notificações de chamadas e sms a receber no ecrã (apenas android)

Características do Produto



Unidade de condução

O chassis inovador e elegante em alumínio, moldado por hidroformação integra o suporte da bateria com bloqueio por chave, os cabos e fios estão ocultos e integrados chassis, a roda dianteira de 16" dotada de duplo travão de disco hidráulico. Na barra de condução existe o acelerador (a escolher, à direita ou esquerda) botão de acesso a luzes, buzina e marcha-atrás, assim como uma entrada USB para carregamento dos seus dispositivos. Combine a cor da coluna ao seu gosto e dê mais velocidade à sua vida.



Pack de baterias

De auto-contacto, extração rápida, com autonomia até 50 km (dependendo do piso, peso do utilizador, temperatura e características da cadeira de rodas), peso: apenas 2.9kg. Agora disponível uma bateria extra como acessório (custo adicional) de 13,8 Ah para transporte aéreo, aprovada pela IATA - International Air Transport Association.



Carregador de bateria automático

Carregamento eletrónico e mecanismo para desligar, tempo de carregamento de bateria vazia -aproximadamente 4 horas.



Ecrã

Fácil de remover e instalar através do mecanismo magnético de twist-lock, ecrã colorido com indicador da capacidade de bateria, velocidade e dados da viagem. Inclui ainda seleção de idioma, assistente de tração e informação do sistema através de menu. bluetooth integrado permite emparelhamento com o seu smartphone (para funcionalidades extra do pack Mobility Plus)

NOVAS opções



Novo travão Tetra para E-Pilot

O travão é activado muito facilmente e sem força, pressionando o suporte para baixo. A forma ergonómica do suporte e a faixa de velcro permitem estabilizar a mão. Disponível tanto para o lado direito como para o esquerdo. Ideal para utilizadores com dificuldade na preensão palmar.



Suporte de punho para acelerador

Permite que o utilizador gire o punho do acelerador com muita facilidade, fácil de montar e de reajustar.



Alavanca central para ajuda na instalação do e-pilot

Muito simples de usar, permite encaixar e desencaixar o E-Pilot com apenas uma mão!

Opções e Acessórios



Cores disponíveis

Personalização através de uma vasta gama de cores. O chassis é preto e os painéis de cor na lateral da coluna de direção e forqueta são brancos como standard ou pode escolher entre uma variedade de cores disponíveis.



Suporte Klickfix

Suporte montado na parte dianteira ou traseira, que permite a aplicação rápida de outros acessórios (saco de transporte, suporte de garrafa, mochila) com sistema de extração fácil Klickfix.



Luz frontal supernova

Luz dupla, extra brilho com 205 lumens quando comparada com o standard. Estrutura de alumínio, resistente e design elegante.



Luz traseira para instalar no tubo do encosto

Funciona com pilhas (2 x AAA), até 50 horas de duração, inclui sistema de ajuste aos tubos do encosto da cadeira, fácil instalação, sem ferramentas.



Espelho retrovisor

Para fixar no lado esquerdo do volante, não compatível com a opção de acelerador esquerdo, fácil de integrar e ajustável, encarta para redução de espaço, fácil de reajustar.



Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte

Para proteger o e-pilot de eventuais danos que possa sofrer durante o transporte/armazenamento. Opção disponível na cor preta.

Dados técnicos

Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	<p>Peso utilizador</p> <p>max. 100 kg</p>	<p>Peso total permitido</p> <p>max. 135 kg</p>	<p>Máx. inclinação</p> <p>até 10 %</p>	<p>Capacidade de travagem</p> <p>até 15 %</p>	<p>Tamanho/pneus</p> <p>16 x 3.00</p>	<p>Potência do motor</p> <p>250 W / max. 650 W</p>	<p>Tensão operacional</p> <p>36 V</p>
	<p>Torque máx</p> <p>40 Nm</p>	<p>Velocidade</p> <p>0.5 - 20 km/h</p>	<p>Células da bateria</p> <p>36 V, 13.8 Ah</p>	<p>Capacidade da bateria</p> <p>496 Wh</p>	<p>Autonomia</p> <p>até 50 km</p>		

●●● MADE IN GERMANY



Em conformidade com a diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC

225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio

