

ESPRIT Action®

ONTDEK. VERKEN. LEEF.



De NIEUWE lichtgewicht opvouwbare elektrische rolstoel

Met innovatieve gyroscopische technologie



Yes, you can.®

HOOFD KENMERKEN



Onderhandel over nauwe ruimtes

Gecombineerd met een innovatieve gyroscop die de wielbasis verkleint, biedt de Esprit Action® een betere wendbaarheid zodat de kleinste ruimtes gemakkelijk te besturen zijn. De achterwielen zijn naar voren verplaatst voor een betere tractie en een kortere draaicirkel.



Beheer moeiteloos hellingen

Hellingen tot 6° kunnen moeiteloos, soepel en met volledige stabiliteit worden beklommen. Gyroscopetechnologie vermindert de acceleratie afhankelijk van de hellingsgraad en detecteert onmiddellijk de positie van de stoel voor veilig rijden.



15kg*

*min. transportgewicht

14" Alber gemotoriseerde wielen



Verbeterde rijprestaties

De 14" achterwielen gecombineerd met achter- en voorbanden zorgen voor een soepele en comfortabele rit. Het nieuwe ontwerp heeft ook een nieuwe snelheidsoptie van 8 km/u voor betere buitenprestaties.



Opvouwbaar en eenvoudig transporteerbaar

Ontworpen met behulp van een Action® lichtgewicht opvouwbaar frame, is de Esprit Action® uitgerust met gemotoriseerde achterwielen en een afneembare batterij. Geen enkel onderdeel is zwaarder dan 15 kg. Geen oprit of aangepast voertuig nodig om het te vervoeren.



Kruiscompatibiliteit

Cross-compatibiliteit met het Action®-assortiment zorgt voor snelle aanpassingen. De Esprit Action® kan eenvoudig worden aangepast aan specifieke behoeften.



8km/u

Snelheidsoptie

Opties



Alber® bedieningssteun, opklapbaar naar binnen en naar buiten, meervoudig verstelbaar.



De optionele anti-tip zwenkwielen bieden een heffunctie voor een snelle ontgrendeling van de wielen.



Langdurig comfort en ondersteuning

Optimale positionering wordt bereikt door talrijke configureerbare opties en accessoires. De rolstoel kan discreet worden afgesteld om aan klinische behoeften te voldoen.





ESPRIT Action®











































Junior

Met de Esprit Action® Junior kunnen kinderen genieten van een actieve en onafhankelijke levensstijl. De nieuwe Junior moedigt kinderen aan om kind te zijn, gelukkig en actief te zijn en zelfvertrouwen uit te stralen.

Of het nu gaat om online, binnenshuis of buiten spelen met vrienden, elk kind kan ten volle van het leven genieten en zich goed voelen met zijn Esprit Action®. Met het trendy design en de keuze uit drie kleurencombinaties stelt de Esprit Action® kinderen in staat om hun stoel te personaliseren. Meer mogelijkheden, meer plezier!

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be

	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Onderbeenlengte	Zithoek	Rughoek
Esprit Action®	 380 - 605 mm	 400 - 500 mm	 460 of 485 mm	 390 - 510 mm	 340 - 470 mm	 3°	 0° - 30°
Esprit Action® Junior	 305 - 380 mm	 325 - 375 mm	 460 of 485 mm	 390 - 510 mm	 200 - 330 mm	 3°	 0° - 30°
	Totale breedte	Totale hoogte	Totale lengte incl. beensteunen	Totale lengte excl. beensteunen	Totaal gewicht	Max. gebruikersgewicht	Batterijcapaciteit
Esprit Action®	 Zitbreedte + 180 mm	 945 - 1000 mm	 980 - 1115 mm	 640 - 970 mm	 40.4 - 45 kg ¹	 125 kg	 36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	 Zitbreedte + 180 mm	 945 - 1000 mm	 925 - 1075 mm	 640 - 970 mm	 40.4 - 45 kg ¹	 80 kg	 36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
	Draaicirkel	Bodemspeling	Max. veiligheidshelling	Motorcapaciteit	Max. rijafstand	Max. rijnsnelheid	Verstelbare armleuningen
Esprit Action®	 1430 - 1960 mm	 30 mm	 6°	 6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	 15km	 6 km/u of 8 km/u	 +50 mm
Esprit Action® Junior	 1430 - 1960 mm	 30 mm	 6°	 6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	 15km	 6 km/u of 8 km/u	 +50 mm

¹ Het frame is het zwaarste onderdeel, nl.15 kg

Frame kleuren

Volwassene



Slate Grey



Pop Blue

Volwassene en Junior



Anthracite Black



Hypnotic Purple

Junior



Water Blue

Kleuraccenten



Limoen



Zwart

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®