

# Talonnière Maxxcare®

Protège. Soutient. Soulage.



**Soutien du talon**

pour soulager la pression



**Yes, you can.®**

# Maxxcare

La talonnière de décharge Maxxcare offre un excellent niveau de confort et de réduction de la pression pour les patients présentant un haut risque de développer des escarres au pied.

Pour les patients ayant des blessures liées à la pression exercée sur leur talon, la talonnière Maxxcare est une solution efficace pour soigner ces blessures grâce à son design qui permet la décharge du talon. Les directives du Comité Consultatif Européen sur les Escarres (EPUAP) recommandent la décharge de pression avec des "talons flottants". L'utilisation de dispositifs de protection tels que la talonnière Maxxcare est une solution efficace pour prévenir des blessures et est un dispositif à haute valeur ajoutée dans le traitement des escarres existantes. La talonnière Maxxcare, disponible en trois tailles, convient également aux enfants, aux personnes de petite taille, aux personnes âgées et fragiles ayant besoin d'une décharge de pression au niveau du talon et de la cheville.

## Protection contre la pression et les cisaillements

La talonnière Maxxcare est tellement légère et confortable qu'elle peut être portée par le patient dans n'importe quelle position. Lorsqu'elle est utilisée dans une position allongée ou dans une position assise optimale, elle décharge complètement la pression exercée sur le talon. La talonnière Maxxcare peut être utilisée comme mesure de prévention. Si le patient a une escarre, elle se présente comme une solution de soin. Les cellules d'air dans la botte offrent un confort optimal et une position stable pour soutenir le pied et assurer une redistribution efficace de la pression dans toute la zone de la cheville. Traitant spécifiquement le risque d'escarres résultant de forces de pression et de cisaillement, le revêtement extérieur limite la friction entre la peau du patient et la surface de support.

## Réduction de la pression et du cisaillement du talon


La réduction de la pression et du cisaillement au niveau du talon est une problématique centrale dans les pratiques cliniques. La proéminence postérieure du talon supporte de fortes pressions, même lorsqu'une surface de redistribution de la pression est utilisée. (EPUAP 2014). La réduction des escarres au niveau des zones sensibles du talon est un challenge pour tous les cliniciens. Les facteurs attribués à un risque croissant d'escarres sont les difficultés de positionnement et le manque de graisses sous-cutanées dans cette zone.



## Coussin d'air Maxxcare

La talonnière Maxxcare a été développée par Vicair, entreprise connue pour ses coussins uniques spécialisés, qui offrent une redistribution supérieure de la pression et un positionnement optimal. Grâce à cette expertise, la talonnière Maxxcare a été développée à partir d'un matériau durable à faible friction à l'extérieur, et d'un revêtement doux et confortable à l'intérieur. Quatre tubes d'air amovibles forment un coussin d'air confortable autour du pied pour une protection complète du pied et de la cheville.

Disponible en 3 tailles pour convenir à toutes les tailles de pied et de talon. La taille du cou-de-pied du patient détermine la bonne taille de protège-talon.



Les sangles velcro réglables assurent le meilleur ajustement possible pour les patients pour un positionnement sécurisé. Si nécessaire, la botte peut être lavée à la machine sans retirer les coussins d'air.

Il y a une étiquette sur l'avant de la botte qui peut être complétée avec les informations du patient pour des besoins d'identification. La botte est bordée de surpiqûres solidement cousues pour plus de confort autour de la cheville, du mollet et des orteils.

La talonnière Maxxcare décharge efficacement les talons vulnérables.



## Données techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit dont le manuel d'utilisation, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr).



Poids total du produit ▼

0,1 kg



Température max. de lavage ▼

60° (Lavable en machine)



Taille ▼

Small  
Standard  
XL

1/ Les soins infirmiers essentiels sont cruciaux dans la prévention des escarres. Ce matelas contribuera positivement au résultat du plan de prévention des escarres. Education, jugement clinique et plans d'actions basés sur la vulnérabilité sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Une échelle d'évaluation peut être utilisée comme méthode formelle d'évaluer les risques de développement d'escarres et devrait être utilisée en combinaison avec une évaluation informelle (jugement infirmier). L'évaluation informelle est considérée comme ayant une grande importance et une valeur clinique (la catégorie de risque est basée sur l'échelle de Waterlow).

2/ Prévention et traitement des escarres: Guide rapide de référence du Groupe Consultatif National sur les escarres, Groupe Consultatif Européen sur les escarres et Pan Pacific Pressure Injury Alliance: Oct 2014

# Maxxcare®

Tel. : +33 2 47 62 64 00  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes  
France



Yes, you can.®