

# Medley<sup>®</sup> Ergo



Een waaier aan mogelijkheden!



De medische bedden van de **Medley Ergo** familie bieden het perfect evenwicht tussen economie, kwaliteit en functionaliteit.

Het *Invacare* **Medley Ergo Low** bed heeft dezelfde voordelen als het **Medley Ergo** bed, maar biedt een lagere hoogte: voor extra veiligheid en een gerust gemoed bij het slapengaan. De bedden **Medley Ergo** en **Medley Ergo Low** kunnen beide worden getransformeerd tot een **Medley Ergo Select**.

De **Medley Ergo Select** is bijzonder stijlvol en is geschikt als thuisverzorgingsbed. Alle **Medley Ergo** bedden zijn eenvoudig te monteren en te transporteren.



### Geoptimaliseerde indeling van het inlegraam

De verschillende delen van de matrasbodem werden ontworpen op basis van de antropometrische statistieken voor een optimaal ergonomisch design:

- Meer zitcomfort
- Verminderde schuif- en wrijvingskrachten
- Verminderd risico in het naar beneden schuiven

### Flexibele hoogte

Het flexibele design van de **Medley Ergo** staat toe dat het bed gemonteerd kan worden op een extra lage of juist hogere positie. Dit creëert een grote variëteit aan werkhoogten voor de verzorger en transferhoogtes voor de patiënt. Dit wordt mogelijk gemaakt door het unieke ontwerp van de bed-einden waardoor het inlegraam gemonteerd kan worden op zowel een hoge als een lage positie. Alle zijhekkens voldoen aan de norm NF EN 60601-2-52 en de norm 1970 / A1.

### Verbeterde functionaliteit en efficiëntie

De **Medley Ergo** is - dankzij de optionele transportkit - ontworpen om zo makkelijk mogelijk te kunnen transporteren in zorginstellingen bijvoorbeeld. Ook de montage is bijzonder eenvoudig en kan zonder gereedschap uitgevoerd worden.



### Opties en kenmerken



#### Zijhekkens over de volledige lengte

De **Medley Ergo** is verkrijgbaar met houten of stalen zijhekkens over de volledige lengte. Houten uitschuifbare zijhekkens (150 mm) zijn ook als optie verkrijgbaar. Eenvoudig te monteren zonder gereedschap.



#### Scala 2 reeks

Een reeks inklapbare, metalen onrusthekkens in verschillende hoogtes.

## Opties



### Ideaal voor thuis

De bedden **Medley Ergo** en **Medley Ergo Low** kunnen uitgerust worden met houten afdekkappen. Zo bekomt u het bed **Medley Ergo Select** dat een volledige houten look heeft en beschikt over weggewerkte motoren. De afdekkappen kunnen zo vaak als u wilt ge(de)monteerd worden.

## Opties en kenmerken



### Transport en opslag

Bed op transportset voor palletleveringen.



### Optreksysteem

In hoogte en diepte verstelbaar (optioneel).



### 2 hoogtemogelijkheden voor de bedeindes

**Medley Ergo:** 330-730 mm of 400-800 mm.  
**Medley Ergo Low:** 210-610 mm of 280-680 mm.



### Houten bekleding Select

Past op **Medley Ergo** en **Medley Ergo Low** (optioneel).



### Geoptimaliseerde afmetingen van het inlegraam

Indeling van het inlegraam volgens antropometrische statistieken om schuif- en wrijvingskrachten te verminderen.

## Opties en kenmerken



### Verlenging inlegraam

Verlenging van het inlegraam met 150 mm.



### Transportkit

Voor eenvoud in opslag en transport.



### Handbedieningen

Beschikbaar met of zonder vergrendeling.

## Technische gegevens

Meer informatie over dit product, zoals de gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze website [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

	Buitenbreedte Binnenbreedte	Buitenlengte Binnenlengte	Hoogteverstelbaar	Verhoudingen inlegraam	Hoek rugsteun	Hoek knieplooiing	Hoek beensteun
<b>Medley Ergo</b>	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm / 330 - 730 mm Medley Ergo Low: 280 - 680 mm / 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	0 - 11°

	Tilt <sup>1</sup>	Totale gewicht	Max. gebruikers- gewicht	Meest zware gedeelte v/h inlegraam	
<b>Medley Ergo</b>	11°	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg	Voldoet aan de veiligheidsnorm, IEC 60601-2-52.

1. De tiltfunctie mag enkel gebruikt worden bij personen die onder medisch toezicht staan.

## Framekleur en houtwerk

Lichtgrijs

Beuk



## Garantie

Frame: 5 jaar  
Motoren: 5 jaar  
Handbediening: 2 jaar

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België



© 2020 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging. Medley Ergo - BE - 02/2020