

AQUATEC®

Elevadores de Sanita

uma gama de soluções adaptáveis para o vaso sanitário



Um apoio de confiança para a casa de banho

Ajustável, fiável, confortável



Yes, you can.®



Introduzimos a gama Aquatec de elevadores de sanita

Uma gama adaptável que oferece soluções de apoio para a sanita.

Providenciar soluções sanitárias de apoio e de confiança, é muito importante para melhorar a independência dos utilizadores.

A gama Aquatec oferece um ambiente seguro e estável, com fixações que garantem o correto posicionamento dos elevadores de sanita.

Esta gama permite uma variedade de ajustes em altura para se adequar aos vários utilizadores e assim garantir um ótiom conforto.

Com dois modelos, um deles incluindo apoios de braço rebatíveis, para aumentar a estabilidade e o apoio ao levantar, a funcionalidade está sempre garantida.



Aquatec 90

- > Aumenta a base da sanita em 100 mm de altura.
- > Fixo à sanita de forma segura, através de dois adaptadores laterais.
- > Parafusos em rosca para fácil colocação e remoção do vaso sanitário.
- > Excecional capacidade para suportar um peso máximo de até 225kg.
- > Disponível com ou sem tampa.



Aquatec 900

- > pode ser regulado e/ou inclinado em conformidade com as necessidades do utilizador, sem recorrer a ferramentas:
 - 3 diferentes alturas de regulação (60 / 100 / 150 mm)
 - Três diferentes ângulos de regulação frontal.
- > Apoios de braço rebatíveis e ergonómicos, para apoio adicional ao sentar e na saída da sanita. Podem também adaptar-se a transferências laterais.
- > Disponível com ou sem apoios de braço.



Características técnicas

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em www.invacare.pt



Largura assento ▼



Profundidade do assento ▼



Altura do assento ▼



Largura total ▼

Aquatec 90	365 mm	395 mm	105 mm (frente) 115 mm (traseira)	380 mm (com tampa) 375 mm (sem tampa)
Aquatec 900	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (com apoios braço) 430 mm (sem apoios braço)



Profundidade total ▼



Altura total ▼



Largura entre apoios de braço ▼



Largura da abertura ▼

Aquatec 90	410 mm	135 mm (com tampa) 125 mm (sem tampa)	-	210 mm
Aquatec 900	490 mm	380 mm (com apoios braço) 180 mm (sem apoios braço) 200 mm (assento chão)	510 mm	225 mm



Profundidade da abertura ▼



Peso ▼



Peso máx. do utilizador ▼

Aquatec 90	270 mm	1,6 kg (sem tampa) 1,1 kg (com tampa)	225 kg
Aquatec 900	285 mm	5,0 kg (com apoios braço) 2,7 kg (sem apoios braço)	120 kg



Branco

Cor

Tif.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®