

AQUATEC®

Elevadores de WC

gama de soluciones de inodoro



Brindar seguridad y apoyo en el baño

Ajustables, confiables, cómodos



Yes, you can.®



Presentamos la gama Aquatec de elevadores de inodoro

Una gama versátil que ofrece soluciones sanitarias de apoyo

Brindar seguridad y apoyo en el baño es muy importante para ayudar a la independencia.

La gama de elevadores de inodoro de Aquatec ofrece una superficie segura por su colocación, ya sea con fijaciones o apliques antideslizantes.

La gama completa ofrece una variedad de alturas de asiento posibles para adaptarse a los usuarios y garantizar un confort óptimo.

Modelos que ofrecen ergonomía y estabilidad y también reposabrazos abatibles para facilitar la funcionalidad.



Aquatec 90 Ergo

- > Asiento ergonómico 5° de inclinación para facilitar la evacuación
- > Disponible con o sin tapa
- > Tamaño ideal para adaptarse a todos los inodoros, redondos y cuadrados
- > Fabricado con un 47% de material reciclado
- > Sin fijaciones, con un inserto antideslizante.



Aquatec 900

- > Sencillo de ajustar y adaptar al usuario en cualquier momento :
 - 3 alturas diferentes (6, 10 y 15cm)
 - 3 ángulos diferentes (más bajos en la parte frontal)
- > Fácil fijación a la superficie del inodoro
- > Reposabrazos abatibles y ergonómicos, para apoyo adicional al levantarse y sentarse
- > Disponible con o sin reposabrazos
- > El asiento se puede abatir para mejorar la limpieza.



Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Ancho ▾



Profundidad ▾



Altura asiento (desde WC) ▾



Ancho total ▾

Aquatec 90 Ergo	410 mm	411 mm	100 mm	410 mm
Aquatec 900	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (con reposabrazos) 430 mm (sin reposabrazos)



Profundidad total ▾



Ancho entre reposabrazos ▾



Ancho apertura ▾

Aquatec 90 Ergo	411 mm	230 mm
Aquatec 900	490 mm	225 mm



Profundidad apertura ▾



Peso ▾



Peso max. usuario ▾

Aquatec 90 Ergo	315 mm	1.6kg (con tapa) 1.2kg (sin tapa)	225 kg
Aquatec 900	285 mm	5.0 kg (con reposabrazos) 2.7 kg (sin reposabrazos)	120 kg



Color

Tel: +34 972 49 32 14
 contactsp@invacare.com
 www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
 46001 Valencia
 España



Yes, you can.®