

AQUATEC®

Toalettförhöjare

en rad anpassningsbara toalettlösningar



Ger pålitligt stöd vid toalettbesök

Justerbara, pålitliga och bekväma



Yes, you can.®



Vi presenterar Aquatec-sortimentet av upphöjda toalettsitsar

Ett anpassningsbart utbud som erbjuder pålitliga toalettlösningar.

Ger en pålitlig och stabil lösning vid toalettbesök som är mycket viktigt del i att skapa oberoende.

Den pålitliga Aquatec-serien erbjuder en säker och trygg miljö med enkel montering och placering av de upphöjda toalettsitsarna.

Sortimentet erbjuder en mängd olika sitthöjder för att passa individuella storlekar och för att säkerställa optimal komfort.

Med modeller som erbjuder trygga armstöd för stabilitet och stående förflyttningar, inklusive de svängbara alternativen för att underlätta funktionalitet.



Aquatec 900

- > Enkel att justera och anpassa för användaren när som helst:
 - Tre olika höjder (6cm, 10cm, 15cm).
 - Tre olika vinklar, lägre framtil.
- > Enkel fixering ovanpå toalettskålen.
- > Svängbara, ergonomiska armstöd för extra stöd när du sitter och står.
- > Finns med eller utan armstöd.
- > Sitsen kan justeras i flera höjder för att underlätta rengöring.



Aquatec 90000

- > Finns i tre olika sitthöjder: 2 cm, 6 cm, 10 cm.
- > Kan beställas med eller utan armstöd.
- > Svängbara, ergonomiska armstöd för extra stöd vid sittande och stående.
- > Innovativt clipsystem: Locket och toalettsitsen kan tas bort från basen; inga verktyg finns nödvändig.



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▼



Sittdjup ▼



Sitthöjd ▼



Totalbredd ▼

	Sittbredd ▼	Sittdjup ▼	Sitthöjd ▼	Totalbredd ▼
Aquatec 900	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (med armstöd) 430 mm (utan armstöd)
Aquatec 90000	365 mm	390 mm	20 / 60 / 100 mm	540 mm (med armstöd) 380 mm (utan armstöd)



Totaldjup ▼



Totalhöjd ▼



Bredd mellan armstöden ▼



Öppningens bredd ▼

	Totaldjup ▼	Totalhöjd ▼	Bredd mellan armstöden ▼	Öppningens bredd ▼
Aquatec 900	490 mm	380 mm (med armstöd) 180 mm (utan armstöd) 200 mm (sits till armstöd)	510 mm	225 mm
Aquatec 90000	475 mm	230 / 270 / 310 mm (med armstöd) 30 / 70 / 110 mm (utan armstöd) 200 mm (sits till armstöd)	450 mm	205 mm



Öppningens djup ▼



Vikt ▼



Max brukarvikt ▼

	Öppningens djup ▼	Vikt ▼	Max brukarvikt ▼
Aquatec 900	285 mm	5,0 kg (med armstöd) 2,7 kg (utan armstöd)	120 kg
Aquatec 90000	275 mm	4,4 kg (SH:100 mm) 4 kg (SH:60 mm) 3,6 kg (SH:20 mm) (med armstöd)	150 kg



Vit

Färg

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 – 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®