

**Bora<sup>®</sup>**



Anpassningsbar komfort

**LINX<sup>®</sup>**



Yes, you can.<sup>®</sup>

Invacare **Bora** har utvecklats i syfte att kombinera kraftfulla köregenskaper med kompakthet och transporterbarhet. Denna anmärkningsvärda elrullstol har en beprövad stötdämpning designad för att ge en mjuk åktur utomhus, och dess kompakta mått gör den även idealisk för inomhusbruk. Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är **Bora** extremt lätt att ta isär och transportera och den är snabb och enkel att serva.

### Beprövad stötdämpning

- Kompakt design
- Avtagbar & anpassningsbar sits
- Simply Smart LiNX kontrollsystem



### Brett utbud av färger

**Bora** har designats för att låta användaren anpassa en stol till sin personliga smak. Med ett utbud av 7 olika färger på kåporna, 2 varianter av ramfärger och 3 olika färger på fälgarna så finns det stora möjligheter att få en högst personlig prägel på sin elrullstol. Numer så kommer elrullstolen också med svarta så kallade Non-marking vilket ger den sista touchen av elegans.

### Köregenskaper och komfort

**Bora** har en beprövad fjäderupphängning för att göra resan utomhus både lockande och bekväm. Den är tillgänglig med två motoralternativ med körhastigheter upp till 6 alternativt 10 km/h och kommer numer med 50Ah Gel batterier.

### Kompakt design

Utomordentliga köregenskaper inomhus uppnås främst tack vare den kompakta designen hos **Bora**. För att optimera denna egenskap så kan man välja mindre länkhjul och får då en chassibredd som inte överstiger 590 mm.

### Simply Smart LiNX kontrollsystem

Invacare **LiNX** är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid. Dessa egenskaper gör **Bora** till en av de enklaste elrullstolarna på marknaden när det kommer till service och underhåll. Med enkel access till statistik och diagnosinformation, ger **LiNX** en transparens för den som skall arbeta med produkten.



### Intuitiv meny

Fokus på manöverboxens design har varit användarvänlighet, enkelhet och tillförlitlighet. Manöverboxarna är enkla att förstå och använda för de flesta, inklusive dem med begränsad kognitiv förmåga.



### Alternativa styrningar

För dem som inte kan använda sig av manöverenheterna som är standard, finns ett brett urval av alternativa styrningar framtaget till **LiNX**, allt för att underlätta kontroll och oberoende. Joystick Compact, Low Force, Extremity, hakstyrningsbox eller en vårdarstyrningsbox finns bland annat i urvalet.



## Egenskaper & Tillval

### USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A vilket hjälper till att enheterna behåller sin batterikapacitet längre.



### LiNX G-Trac®

**LiNX** förbättrar kontroll, prestanda och funktionalitet och kan anpassas för varje enskild individ för att uppnå de bästa köregenskaperna. Med **G-Trac®** (tillval) skapar man ytterligare förutsättningar då det underlättar kursstabilitet, t expå lutande underlag.



### Inbyggd Bluetooth

Manöverboxen REM400 tillåter användaren att ansluta till tre olika enheter samtidigt, inklusive PC.



Färg ram



Färg batterikåpa



Färg fälg



### Beställningsbar i olika färger

Anpassa din elrullstol med ett urval av 7 olika färger på batterikåporna, 2 olika färger på ramen och 3 olika färger på fälgarna.



### Avtagbar sitsenhet

Dra i bandet, vinkla upp sitsen i bakkant, koppla från kablaget, och lyft sedan av sitsen.

### Svarta Non-marking däck

Svarta non-marking däck och den svarta länkhjulscaffeln ger en stilig och elegant design.



### Sitslyft

En elektrisk sitslyft som lyfter upp till 30 cm med eltilt ger **Bora** ytterligare en dimension. Med ellyft och eltilt kan man uppnå en lägre sitthöjd.



### Stötdämpning

Även vid höga hastigheter blir åkturen bekväm och framdrivningen säker.

### Fler möjligheter

Ett val av två storlekar på länkhjulen gör att man kan anpassa elrullstolen utifrån dess tänkta användningsområde.



### Fast sitsplatta

Med integrerade arm- och benstödsinfästningar och reglerbar ryggklädsel.



### Teleskoperande sitsram

Precis som den teleskoperande sits-ramen kan Flex3-ryggstödet justeras i olika bredder mellan 38 och 53 cm.

## Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Underbenslängd	Sitsvinkel
<b>Fast sitsplatta</b>	440 - 480 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm	450 mm <sup>3</sup>	480 mm	275 - 340/ 325 - 390 mm	290 - 470 mm <sup>3,4</sup>	0 - 20°
<b>Modulite™</b>	380 - 530 mm <sup>2</sup>	410 - 510 mm	450 mm <sup>3</sup> / 450 - 750 mm <sup>3,10</sup>	480, 540, 560 mm <sup>3,11</sup>	245 - 310/ 295 - 360 mm	290 - 470 mm <sup>3,4</sup>	0 - 20° / 0 - 30° <sup>10</sup>
	Intervall ryggstödvinkel	Hjulbas	Totalhöjd	Längd inkl. benstöd	Längd exkl benstöd	Vikt	Max brukarvikt
<b>Fast sitsplatta</b>	90° - 120°	590 / 620 mm <sup>5</sup>	930 mm	1160 mm <sup>6</sup> 1210 mm <sup>10</sup>	820 / 840 mm <sup>5</sup>	98 kg <sup>9</sup>	130 kg
<b>Modulite™</b>	90° - 120°	590 / 620 mm <sup>5</sup>	970 mm	1160 mm <sup>6</sup> 1210 mm <sup>10</sup>	820 / 840 mm <sup>5</sup>	94 kg <sup>9</sup>	130 kg
	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Max säker lutning	Motoreffekt	Körsträcka	Hastighet
	ca. 50 Ah	1600 mm 1630 mm <sup>10</sup>	60 mm <sup>7</sup>	18% (10°)	2 x 230 W	upp till 30 km <sup>8</sup>	6 / 10 km/h



**matrix**  
SEATING SERIES

Invacare® **Modulite™**



- sittdyna 430 mm
- ytterligare 50 mm med armstödsjustering
- uppmätt utan sittdyna / sitsklädsel
- Beroende på olika varianter av benstöd så kan underbenslängden skilja sig från en typ till annan.
- beror på storleken på länkhjulen
- inkl standardbenstöd
- 100 mm med kantklättrare

- Enligt ISO 7176
- totalvikt beroende på konfiguration
- Med sitslyft eller 30° COG tiltmodul
- beror på val av ryggstöd
- Invacare **Modulite™** är korskompatibel med stora delar av Invacares sortiment av elrullstolar och delvis med Invacare Rea®-familjen.

Varumärket LiNX och logotyper är registrerade varumärken och ägs av Dynamic Controls och all användning av Invacare sker med licens.

## Färg batterikåpa

Pärlnattsblå	Metallisksilver	Svart	Transparent körsbärsröd	Arktikvit	Gräshoppagrön	Solskengul

Kom ihåg att du kan anpassa din **Bora** med hjälp av tjänsten Invacare UNIQUE.

## Färg ram

Svart	Arktikvit

## Färg fälg

Vit	Silver	Svart



Scanna denna QR-kod för att komma till LiNX microsite

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®

