



Alber® | **e-pilot**

Förvandlar din rullstol till en scooter



Med **e-pilot** kan du på bara några sekunder gör om din rullstol till ett sportigt fordon. Med bara några få enkla steg fäster du e-pilot på din manuella rullstol och du har med ens en dynamisk kombination för vardagen. **e-pilot** erbjuder ett miljövänligt alternativ med maximal körglädje!



Maximal flexibilitet

En tur på stan, träffa vänner eller en snabb sväng med hunden, allt blir möjligt med **e-pilot**. Att åka längre sträckor är inte heller ett problem tack vare det kraftfulla lithium-ion batteriet. Och när du kommer dit du ska kopplar du helt enkelt loss **e-pilot** och använder din manuella rullstol som vanligt.

Njut av friheten

E-pilot erbjuder en helt ny sorts rörlighet. Det stora framhjulet ger dig fler alternativ, och varken grusvägar eller kullerstenar behöver längre innebära hinder. Inte ens trottoarkanter är längre ett problem. Det robusta chassit, det integrerade batteripaketet och det kraftfulla drivhjulet kombinerar perfekt sportig design med sofistikerad ergonomi. Det stora framhjulet låter dig enkelt klara av stötar och hinder.

Kom fram snabbare

Det valfria tillvalet Mobility Plus Package får dig till din destination snabbare garanterar riktig körglädje. Tack vare Mobility-appen i din smartphone får du tillgång till ett rullstolsvänligt navigeringsverktyg och en ökning av hastigheten med 20 km/h. Funktionen Cruise control avrundar hela körupplevelsen med avslappnad körning under längre sträckor.



e-pilot Mobility App och Mobility Plus Paket

Ladda ner Mobility appen på din smartphone och du får tillgång till en mängd information. Dessutom innehåller appen värdefulla tips och tricks för vardagen med din **e-pilot**. Få fler smarta funktioner med Mobility Plus-paketet:

- Hastighet: maxhastighet upp till 20 km/h
- Cruise: behåll din valda hastighet
- easyNavi: navigering för rullstolsburna
- telefon: få samtals- och SMS-avbrytningar på displayen (endast android)

Grundutförande



Drivenhet

Innovativ och elegant aluminiumram, integrerad batterihållare med lås, kablar och sladdar i ramen, broms på både höger och vänster handtag, hydraulisk, patenterad svängfunktion för att lätt komma över hinder, USB-uttag för laddning av smartphone, lyse godkänd för trafik.



Automatisk batteriladdare

Elektronisk laddning och avstängningsmekanism, laddningstid för tomt batteri ca 4 timmar.



Batteri

Batteri med snabbkoppling, möjliggör en körsträcka på upp till 50 km (beroende på underlag, brukarvikt, temperatur etc.), väger endast 2,9 kg, kan laddas antingen installerat på eller bortkopplat från drivaggregatet.



Display

Enkel och intuitiv fästning tack vare funktionen twist-lock, TFT-display i färg som visar kvarvarande batterikapacitet, körläge och kördata, språkval, elektroniskt antispinn-system och systeminformation.

Tillval



Färgval

Ge din E-pilot ett individuellt utseende med det stora utvalet av färger. Ramfärgen är svart. Färgpaneler på ramen och gaffeln är vita som standard eller välj bland flera olika färger.



Klickfix®

Monteringsfäste på ramen gör det möjligt att fästa olika typer av väskor och korgar eller andra typer av KLICKfix®-tillbehör. Kan eftermonteras.



Supernova framlampa

Dubbel ljusstyrka i jämförelse med standardbelysningen, designat hölje i aluminium.



Bakljus

Baklampa som fästs på rullstolens rygg eller körhandtag. Drivs med batterier (2 x AAA), räcker i upp till 50 timmar.



Backspegel

Fästs på vänster styrhandtag, inte kompatibel med tillvalet gasreglage för vänster sida, lätt att montera och justera, går att fälla in vid parkering för att spara plats, kan eftermonteras.



Semestergas

Gör att du kan koppla av mer under körningen och vila handen under längre körningar. Enkel att eftermontera.



Drivhjul

Extra robust design, speciellt för användning med **e-pilot**, däck Marathon Plus 24 "x 1 3/8" pneumatiskt, punkteringsskydd, stubaxel 1/2 "(12,7 mm), längd 104 mm.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, såsom t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

<p>Max brukarvikt</p> <p>alber e-pilot</p> <p>max. 100 kg</p>	<p>Max tillåtna vikt</p> <p>max. 135 kg</p>	<p>Max säker lutning uppför</p> <p>upp till 10 %</p>	<p>Max säker lutning nedför</p> <p>upp till 15 %</p>	<p>Drivhjulstorlek</p> <p>Däck 16 x 3.00</p>	<p>Motoreffekt</p> <p>250 W / max. 650 W</p>	<p>Spänning</p> <p>36 V</p>
<p>Max vridmoment</p> <p>40 Nm</p>	<p>Hastighet</p> <p>0.5 - 20 km/h</p>	<p>Batterikapacitet</p> <p>36 V, 13.8 Ah</p>	<p>Batterieffekt</p> <p>496 Wh</p>	<p>Räckvidd</p> <p>upp till 50 km</p>		

MADE IN GERMANY

CE I enlighet med Medicintekniska direktivet 93/42/EEC

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
 sweden@invacare.com | Sweden
 www.invacare.se

INVACARE
 Yes, you can.®