

Invacare® | *Etude® Plus*

NIEUW /
NOUVEAU



Etude Plus – Lekker slapen / Mieux dormir

Het ***Etude Plus*** bed past makkelijk in elk interieur dankzij z'n modern design waarbij het beuken houtwerk gecombineerd wordt met aluminium grijs. Verder beschikt het over alle sterke punten van het ***Etude***-gamme: stevig, duurzaam, vlot transport en installatie, ...

*Le lit **Etude Plus** s'intègre facilement dans tout type d'intérieur grâce à son design moderne alliant boiserie en hêtre avec des éléments en gris aluminium. **Etude Plus** présente toutes les caractéristiques de la gamme **Etude**: robustesse, facilité d'emploi et de transport, fiabilité, ...*



Yes, you can.®



Modern en flexibel / Moderne et flexible

Het gestroomlijnde, discrete design van dit bed past in elk interieur. Het bed kan worden geconfigureerd met houten of metalen onrusthekkens, en met of zonder beuken afdekplaten voor de motoren. Kleine details zorgen voor groot comfort: rugsteun met virtueel draaipunt, dubbele hoogte voor inlegzaam, vergrendelbare handbediening, ... /

Son design discret et épuré convient dans tout type d'intérieur. Le lit est disponible avec des barrières en bois ou en hêtre et peut être équipé de couvertures en hêtre au niveau des panneaux. De petits détails procurent un niveau de confort élevé: relève-buste à translation, double hauteur du plan de couchage, télécommande verrouillable, ...

Veiligheid / Sécurité

Etude Plus is volledig conform de toekomstige Europese Veiligheidsnorm voor bedden IEC60601-2-52 en voldoet aan de strengste interne en externe tests (TÜV-certificaat).

Etude Plus est complètement conforme à la future Norme de Sécurité Européenne IEC60601-2-52 et répond aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes (certificat TÜV).

Opties / Options



Dubbele hoogte voor plaatsing inlegzaam / 2 hauteurs de plan de couchage réglable au montage du lit

330 - 730 mm of/ou 400 - 800 mm



Eenvoudig onderhoud

IPX6 motoren afneembaar zonder gereedschap.

Maintien facile

Moteurs IPX6 démontable sans outils.



Rugsteun met virtueel draaipunt

Meer zitcomfort, minder wrijving.

Relève-buste à translation

Plus de confort d'assise, moins de friction.



Handbediening

Ergonomisch, met of zonder vergrendeling.

Télécommande

Ergonomique, avec ou sans verrouillage.

Opties / Options




Etude Plus – Aantrekkelijk en huiselijk / Design attractif

De optionele houten afdekkplaten aan de bedeindes en de houten zijhekkens laten dit bed moeiteloos in elk interieur passen, zij het modern of klassiek.


Equipé des couvertures au niveau des panneaux et des barrières en bois, ce lit s'intègre facilement dans tout type d'intérieur, que ce soit moderne ou classique.



Transport en opslag
Gaat vlot dankzij transportkit.
Transport et stockage
Facile, grâce au kit de transport.



Britt V
Onrusthekken beuk, conform IEC 60601-2-52.
Barrière en hêtre, conforme à la norme IEC 60601-2-52.



Line telescopisch / Line téléscopique
Onrusthekken aluminium met houtafwerking, conform IEC 60601-2-52.
Barrière en aluminium, finition bois, conforme à la norme IEC 60601-2-52.



Transportkit
Vlotte opslag, makkelijk transport.
Kit de transport
Pour transport et stockage faciles.



Verlenging inlegraam
Voor nog meer persoonlijk comfort. Kies 100 of 200 mm verlenging.
Extension plan de couchage
Pour plus de confort personnel. Extension de 100 ou 200 mm.




Optreksysteem
Licht, makkelijk aan te passen.
Potence
Léger, facile à régler.




Hoes voor houten zijhekkens
Beschikbaar in standaard, verlengd, kort en net.
Housse pour barrière en bois
Disponible en version standard, rallongé, court et filet.

Opties / Options




NIEUW / NOUVEAU

Invacare Scala Basic 2
 Vouwbaar, stalen onrusthekken.
 Conform met IEC 60601-2-52.
Barrière en acier, pliable. Conforme à la norme IEC 60601-2-52.



NIEUW / NOUVEAU

Invacare Scala Medium 2
 Vouwbaar, stalen onrusthekken voor hogere matrassen. Conform met IEC 60601-2-52.
Barrière en acier, pliable, pour des matelas plus hauts. Conforme à la norme IEC 60601-2-52.



NIEUW / NOUVEAU

Invacare Scala Decubi 2
 Vouwbaar, stalen onrusthekken voor extra hoge matrassen. Conform met IEC 60601-2-52.
Barrière en acier, pliable, pour des matelas très hauts. Conforme à la norme IEC 60601-2-52.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Etude Plus

Buitenbreedte /
 Largeur ext.: 1020 mm
 Binnenbreedte /
 Largeur int.: 900 mm



Buitenlengte /
 Longueur ext.: 2190 mm
 Binnenlengte /
 Longueur int.: 2070 mm
 Matras / Matelas: 2000 mm



Hoogte / Hauteur: 330-730 / 400-800 mm



Afm. inlegraam /
 Dim. plan de couchage: 850-240-350-560 mm



0 - 70°
 Hoek rugsteun /
 Angle dossier



0 - 18°
 Hoek knieplooiing /
 Angle plicature de genoux



Etude Plus

0 - 25°
 Hoek beensteun /
 Angle relève-jambes



11°
 Tilt /
 Procline-décline*



75,4 kg



SWL 180 kg
 Max. gebruikers-
 gewicht / Poids max.
 utilisateur 145 kg



Zwaarste onderdeel:
 hoofddeel: 24,6 kg /
 Partie la plus lourde
 du lit: partie tête:
 24,6 kg

* De tiltfunctie mag enkel gebruikt worden bij personen die onder medisch toezicht staan.
La fonction procline-décline ne peut qu'être utilisé avec des personnes sous surveillance médicale.

NB/ Het bed mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 12 jaar of personen van wie de lichaamsbouw overeenkomt met die van een 12-jarige of kleiner.
Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite que celle d'une personne de moins de 12 ans.

Invacare N.V.
 Autobaan 22 . 8210 Loppem
 Belgium
 Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
 Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
 Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
 Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Etude Plus - BE - 12/2011

Kleur / Coloris



Aluminium



Beuk / Hêtre



Yes, you can.®