



Dolomite | **Legacy**

Trusted Solutions,
Passionate People



Vous cherchez un rollator fiable, de haute qualité qui offre plus de confort qu'un modèle de base mais sans gadgets compliqués ?

Voilà le *Dolomite Legacy* qui vous offre tout ça.



La zone de marche

Ce rollator dispose d'une large zone de marche, grâce à sa structure. Le siège rabattable, une fois relevé, offre un espace supérieur pour la marche.

Une bonne posture de dos

Les poignées orientées vers l'avant offre l'utilisateur un positionnement droit et naturel.

Se plie facilement

Bouton de pliage placé en haut pour éviter que l'utilisateur doit trop se pencher.



Accessoires



Panier

Panier spacieux avec une poignée. Capacité de charge max. 9 kg.
Réf. 12530-15



Frein unilatéral

Permet d'activer les deux freins d'une seule main.
Réf. 12505-R (droite)
12505-L (Gauche)



Servofrein

Permet une force de freinage supplémentaire pour des mains faibles.
Réf. 12651



Monte-trottoir

Simplifie le passage d'une bordure ou d'un trottoir.
Réf. 12560-21



Porte-canne

Pour avoir votre canne à portée de la main.
Réf. 12606



Poignées souples

Une alternative souple pour les poignées anatomiques.
Réf. 12677 (paire)



Protection de la roue

Protège vos vêtements contre les saletés des roues.
Réf. 12677 (paire)



Plateau

Transporte votre café ou similaires.
Réf. 70311



Sac en toile

Offre un espace supplémentaire lorsque le panier est rempli.
Combinez-le avec la porte-bouteille à oxygène.
Réf. 12523



Freins de ralentissement

Permet de ralentir la vitesse de marche, de sorte que le rollator ne roule pas.
Réf. 13041-21



Support pour bouteille à oxygène

Est positionnée au centre sur le rollator ce qui assure une bonne maniabilité.
Réf. 12682-25



Sangle de dossier

Confortable et sécurisante, permet vous reposer un instant.
Réf. 12510



Crossbar

Permet de tenir le rollator d'une seule main.
Réf. 1531573 Droite
Réf. 1536813 Gauche

Deux hauteurs



LEGACY 520

Réf. 12052-37-24 DA



LEGACY 600

Réf. 12050-37-24 DA

Données techniques

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues
LEGACY 520	600 mm	650 mm	455 mm	760 - 850 mm	540 mm	420 mm	200 mm
LEGACY 600	600 mm	720 mm	455 mm	8350 - 920 mm	620 mm	420 mm	200 mm

	Poids net	Poids max. utilisateur
LEGACY 520	7.2 kg	125 kg
LEGACY 600	7.6 kg	125 kg

Coloris

RAL 5022



Avertissement. Les couleurs peuvent varier légèrement de celles affichées ci-dessus.

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

