

Leo[®]

Gebouwd voor kracht, ontworpen voor veiligheid



Yes, you can.

Ga op verkenning met onze compacte en veilige scooter

De Invacare Leo® is een scooter die is ontworpen voor iedereen die waarde hecht aan onafhankelijkheid en zonder hulp op pad wil gaan. Veiligheid is een belangrijk kenmerk van de Leo®, maar dat doet geen afbreuk aan zijn stijlvolle en sportieve uitstraling. Met de Invacare Leo® kunt u met een gerust hart op pad voor uw dagelijkse uitstapjes, excursies en ontspannende vrijetijdsbestedingen weg van huis. Met zijn robuuste chassis, krachtige motor, intelligente elektronica en onderscheidend uiterlijk is de Leo® een uitstekende keuze voor alle vervoerswensen.



Voor een veilige, krachtige rit

- De Invacare Leo® biedt een soepele gang in een scooter die gemakkelijk te besturen en te manoeuvreren is. Het lichtpakket van de Leo® omvat richtingaanwijzers - die automatisch uitgaan - en een krachtig remlicht. Wanneer de accu leeg raakt, is dit niet alleen zichtbaar op het display, maar ook hoorbaar middels een piepend geluid.

Compact

- De Leo® is een compacte mini-scooter die gemakkelijk kan worden gedemonteerd voor transport tijdens langere reizen of weekendtrips. Met een soepele rit en gemakkelijke manoeuvreerbaarheid wordt het eenvoudig om krappe bochten te nemen in het plaatselijke winkelcentrum, museum of recreatiecomplex. Toegang tot de batterij en elektronica voor onderhoud of service is bijzonder eenvoudig, omdat er maar één onderdeel hoeft te worden afgenomen.

Betrouwbaar

- Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de Leo® ze overal mee naartoe neemt. Van een uitstapje naar de winkels of een ritje naar het park, de Leo® is stevig en betrouwbaar gemaakt dankzij zijn uitzonderlijk hoogwaardige elektronische techniek en vermogen. Deze elementen zijn beschermd tegen corrosie en water (spatbescherming), die de vitale werking van de scooter beschermen tegen vuil en vocht. Een ontkoppelingshendel in twee stappen beschermt de scooter tegen vrijloop als deze per ongeluk uit de rijmodus wordt geslagen. Het verlichtingssysteem is zo ontworpen dat als een van de lampjes uitvalt, alle andere lampjes blijven werken.



Kenmerken



Instelbare stuurkolom

Gebuikers kunnen de stuurkolom eenvoudig afstellen op de gewenste positie.



Remlicht

Achterremverlichting waarschuwt anderen dat de scooter afremt en voorkomt zo aanrijdingen.



Comfortabele zitting

Draaifunctie en schuifrails zorgen voor een optimale zitpositie.



Twee-staps
ontkoppelingshendel

Dit unieke concept voorkomt dat de scooter per ongeluk uitrolt.



Ingebouwde
spatschermen

Beschermt elektronica en de transmissie tegen vuil en water.



















Demontage in vijf
delen

Er is geen gereedschap nodig om de Leo® te demonteren.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

				
Breedte rugleuning ▼	Zitdiepte ▼	Zitting naar vloerhoogte ▼	Hoogte rugleuning ▼	
Leo [®] 4W	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm
				
Totale breedte ▼	Totale lengte ▼	Leeg gewicht ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	
Leo [®] 4W	590 mm	1220 mm	59 kg (excl. batterijen) 83 kg (incl. batterijen)	136 kg
				
Accu capaciteit ▼	Draaicirkel ▼	Obstakelhoogte ▼	Bodemspeling ▼	
Leo [®] 4W	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm
				
Max. veiligheids-helling ▼	Motor capaciteit ▼	Max. rijafstand ▼	Max. rij snelheid ▼	
Leo [®] 4W	10°	240 W	38 km	8 km/h

Frame kleuren



Onyx Blue



Ruby Red

Bekleding



Black Vinyl

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.™