

# *Looprekken*



## Invacare **Asteria**



### Veilig, stabiel en lichtgewicht

Plooibare looprek in geanodiseerd aluminium

### Gebruiksvriendelijk

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet

Vouwbaar looprek met centrale drukknop

Hoogteverstelbaar 770-950 mm (per 20 mm)

Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren

### Comfort

Handvaten in schuim voor betere grip en maximale duurzaamheid

Vouwstelsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen

Duurzaam kader met zijdelingse versteviging

Beschikbaar met voorwielen


## Kenmerken en opties



120 mm diep gevouwen



Vouwknoop



Handvat in schuim voor goede grip




## Technische gegevens

**Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.**

Totale breedte	630 - 660 mm
Breedte tss. handvaten	395 mm
Breedte tss. poten	530 - 550 mm
Totale diepte	440 - 450 mm
Regelbare hoogte	780 - 905 mm
Gewicht	3 kg
Max. gebruikersgewicht	135 kg

## Kleur

Grijs



Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

## Artikelnr

1515569

## Accessories voor **Asteria** en **Brio**



### 6270E:

paar vaste voorwielen (diameter 76 mm).

**Let op:** de minimale en maximale hoogte van het looprek verandert bij uitvoering met hulpwielen.

## Invacare **Brio**



### Comfort en kwaliteit

Looprek in geanodiseerd aluminium

### Kwaliteit

Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren

Vouwstelsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen

Lagere zijbeugel versterkt het frame en voegt stabiliteit toe

Aangeboden in junior en volwassen versie, afhankelijk van de lengte van de cliënt

### Comfort

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet

Vouwmechanismen zijn gemakkelijk te bereiken vanuit een zittende positie

Volwassen vers. is hoogteverstelbaar van 770-950 mm, junior vers. van 640-820 mm

Compact: slechts 100 mm diep wanneer opgevouwen

Wielen en tas optioneel beschikbaar


## Technische gegevens

**Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.**

Totale breedte	610 - 630 mm (Adult) / 600 - 630 mm (Junior)
Breedte tss. handvaten	430 mm
Breedte tss. poten	520 - 540 mm (Adult) / 510 - 540 mm (Junior)
Totale diepte	430 - 460 mm
Regelbare hoogte	770 - 950 mm (Adult) / 640 - 820 mm (Junior)
Gewicht	2,7 kg (Adult) / 2,5 kg (Junior)
Max. gebruikersgewicht	135 kg

## Kleur

Grijs



Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

## Artikelnr

Adult versie **6291E-A**  
Junior versie **6291E-JR**

## Invacare **Foria**



### Wandelen in alle veiligheid

Looprek in geanodiseerd aluminium, met middelhoge handvaten

### Veilig

Middelhoge handvaten om gemakkelijker en veiliger recht te komen

Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren

Lagere zijbeugel versterkt het frame en voegt stabiliteit toe

### Comfort

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet

Vouwstelsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen

Hoogteverstelbaar: 790-920 mm

Handvaten in zacht schuim


## Technische gegevens

**Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.**

Totale breedte	640 - 655 mm
Breedte tss. handvaten	420 mm
Breedte tss. poten	590 - 610 mm
Totale diepte	490 - 510 mm
Regelbare hoogte	795 - 920 mm
Gewicht	3 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg

## Kleur

Grijs



Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

## Artikelnr

**P421B**

## Invacare **Escort**



**0435CE:**  
paar vaste voorwielen  
(diameter 114 mm).

### Veilig, stabiel en lichtgewicht

Vast looprek in geanodiseerd aluminium

- Zeer stabiel door voorwaarts gerichte steunpoten
- Lichtgewicht: slechts 2 kg
- Hoogteverstelbaar (770 - 850mm)
- Voorwielen beschikbaar


### Technische gegevens

**Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.**

Totale breedte	620 - 630 mm
Breedte tss. handvaten	360 mm
Breedte tss. poten	540 - 550 mm
Totale diepte	390 - 400 mm
Regelbare hoogte	770 - 850 mm
Gewicht	2 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg

### Kleur

Grijs



Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

### Artikelnr

**P435B**

Tel: +32 (0)50 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België

