



### **Veelzijdige en compacte mobiliteit voor dagelijks gebruik.**

De *Invacare Pronto M41* is een elegante en zeer veelzijdige elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis. Het biedt een uitstekend aanbod van ziopties aan, gericht op complexe houdingsbehoeften door ondersteuning en comfort. Een compacte middenwiel aangedreven basis maakt het gemakkelijker om zowel te manoeuvreren in de meeste omgevingen als eenvoudig transporteren met de wagen. Het is ontworpen om zich perfect aan te passen aan een onafhankelijke levensstijl - waar je ook kiest te verblijven.

Trusted Solutions, Passionate People





### Ter plaatse draaien

De M41 is voorzien van een middenwiel aangedreven basis met zeer kleine afmetingen. Zijn compact formaat zorgt voor een korte draaicirkel en veelzijdige wendbaarheid in nauwere ruimtes. Elke dag.

### Alledaagse obstakels

De vereenvoudigde **SureStep®** technologie van Invacare maakt het mogelijk voor individuen om zelfverzekerd en comfortabel te rijden over alledaagse drempels; het houden van de zes wielen op de grond zorgt voor maximale stabiliteit.

### Het persoonlijk comfort

De Pronto **M41** biedt vele zitopties en dit dankzij Invacare's zeer verstelbaar modulair concept. De **Modulite™** zitunit omvat verschillende naspanbare bekledingen evenals Flex3 rugopties met een selectie van accessoires.

Het zitsysteem kan ook worden uitgevoerd met de **Matrix®** rugopties voor optimale ondersteuning en positionering waar nodig.

## Functies en opties



#### Stabiliteit met SureStep®

Houdt de zes wielen op de grond voor soepel rijgedrag en een optimale stabiliteit.



#### Elegant design

Biedt mobiliteit aan met stijl.



#### Taxifixatiehaken

4 geïntegreerde transport-haken



#### Gemakkelijk onderhoud

Toegang tot kritieke componenten zonder gereedschap



## Functies en opties



### Rugkanteling

30° kantelen met een hoog draaipunt ontwikkeld voor een natuurlijke beweging. 3 standen.



### T-arm

De T-arm is in hoogte verstelbaar en afneembaar. Het biedt een keuze aan van 4 verschillende armsteunen.



### Flip-up armsteun

De **Modulite™** zitunit kan worden gecombineerd met een multiverstelbare flip-uparmsteun voor persoonlijk comfort en gemakkelijkere transfers.



### Matrix® ruggen

De diverse soorten **Matrix®** ruggen kunnen gecombineerd worden met **Modulite™** om een optimale lichaamsondersteuning en positionering te bieden.



### Flex3 rug

De Flex3 rugleuning kan versteld worden van 38cm tot 53cm.



### LNX centrale beensteun

De centraal gemonteerde beensteun maakt een actieve zithouding mogelijk.



### Beensteun opties

Keuze uit handmatig instelbaar of de elektrische versie.

### Relax positie

De **Modulite™** zitunit kan worden versteld naar een volledig ontspannen positie met 30° tillen en 30° kantelen.



### ACS2 bedieningsopties

Breed gamma van **ACS2** bedieningsopties, waaronder de mini-joystick..



### Lift

Laat toe om tot 30 cm hoog te gaan.



### Kantelen met gewichtsverplaatsing

Kan met 30° gekanteld worden met een verplaatsing van het zwaartepunt voor zij die een betere houdingsondersteuning nodig hebben.

## Technische gegevens

Assise <b>Modulite™</b> Standard	440 - 480 mm	410 - 510 mm <sup>1</sup>	450 mm	480 mm <sup>4</sup>	245 - 310 mm <sup>5</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 8°
Assise <b>Modulite™</b> Modulable	380 - 530 mm	410 - 560 mm <sup>1</sup>	420 - 720 mm <sup>2</sup>	480 - 560 mm <sup>4</sup>	230 - 360 mm <sup>6</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 30°
Assise <b>Scooter</b>	405 - 455 mm	405 - 455 mm	450 mm	480 mm <sup>4</sup>	230 - 360 mm <sup>6</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 40°
Assise <b>Modulite™</b> Standard	90 - 120°	1030 mm <sup>4</sup>	610 - 690 mm <sup>7</sup>	1030 mm <sup>4</sup>	830 mm	136 kg	2 x 12V 32 Ah
Assise <b>Modulite™</b> Modulable	90 - 120°	1030 - 1090 mm <sup>4</sup>					
Assise <b>Scooter</b>	4°	1030 - 1090 mm <sup>4</sup>					
Invacare Pronto M41	1075 mm	50 mm	7° / 12,3%	2 x 250 W	21,1 km <sup>8</sup>	6 km/h	112 à 128 kg <sup>4</sup>

- 1/ Instelbaar in 4 stappen met een extra 50 mm dankzij de T-arm aanpassing of -50 mm met ingetrokken armleuningen
- 2/ Manueel instelbaar
- 3/ Met een lift, +30 mm voor zitmat opties
- 4/ Hangt af van de configuratie van de stoel
- 5/ T-armsteun
- 6/ Hefbare armleuningen
- 7/ Breedte van de wielbasis 610 mm
- 8/ Conform met ISO norm 7176-4:2008
- 9/ De componenten voor de Invacare **Modulite™** zitting zijn compatibel met elke stoel uit het Invacare electrogamma en gedeeltelijk ook met de Invacare Rea® rolstoelen.
- 10/ Voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn (2011/65 / EG) betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronisch apparaatuur.
- 11/ Conform de Verordening CE Reach (1907/2006) over de beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen.



Invacare® **Modulite™**

## Frame kleuren



Electric Red

Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgium  
Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10  
Fax +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© 2016 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Pronto M41 - BE - 01/2016



Meer gedetailleerde informatie, technische gegevens, transportreferenties of beschrijvingen van bepaalde opties kunnen geraadpleegd worden in de gebruikershandleiding van de rolstoel.

