



# Scorpius

OPVOUWBAAR | COMPACT | VEELZIJDIG



De *Invacare*® **Scorpius** reeks is speciaal ontworpen voor personen die een actief en onafhankelijk leven willen leiden zonder in te leveren op ruimte. Ideaal voor dagelijks gebruik, deze twee opvouwbare scooters zijn ook de perfecte reisgenoot voor diegenen die hun scooter naar het buitenland willen meenemen.

## Eenvoudig opvouwbaar en verplaatsbaar

De **Scorpius** is compact genoeg om in een standaard kofferbak van een auto te passen of naar het buitenland te reizen. Deze scooter is ideaal voor mensen die voortdurend onderweg zijn.

Verkrijgbaar in 2 versies: de **Scorpius** kan handmatig worden gevouwen in 3 eenvoudige stappen. De **Scorpius-A** vouwt automatisch in minder dan 8 seconden met een simpele druk op de knop.



### Compact

Beide ingeklapte compacte modellen passen eenvoudig in de kofferbak van een auto. De indrukwekkend kleine voetafdruk van beide scooters in opgevouwen toestand betekent dat ze gemakkelijk in kleine ruimtes kunnen worden gestockeerd.



### Goedgekeurd voor vliegvlagen

Onafhankelijk zijn in het buitenland? Dat kan met de **Scorpius** scooter. Deze scooter voldoet aan de normen voor lucht- en zeetransport. De 11,6 Ah lithium-ionbatterijen wegen slechts 2,8 kg en voldoen aan de IATA- en FDS-normen.\*

\*Het wordt steeds aanbevolen om contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij voordat u op reis gaat.



# 5

## EXCLUSIEVE KENMERKEN

### 1 Compact opvouwbaar

- ▶ Moeiteloos opvouwen: ideaal voor transport en opslag
- ▶ **Scorpius** gevouwen afmetingen = 750 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm
- ▶ **Scorpius-A** gevouwen afmetingen = 775 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

### 2 Touch LED-paneel

(Alleen voor **Scorpius A**)

- ▶ Intuïtieve touchscreen
- ▶ Vouwt de Scorpius-A in minder dan 8 seconden!
- ▶ Uitgerust met een antidiefstalapparaat

### 3 LED verlichting

- ▶ LED-verlichting voor en achter uitgerust met automatische remlichten

### 4 Batterijen voldoen aan luchttransport

- ▶ Standaard 11,6 Ah lithium-ionbatterijen kunnen in vliegtuigen worden meegenomen
- ▶ Voldoet aan IATA- en FDS-normen

### 5 Duurzaamheid

- ▶ Met standaard 8 "PU-wielen is de Scorpius scooter geschikt voor verschillende soorten terreinen







## Extra functies

- ▶ **Opbergzakken**  
Optionele opbergzakken voor, achter en onder de stoel zijn verkrijgbaar, evenals een handige opberghoes
- ▶ **17.6Ah batterij**  
Een grotere lithium-ionbatterij beschikbaar voor personen die langere afstanden willen afleggen (23 km)









## Technische gegevens ▼






Meer informatie over dit product, zoals de gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze website [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

	 Breedte rugleuning ▼	 Zitdiepte ▼	 Zitting naar vloerhoogte ▼	 Gevouwen afmetingen (L x W x H) ▼	 Totale breedte ▼	 Totale lengte ▼
<b>Scorpius</b>	419 mm	340mm	560mm	780 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm
<b>Scorpius A</b>	419 mm	340mm	560mm	775 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm


	 Totale hoogte ▼	 Totale gewicht (incl. batterijen) ▼	 Max. gebruikersgewicht ▼	 Batterijcapaciteit ▼	 Draaicirkel ▼	 Max. beklimbaar obstakelhoogte* ▼
<b>Scorpius</b>	953 mm	30 kg**	115kg	1 x 24V/11,6Ah	1140mm	50mm
<b>Scorpius A</b>	953 mm	30,8 kg***	115kg	1 x 24V/11,6Ah	1140mm	50mm

	 Bodemspeling ▼	 Max. veiligheidshelling ▼	 Max. rijafstand ▼	 Max. rij snelheid ▼	 Motorcapaciteit ▼
<b>Scorpius</b>	43mm	6°	15km	8 km/u	250W, 4600 r.p.m
<b>Scorpius A</b>	43mm	6°	15km	8 km/u	250W, 4600 r.p.m

\*Gemeten met stuwkracht  
 \*\*Gewicht zonder batterijen: 27,2 kg  
 \*\*\*Gewicht zonder batterijen: 28 kg

## Framekleuren ▼



Wit

Rood

## Bekleding ▼



Zwart

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
 marketingbelgium@invacare.com  
 www.invacare.be

Invacare N.V.  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 België

