

Storm^{®4} X-plore



För bästa framkomlighet
- i alla miljöer

LINX[®]



Njut av alla fördelarna med *Invacare Storm⁴* och kombinera det med fjädring på alla fyra hjul, som ger en förbättrad stötdämpning och komfort samt bättre dragkraft på ojämnt underlag för bästa utomhusprestanda.

Storm⁴ X-plore är den perfekta partnern för alla miljöer.

- **Fyrhjulsfjädring**
- **Enkel att använda, enkel att hantera i alla miljöer**
- **Simply Smart LiNX kontrollsystem**



Stötdämpning på alla fyra hjulen

Fyra individuellt justerbara fjädrar – med inbyggda stötdämpare – plus luftfyllda däck garanterar användare av **Storm⁴ X-plore** utmärkt komfort och grepp även på ojämna underlag. **Storm⁴ X-plore** är perfekt för användare som vill ha det bästa när det gäller utomhusprestanda.

Anpassningsbar för alla

Precis som *Invacare Storm⁴* kännetecknas av sin användarvänlighet, så karakteriseras också **Storm⁴ X-plore** av detsamma. Batterier och elektronik är lättillgängliga, vilket underlättar vid service. *Invacare Modulite™* sittsystem kan justeras från 380 mm till 530 mm och ett stort urval av ryggstödsmodeller ger möjlighet att hitta bästa tänkbara individuella sittställning och komfort.

Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid. Med enkel access till statistik och diagnosinformation, ger **LiNX** en transparens för den som skall arbeta med produkten.



Modern pekskärms teknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens fysiska och kognitiva förmåga.



Alternativa styrningar

Ett brett urval av alternativa styrningar är framtaget till **LiNX**. För dem som inte kan använda sig av standardmanöverenheterna. Allt för att underlätta kontroll och oberoende. Joystick Compact, Low Force, Extremity, hakstyrningsbox eller en vårdarstyrningsbox finns bland annat i urvalet.

Egenskaper och tillbehör

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A vilket gör att enheterna behåller sin batterikapacitet längre. Kan monteras i sidoskenan för att enklare nås av brukaren.



LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen unik riktningstabilitet och förbättrade köregenskaper.



Bluetooth

Manöverboxen REM400 tillåter användaren att ansluta till tre olika enheter samtidigt, inklusive PC.



LED belysning

Attraktiva LED lampor med starkt, klart sken gör turen säker.



Färgade paneler

Färgade paneler på länkhjulsarmarna ger en personlig touch.



Underhåll & service

Elektronik, & batterier såväl som kablar & kontakter, är lättåtkomligt för att underlätta vid service och snabbt och problemfritt underhåll.



Stötdämpning

På sidan av **Storm⁴ X-plore**, sitter en ställbar fjädring som kan ställas in efter individuella behov, traditionella stötdämpare bak har som utformats för att terrängen inte skall sätt begränsningen på vart man vill åka.



Sits-tilt

Manuell eller elektrisk tilt på maximalt 25° ger möjlighet till ett bekvämt och tryckavlastat sittande.



El-rygg

El-ryggen har en hög ledpunkt för en naturlig rörelse och minskade skjuvkrafter. Kan eftermonteras.



Pelaryft

Den stabila teleskoperande pelarlyften har en räckvidd på 250 mm.



Module™ sittsystem

Grunden består av en teleskoperande sitsram inkl monteringskena som möjliggör en rad sits-, rygg-, benstöd- & armstödsmodeller.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Ryggstödshöjd	Totalhöjd	Intervall ryggstödsvinkel	Intervall armstöds höjd	Vikt
Modulite™	380 - 530 mm ⁵	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm ^{1,9}	1020 - 1190 mm	90 - 120°	275 - 340/ 325 - 390 mm ¹⁰ 245 - 310/ 295 - 360 mm ¹¹	174 kg ²

	Sitthöjd	Underbenslängd	Sitsvinkel	Hjulbas	Längd inkl. benstöd	Längd exkl. benstöd	Max brukarvikt
Invacare Storm⁴ X-plore	440 - 690 mm ³ 450 / 480 mm utan sitslyft	290 - 460 mm ⁴	0° - 25° ⁸	630 mm	1190 mm ⁶	910 mm	150 kg

	Batterikapacitet	Svängdiameter	Max hindertagning utan/med kantklättrare	Max säker lutning	Motoreffekt	Hastighet	Körsträcka
Invacare Storm⁴ X-plore	73.5 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	Upp till 20% (11.3°)	340 W	10 alt. 12 km/h	Upp till 30 km/h



- Mätt från sitsplatta
- Genomsnittligt värde, kan variera beroende på konfiguration
- Mätt från golvplan till sitsplatta utan sitsdyna
- Mätt från fotplatta till sitsplatta
- Ytterligare 50 mm med armstöden

- Med benstöden i största vinkeln
- I enlighet med ISO 7176-4 med 10 km/h och 73.5 Ah batterier; körsträckan kan variera beroende på en mängd faktorer. (batteristorlek, hastighet, temperatur etc.).
- Med el-tilt. Manuellt ställbar 0-9°

- Beroende på val av ryggstöd
- Med standard/One Piece sitsplatta
- Med teleskoperande sitsram
- Invacare Modulite™ är korskompatibel med stora delar av Invacares sortiment av elrullstolar samt delvis med Invacare Rea™-sortimentet.

Färg kåpor och etiketter

Blå (RAL 5026)	Svart (RAL 9005)	Champagne (0314)	Röd (0200)	Vit (RAL 9016)	Grön (RAL 6003)

Kom ihåg att du kan anpassa din **Storm⁴ X-plore** med hjälp av tjänsten Invacare UNIQUE.

Annan RAL-färg finns som ytterligare tillval till en ökad kostnad och med längre leveranstid.

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

