

VICAIR

Vicair[®] Ryggar



Optimal tryckavlastning,
stöd och stabilitet

INVACARE
Yes, you can.®

Vicair® Ryggar

Med hjälp av flera hundra små luftfyllda celler ger **Vicair ryggarna** en optimal tryckfördelning, stöd och stabilitet till många olika brukargrupper. Ryggdynan är enkel att använda och har en mängd olika spännande möjligheter.

Unik design

I **Vicair ryggdynor** används **Vicair Technology™**, en unik och innovativ metod som ger dynamisk yta och stöd. Ryggdynorna innehåller flera hundra små tetraformade luftfyllda celler **SmartCells™**. Dessa flexibla celler har en låg friktion och glider därför lätt mot varandra och formar sig lätt efter kroppsformen. Resultatet ger en optimal kombination av tryckfördelning, stöd och stabilitet.



Optimal sittställning

Fler och fler inser betydelsen med ett bra ryggstöd. **Vicair ryggarna** ger god komfort samtidigt som de ger ökad stabilitet, rörelsefrihet samt förhindrar felställningar. **Vicair ryggarna** är indelade i flera sektioner med olika fyllnadsgrad och kan justeras individuellt för optimal anpassning.

Många möjligheter

Inga brukare är lika varför det finns olika behov av positionering. **Vicair** serien består av flera olika modeller som täcker de flesta behoven.

Alla **Vicair ryggar** är enkla och säkra att använda. Ryggarna har en mycket låg vikt och monteras enkelt av och på rullstolen.



Ryggversioner



Multifunctional O2 rygg

Placeras direkt på rullstolens ryggstöd och passar en mängd stolar tex komfort och elektriska rullstolar. Ryggen består av en ryggdyna som är indelad i 10 sektioner. Specialtillverkad serie finns till Invacare's komfortstolar.



Liberty Rygg

Är tillverkad på samma sätt som Liberty dynorna med ett silikonlag mellan cellerna. **Liberty Rygg** ger ökat stöd och mycket god komfort.



Vicair Multifunctional Flex ingår i Multifunctional familjen

Placeras direkt på rullstolens ryggstöd och passar en mängd olika stolar tex komfort och elektriska rullstolar samt Invacare Flex 3 rygg. Ryggen består av en ryggdyna som är indelad i flera sektioner med lateralt stöd. Finns även extra tillbehör stöttande stabila lateraltstöd för extra stabilitet.

Anpassning



Storlek

Vilken storlek på **Liberty Rygg** man behöver får man genom att mäta avståndet mellan ryggrorena.



Anpassning av Liberty Rygg

Liberty Rygg passar de flesta velcro ryggar med hjälp av kardborrband. Ryggen justeras genom att lossa eller dra åt kardborrbanden.



Butterfly

Passar de flesta ryggar, inte bara rullstolar. Ryggen består av 3 sektioner och ger ökad stabilitet och stöd till nedre delen av ryggen. Placeras direkt på befintlig rygg.








Vicair Anatomic rygg

Placeras direkt på rullstolens ryggstöd och passar en mängd olika stolar. Klar för användning, eftersom den formar sig dynamiskt till konturerna av användarens rygg, men möjliggör också ett stort utbud av individuella justeringar.

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

	Storlek: (b x h)	Vikt:	Max. brukarvikt	Rengöring överdrag	
					
Multifunctional O2	36 x 45 41 x 45 46 x 45 37 x 54 40 x 54 45 x 54 50 x 54	1,25 kg	250kg	60°	Garanti: 2 år
Butterfly	40 x 20 45 x 20 50 x 20	0,55 kg	120 kg	60°	
Multifunctional Flex	41 x 55 45 x 55 49 x 55	1,5 kg	250 kg	60°	
Liberty Rygg (b)*	36 / 40 x 45 40 / 44 x 45 44 / 48 x 45	0,70 kg	150 kg	60°	

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

